

Inspired by life



## SCOOTMOBIELEN

---

VIVO

PRESTO

SOLO



SLIM OP WEG

# Inhoud

Deze '**Slim op weg**' kaarten helpen u met het gebruik van uw scootmobiel. Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw dealer of met ons via 0314 – 328 000.

Veel plezier met uw scootmobiel!

## Opstappen

- Draai de stoel zodat u makkelijk op kunt stappen.
- Draai de stoel terug tot deze in de rijpositie 'klikt'.
- Zet het stuur in de gewenste positie.

## Rijden

- Zet de contactsleutel op contact.
- Kies de snelheid die past bij de omgeving waarin u rijdt.



## Even oppassen

Zodra u het gas loslaat op de scootmobiel treedt de rem in werking.

## Afstappen

- Neem de sleutel uit het contact.
- Zet het stuur recht.
- Draai de stoel opzij.
- Stap af.



## Hoe ver kunt u rijden

De afstand die u met uw scootmobiel kunt rijden op een volle accu noemen we de actieradius. Op deze kaart vindt u de theoretische afstand die is gemeten volgens de norm ISO 7176-4. Daarnaast benoemen we een geadviseerde maximale rijafstand totdat u de accu weer moet opladen, dit is gebaseerd op 80% van de theoretische actieradius, bij grootst mogelijk toepasbare accu's van Life & Mobility.

In de praktijk zijn er enkele factoren die alsnog invloed hebben op de maximale rijafstand. Denk hierbij aan de bandenspanning, de leeftijd van de accu's, het vervoerde gewicht, de conditie van de weg, korte of lange ritten en het weer hebben allemaal invloed.



## Onze range

### **SOLO**

Topsnelheid: 18km/u  
Actieradius: 70km  
Afstand tot laden: 56km

### **PRESTO S**

Topsnelheid: 17km/u  
Actieradius: 44km  
Afstand tot laden: 36km

### **PRESTO**

Topsnelheid: 15km/u  
Actieradius: 44km  
Afstand tot laden: 36km

### **VIVO**

Topsnelheid: 8km/u  
Actieradius: 28km  
Afstand tot laden: 22km

## Accu tips

Om zo lang mogelijk te kunnen genieten van uw accu's kunt u het volgende doen:

- Wanneer de scootmobiel voor het eerst gebruikt wordt is het belangrijk om de accu's volledig op te laden. De accu's hebben pas hun maximale capaciteit na 10 - 20 laadcycli. Dat betekent dat u in het begin niet direct uw verwachte actieradius kunt benutten
- Wij adviseren de accu's iedere nacht op te laden, ook al is het maar een beetje. U kunt de accu's niet overladen.
- Volledig opgeladen accu's zijn aan te raden voordat u gebruik maakt van uw scootmobiel
- Probeer de accu's niet meer dan 80% te ontladen. Een enkele keer is niet erg, maar wanneer het vaker gebeurt verlaagd het de levensduur en maximale capaciteit van de accu.
- Gebruik altijd de accu lader die bij de accu's is meegeleverd
- Mocht u de scootmobiel een langere periode (bijv langer dan 2 weken) niet gebruiken, laad de accu's dan minstens 1x per maand op.



## Wat kunt u zelf doen

- Wanneer u de scootmobiel schoon wilt maken, gebruik dan mild reinigings-middel, zowel voor de bekleding als de gelakte delen.
- Gebruik zachte borstels en doeken om krassen te voorkomen. We raden af om een hogedrukreiniger of schurende en bijtende schoonmaakmiddelen te gebruiken
- Controleer regelmatig of de scootmobiel naar behoren functioneert. Let hierbij bijvoorbeeld op de verlichting, trillingen, geluiden, motorkracht en snelheid. Neem contact op met uw dealer als u afwijkingen herkent.

## Jaarlijks onderhoud

Laat de scootmobiel minimaal 1 keer per jaar door een erkend Life & Mobility dealer controleren. Tijdens dit onderhoud worden onder andere de volgende onderdelen van uw scootmobiel nagekeken: de accu's, de banden, de remmen, de motor, de bekabeling, de stoel en de vering. Onder de accukap vindt de dealer een onderhoudsboekje waarin elke servicebeurt kan worden genoteerd.

## Bandenspanning

Zorg voor een bandenspanning tussen de 2,5 en 3 bar. Zo rijdt u het meest comfortabel, kunt u licht sturen, voorkomt u slijtage en maximaliseert u de actieradius

## Waar kan ik mijn scootmobiel verzekeren?

Voor een scootmobiel is een WA-verzekering verplicht. Er zijn diverse maatschappijen met speciale verzekeringen voor scootmobielen. U heeft geen kenteken nodig, maar wel een verzekeringsplaatje die bevestigd wordt aan de achterzijde van de scootmobiel.

## Kan ik oefenen met mijn scootmobiel?

Dealers en gemeenten bieden rijlessen aan voor de scootmobiel. Deze organisaties doen dat soms in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

## Wat zijn nuttige websites?

Op de website van Veilig Verkeer Nederland vindt u nuttige informatie over het veilig rijden met een scootmobiel. U kunt daar ook de brochure bestellen 'RijWijzer met uw scootmobiel'.

**<https://vvn.nl/blijfveiligmobiel>**

Veilig Verkeer Nederland biedt op internet ook een test aan voor verkeersregels:

**<https://opfriscursus.vvn.nl/v/test>**

# Waar mag ik met mijn scootmobiel rijden?

Met een scootmobiel mag u vrijwel overal rijden: op de stoep, het fietspad en de rijbaan. Wel moet u zich aan de snelheidsregels houden. Op de stoep is dat bijvoorbeeld maximaal 6 km/u. Rijdt u op het fietspad dan gelden de regels voor fietsers.

U mag uw scootmobiel wel op de stoep parkeren. Hou er dan wel rekening mee dat deze geen hinder mag veroorzaken voor anderen.

## Verkeersregels scootmobiel

Op de website van de overheid vindt u een overzicht van alle regels die gelden voor het rijden met een scootmobiel.

[www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

## Regels verlichting

U moet overdag bij slecht zicht en 's nachts uw voor- en achterlicht aan hebben. Dit geldt niet als u op de stoep rijdt.

