

ERGO Stand



Stehstuhl

Inspired by life





ERGO Stand

Karma

Der ERGO Stand ist ein sehr wendiger Vorderrad-angetriebener Stehstuhl mit dem patentiertem Karma S-ERGO Sitzsystem.

Durch seinen schmalen Rahmen und den Frontantrieb ist der Ergo Stand ideal für die Verwendung im Innenbereich und das Manövrieren in engen Räumen. Die agile Steuerung sorgt für angenehme Fahreigenschaften im Außenbereich. In wenigen Sekunden kann man durch einfachen Knopfdruck von der Sitz- in die Stehposition gebracht werden. Der Rückenlehnen-Winkel ist elektrisch verstellbar, wodurch auch die Stehposition geändert werden kann. Der ERGO Stand kann auch im Stehen gefahren werden.

Kurzum:

- Ein sehr wendiger Vorderradangetriebener Stehstuhl
- Fahren im Stehen
- In wenigen Sekunden von der Sitz- in die Stehposition
- Ideal für die Verwendung im Innenbereich und in engen Räumen



STANDARD:

- Fußplatte in der Höhe einstellbar
- S-Ergo Sitz-System
- Elektrische Rückenlehnen-Verstellung
- Höhenverstellbare und hochschwenkbare Armlehnen
- Kniestütze in Höhe, Tiefe und Breite einstellbar

OPTIONEN:

- Kopfstütze
- Joystick zur Seite wegschwenkbar
- Sicherheitsgurt H-förmig



Seitenansicht



Vorderansicht



Rückansicht



Standposition

EIGENSCHAFTEN ERGO STAND

Antriebsart	Vorderrad
Max. Benutzergewicht	136 kg
Gesamtgewicht	83 kg (einschl. Akkus)
Höhe/Breite/Tiefe	97 / 62 / 100 cm
Sitzbreite	40 / 44 / 48 cm
Sitztiefe	45 / 48 / 51 cm
Sitzhöhe (Sitzplatte)	45 cm
Biomechanische Einstellung	Nein
Sitzsystem	S-Ergo
Reichweite	25 km
Max. Geschwindigkeit	9 km/h

Batterien	50 Ah
Steuerung (VR2 / R-Net)	VR2
Anzahl Anschlüsse	2
Crashtest-sicher	Nicht geprüft
Farbe Abdeckung	Diamant Blau
Rückenverstellung	Manuell
Einstellbereich	80° - 120°
Sitzkantelung	-
Beinstützen	-
Einstellbereich	-
Fußstützenverstellung	Manuell