

Produktübersicht

EVO Lectus LR

STANDARDAUSSTATTUNG BEINHÄLTET:			
Mobilität	Steuerung	Sitzsystem	Sitzfunktionen
Geschwindigkeit 6 km/h	P&G R-Net	Ergonomisch geformt Sitzkissen, 3D Mesh	Elektrische Sitzhöhenverstellung bis 400 mm
2x Gel Batterien MTG76	Joystick-Modul CJSM	Standard Rückenkissen, 3D Mesh	Manuelle Rückenlehnenverstellung
Ladegerät 24V/8A	Standard Joystickaufsatz	Armlehnen hochschwenkbar, längen- und höhenverstellbar Inkl. Armlehentasche	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 15 Grad
Luftbereifung schwarz	Bedienpult feste Montage - rechts	Beinstütze biomechanisch, manuell verstellbar	
LED Beleuchtung vorn und hinten	120 Amp Power Modul		
Inklusive Stützräder			



HMV nummer
18.99.06.1074

Spezifizierung

AFK.	MESSPUNKTE	
SB	Sitzbreite	42 – 62 cm
ST	Sitztiefe	40 – 60 cm
SH	Sitzhöhe (inkl Sitzkissen)	50,5 - 55,5 cm
	Min. Sitzhöhe (Boden bis Sitzplatte)	41,5 - 81,5 cm
GH	Gesamthöhe	111 cm
GL	Gesamtlänge	98,5 cm
GB	Gesamtbreite	61,5 cm
	Geschwindigkeit	6/10/12,5 km/h
	Reichweite (Batterienabhängig)	Bis 45 km
	Gesamtgewicht (einschl. Akkus)	185 kg
	Höchstgewicht des Nutzers	136 kg
	Wendekreis	100 cm
	Durchmesser Antriebsräder	14"
	Durchmesser Hinterräder	9"





Produktübersicht

Rechnungsadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Versandadresse:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Kommission:	
Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	
Krankenkasse / Diagnose:	

Datum:
Mitarbeiter Fachhändler:
Email:
Tel:
Mitarbeiter L&M DE:

ANATOMISCHE MASSE:		
1) Kopf Höhe:	_____	mm
2) Schulter Höhe:	_____	mm
3) Ellbogen Höhe:	_____	mm
4) Ellbogen bis Hand:	_____	mm
5) Unterschenkel Länge:	_____	mm
6) Oberschenkel Länge:	_____	mm
7) Hüft Breite:	_____	mm
8) Brust Breite:	_____	mm
9) Höhe,	_____	mm
10) LT-Ebene (Newton):	_____	cm
Gewicht (kg):	_____	kg

SYMBOLE: S = Standard

MODELL WÄHLEN

Modell		
<input type="checkbox"/>	ELLR000000080	EVO Lectus Low Rider, 6 km/h, R-Net, inklusive Stützräder

Geschwindigkeit		
<input type="checkbox"/>	ELLR010000090	Geschwindigkeit 10 km/h ¹ inklusive StVo Kit und elektrischen Stützräder
<input type="checkbox"/>	ELLR010000100	Geschwindigkeit 12,5 km/h ¹ inklusive StVo Kit und elektrischen Stützräder
<input type="checkbox"/>	ELLR000000050	Gyro-Modul (Fahrstabilisator)

1 Bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h oder 12,5 km/h ist das Gyro-Modul notwendig.

Federung Voreinstellung		
<input type="checkbox"/>	ELLR720000060	EVO 0 - 75 kg
<input type="checkbox"/>	S ELLR720000030	EVO 75 - 100 kg
<input type="checkbox"/>	ELLR720000040	EVO 100 -125 kg
<input type="checkbox"/>	ELLR720000050	EVO 125 - 136 kg

Farbe Verkleidung		
<input type="checkbox"/>	ELLR500000010	Silver / Black
<input type="checkbox"/>	ELLR500000020	Orange / Black
<input type="checkbox"/>	ELLR500000030	White / Black
<input type="checkbox"/>	ELLR500000050	Persönliche Farbauswahl. Bitte RAL-Nummer angeben:

BATTERIEN (2 STÜCK) + LADEGERÄT		
<input type="checkbox"/>	S ELLR530000090	Batterien MTG76 (Typ Gel, 76Ah@C20, 66Ah@C5)
<input type="checkbox"/>	S ELLR660000010	Ladegerät 24V / 8A
<input type="checkbox"/>	ELLR660000020	Ladegerät 24V / 12A ²
<input type="checkbox"/>	ELLR530000070	Batterien MPX85 ¹ (Typ AGM, 105Ah@C20, 85Ah@C5)
<input type="checkbox"/>	ELLR660000020	Ladegerät 24V / 12A ²
<input type="checkbox"/>	ELLR530000040	Ohne Batterien
<input type="checkbox"/>	ELLR660000030	Ohne Ladegerät

1 Wenn eine maximale Reichweite gefragt ist, wird wegen der höhere Kapazität der Einsatz von den MPX-Batterien empfohlen.

2 Um die Ladezeit mit ca. 25% zu verkürzen, wird ein externe Ladebuchse empfohlen

Externe Ladebuchse		
<input type="checkbox"/>	ELLR660000040	Externe Ladebuchse; Befestigung hinten an der Bekappung
<input type="checkbox"/>	ELLR660000060	Externe Ladebuchse; Befestigung unter der Armlehne rechts (AD-Lieferzeit auf Anfrage)
<input type="checkbox"/>	ELLR660000070	Externe Ladebuchse; Befestigung unter der Armlehne links (AD-Lieferzeit auf Anfrage)



Produktübersicht

RÄDER

Vorderräder 3.00 x 8 (14")

- S** ELLR050190020 Luftbereift schwarz
- ELLR050190010 Luftbereift grau
- ELLR050200020 Vollgummi schwarz
- ELLR050200010 Vollgummi grau

Lenkräder 2.50 x 4 (9")

- S** ELLR060190020 Luftbereift schwarz
- ELLR060190010 Luftbereift grau
- ELLR060200010 Vollgummi schwarz
- ELLR060200020 Vollgummi grau

STEUERUNG

R-Net bedienpult^{1,4}

- S** ELLR770000010 Joystick-Modul CJSM mit Farbdisplay
- ELLR770000020 Joystick-Modul CJSM2
- ELLR770000090 R-Net Joystick-Modul CJSM2 mit Bluetooth
- ELLR770000030 Umkehrbarer Mittelsteuerung für Tisch Aufklappbar²
- ELLR770040070 Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) RECHTS
- ELLR770030060 Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) LINKS
- ELLR770000080 Intuitive Schiebegriffe-Steuerung für Begleiter³

1 Betrachten Sie das Bestellblatt Sondersteuerungen.

2 Tisch auswählen für Mittelsteuerung!

3 Nur in Kombination mit Begleitsteuerung

4 Individuelle Sondersteuerung, benutzerdefiniert, Preis auf Anfrage



CJSM



CJSM2



Mittelsteuerung



Begleitsteuerung

Joystickaufsatz (R-Net)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELLR930320020	ELLR930320030	ELLR930320040	ELLR930320060	ELLR930320070	ELLR930320050	ELLR930320080	ELLR930320090
Standard	Ball 32 mm	Ball 38 mm	Pilztaste	T-Bar-Schalter	Stick 80 mm	Soft-Ball 70 mm	Golfball

Joystick Montage

- S** ELLR750040010 Bedienpult feste Montage - RECHTS
- ELLR750030010 Bedienpult feste Montage - LINKS
- ELLR750040020 Bedienpult abschwübar und längeneinstellbar RECHTS
- ELLR750030020 Bedienpult abschwübar und längeneinstellbar LINKS
- ELLR750040030 Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung RECHTS
- ELLR750030030 Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung LINKS



Fahrpult abschwübar



"Evo-Lectus" Typ abschwübarer Bedienpult

Therapie Tisch

- ELLR150030010 Tisch abschwübar LINKS (Bedienpult RECHTS)
- ELLR150040010 Tisch abschwübar RECHTS (Bedienpult LINKS)
- ELLR150030020 Tisch Aufklappbar nach Links, für umkehrbarer Mittelsteuerung
- ELLR150040020 Tisch Aufklappbar nach Rechts, für umkehrbarer Mittelsteuerung
- ELLR150000030 Brustpelotte mit Mesh Bezug für Tisch

(AD-Lieferzeit auf Anfrage)

SITZGRÖSSEN

Sitzbreite

- S** ELLR020000010 420 mm
- ELLR020000020 470 mm
- ELLR020000030 520 mm
- ELLR020000040 570 mm
- ELLR020000050 620 mm Ohne Sitzkissen (Sitzkissen auf Anfrage)

(AD-Lieferzeit auf Anfrage)



Produktübersicht

Sitztiefe

<input type="checkbox"/>	ELLR030000010	400 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR030000020	425 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR030000030	450 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR030000040	475 mm
<input type="checkbox"/>	S ELLR030000050	500 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR030000060	525 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR030000070	550 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR030000080	575 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR030000090	600 mm

Rückenlehnen-Breite

<input type="checkbox"/>	ELLR730000010	410 mm
<input type="checkbox"/>	S ELLR730000020	460 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR730000030	510 mm

Rückenlehnen-Höhe

<input type="checkbox"/>	ELLR410000010	530 mm
<input type="checkbox"/>	S ELLR410000020	600 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR410000030	670 mm ¹

¹ Standard in Kombination mit 510 mm Rückenlehnen-Breite. (Wenn für andere Breite, AD-Lieferzeit auf Anfrage)

Sitz-Höhe (Boden bis Sitzplatte)

<input type="checkbox"/>	S ELLR040000010	415 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR040000020	425 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR040000030	435 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR040000040	445 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR040000050	455 mm
<input type="checkbox"/>	ELLR040000060	465 mm

KISSEN

Sitzkissen

<input type="checkbox"/>	S ELLR240000010	Ergonomisch geformt mit 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR240000020	Ergonomisch geformt mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR240000040	Ohne Kissen

Rückenkissen

<input type="checkbox"/>	S ELLR780000010	Standard mit 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR780000020	Standard mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR780000080	Extra Kontur mit 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR780000090	Extra Kontur mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR780000060	Konturpolster / Rumpfanstützung
<input type="checkbox"/>	ELLR780000040	Ohne Kissen
<input type="checkbox"/>	ELLR780000050	Ohne Kissen und Rückenschale

Lumbalkissen

<input type="checkbox"/>	ELLR960000010	Lumbalkissen manuell aufpumpbar
--------------------------	---------------	---------------------------------

Rumpfpelotten

<input type="checkbox"/>	ELLR830040060	Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830040070	Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830030060	Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830030070	Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830040010	Rumpfpelotte RECHTS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830040020	Rumpfpelotte RECHTS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830030010	Rumpfpelotte LINKS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830030020	Rumpfpelotte LINKS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR830040030	Variable Höheneinstellung über Gleitschiene, RECHTS
<input type="checkbox"/>	ELLR830030030	Variable Höheneinstellung über Gleitschiene, LINKS

KOPFSTÜTZE

<input type="checkbox"/>	ELLR140000010	Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR140000020	Kopfstütze 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR140000030	Kopfstütze Muschelform 3D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR140000090	Mehrfach verstellbare Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR140000040	Kopfstütze seitlich einstellbar auf Gleitschiene
<input type="checkbox"/>	ELLR140000050	Snellius Kopfstütze mit Edison Mechanik
<input type="checkbox"/>	ELLR140000110	Keine Kopfstütze



Produktübersicht

ARMLEHNEN

Armlehne Typ

<input type="checkbox"/>	ELLR790040010	Armlehne RECHTS 300mm 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR790030010	Armlehne LINKS 300mm 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	S ELLR790040020	Armlehne RECHTS 300mm mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	S ELLR790030020	Armlehne LINKS 300mm mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR790040030	Armlehne RECHTS 400mm 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR790030030	Armlehne LINKS 400mm 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR790040040	Armlehne RECHTS 400mm mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR790030040	Armlehne LINKS 400mm mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR790030050	Armlehnen mit Drehgelenk (horizontal)
<input type="checkbox"/>	ELLR790040070	Armlehneverstärkung durch Teleskop-Gestänge RECHTS
<input type="checkbox"/>	ELLR790030070	Armlehneverstärkung durch Teleskop-Gestänge LINKS

Breite zwischen den Armlehnen¹

<input type="checkbox"/>	S ELLR730000040	410mm
<input type="checkbox"/>	ELLR730000050	460mm
<input type="checkbox"/>	ELLR730000060	510mm

¹ die Breite zwischen den Armlehnen kann nicht kleiner sein als die Breite der Rückenlehne

PELOTEN

Oberschenkelpelotte

<input type="checkbox"/>	ELLR840040010	Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR840040020	Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR840030010	Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	ELLR840030020	Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug

BEINSTÜTZEN

Beinstützenverstellung

<input type="checkbox"/>	S ELLR110000010	Beinstütze biomechanisch, manuell verstellbar
<input type="checkbox"/>	ELLR110000020	Beinstütze biomechanisch, elektrisch verstellbar bis 180 Grad

Fussplatten

<input type="checkbox"/>	ELLR800000010	150mm - mit Winkeleinstellung
<input type="checkbox"/>	S ELLR800000020	180mm - mit Winkeleinstellung
<input type="checkbox"/>	ELLR800000030	Durchgehende Fussplatte Standard Grösse, Breite 397 x 244 Tiefe

Wadenpelotten

<input type="checkbox"/>	ELLR850230010	Wadenpelotten, 3D einstellbar mit Mesh Bezug (1 Paar)
<input type="checkbox"/>	ELLR850230020	Wadenpelotten, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug (1 Paar)

Beinstützenlängenausgleich

<input type="checkbox"/>	ELLR110000040	8 cm Ausgleichslänge
<input type="checkbox"/>	ELLR110000050	12 cm Ausgleichslänge
<input type="checkbox"/>	S ELLR110000060	16 cm Ausgleichslänge
<input type="checkbox"/>	ELLR110000070	20 cm Ausgleichslänge

SITZFUNKTIONEN

Rückenlehne-verstellung

<input type="checkbox"/>	S ELLR130000010	Rückenlehne, manuell einstellbar
<input type="checkbox"/>	ELLR130000040	Rückenlehne biomechanisch
<input type="checkbox"/>	ELLR130000030	Rückenlehne, elektrisch verstellbar bis 180 Grad



Sitzkantelung

<input type="checkbox"/>	S ELLR810000050	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 15 Grad
<input type="checkbox"/>	ELLR810000030	Sitzkantelung elektrisch, verstellbar bis 30 Grad
<input type="checkbox"/>	ELLR810000040	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 50 Grad

¹ Achtung: Sitzhöhe und Sitztiefe beachten, kann zu Einschränkung der Sitzkantelung führen (siehe Tabelle am Ende der Seite)/ Sonderbauanfrage ist möglich!





Produktübersicht

Sitzlift

S ELLR820000010 Sitzhöhenverstellung elektrisch, bis 400mm



Individ. Programmierung

ELLR820000020 Individuelle Programmierung Sitzeinheit (nicht Rabattfähig) (AD-Lieferzeit auf Anfrage)

ZUBEHÖR

- ELLR160000010 Schiebehandgriffe (1 Paar)
- ELLR160040170 Spiegel, Montage an der Armlehne RECHTS
- ELLR160030170 Spiegel, Montage an der Armlehne LINKS
- ELLR160040180 Transfer Handgriffe RECHTS
- ELLR160030180 Transfer Handgriffe LINKS
- ELLR160230160 Taschenhaken (1 Paar)¹
- ELLR160000030 Wandabweiser / Stoßschutz (Rückseite)
- ELLR160000040 Beckengurt mit Schnappverschluss
- ELLR160000050 Beckengurt mit Rollautomatik und Schnappverschluss
- ELLR160000060 4-Punkt H-Gurt
- ELLR160000070 2-Punkt Brustgurt mit Polsterelement
- ELLR160000090 USB-Ladeadapter, blau
- S** ELLR160000100 High-power LED-Beleuchtung vorn und hinten
- ELLR160000250 5 Tasten Schaltkasten Pro mit Auswahlfreiheit in der Funktionsbelegung der einzelne Schalter (Druckschalter)^{2,3}
- ELLR160000260 5 Tasten Schaltkasten Pro mit Auswahlfreiheit in der Funktionsbelegung der einzelne Schalter (Kippschalter)²
- ELLR160000200 Fern Stop (Fahrverriegelung per Funk-Fernbedienung)
- ELLR160000210 Befestigungsplatte am Rollstuhlrahmen zur Fixierung in Dahl Dockingstation
- ELLR160000140 Universalhalterung zur Montage Zubehör an Sitzschiene 15 x 15 RohrSt.

1 Abhängig von den ausgewählten Optionen werden die Taschenhaken an der Rückenschale oder an der seitlich verstellbaren Kopfstützenschiene montiert.

2 Montage an der Fahrpult Seite

3 Nicht möglich i.K.m. CJSM2



Achtung: Sitzhöhe und Sitztiefe beachten, kann zu Einschränkung der Sitzkantelung führen/ Sonderbauanfrage ist möglich!

	Sitztiefe 550	Sitztiefe 575	Sitztiefe 600
Sitzhöhe 415	30° X	30° X	30° X
	50° X	50° X	50° X
Sitzhöhe 425	30° ✓	30° X	30° X
	50° X	50° X	50° X
Sitzhöhe 435	30° ✓	30° ✓	30° ✓
	50° ✓	50° X	50° X
Sitzhöhe 445	30° ✓	30° ✓	30° ✓
	50° ✓	50° ✓	50° X