



MID Lectus

Bestellung

Kostenvoranschlag



karma

Batterien 2 x 60Ah / Ladegerät 8A
 Geschwindigkeit: 6 km/h (10 und 12 km/h Optional)
 Elektrische Sitzhöhenverstellung, bis 300mm
 Hochschwenkbare und im Winkel verstellbare Fußstützen
 Manuelle Rückenlehnenverstellung
 Manuelle biomechanische Beinstützenverstellung, zentrale Montage mit Längenausgleich
 Armlehnen hochschwenkbar, längen- und höhenverstellbar
 Unterschenkellänge einstellbar, zwischen 400 und 600mm
 Gesamtlänge: 1100 mm
 Gesamtbreite: 615 mm
 P&G R-Net-Steuerung
 350W Motoren
 max. Zuladung: 136kg
 Einstellbare Federung (6 Räder)
 High-power LED-Beleuchtung vorn und hinten
 Luftbereifung Schwarz
 Inklusive Armlehentasche
 Bedienungsanleitung MID Lectus DE
 HMV: 18.99.06.1103



90 Amp Power Modul

Rechnungsadresse:		Ansprechpartner:	
Name:			
Straße:			
PLZ:			
Ort:			
Tel:			

Versandadresse:		Ansprechpartner:	
Name:			
Straße:			
PLZ:			
Ort:			
Tel:			

Kommission:	
Name:	
Straße:	
PLZ:	ORT:
Tel:	
Krankenkasse Diagnose:	


Datum:	
Mitarbeiter Fachhändler	
Email:	
Tel:	
Mitarbeiter L&M DE	

<p>Anatomische Maße:</p> <p>1) Kopf Höhe - mm: _____</p> <p>2) Schulter Höhe - mm: _____</p> <p>3) Ellbogen Höhe - mm: _____</p> <p>4) Ellbogen bis Hand - mm: _____</p> <p>5) Unterschenkel Länge - mm: _____</p> <p>6) Oberschenkel Länge - mm: _____</p> <p>7) Hüft Breite - mm: _____</p> <p>8) Brust Breite - mm: _____</p> <p>9) Höhe, Achselhöhle - mm: _____</p> <p>Gewicht (kg): _____</p>		<p>Technische Maße</p> <p>Fußplatte-Sitzplatte Oberkante _____</p> <p>Sitzplatte-Armlehne Oberkante _____</p> <p>Sitzplatte -Oberkante Rumpfelotte _____</p>	
--	--	---	--

Bemerkungen:

Symbole: = Standard = Kostenlose Option -/- = Minderpreis

Modell:	<input type="checkbox"/> ML00000070	MID R-Net mit LECTUS-Sitz 6 km/h	€ 15.794,00
Geschwindigkeit:	<input type="checkbox"/> ML01000040	Geschwindigkeit 10 km/h und StVo Kit <i>Bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h ist das Gyro-Modul notwendig.</i>	€ 633,00
GYRO Fahr-Korrektur	<input type="checkbox"/> ML00000050	Gyro-Modul (Fahrstabilisator)	€ 815,00
Federung Voreinstellung:	<input type="checkbox"/> ML72000010	0 - 50 kg	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/> ML72000020	50 - 75 kg	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/> ML72000030	75 - 100 kg	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="checkbox"/> ML72000040	100 -125 kg	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/> ML72000050	125 - 136 kg	<input type="radio"/>
Farbe Seiten Verkleidung:	<input type="checkbox"/> ML50000010	Silber / Schwarz	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/> ML50000020	Orange / Schwarz	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/> ML50000030	Weiss / Schwarz	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/> ML50000040	Persönliche Farbauswahl: Bitte RAL-Nummer angeben: _____	€ 608,00





Batterien (2 Stück) + Ladegerät

<input type="checkbox"/>	ML530000050	Batterien MTG60 (Typ Gel, 60Ah@C20, 52Ah@C5)		◆
<input type="checkbox"/>	ML660000010	Ladegerät 24V / 8A		◆
<input type="checkbox"/>	ML530000020	Batterien MPX70 (Typ AGM, 79Ah@C20, 63Ah@C5)		○
<input type="checkbox"/>	ML660000010	Ladegerät 24V / 8A		○
<input type="checkbox"/>	ML660000020	Ladegerät 24V / 12A	€	99,00
<p><i>*Wenn der Rollstuhl täglich intensiv benutzt wird, wird wegen der höhere Kapazität der Einsatz von den MPX-Batterien empfohlen.</i></p> <p><i>**Um die Ladezeit zu verkürzen, wird ein 12A-Ladegerät mit externe Ladebuchse empfohlen</i></p>				
<input type="checkbox"/>	ML530000030	Ohne Batterien	€	-197,00
<input type="checkbox"/>	ML660000030	Ohne Ladegerät	€	-166,00
Externe Ladebuchse:	<input type="checkbox"/>	ML740000010	Externe Ladebuchse; Befestigung hinten an der Bekappung	€ 260,00
	<input type="checkbox"/>	ML740000030	Externe Ladebuchse; Befestigung unter der Armlehne rechts <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>	€ 311,00
	<input type="checkbox"/>	ML740000040	Externe Ladebuchse; Befestigung unter der Armlehne links <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>	€ 311,00

Räder

Vorderräder: 2.50-2.00-4

<input type="checkbox"/>	ML050190020	Luftbereift schwarz		◆
<input type="checkbox"/>	ML050200020	Vollgummi schwarz	€	319,00



Mittelräder 3.00 x 8:

(Antrieb)

<input type="checkbox"/>	ML950190020	Luftbereift schwarz		◆
<input type="checkbox"/>	ML950200020	Vollgummi schwarz	€	319,00



Hinterräder 6 x 2.00

immer Vollgummi

<input checked="" type="checkbox"/>	ML060200010	Vollgummi schwarz		◆
-------------------------------------	-------------	-------------------	--	---



Sitzgrößen:

Sitzbreite:

<input type="checkbox"/>	ML020000010	420 mm		◆
<input type="checkbox"/>	ML020000020	470 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML020000030	520 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML020000040	570 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML020000050	620 mm <i>Ohne Sitzkissen (Sitzkissen auf Anfrage)</i>	€ <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>	238,00



Sitztiefe:

<input type="checkbox"/>	ML030000010	400 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000020	425 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000030	450 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000040	475 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000050	500 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000060	525 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000070	550 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000080	575 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML030000090	600 mm		○



Bei einer Sitztiefe von 600 mm beträgt der maximale Sitzkantelung 30 Grad (statt 50)

Rückenlehnen-Breite:

<input type="checkbox"/>	ML730000010	410 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML730000020	460 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML730000030	510 mm		○



Rückenlehnen-Höhe:

<input type="checkbox"/>	ML410000010	530 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML410000020	600 mm		○
<input type="checkbox"/>	ML410000030	670 mm <i>Standard in Kombination mit 510 mm Rückenlehnen-Breite. (Wenn für andere Breite, AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>		○



R-Net Bedienpult:

<input type="checkbox"/>	ML770000100	R-Net Joystick-Modul CJSM LED L		○
<input type="checkbox"/>	ML770000010	Joystick-Modul CJSM mit Farbdisplay		◆
<input type="checkbox"/>	ML770000020	Joystick-Modul CJSM2	€	491,00
<input type="checkbox"/>	ML770000070	R-Net Joystick-Modul CJSM2 mit Bluetooth	€	868,00
<input type="checkbox"/>	ML770000030	Umkehrbarer Mittelsteuerung für Tisch Aufklappbar	€	1.682,00
		<i>Tisch auswählen für Mittelsteuerung !</i>	€	-



Joystickaufsatz:

<input type="checkbox"/>	ML930320010	Joystickaufsatz standard		◆
<input type="checkbox"/>	ML930320020	Joystickaufsatz Ball 32 mm	€	50,00
<input type="checkbox"/>	ML930320030	Joystickaufsatz Ball 38 mm	€	50,00
<input type="checkbox"/>	ML930320040	Joystickaufsatz Stab 80 mm	€	65,00
<input type="checkbox"/>	ML930320050	Joystickaufsatz Pilz	€	70,00
<input type="checkbox"/>	ML930320060	Joystickaufsatz T-griff	€	85,00
<input type="checkbox"/>	ML930320070	Joystickaufsatz Schaumball	€	70,00
<input type="checkbox"/>	ML930320080	Joystickaufsatz Golfball	€	72,00

Steuerung:

<input type="checkbox"/>	ML770040040	Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) RECHTS	€	715,00
<input type="checkbox"/>	ML770030040	Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) LINKS	€	715,00
<input type="checkbox"/>	ML770000050	Intuitive Schiebehändgriffe-Steuerung für Begleiter <i>(Nur in Kombination mit Begleitsteuerung)</i>	€	482,00



Sondersteuerungen


Betrachten Sie das Bestellblatt Sondersteuerungen			
Individuelle Sondersteuerung, benutzerdefiniert			auf Anfrage

Joystick-Montage

Bedienpult montage:	<input type="checkbox"/>	ML750040010	Bedienpult feste Montage RECHTS	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML750030010	Bedienpult feste Montage LINKS	○	
	<input type="checkbox"/>	ML750040020	Bedienpult abschwenkbar und längeneinstellbar RECHTS	€	343,00
	<input type="checkbox"/>	ML750030020	Bedienpult abschwenkbar und längeneinstellbar LINKS	€	343,00
	<input type="checkbox"/>	ML750040040	Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung RECHTS	€	150,00
	<input type="checkbox"/>	ML750030040	Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung LINKS	€	150,00



Therapie Tisch:	<input type="checkbox"/>	ML150000010	Tisch abschwenkbar LINKS (Bedienpult RECHTS)	€	621,00
	<input type="checkbox"/>	ML150000020	Tisch abschwenkbar RECHTS (Bedienpult LINKS)	€	621,00
	<input type="checkbox"/>	ML150000030	Tisch Aufklappbar nach LINKS, für umkehrbarer Mittelsteuerung	€	621,00
	<input type="checkbox"/>	ML150000040	Tisch Aufklappbar nach RECHTS, für umkehrbarer Mittelsteuerung	€	621,00
	<input type="checkbox"/>	ML150000060	Brustpelotte mit Mesh Bezug für Tisch <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>	€	297,00



Kissen

Sitzkissen:	<input type="checkbox"/>	ML240000010	Ergonomisch geformt mit 3D-Mesh Bezug	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML240000020	Ergonomisch geformt mit abwaschbarem Bezug	○	
	<input type="checkbox"/>	ML240000030	Ohne Kissen	€	-100,00
Rückenkissen:	<input type="checkbox"/>	ML780000010	Standard mit 3D-Mesh Bezug	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML780000020	Standard mit abwaschbarem Bezug	○	
	<input type="checkbox"/>	ML780000080	Extra Kontur mit 3D-Mesh Bezug	€	50,00
	<input type="checkbox"/>	ML780000090	Extra Kontur mit abwaschbarem Bezug	€	50,00
	<input type="checkbox"/>	ML780000030	Ohne Kissen	€	-100,00
	<input type="checkbox"/>	ML780000040	Ohne Kissen und Rückenschale	€	-197,00
	<input type="checkbox"/>	ML780000050	Konturpolster / Rumpfanstützung	€	227,00



Konturpolster

Lumbalkissen:	<input type="checkbox"/>	ML960000010	Lumbalkissen manuell aufpumpbar	€	308,00
---------------	--------------------------	-------------	---------------------------------	---	--------



Rumpfpelotten:	<input type="checkbox"/>	ML830040090	Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug	€	284,00
	<input type="checkbox"/>	ML830040100	Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug	€	284,00
	<input type="checkbox"/>	ML830030090	Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug	€	284,00
	<input type="checkbox"/>	ML830030100	Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug	€	284,00
	<input type="checkbox"/>	ML830040010	Rumpfpelotte RECHTS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit Mesh Bezug	€	327,00
	<input type="checkbox"/>	ML830040030	Rumpfpelotte RECHTS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit abwaschbarem Bezug	€	327,00
	<input type="checkbox"/>	ML830030020	Rumpfpelotte LINKS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit Mesh Bezug	€	327,00
	<input type="checkbox"/>	ML830030040	Rumpfpelotte LINKS, 3D einstellbar und wegschwenkbar mit abwaschbarem Bezug	€	327,00
	<input type="checkbox"/>	ML830040050	Variable Höheneinstellung über Gleitschiene, RECHTS	€	141,00
	<input type="checkbox"/>	ML830030060	Variable Höheneinstellung über Gleitschiene, LINKS	€	141,00
	<i>Variable Höheneinstellung über Gleitschiene ist nur in Kombination mit 3D Rumpfpelotten möglich</i>				



Kopfstütze	<input type="checkbox"/>	ML140000010	Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug	€	400,00
	<input type="checkbox"/>	ML140000020	Kopfstütze 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug	€	400,00
	<input type="checkbox"/>	ML140000040	Kopfstütze Muschelform 3D einstellbar mit Mesh Bezug	€	536,00
	<input type="checkbox"/>	ML140000090	Mehrfach verstellbare Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug	€	669,00
	<input type="checkbox"/>	ML140000030	Kopfstütze seitlich einstellbar auf Gleitschiene	€	128,00
	<input type="checkbox"/>	ML140000050	Snellius Kopfstütze mit Edison Mechanik	€	669,00
	<input type="checkbox"/>	ML140000110	Keine Kopfstütze	€	-



3D einstellbar Schiene Muschel

Mehrfach verstellbar

Armlehnen / Fussplatten

Armlehnen:	<input type="checkbox"/>	ML790040020	Armlehne RECHTS 300mm 3D-Mesh Bezug	○	
	<input type="checkbox"/>	ML790030020	Armlehne LINKS 300mm 3D-Mesh Bezug	○	
	<input type="checkbox"/>	ML790040010	Armlehne RECHTS 300mm mit abwaschbarem Bezug	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML790030010	Armlehne LINKS 300mm mit abwaschbarem Bezug	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML790040040	Armlehne RECHTS 400mm 3D-Mesh Bezug	€	51,00
	<input type="checkbox"/>	ML790030040	Armlehne LINKS 400mm 3D-Mesh Bezug	€	51,00
	<input type="checkbox"/>	ML790040030	Armlehne RECHTS 400mm mit abwaschbarem Bezug	€	51,00
	<input type="checkbox"/>	ML790030030	Armlehne LINKS 400mm mit abwaschbarem Bezug	€	51,00
	<input type="checkbox"/>	ML790000030	Armlehnen mit Drehgelenk (horizontal)	€	202,00
	<input type="checkbox"/>	ML790040050	Armlehneverstärkung durch Teleskop-Gestänge RECHTS	€	227,00
	<input type="checkbox"/>	ML790030050	Armlehneverstärkung durch Teleskop-Gestänge LINKS	€	227,00




Breite zwischen den Armlehnen:	<input type="checkbox"/>	ML790000050	410mm	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML790000060	460mm	○	
	<input type="checkbox"/>	ML790000070	510mm	€	151,00
<i>die Breite zwischen den Armlehnen kann nicht kleiner sein als die Breite der Rückenlehne</i>					



Funktionen LECTUS-Sitz

Beinstützenverstellung:	<input type="checkbox"/>	ML110000010	Beinsütze biomechanisch, manuell verstellbar	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML110000020	Beinsütze biomechanisch, elektrisch verstellbar bis 180 Grad	€	2.999,00
Fussplatten:	<input type="checkbox"/>	ML800000010	150mm - mit Winkeleinstellung	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML800000020	180mm - mit Winkeleinstellung	◆	
	<input type="checkbox"/>	ML800000030	Durchgehende Fussplatte Standard Grösse, Breite 397 x 244 Tiefe	€	467,00





Produktübersicht

Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

Wadenpelotten:	<input type="checkbox"/>	ML850230010	Wadenpelotten, 3D einstellbar mit Mesh Bezug (1 Paar)	€	408,00		
	<input type="checkbox"/>	ML850230020	Wadenpelotten, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug (1 Paar)	€	408,00		
Oberschenkelpelotten:	<input type="checkbox"/>	ML840040010	Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug	€	293,00		
	<input type="checkbox"/>	ML840040020	Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug	€	293,00		
	<input type="checkbox"/>	ML840030010	Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug	€	293,00		
	<input type="checkbox"/>	ML840030020	Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug	€	293,00		
Rückenlehneverstellung	<input type="checkbox"/>	ML130000010	Rückenlehne, manuell einstellbar		◆		
	<input type="checkbox"/>	ML130000030	Rückenlehne, elektrisch verstellbar bis 180 Grad	€	2.999,00		
	<input type="checkbox"/>	ML130000040	Rückenlehne biomechanisch	€	543,00		
Sitzkantelung:	<input type="checkbox"/>	ML810000010	feste Montage / ohne Sitzkantelung		◆		
	<input type="checkbox"/>	ML810000020	Sitzmontage "Anterior -5 Grad" <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>	€	543,00		
	<input type="checkbox"/>	ML810000050	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 30 Grad	€	1.999,00		
	<input type="checkbox"/>	ML810000030	Sitzkantelung elektrisch verstellbar bis 50 Grad	€	3.491,00		
Sitzlift:	<input checked="" type="checkbox"/>	ML820000010	Sitzhöhenverstellung elektrisch, bis 300mm		◆		
Individ. Programmierung	<input type="checkbox"/>	ML320000010	Individuelle Programmierung Sitzeinheit (nicht Rabattfähig) <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>	€	750,00		
Zubehör							
	<input type="checkbox"/>	ML160000010	Schiebehandgriffe (1 Paar)	€	224,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160040150	Spiegel, Montage an der Armlehne RECHTS	€	128,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160030150	Spiegel, Montage an der Armlehne LINKS	€	128,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160040020	Transfer Handgriffe RECHTS	€	183,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160030020	Transfer Handgriffe LINKS	€	183,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160230030	Taschenhaken (1 Paar) <i>Abhängig von den ausgewählten Optionen werden die Taschenhaken an der Rückenschale oder an der seitlich verstellbaren Kopfstützenschiene montiert.</i>	€	154,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160000040	Beckengurt mit Schnappverschluss	€	118,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160000050	Beckengurt mit Rollautomatik und Schnappverschluss	€	197,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160000060	4-Punkt H-Gurt	€	217,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160000070	2-Punkt Brustgurt mit Polsterelement	€	251,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160000090	USB-Ladeadapter, blau	€	122,00		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ML160000100	High-power LED-Beleuchtung vorn und hinten		◆		
	<input type="checkbox"/>	ML160000110	Schaltkasten (Druckschalter)	Montage an der Fahrpult Seite, Schaltkasten ist nicht möglich i.K.m. CJS-M-LED L	€		462,00
	<input type="checkbox"/>	ML160000120	Schaltkasten (Kippschalter)	Montage an der Fahrpult Seite, Schaltkasten ist nicht möglich i.K.m. CJS-M-LED L	€		462,00
	<input type="checkbox"/>	ML160000170	Fern Stop (Fahrverriegelung per Funk-Fernbedienung)	€	679,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160000190	Befestigungsplatte am Rollstuhlrahmen zur Fixierung in Dahl Dockingstation	€	781,00		
	<input type="checkbox"/>	ML160000140	Universalhalterung zur Montage Zubehör an Sitzschiene 15 x 15 RohrSt.	€	98,00		

Maßgefertigte Lösungen mit Lieferzeit auf Anfrage

Gesamtpreis in €: € -

Name / Unterschrift / Stempel:

Skizze:

Produktübersicht Januar 2024. Gültig bis 31-12-2024. (Druckfehler vorbehalten).
Für alle Lieferungen sind unsere bei der Industrie- und Handelskammer hinterlegten
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anwendbar.