



Produktübersicht

Produktübersicht

Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

ERGO Lite 2

Bestellung

Kostenvoranschlag




karma

- Zusammenfaltbarer Rahmen und Rückenlehne
- Feste Armlehnen und abnehmbare Beinstützen mit geteilte Fußrasten
- 6" Pannensichere PU Lenklaufäder
- 14" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung
- Bremse für Begleitperson
- Komfortable und strapazierfähige „AEGIS antimikrobielle Barriere Polsterung“
- Rollstuhl Gewicht nur: 8,3 kg
- Personengewicht max: 100 kg
- Rahmenfarbe Perlen Silber mit Schwarz-Grauem Polster



Option: Reisetasche



20" Selbstfahrer Version

Rechnungsadresse:		Ansprechpartner:	
Name:			
Straße:			
PLZ:			
Ort:			
Tel:			

Versandadresse:		Ansprechpartner:	
Name:			
Straße:			
PLZ:			
Ort:			
Tel:			

Kommission:	
Name:	
Straße:	
PLZ:	ORT:
Tel:	
Krankenkasse Diagnose:	

Datum:	
Mitarbeiter Fachhändler	
Email:	
Tel:	
Mitarbeiter L&M DE	

<p>Anatomische Maße:</p> <p>1) Kopf Höhe - mm: _____</p> <p>2) Schulter Höhe - mm: _____</p> <p>3) Ellbogen Höhe - mm: _____</p> <p>4) Ellbogen bis Hand - mm: _____</p> <p>5) Unterschenkel Länge - mm: _____</p> <p>6) Oberschenkel Länge - mm: _____</p> <p>7) Hüft Breite - mm: _____</p> <p>8) Brust Breite - mm: _____</p> <p>9) Höhe, Achselhöhle - mm: _____</p> <p>Gewicht (kg): _____</p>		<p>EN12184:2008</p>
--	--	---------------------

Bemerkungen:

--

Symbole: ◆ = Standard ○ = Kostenlose Option -/- = Minderpreis

Model wählen:	<input type="checkbox"/>	ER2000000010	ERGOLITE 2: 40 x 42 14" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung	€	928,00
	<input type="checkbox"/>	ER2000000020	ERGOLITE 2: 45 x 42 14" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung	€	928,00
	<input type="checkbox"/>	ER2000000030	ERGOLITE 2: 40 x 42 20" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung, abnehmbar mit Steckachse. (Selbstfahrer)	€	961,00
	<input type="checkbox"/>	ER2000000040	ERGOLITE 2: 45 x 42 20" Antriebsräder mit Pannensichere PU Bereifung, abnehmbar mit Steckachse. (Selbstfahrer)	€	961,00
S-Ergo Sitzsystem	<input checked="" type="checkbox"/>		Patentierter S-Ergo / S-förmige ergonomische Sitzfläche		◆





Produktübersicht



Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

Zubehör

<input type="checkbox"/>	ER2160000010	Lumbalkissen manuell aufpumpbar	€	323,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000020	Anti-Kippstützen	€	117,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000030	Kopfstütze faltbar	€	359,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000040	Beckengurt	€	118,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000050	4-Punkt H-Gurt	€	217,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000060	2-Punkt Brustgurt mit Polsterelement	€	251,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000070	Infusionsständer	€	311,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000080	Stockhalter	€	62,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000100	Reisetasche	€	274,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000110	Getränkehalter	€	50,00
<input type="checkbox"/>	ER2160000120	Therapietisch	€	218,00



Gesamtpreis in €: € -

Name / Unterschrift / Stempel:

Notizen:

Skizze:

Produktübersicht Januar 2024. Gültig bis 31-12-2024. (Druckfehler vorbehalten).
 Für alle Lieferungen sind unsere bei der Industrie- und Handelskammer hinterlegten
 Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anwendbar.



1607-2024-01