



Produktübersicht

Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

ERGO Stand


Bestellung

Kostenvorschlag



karma

- Fahren im Stehen (mit reduzierter Geschwindigkeit)
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Elektrische Stehpositionierung
- Elektrische Rückenlehnen Verstellung
- Armlehnen hochklappbar und höhenverstellbar
- Kunststoff Seitenteile / Kleiderschutz
- Kniestütze in Höhe, Tiefe und Breite einstellbar
- Batterien: 50 Ah
- Fußplatte in 7 Höhen einstellbar
- P&G VR2 Steuerung
- 300 W Motoren
- max. Zuladung: 135 kg
- 6A Ladegerät
- Vorderrad Antrieb
- Beleuchtung, Front - Rückstrahler & Blinker
- 2-Punkt Brustgurt "Karma" mit Polsterelement
- Beckengurt
- HMV: 18.99.03.2XXX



| | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|-------------------|--|
| Rechnungsadresse: | | Anspruchspartner: | | Versandadresse: | | Anspruchspartner: | |
| Name: | | | | Name: | | | |
| Straße: | | | | Straße: | | | |
| PLZ: | | | | PLZ: | | | |
| Ort: | | | | Ort: | | | |
| Tel: | | | | Tel: | | | |

| | | | |
|--------------------------|------|-------------------------|--|
| Kommission: | | Datum: | |
| Name: | | Mitarbeiter Fachhändler | |
| Straße: | | Email: | |
| PLZ: | ORT: | Tel: | |
| Tel: | | Mitarbeiter L&M DE | |
| Krankenkasse Diagnose: | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|---------------------|--|
| Anatomische Maße: | | | EN12184:2008 | gute Sicherheit | |
| 1) Kopf Höhe - cm | | | | | |
| 2) Schulter Höhe - cm | | | | | |
| 3) Ellbogen Höhe - cm | | | | | |
| 4) Ellbogen bis Hand - cm | | | | | |
| 5) Unterschenkel Länge - cm | | | | | |
| 6) Oberschenkel Länge - cm | | | | | |
| 7) Hüft Breite - cm | | | | | |
| 8) Brust Breite - cm | | | | | |
| Gewicht (kg) | | | | | |
| Höhe (cm) | | | | | |

Bemerkungen:

Symbole: = Standard = Kostenlose Option -/- = Minderpreis

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|
| Model: | <input type="checkbox"/> | ES00000010 | ERGO STAND | |
| S-Ergo Sitzsystem | <input checked="" type="checkbox"/> | | Patentierter S-Ergo / S-förmige ergonomische Sitzfläche | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sitzgrößen: | | | | |
| Sitzbreite: | <input type="checkbox"/> | ES02000010 | 40 cm | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | ES02000020 | 44 cm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | ES02000030 | 48 cm | <input type="checkbox"/> |
| Sitztiefe: | <input type="checkbox"/> | ES03000010 | 45 cm | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | ES03000020 | 48 cm | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | ES03000030 | 51 cm | <input type="checkbox"/> |
| Batterien | | | | |
| 2 Stück | <input type="checkbox"/> | ES53000010 | 50 Ah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | ES53000020 | Ohne Batterien | |
| Ladegerät: | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | ES66000010 | Ladegerät 24V / 6A | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> | ES66000020 | Ladegerät 24V / 8A | <input checked="" type="checkbox"/> |





Produktübersicht

Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

Steuerung

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--|---|
| VR2 Steuerung: | <input type="checkbox"/> | ES93000030 | VR2 Bedienpult Licht und Blinker (und 2 Verstellmotoren) | ◆ |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320060 | Joystickaufsatz Standard | ◆ |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320070 | Joystickaufsatz Ball 32 mm | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320080 | Joystickaufsatz Ball 38 mm | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320090 | Joystickaufsatz Stab 80 mm | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320100 | Joystickaufsatz Pilz | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320110 | Joystickaufsatz T-griff | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320120 | Joystickaufsatz Schaumball | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930320130 | Joystickaufsatz Golfball | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930040030 | Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) RECHTS | |
| <input type="checkbox"/> | ES930030030 | Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) LINKS | | |
| <input type="checkbox"/> | ES930000050 | Intuitivsteuerung für Begleiter kombiniert mit Schiebehandgriff <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i> | | |



| | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|--|---|
| Joystick Montage: | <input type="checkbox"/> | ES930040010 | Anbau Steuerung Rechts | ◆ |
| | <input type="checkbox"/> | ES930030010 | Anbau Steuerung Links | ○ |
| | <input type="checkbox"/> | ES930040020 | Fahrpult abschwengbar und längeneinstellbar RECHTS | |
| | <input type="checkbox"/> | ES930030020 | Fahrpult abschwengbar und längeneinstellbar LINKS | |



| | | | | |
|----------------|--------------------------|-------------|--|--|
| Therapie Tisch | <input type="checkbox"/> | ES150030010 | Tisch abschwengbar LINKS (für Bedienpult RECHTS) | |
| | <input type="checkbox"/> | ES150040010 | Tisch abschwengbar RECHTS (für Bedienpult LINKS) | |



| | | | | |
|--------|--------------------------|-------------|---------------------------------|--|
| Kissen | <input type="checkbox"/> | ES960000010 | Lumbalkissen manuell aufpumpbar | |
|--------|--------------------------|-------------|---------------------------------|--|



| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|---|---|
| Funktionen | <input checked="" type="checkbox"/> | ES810000010 | Stufenlose elektrische Einstellung der Stehfunktion | ◆ |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | ES810000020 | Stufenlose elektrische Einstellung der Rückenlehne | ◆ |

| | | | | |
|---------|--------------------------|-------------|--|---|
| Zubehör | <input type="checkbox"/> | ES160000010 | Kotflügel | |
| | <input type="checkbox"/> | ES160000020 | Kopfstütze faltbar | |
| | <input type="checkbox"/> | ES160000030 | Beckengurt | ◆ |
| | <input type="checkbox"/> | ES160000040 | Beckengurt mit Rollautomatik und Schnappverschluss | |
| | <input type="checkbox"/> | ES160000050 | 4-Punkt H-Gurt | |
| | <input type="checkbox"/> | ES160040060 | Spiegel, Montage an der Armlehne RECHTS | |
| | <input type="checkbox"/> | ES160030060 | Spiegel, Montage an der Armlehne LINKS | |
| | <input type="checkbox"/> | ES160000080 | USB-Ladeadapter, blau | |



| | | |
|-------------------|---|---|
| Gesamtpreis in €: | € | - |
|-------------------|---|---|

Name / Unterschrift / Stempel:

Notizen:

Skizze:

Produktübersicht 2024. Gültig bis 31-12-2024. (Druckfehler vorbehalten).
Für alle Lieferungen sind unsere bei der Industrie- und Handelskammer hinterlegten
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anwendbar.

1608_2024-02