



Produktübersicht



Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

ERGO Traveller


Bestellung

Kostenvoranschlag



karma

- Schnellwechsel Akku Pack
- Werkzeuglos zerlegbar in 3 Teilen (für Reisen und Transport)
- Armlehnen hochklappbar und höhenverstellbar
- Geschwindigkeit: 6 km/h
- Beinstützen wegschwenkbar
- P&G VR2 Steuerung
- 200 W Motoren
- max. Zuladung: 115 kg
- 4A Ladegerät
- Batterien: 20 Ah (2x)
- Washbare Polsterung



Rechnungsadresse:		Ansprechpartner:	
Name:			
Straße:			
PLZ:			
Ort:			
Tel:			

Versandadresse:		Ansprechpartner:	
Name:			
Straße:			
PLZ:			
Ort:			
Tel:			

Kommission:	
Name:	
Straße:	
PLZ:	ORT:
Tel:	
Krankenkasse Diagnose:	

Datum:	
Mitarbeiter Fachhändler	
Email:	
Tel:	
Mitarbeiter L&M DE	

<p>Anatomische Maße:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Kopf Höhe - mm: _____ 2) Schulter Höhe - mm: _____ 3) Ellbogen Höhe - mm: _____ 4) Ellbogen bis Hand - mm: _____ 5) Unterschenkel Länge - mm: _____ 6) Oberschenkel Länge - mm: _____ 7) Hüft Breite - mm: _____ 8) Brust Breite - mm: _____ 9) Höhe, Achselhöhle - mm: _____ Gewicht (kg): _____ 		<p>EN12184:2008</p>
--	--	---------------------

Bemerkungen:

Symbole: ◆ = Standard ○ = Kostenlose Option -/- = Minderpreis

Model:	<input type="checkbox"/>	ET000000000	ERGO TRAVELLER - Sitzmaß (Breite x Tiefe): 43X45cm	€	5.705,00	
S-Ergo Sitzsystem	<input checked="" type="checkbox"/>		Patentierter S-Ergo / S-förmige ergonomische Sitzfläche		◆	
Batterien						
2 Stück	<input type="checkbox"/>	ET530000010	Batterien 20 Ah		◆	
	<input type="checkbox"/>	ET530000020	Ohne Batterien	€	-131,00	
Ladegerät:						
	<input type="checkbox"/>	ET660000010	Ladegerät 24V / 4A		◆	
	<input type="checkbox"/>	ET660000020	Ladegerät 24V / 6A	€	292,00	

Steuerung						
VR2 Steuerung:	<input type="checkbox"/>	ET930000030	VR2 Bedienpult (Drive only)		◆	
	<input type="checkbox"/>	ET930320060	Joystickaufsatz standard		◆	
	<input type="checkbox"/>	ET930320070	Joystickaufsatz Ball 32 mm	€	50,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930320080	Joystickaufsatz Ball 38 mm	€	50,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930320090	Joystickaufsatz Stab 80 mm	€	65,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930320100	Joystickaufsatz Pilz	€	70,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930320110	Joystickaufsatz T-Griff	€	85,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930320120	Joystickaufsatz Schaumball	€	70,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930320130	Joystickaufsatz Golfball	€	72,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930000040	Begleiter Steuerung (Anbau hinten)	€	715,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930000050	Intuitivsteuerung für Begleiter kombiniert mit Schiebehandgriff (AD-Lieferzeit auf Anfrage)	€	1.197,00	



Produktübersicht



Life & Mobility GmbH, Oderstraße 59, 14513 Teltow, Telefon: +49 (0)3328 3381300, Fax: +49 (0)3328 3381301, verkauf@life-mobility.com, www.life-mobility.com

Joystick Montage:	<input type="checkbox"/>	ET930040010	Anbau Steuerung Rechts		◆	
	<input type="checkbox"/>	ET930030010	Anbau Steuerung Links		○	
	<input type="checkbox"/>	ET930040020	Fahrpult abschwenkbar und längeneinstellbar RECHTS	€	305,00	
	<input type="checkbox"/>	ET930030020	Fahrpult abschwenkbar und längeneinstellbar LINKS	€	305,00	
Therapie Tisch	<input type="checkbox"/>	ET150040010	Tisch abschwenkbar LINKS (Bedienpult RECHTS)	€	621,00	
	<input type="checkbox"/>	ET150030010	Tisch abschwenkbar RECHTS (Bedienpult LINKS)	€	621,00	
Kissen						
Lumbalkissen:	<input type="checkbox"/>	ET960000010	Lumbalkissen manuell aufpumpbar	€	308,00	
Funktionen						
Beinstützenverstellung:	<input type="checkbox"/>	ET110000010	Fußrasten mit festen Winkel, nicht verstellbar		◆	
	<input type="checkbox"/>	ET110030020	Fußrasten manuell hochschwenkbar LINKS	€	224,00	
	<input type="checkbox"/>	ET110040020	Fußrasten manuell hochschwenkbar RECHTS	€	224,00	
Fußplatten:	<input type="checkbox"/>	ET800000010	Winkelverstellbare Fußplatten <i>(nur in Kombination mit hochschwenkbare Fußrasten / pro Seite)</i>	€	128,00	
Zubehör						
	<input type="checkbox"/>	ET160000010	Anti-Kippstützen	€	175,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160000020	Kopfstütze faltbar <i>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</i>	€	337,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160000030	Beckengurt	€	118,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160000040	Beckengurt mit Rollautomatik und Schnappverschluss	€	197,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160040070	Spiegel, Montage an der Armlehne RECHTS	€	128,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160030070	Spiegel, Montage an der Armlehne LINKS	€	128,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160000080	Infusionsständer	€	291,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160000090	Halterung für Sauerstoffflasche	€	266,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160000100	Stockhalter	€	58,00	
	<input type="checkbox"/>	ET160000110	USB-Ladeadapter, blau	€	122,00	

Gesamtpreis in €: € -

Name / Unterschrift / Stempel:

Notizen:

Skizze: