

Produktübersicht

VIVO

Vivo - Grundmodell

Farbe

Mattschwarz + Hochglanzschwarz



Spezifizierung

Abk.	Messpunkte	Spezifizierung
SB	Sitzbreite	46 cm
ST	Sitztiefe	45 cm
SH	Sitzhöhe über Trittbrett (einstellbar)	40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm
HE	Höhe Elektromobil	92 cm
LE	Länge Elektromobil	108 cm
BE	Breite Elektromobil	58 cm
HT	Höhe Trittbrett über dem Boden	9 cm
	Höchstgeschwindigkeit	6 km/h
	Aktionsradius	28 km*
	Akku	24V (2x12V) / 22 Ah
	Ladegerät	3A / 120/240 V / 50/60Hz
	Gesamtgewicht (inkl. Akkus)	63 kg
	Gewicht Sitzelement	10,5 kg
	Gewicht Akkubox	15 kg (5 kg pro Akku)
	Gewicht Rahmen vorn	20,5 kg
	Gewicht Rahmen hinten	16,5 kg
	Maximale Belastbarkeit	120 kg
	Wendekreis	118,5 cm
	Maximaler Neigungswinkel	6° (10,5%)
	Radmaß	24 x 7,5 cm
	Erfüllt	EN 12184 Klasse A



* Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit, Außentemperatur, Gewicht des Nutzers, Reifenspannung etc.



Produktübersicht

Kontakt

Name des Händlers _____
 Ansprechpartner _____
 Datum _____
 Bestellnummer _____

Modell

Vivo	<input checked="" type="checkbox"/>	VI00000010	Komfortables und kompaktes vierrädriges Elektromobil mit gefederten Vorder- und Hinterrädern, Anti-Roll-Back-Sicherheit und Luftreifen. Einfach zu verkleinern (Sitzelement/Akkus/Rahmen vorne und hinten) für Transport und Lagerung. Dreh- und höhenverstellbares Sitzelement mit schwarzem Kunstlederbezug und abnehm-, aufklapp- und höhenverstellbaren Armstützen. Verstell- und herunterklappbares Steuer mit Magnetschloss, Gashebeln, Hupe, Akkuanzeige, individuell einstellbarem Geschwindigkeitsregler und einem Korb mit Schnellentriegelung. Rahmen hinten mit Adapter für Zubehör, rotem Reflektor und Kippschutzrädern. Elektromobil einschl. Akkus und Ladegerät. Ausgestattet mit orangefarbenen Akzentaufklebern.
------	-------------------------------------	------------	---

Anzahl:

Die gewünschte Ausführung bitte ankreuzen! Die genannten Optionen können Aufpreise umfassen.

Farbe

<input type="checkbox"/>	VI50000060	Mattschwarz + Hochglanzschwarz
<input type="checkbox"/>	VI50000030	Mattschwarz + königsblau
<input type="checkbox"/>	VI50000040	Mattschwarz + silbergrau

Zubehör

<input type="checkbox"/>	VI16000010	Stockhalter
<input type="checkbox"/>	VI16000020	Schwenkbarer Rückschauspiegel
<input type="checkbox"/>	VI16000040	Regenbeständige Überzug Elektromobil
<input type="checkbox"/>	VI16000050	Beckengurt ¹
<input type="checkbox"/>	VI16000060	Beleuchtung vorne & hinten
<input type="checkbox"/>	VI16000070	Weiteres Teileset in Akzentfarben erhältlich Silbergrau
<input type="checkbox"/>	VI16000090	Weiteres Teileset in Akzentfarben erhältlich Königsblau
<input type="checkbox"/>	VI16000100	Weiteres Teileset in Akzentfarben erhältlich Schwarz



Bei Abweichungen von den oben genannten Möglichkeiten verweisen wir Sie auf das ergänzende Bestellformular für Änderungen.

Erläuterung:

1. Lieferzeit auf Anfrage