



Produktübersicht

Life & Mobility GmbH Oderstraße 59, 14513 Teltow (Berlin) T +49 (0)3328 338 1300 F +49 (0)3328 338 1301 verkauf@life-mobility.com www.life-mobility.com

KAMELEON

Bestellung

Kostenvoranschlag

karma



Standardausrüstung Fahrwerk beinhaltet:

- * Geschwindigkeit: 6 km/h
- * LED Beleuchtung, Front-, Rückstrahler, Blinker
- * Elektrische Sitzhöheverstellung 30 cm
- * Biomechanische Rückenlehne
- * Biomechanische, hochschwenkbare Armstütze
- * 9" Lenkrad Hinten, 14" Antriebsrad Vorne
- * Individuelle RAL-Farbenauswahl der Kappe
- * Durchgehende Fußplatte
- * Verriegelungsösen vorne und hinten
- * Einstellbare Einzelradfederung
- * Batterien: 60 ah
- * 8A Ladegerät
- * P&G R-Net Steuerung
- * 450W Motoren
- * Max. Zuladung: 57 kg
- * Armlehntasche
- * Kameleon-Plüschtier
- * Kameleon-Stickerbogen
- * HMV: 18.99.06.1145



KAMELEON Modulares, mitwachsendes Sitzsystem		
	Grösse 1	Grösse 2
Max. Körpergrösse	120 cm	150 cm
Sitzbreite	25 - 30 cm	35 - 40 cm
Sitztiefe	25 - 39 cm	31 - 45 cm
Rückenhöhe	42 - 60 cm	50 - 68 cm

Rechnungsadresse:	Ansprechpartner:
Name:	
Straße:	
PLZ:	
Ort:	
Tel:	

Versandadresse:	Ansprechpartner:
Name:	
Straße:	
PLZ:	
Ort:	
Tel:	

Kommission:	
Name:	
Straße:	
PLZ:	ORT:
Tel:	
Krankenkasse Diagnose:	

Datum:	
Mitarbeiter Fachhändler	
Email:	
Tel:	
Mitarbeiter L&M DE	

<p>Anatomische Maße:</p> <p>1) Kopf Höhe - mm: _____</p> <p>2) Schulter Höhe - mm: _____</p> <p>3) Ellbogen Höhe - mm: _____</p> <p>4) Ellbogen bis Hand - mm: _____</p> <p>5) Unterschenkel Länge - mm: _____</p> <p>6) Oberschenkel Länge - mm: _____</p> <p>7) Hüft Breite - mm: _____</p> <p>8) Brust Breite - mm: _____</p> <p>9) Höhe, Achselhöhle - mm: _____</p> <p>Gewicht (kg): _____</p>		<p>ISO9001 CERTIFIED</p> <p>CE</p> <p>EN12184:2008</p> <p>TÜV Rheinland Product Safety</p> <p>gs TÜV SÜD Sicherheit</p> <p>ISO 7176-19:2008</p>
---	--	---

Bemerkungen:

Symbole: Vorauswahl ohne mögliche Alternative ◆ = Standard ○ = Kostenlose Option -/ = Option mit Ermäßigung

Modell wählen:	<input type="checkbox"/> KA00000050	KAMELEON-FWD 6 km/h	€	13.965,00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Betriebsanleitung Kameleon Deutsche Sprache		◆	
Geschwindigkeit	<input type="checkbox"/> KA01000030	Geschwindigkeit 10 km/h <i>(nur in Kombination mit Gyro modul)</i>	€	633,00	
	<input type="checkbox"/> KA01000040	Geschwindigkeit 12 km/h <i>(nur in Kombination mit Gyro modul)</i>	€	802,00	
	<input type="checkbox"/> KA01000050	StVo Kit (ab 10 Km/h) <small>(AD-Lieferzeit auf Anfrage)</small>	€	166,00	
	<input type="checkbox"/> KA01000060	Gyro-Modul (Fahrstabilisator)	€	815,00	
Farbe Verkleidung:	<input type="checkbox"/> KA50000040	Diamond Black		◆	
	<input type="checkbox"/> KA50000010	Yellow		○	
	<input type="checkbox"/> KA50000020	Rose Red		○	
	<input type="checkbox"/> KA50000030	Navy Blue		○	
	<input type="checkbox"/> KA50000050	Persönliche Farben Auswahl: <small>(Lieferzeit auf Anfrage)</small> Bitte RAL Farb Code angeben: _____		○	



Produktübersicht

Batterien (2 Stück) + Ladegerät

<input type="checkbox"/>	KA53000050	Batterien MTG60 (Typ Gel, 60Ah@C20, 52Ah@C5)		◆	
<input type="checkbox"/>	KA66000010	Ladegerät 24V / 8A		◆	
<input type="checkbox"/>	KA74000010	Externe Ladebuchse; Befestigung hinten an der Bekappung	€	260,00	
<i>Andere Position auf Anfrage</i>					

Räder

Antriebsräder 3.00 x 8:

<input type="checkbox"/>	KA870190010	Luftbereift schwarz		◆	
<input type="checkbox"/>	KA870190020	Luftbereift grau		○	
<input type="checkbox"/>	KA870200010	Vollgummi schwarz	€	257,00	
<input type="checkbox"/>	KA870200020	Vollgummi grau	€	319,00	

Lenkräder 2.50 x 4:

<input type="checkbox"/>	KA440190010	Luftbereift schwarz		◆	
<input type="checkbox"/>	KA440190020	Luftbereift grau		○	
<input type="checkbox"/>	KA440200010	Vollgummi schwarz	€	257,00	
<input type="checkbox"/>	KA440200020	Vollgummi grau	€	319,00	

Sitzgrößen:

Sitzrahmen	<input type="checkbox"/>	KA360000010	Sitzgröße 1: Sitzbreite 25 - 30 cm. Sitztiefe 25 - 39 cm. Max. Belastung 57 kg. Max. Körpergröße 120 cm		○
	<input type="checkbox"/>	KA360000020	Sitzgröße 2: Sitzbreite 35 - 40 cm. Sitztiefe 31 - 45 cm. Max. Belastung 57 kg. Max. Körpergröße 150 cm		○

Sitzbreite

<input type="checkbox"/>	KA020000010	25 cm (Größe 1)		○	
<input type="checkbox"/>	KA020000020	27,5 cm (Größe 1)		○	
<input type="checkbox"/>	KA020000030	30 cm (Größe 1) inklusive Grow-up Kit Größe 1	€	853,00	
<input type="checkbox"/>	KA020000040	35 cm (Größe 2)		○	
<input type="checkbox"/>	KA020000050	37,5 cm (Größe 2)		○	
<input type="checkbox"/>	KA020000060	40 cm (Größe 2) inklusive Grow-up Kit Größe 2	€	900,00	

Sitztiefe

<input type="checkbox"/>	KA030000120	25 cm (nur für Größe 1) (nicht möglich in Kombination mit Wadenpolster)		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000010	27 cm (nur für Größe 1)		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000020	29 cm (nur für Größe 1)		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000030	31 cm		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000040	33 cm		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000050	35 cm		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000060	37 cm		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000070	39 cm		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000080	41 cm (nur für Größe 2)		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000090	43 cm (nur für Größe 2)		○	
<input type="checkbox"/>	KA030000100	45 cm (nur für Größe 2)		○	

Steuerung

R-NET	<input type="checkbox"/>	KA770000010	R-Net: CJSM LCD Anzeige ISM - 6L (Licht & Verstellmotoren)		◆		
R-Net Joystick modul	<input type="checkbox"/>	KA770000020	Joystick-Modul CJSM-LED L		○		
	<input type="checkbox"/>	KA770000030	Joystick modul CJSM2	€	491,00		
	<input type="checkbox"/>	KA770000040	Joystick-Modul CJSM2 mit Bluetooth	€	868,00		
	<input type="checkbox"/>	KA770000050	Umkehrbarer Mittelsteuerung für Tisch Aufklappbar	€	1.682,00		
Joystickaufsatz		<i>Tisch auswählen für Mittelsteuerung!</i>					
	<input type="checkbox"/>	KA930320070	Joystickaufsatz Standard		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA930320010	Joystickaufsatz Ball 32 mm	€	50,00		
	<input type="checkbox"/>	KA930320020	Joystickaufsatz Ball 38 mm	€	50,00		
	<input type="checkbox"/>	KA930320030	Joystickaufsatz Pilz	€	70,00		
	<input type="checkbox"/>	KA930320040	Joystickaufsatz T-griff	€	85,00		
	<input type="checkbox"/>	KA930320050	Joystickaufsatz Stab 80 mm	€	65,00		
	<input type="checkbox"/>	KA930320060	Joystickaufsatz Schaumball	€	70,00		
Steuerung	<input type="checkbox"/>	KA930320080	Joystickaufsatz Golfball	€	72,00		
	<input type="checkbox"/>	KA770040060	Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) RECHTS (AD-Lieferzeit auf Anfrage)	€	715,00		
	<input type="checkbox"/>	KA770030070	Begleitsteuerung (Anbau hinter dem Sitz) LINKS (AD-Lieferzeit auf Anfrage)	€	715,00		
Sondersteuerungen	Individuelle Sondersteuerung, benutzerdefiniert					auf Anfrage	
		Beachten Sie das Bestellblatt Sondersteuerungen				€	-
Joystick Montage	<input type="checkbox"/>	KA750040010	Anbau Steuerung Rechts		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA750030010	Anbau Steuerung Links		○		





Produktübersicht

	<input type="checkbox"/>	KA750040020	Fahrpult abschenkbar und längeneinstellbar Rechts	€	305,00		
	<input type="checkbox"/>	KA750030020	Fahrpult abschenkbar und längeneinstellbar Links	€	305,00		
		<i>Armlehnetasche immer gegenüber des Joysticks montiert.</i>					
Therapie Tisch	<input type="checkbox"/>	KA150040010	Tisch abschenkbar RECHTS (Bedienpult LINKS)	€	621,00		
	<input type="checkbox"/>	KA150030010	Tisch abschenkbar LINKS (Bedienpult RECHTS)	€	621,00		
	<input type="checkbox"/>	KA150040020	Tisch aufklappbar nach RECHTS, für umkehrbarer Mittelsteuerung	€	621,00		
	<input type="checkbox"/>	KA150030020	Tisch aufklappbar nach LINKS, für umkehrbarer Mittelsteuerung	€	621,00		
		<i>Armlehnetasche immer gegenüber des Bedienpunkt/aufklappbare Teil montiert. An der Schwenk-/ Aufklappseite wird immer einer lange Armauflage montiert.</i>					
Polsterung:							
Sitzkissen	<input type="checkbox"/>	KA240000010	Ergonomisch geformt mit 3D-Mesh Bezug		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA240000020	Schaumstoffkeile (unter dem Sitzpolster)		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA240000030	Ohne Kissen	-€	100,00		
Rückenkissen	<input type="checkbox"/>	KA780000010	Standard mit 3D-Mesh Bezug		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA780000020	Ohne Kissen	-€	100,00		
Rückenplatten:	<input type="checkbox"/>	KA780000050	Standardplatten		◆		
Oben/mitte/unten	<input type="checkbox"/>	KA780000060	Mittlere Trägerplatten inklusive Seitenstützen	€	541,00		
Kopfstütze:							
	<input type="checkbox"/>	KA140000010	Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug	€	400,00		
	<input type="checkbox"/>	KA140000020	Kopfstütze 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug	€	400,00		
	<input type="checkbox"/>	KA140000030	Kopfstütze Muschelform 3D einstellbar mit Mesh Bezug	€	400,00		
	<input type="checkbox"/>	KA140000040	Mehrfach verstellbare Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh bezug	€	669,00		
	<input type="checkbox"/>	KA140000050	Kopfstütze seitlich einstellbar auf Gleitschiene	€	128,00		
Armlehnen:							
Armstütze	<input checked="" type="checkbox"/>	KA790000010	Biomechanische hochschwenkbare Armstütze		◆		
Armauflagen	<input type="checkbox"/>	KA100000010	Armauflage 21,5 cm (Standard für Größe 1 und optional für Größe 2)		○		
	<input type="checkbox"/>	KA100000020	Armauflage 30 cm (Standard für Größe 2 und optional für Größe 1)		○		
Sitz Funktionen:							
Beinstützen	<input type="checkbox"/>	KA110000010	Mechanisch verstellbare zentrale Beinstütze		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA110000020	Elektrisch verstellbare zentrale Beinstütze	€	2.139,00		
Oberschenkelpelotten	<input type="checkbox"/>	KA840000010	Am Sitz befestigte Oberschenkelpelotten (Satz) PU-Schaumstoff	€	502,00		
Wadenpolster	<input type="checkbox"/>	KA850000010	Wadenpolster	€	214,00		
Kniestützen	<input type="checkbox"/>	KA110000030	Seitliche Kniestützen an Außenseite (Satz) PU-Schaumstoff	€	189,00		
	<input type="checkbox"/>	KA110000040	Seitliche Kniestützen an Innenseite (Satz) PU-Schaumstoff	€	189,00		
Fußplatte	<input type="checkbox"/>	KA800000010	Durchgehende Fußplatte Größe, Breite 315 x 216 mm Tiefe (Standard für Größe 1 and optional für Größe 2)		○		
	<input type="checkbox"/>	KA800000020	Durchgehende Fußplatte Größe, Breite 385 x 230 mm Tiefe (Standard für Größe 2 and optional für Größe 1)		○		
Rückenlehnen - verstellung	<input type="checkbox"/>	KA180000010	Rückenlehne, manuell einstellbar		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA180000020	Rückenlehne elektrisch verstellbar	€	1.951,00		
Sitzlift	<input type="checkbox"/>	KA820000010	Sitzhöhenverstellung elektrisch, 30 cm		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA810000010	Elektrische Sitzkantelung verstellbar 45°	€	1.630,00		
Zubehör							
	<input checked="" type="checkbox"/>	KA160000010	LED Beleuchtung, Front-, Rückstrahler, Blinker		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA160000020	Wandabweiser / Stoßschutz (Rückseite)	€	224,00		
	<input checked="" type="checkbox"/>	KA160000030	Beckengurt		◆		
	<input type="checkbox"/>	KA160000040	Beckengurt mit Rollautomatik und Schnappverschluss	€	197,00		
	<input type="checkbox"/>	KA160000050	4-Punkt H-Gurt	€	217,00		
	<input type="checkbox"/>	KA160000060	USB-Ladeadapter, blau	€	122,00		
	<input type="checkbox"/>	KA160000070	Schaltkasten (Druckschalter)	Montage an der Fahrpult Seite, Schaltkasten ist nicht möglich i.K.m. CJSM-LED L	€		462,00
	<input type="checkbox"/>	KA160000080	Schaltkasten (Kippschalter)	Montage an der Fahrpult Seite, Schaltkasten ist nicht möglich i.K.m. CJSM-LED L	€		462,00



Produktübersicht

<input type="checkbox"/>	KA160000090	Befestigungsplatte am Rollstuhlrahmen zur Fixierung in Dahl Dockingstation	€	781,00	
<input type="checkbox"/>	KA160000100	Heckkorb (Ab Sitztiefe 43 cm ist der Rückenlehneverstellung begrenzt)		◆	
<input type="checkbox"/>	KA160000120	Fern Stop (Fahrverriegelung per Funk-Fernbedienung)	€	679,00	
<input type="checkbox"/>	KA160040010	Spiegel, Montage an der Armlehne Rechts (nur mit Joystick links kombinierbar)	€	128,00	
<input type="checkbox"/>	KA160030010	Spiegel, Montage an der Armlehne Links (nur mit Joystick rechts kombinierbar)	€	128,00	
ⓘ <i>Armlehnetasche immer gegenüber des Joysticks montiert</i>					

Gesamtpreis in €:	€ -	Name / Unterschrift / Stempel:
--------------------------	-----	--------------------------------

Notizen:

Skizze:

Produktübersicht Januar 2024. Gültig bis 31-12-2024. (Druckfehler vorbehalten).
 Für alle Lieferungen sind unsere bei der Industrie- und Handelskammer hinterlegten
 Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen anwendbar.

1790 - 2024-1