

Produktübersicht

PRESTOS

PRESTO S – Grundmodell

Farbe	Hochglanzschwarz
Gasbedienung:	Rechts vorwärts / Links rückwärts
Akkus	Keine
Ladegerät	Keine



Specificaties

Abk.	Messpunkte	Spezifizierung
SB	Sitzbreite	51 cm
ST	Sitztiefe	44 cm
SH	Sitzhöhe* über Trittbrett	47 / 49,5 / 52 / 54,5 cm
HE	Höhe Elektromobil	132 cm
LE	Länge Elektromobil	138 cm
BE	Breite Elektromobil	65 cm
HT	Höhe Trittbrett über dem Boden	19 cm
	Höchstgeschwindigkeit	15 kmh
	Aktionsradius	29 / 35 / 44km**
	Akku	50 / 60 / 73Ah
	Ladegerät	6A 24V / 8A 24V
	Gesamtgewicht (exkl akkus)	90 kg
	Maximale Belastbarkeit	160 kg
	Wendekreis	160 cm
	Maximaler Neigungswinkel	10°
	Maximale Hindernishöhe	10 cm
	Erfüllt	EN 12184 Klasse C



* Die Sitzhöhe wurde unter Belastung gemessen.

** Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit, Außentemperatur, Gewicht des Nutzers, Reifenspannung etc.



Produktübersicht

Kontakt

Name des Händlers _____

Ansprechpartner _____

Datum _____

Bestellnummer _____

Modell

- Presto S**
Allround 4-Rad-Elektromobil Standardkonfiguration:
 * Höchstgeschwindigkeit 15 km/h
 * Gummistoßbleisten rundum (Abb. A, B, C)
 * Fahrtrichtungsanzeiger mit Tagfahrlicht
 * Hochglanzschwarze Verkleidung
 * INDEGO Federung
 * Schwarze, schlauchlose Luftreifen
 * Drehbarer Stuhl mit Sitzverschiebung
 * Kopfstütze
 * Armlehnen in Breite, Höhe und Winkel verstellbar
 * Kurvengeschwindigkeitssensor
 * Blinkerausschaltautomatik (Abb. D)
 * Abnehmbarer Einkaufskorb
 * Rückspiegel links und rechts
 * Zubehöraufnahme hinten, unter dem Sitz
- PS000000040 PRESTO S ohne Akkus und Akkuladegerät
- PS000000050 PRESTO S inkl. 2 MK AGM Akkus 50Ah + zugehöriges Akkuladegerät 6A/24V
- PS000000060 PRESTO S inkl. 2 MK Gelakkus 60Ah + zugehöriges Akkuladegerät 6A/24V
- PS000000070 PRESTO S inkl. 2 MK Gelakkus 73Ah + zugehöriges Akkuladegerät 8A/24V

Die gewünschte Ausführung bitte ankreuzen! Die genannten Optionen können Aufpreise umfassen.

Stuhloption

- PS510000010 Beckengurt (Abb. E)

Gasbedienung

- PS520000010 Rechts vorwärts / Links rückwärts
- PS520000020 Links vorwärts / Rechts rückwärts

Aufbewahrungsmöglichkeit

- PS540000010 Stockhalter¹ (Abb. F)
- PS540000020 Abschießbarer Koffer hinter dem Sitz

Sicherheitsoptionen

- PS061000010 Antikipprollen (Abb. C)

Zubehör

- PS160000010 Wasserabweisender Überzug Elektromobil
- PS160000020 Windschutz (Abb. G)
- PS160000030 Handy-Halter (Abb. H)
- PS160000040 USB-Adapter für die Ladesteckdose (Abb. I)

Erläuterung

¹ Nicht möglich in Kombination mit einem abschließbaren Koffer hinter dem Sitz



A




B



C



D



E



F



G



H



I