

PRESTO






Inspired by life



Souverän unterwegs

Sie suchen ein sicheres Premium-Elektromobil mit herausragendem Fahrkomfort durch das einzigartige Federungssystem INDEGO? Dann ist das Presto für Sie genau richtig. Mit seinem kleinen Wendekreis eignet es sich ausgezeichnet für drinnen und draußen. Bei der Konstruktion haben wir allen Sicherheitsaspekten rund um das Fahren mit einem Elektromobil besonders viel Aufmerksamkeit geschenkt. Durch die LED-Beleuchtung sind Sie beispielsweise im Verkehr besonders gut sichtbar. Mit der übersichtlichen und intelligent gestalteten Bedienkonsole wird die Fahrt zum Kinderspiel. Ob in den Laden oder zu Familie und Freunden. Mit seinem schönen Design und der durchdachten Konstruktion sind Sie souverän unterwegs!

 15 km/h
  44 km
  Federungssystem

 Lieferbare Farben



SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

Sicherheit

- Damit Sie besser sichtbar sind, haben wir die Fahrtrichtungsanzeiger hoch angesetzt und die Rücklichter so angebracht, dass sie auch von der Seite her sichtbar bleiben.
- Schwenkscheinwerfer mit LED-Beleuchtung für bessere Sicht in Kurven.
- Sie können sich ganz auf die Straße konzentrieren, weil die Bedientöpfe fühlbare Druckpunkte haben und innerhalb der Reichweite des Daumens liegen.
- Bei Kurvenfahrten behalten Sie die volle Kontrolle, da die Geschwindigkeit automatisch so angepasst wird, dass Sie sicher unterwegs sind.
- Die Fahrtrichtungsanzeiger werden nach einer Kurve automatisch zurückgestellt und lassen sich sicher bedienen, ohne die Lenkung loszulassen.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

Bequem fahren

- Das einzigartige Federungssystem INDEGO sorgt für maximalen Fahrkomfort.
- Gut ablesbare Piktogramme und Informationen dank einer großen und übersichtlichen Bedienkonsole.
- Optimale Sitzhaltung durch den vielfach verstellbaren bequemen Sitz: Sitzhöhe, Sitztiefe, Neigung der Rücklehne sowie Höhe, Weite und Winkel der Armlehnen sind frei verstellbar.
- Großzügige Bein- und Fußfreiheit dank ergonomischer Formgestaltung.

Eigenschaften

- Einstellbare Geschwindigkeit bis 15 km/h
- Maximaler Aktionsradius 44 km*.
- Kleiner Wendekreis von 160 cm.
- Hohe maximale Zuladung von 160 kg.
- Abnehmbarer Einkaufskorb aus Kunststoff.
- Moderne Schlauchlosreifen mit geringerem Rollwiderstand.

* Unter perfekten Bedingungen



Digital-Display



Viel Fußfreiheit



Schwenkscheinwerfer



LED-Beleuchtung