

Produktübersicht

MORGAN VERSUS

STANDARDAUSSTATTUNG BEINHÄLTET:

Mobilität	Steuerung	Sitzsystem	Sitzfunktionen
Geschwindigkeit 6 km/h	P&G R-Net	Newton Curve Z Rückenissen	18.99.06.11XX Sitzhub elektrisch
Batterien MTG60	Joystick-Modul CJSM-LED-L	Newton Contour Sitzkissen	18.50.04.022X Ohne Sitzhubfunktion
Ladegerät 24V/8A	Standard Joystickaufsatz	In der Höhe einstellbare Armlehnen	Rückenlehne, manuell stufenlos verstellbar
Luftbereifung schwarz	Anbau Steuerung rechts	Armauflagen gepolstert 400 mm	Feste Montage/ohne Sitzkantung
LED Beleuchtung, Front-, Rückstrahler, Blinker		Fußrasten mit festem Winkel	

Morgan F



HMV nummern
18.50.04.0226 (ohne Sitzhub)
18.99.06.1148 (mit Sitzhub)

Morgan M



HMV nummern
18.50.04.0227 (ohne Sitzhub)
18.99.06.1150 (mit Sitzhub)

Morgan R



HMV nummern
18.50.04.0228 (ohne Sitzhub)
18.99.06.1149 (mit Sitzhub)

Die Abbildungen oben unterscheiden sich von der Standardausstattung

Spezifizierung inkl. optionales Zubehör

AFK.	MESSPUNKTE	MORGAN F	MORGAN M	MORGAN R
	Gesamtgewicht (einschl. Akkus) (kg)	180 - 202	165 - 187	160 - 182
	Gesamtgewicht (ohne Akkus) (kg)	148	135	128
	Höchstgewicht des Nutzers (kg)		136	
GL	Gesamtlänge (einschl. Fußstützen) (cm)	113	119	120
GB	Gesamtbreite (cm)		60-82,5	
GH	Gesamthöhe (cm)	122	119	122
SB	Sitzbreite (cm)		37 - 57	
SD	Sitztiefe (cm)		40 - 60	
SH1*	Min. Sitzhöhe (Sitzplatte)	42,5	42	44
SH2*	Min. funktionale Sitzhöhe	52,5	52	54
	Durchmesser Räder (F/M/R)	- /14"/9"	8"/14"/6"	9"/14"/ -
	Reichweite (km)		Bis 40	Bis 44
	Geschwindigkeit (km/h)	6 / 10	6 / 10	6 / 10
	Max. Hindernishöhe (mm)	50	75	50
	Wendekreis (mm)	660	955	1040



*Siehe Sitzhöhentabelle auf Seite 7



Produktübersicht

Bestellung

Kostenvoranschlag

Rechnungsadresse:

Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Versandadresse:

Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

Kommission:

Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	
Krankenkasse / Diagnose:	

Datum:
Mitarbeiter Fachhändler:
Email:
Tel:
Mitarbeiter L&M DE:

ANATOMISCHE MASSE:

1) Kopf Höhe:	_____	mm
2) Schulter Höhe:	_____	mm
3) Ellbogen Höhe:	_____	mm
4) Ellbogen bis Hand:	_____	mm
5) Unterschenkel Länge:	_____	mm
6) Oberschenkel Länge:	_____	mm
7) Hüft Breite:	_____	mm
8) Brust Breite:	_____	mm
9) Höhe,	_____	mm
10) LT-Ebene (Newton):	_____	cm
Gewicht (kg):	_____	kg

SYMBOLE: S = Standard

MODELL WÄHLEN

Modell		
<input type="checkbox"/>	MF000000070	MORGAN F Versus 6 km/h HMV 18.50.04.0226 (ohne Sitzhub)
<input type="checkbox"/>	MF000000080	MORGAN F Versus 6 km/h HMV 18.99.06.1148 (mit Sitzhub)
<input type="checkbox"/>	MF000000090	MORGAN M Versus 6 km/h HMV 18.50.04.0227 (ohne Sitzhub)
<input type="checkbox"/>	MF000000100	MORGAN M Versus 6 km/h HMV 18.99.06.1150 (mit Sitzhub)
<input type="checkbox"/>	MF000000110	MORGAN R Versus 6 km/h HMV 18.50.04.0228 (ohne Sitzhub)
<input type="checkbox"/>	MF000000120	MORGAN R Versus 6 km/h HMV 18.99.06.1149 (mit Sitzhub)

Geschwindigkeit

<input type="checkbox"/>	MF010000020	Geschwindigkeit 10 km/h incl StVo Kit
<input type="checkbox"/>	MF000000030	Gyro-Modul

Farbe Verkleidung

<input type="checkbox"/>	MF500000010	Mattschwarz
<input type="checkbox"/>	MF500000020	Mattschwarz Akzentfarbe: Weiss
<input type="checkbox"/>	MF500000030	Mattschwarz Akzentfarbe: Orange
<input type="checkbox"/>	MF500000040	Mattschwarz Akzentfarbe: Silber-grau
<input type="checkbox"/>	S MF500000050	Mattschwarz Akzentfarbe: Newton grün

BATTERIEN & LADEGERÄT

<input type="checkbox"/>	S MF530000050	Batterien MTG60 (Typ Gel, 60Ah@C20, 52Ah@C5)
<input type="checkbox"/>	S MF660000020	Ladegerät 24V / 8A
<input type="checkbox"/>	MF530000010	Batterien MPX70 (Typ AGM, 79Ah@C20, 63Ah@C5)
<input type="checkbox"/>	MF660000020	Ladegerät 24V / 8A
<input type="checkbox"/>	MF660000030	Ladegerät 24V / 12A*
<input type="checkbox"/>	MF740000010	Externe Ladebuchse**
<input type="checkbox"/>	MF530000030	Ohne Batterien
<input type="checkbox"/>	MF660000040	Ohne Ladegerät

* Bei Verwendung eines 12A-Ladegeräts empfehlen wir einen Ladebuchse
 ** Befestigung hinten an der Kappe, Alternativ auf Anfrage

RÄDER

Antriebräder

<input type="checkbox"/>	S MF870190010	Luftbereift schwarz
<input type="checkbox"/>	MF870020010	Vollgummi schwarz

Lenkräder*

<input type="checkbox"/>	S MF050190010	Luftbereift schwarz
<input type="checkbox"/>	MF050200010	Vollgummi schwarz

* Beim Morgan M ist das Hinterrad immer Vollgummi



Produktübersicht

Joystickaufsatz (R-Net)

<input type="checkbox"/>							
MF930320080	MF930320010	MF930320020	MF930320040	MF930320050	MF930320030	MF930320060	MF930320070
Standard	Ball 32 mm	Ball 38 mm	Pilztaste	T-Bar-Schalter	Stick 80 mm	Soft-Ball 70 mm	Golfball

STEUERUNG

R-Net Joystick Modul*

<input type="checkbox"/>	S	MF770000020	Joystick-Modul CJSM-LED L	
<input type="checkbox"/>		MF770000030	Joystick-Modul CJSM LCD	
<input type="checkbox"/>		MF770000040	Joystick-Modul CJSM2 IR Function	
<input type="checkbox"/>		MF770000050	Joystick-Modul CJSM2 mit IR und Bluetooth	
<input type="checkbox"/>		MF770000110	Heavy-Duty-Satz für Montage auf CJSM (Spästikerausführung)*	(AD-Lieferzeit auf Anfrage)
<input type="checkbox"/>		MF770000120	Heavy-Duty-Satz für Montage auf CJSM2 (Spästikerausführung)*	(AD-Lieferzeit auf Anfrage)
<input type="checkbox"/>		MF770000060	Umkehrbarer Mittelsteuerung für Tisch Aufklappbar**	
<input type="checkbox"/>		MF770040070	Begleitsteuerung RECHTS	
<input type="checkbox"/>		MF770030070	Begleitsteuerung LINKS	
<input type="checkbox"/>		MF770000080	Intuitive Schiebehandgriffe-Steuerung für Begleiter ***	
<input type="checkbox"/>		MF770000130	Scoot-Steuerung*	(AD-Lieferzeit auf Anfrage)

* Betrachten Sie das Bestellblatt Sondersteuerungen.

** Tisch auswählen für Mittelsteuerung!

*** Nur in Kombination mit Begleitsteuerung



Joystick Montage

<input type="checkbox"/>	S	MF750040010	Anbau Steuerung RECHTS
<input type="checkbox"/>		MF750030010	Anbau Steuerung LINKS
<input type="checkbox"/>		MF750040020	Fahrpult abschenkbar und längeneinstellbar RECHTS*
<input type="checkbox"/>		MF750030020	Fahrpult abschenkbar und längeneinstellbar LINKS*
<input type="checkbox"/>		MF750040040	Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung RECHTS
<input type="checkbox"/>		MF750030040	Ausgewähltes Bedienpult als Begleitsteuerung LINKS
<input type="checkbox"/>		MF750040030	"Evo-Lectus" Typ abschenkbarer Fahrpult RECHTS*/**
<input type="checkbox"/>		MF750030030	"Evo-Lectus" Typ abschenkbarer Fahrpult LINKS*/**

* Diese Option wird in Kombination mit winkelverstellbaren Beinstützen verstärkt empfohlen.

** Immer in Kombination mit Lectus Armauflage



Therapie Tisch

<input type="checkbox"/>	MF150000020	Tisch abschenkbar LINKS (Bedienpult RECHTS)
<input type="checkbox"/>	MF150000010	Tisch abschenkbar RECHTS (Bedienpult LINKS)
<input type="checkbox"/>	MF150000030	Tisch abschenkbar nach LINKS, für umkehrbare Mittelsteuerung
<input type="checkbox"/>	MF150000040	Tisch abschenkbar nach RECHTS, für umkehrbare Mittelsteuerung

NEWTON SITZ- UND RÜCKENKISSEN (FALLS LECTUS, FÜLLEN SIE DAS FORMULAR WEITER AUS AB SEITE 5)

Sitzbreite / Sitztiefe Newton

		Sitzbreite				
		MF020000010	MF020000020	MF020000030	MF020000040	MF020000050
Sitztiefe		37 cm*	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm*
MF030000010	42 cm	<input type="checkbox"/>				
MF030000020	44 cm	<input type="checkbox"/>				
MF030000030	46 cm	<input type="checkbox"/>				
MF030000040	48 cm	<input type="checkbox"/>				
MF030000050	50 cm	<input type="checkbox"/>				
MF030000060	52 cm	<input type="checkbox"/>				
MF030000070	54 cm	<input type="checkbox"/>				
MF030000080	56 cm	<input type="checkbox"/>				

* Bei Sitzbreite 37 oder 57 cm kann es zu längeren Lieferzeit kommen



Produktübersicht

Newton Rückenissen*

<input type="checkbox"/>	S	MF130000150	Newton Curve Z Rückenissen mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>		MF130000010	Newton Curve 1 Rückenissen mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>		MF130000020	Newton Curve 2 Rückenissen mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>		MF130000030	Newton Curve 3 Rückenissen mit Mesh Bezug**
<input type="checkbox"/>		MF130000040	Abnehmbarer abwaschbarer Bezug der Rückenlehne*** Stück
<input type="checkbox"/>		MF130000050	Newton Curve 3 DEEP Rückenissen mit Mesh Bezug**/****
<input type="checkbox"/>		MF130000060	Rückenkonturtiefe: Deep
<input type="checkbox"/>		MF130000070	Rückenkonturtiefe: Extra Deep
<input type="checkbox"/>		MF130000160	Ohne Newton Kissen

* Newton Curve-Rückenlehnen sind standardmäßig mit integriertem Kopfstützenhalter ausgestattet
 ** Zur Vergrößerung der Kopfstützenreichweite in Kombination mit Curve 3 und Curve 3 DEEP Rückenlehne ist immer ein zusätzliches Glied montiert für serienmäßige Kopfstützenhalterung
 *** Nur lieferbar in grau. Mit abnehmbarem abwaschbarem Rückenlehnebezug in Kombination mit Rückenlehne Typ Curve Z Lieferzeit auf Anfrage
 **** Wählen Sie immer eine Rückenkonturtiefe

Newton Breite der Rückenlehne*

<input type="checkbox"/>				
MF730000010	MF730000020	MF730000030	MF730000040	MF730000050
37 cm	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm

* Nur gleiche oder maximal eine Breite schmaler als die Sitzbreite wählen.

Newton Rückenlehnenwinkel aus Newton-Konfigurator*

<input type="checkbox"/>	MF180000010	A (115°)
<input type="checkbox"/>	MF180000020	B (119°)
<input type="checkbox"/>	MF180000030	C (123°)
<input type="checkbox"/>	MF180000070	Mehrfach verstellbare Rückenlehnenbefestigung zur Feineinstellung des Rückenlehnenwinkels

* Den richtigen Rückenlehnen- und Sitzwinkel für Ihren Kunden finden Sie in unserem Newton-Konfigurator auf newton.life-mobility.com/de/der-newton-konfigurator/

Newton Höhenposition der Rückenlehne*

<input type="checkbox"/>	MF980000010	Position 0 (Höhe der LT-Ebene 15 cm)	<input type="checkbox"/>	MF980000060	Position 5 (Höhe der LT-Ebene 20 cm)
<input type="checkbox"/>	MF980000020	Position 1 (Höhe der LT-Ebene 16 cm)	<input type="checkbox"/>	MF980000070	Position 6 (Höhe der LT-Ebene 21 cm)
<input type="checkbox"/>	MF980000030	Position 2 (Höhe der LT-Ebene 17 cm)	<input type="checkbox"/>	MF980000080	Position 7 (Höhe der LT-Ebene 22 cm)
<input type="checkbox"/>	MF980000040	Position 3 (Höhe der LT-Ebene 18 cm)	<input type="checkbox"/>	MF980000090	Position 8 (Höhe der LT-Ebene 23 cm)
<input type="checkbox"/>	MF980000050	Position 4 (Höhe der LT-Ebene 19 cm)	<input type="checkbox"/>	MF980000100	Nicht bekannt

* Von LT-Ebene zu Sitz gemessen. Die richtige Messmethode entnehmen Sie bitte der Newton-Messanleitung (Seite 6)

Newton Sitzkissen

<input type="checkbox"/>	MF120000100	Aluminium Sitzplatte (ohne Kissen)*	
<input type="checkbox"/>	MF120000010	Newton Contour Sitzkissen mit abwaschbarem Bezug	
<input type="checkbox"/>	MF120000020	Newton Contour Deep Sitzkissen mit abwaschbarem Bezug	
<input type="checkbox"/>	MF120000030	Newton Contour Xtra Sitzkissen mit abwaschbarem Bezug**	
<input type="checkbox"/>	S	MF120000120	Newton Contour Sitzkissen mit Mesh bezug
<input type="checkbox"/>		MF120000130	Newton Contour Deep Sitzkissen mit Mesh bezug
<input type="checkbox"/>		MF120000140	Newton Contour Xtra Sitzkissen mit Mesh bezug
<input type="checkbox"/>		MF120000040	Seat Base (Newton Sitzplatte)
<input type="checkbox"/>		MF120000050	Kantenerhöhung vorn h = 5 cm
<input type="checkbox"/>		MF120000060	Kantenerhöhung vorn h = 8 cm
<input type="checkbox"/>		MF120000110	Ohne Kissen (Newton)

* Nicht in Kombination mit Newton-Sitzwinkelverstellung
 ** Bei Benutzergewicht > 120 kg

Newton Sitzwinkel*

<input type="checkbox"/>	MF420000010	A (Sitzwinkel 12°)
<input type="checkbox"/>	MF420000020	B (Sitzwinkel 16°)
<input type="checkbox"/>	MF420000030	C (Sitzwinkel 20°)
<input type="checkbox"/>	MF420000040	Sitzwinkel von 9°**
<input type="checkbox"/>	MF420000050	Sitzwinkel von 7°***

* Den richtigen Rückenlehnen- und Sitzwinkel für Ihren Kunden finden Sie in unserem Newton-Konfigurator auf newton.life-mobility.com/de/der-newton-konfigurator/
 ** Nicht in Kombination mit einem festen Sitzrahmen
 *** Nicht in Kombination mit festem Sitzrahmen und zentraler Beinstütze



Produktübersicht

LECTUS SITZ (FALLS NEWTON, FÜLLEN SIE DAS FORMULAR WEITER AUS AB KAPITEL KOPFSTÜTZE UNTEN)

Sitzbreite / Sitztiefe Lectus

		Sitzbreite			
		MF020000020	MF020000030	MF020000040	MF020000050
Sitztiefe		42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
MF030000090	40 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000100	42,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000110	45 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000120	47,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000050	50 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000130	52,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000140	55 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000150	57,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF030000160	60 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lectus Rückenissen

<input type="checkbox"/>	MF130000080	Standard mit 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	MF130000090	Standard mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	MF130000100	Extra Komfort mit 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	MF130000110	Extra Komfort mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	MF130000120	Konturpolster / Rumpfanstützung
<input type="checkbox"/>	MF130000130	Ohne Lectus Kissen
<input type="checkbox"/>	MF130000140	Ohne Lectus Kissen, Rückenschale und Rahmen

Rumpfpelotten

<input type="checkbox"/>	MF830040010	Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	MF830030010	Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	MF830040020	Rumpfpelotte RECHTS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	MF830030020	Rumpfpelotte LINKS, 2D einstellbar mit abwaschbarem Bezug

Rückenlehnen-Breite/ Rückenlehnen-Höhe Lectus

		Rückenlehnen-Höhe		
		MF410000010	MF410000020	MF410000030
Rückenlehnen-Breite		53 cm	60 cm	67 cm*
MF730000060	41 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF730000070	46 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MF730000080	51 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Standard in Kombination mit 510 mm Rückenlehnen-Breite. (Wenn für andere Breite, AD-Lieferzeit auf Anfrage)

Lectus Sitzkissen

<input type="checkbox"/>	MF120000070	Ergonomisch geformt mit 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>	MF120000080	Ergonomisch geformt mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>	MF120000100	Aluminium Sitzplatte (ohne Kissen)

KOPFSTÜTZE

<input type="checkbox"/>	MF140000070	Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug*
<input type="checkbox"/>	MF140000080	Kopfstütze 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug*
<input type="checkbox"/>	MF140000090	Kopfstütze Muschelform 3D einstellbar mit Mesh Bezug *
<input type="checkbox"/>	MF140000100	Mehrfach verstellbare Kopfstütze 3D einstellbar mit Mesh Bezug*
<input type="checkbox"/>	MF140000110	Kopfstütze seitlich einstellbar auf Gleitschiene*
<input type="checkbox"/>	MF140000020	Standard Kopfstütze
<input type="checkbox"/>	MF140000120	Snellius Kopfstütze
<input type="checkbox"/>	MF140000130	Snellius Kopfstütze mit Edison Mechanik

* Nicht in Kombination mit Newton Rückenissen. AD-Lieferzeit auf Anfrage in Kombination mit Newton Rückenissen.

ARMLEHNEN

Armlehne Typ

<input type="checkbox"/>	S MF100000070	In der Höhe einstellbare Armlehnen für Armauflage gepolstert (T-bar)
<input type="checkbox"/>	MF100000010	In der Höhe einstellbare Armlehnen, für Lectus Armauflage (T-bar)*
<input type="checkbox"/>	MF100000020	Kunststoff Seitenteile / Kleiderschutz (Transparent)
<input type="checkbox"/>	MF100000030	Gepolsterte Seitenkissen
<input type="checkbox"/>	MF100000050	Armlehnen mit hochschwenkbare Drehpunktbefestigung am Rückenrahmen für feste Lectus-Armauflage*
<input type="checkbox"/>	MF100000030	Gepolsterte Seitenkissen
<input type="checkbox"/>	MF100000040	Armlehnen mit hochschwenkbare Drehpunktbefestigung auf der Seitenschiene für feste Lectus-Armauflage*

* Auch Armauflage Lectus wählen



Gepolsterte Seitenkissen



Armlehnen mit hochschwenkbare Drehpunktbefestigung am Rückenrahmen für feste Lectus-Armauflage



Armlehnen mit hochschwenkbare Drehpunktbefestigung auf der Seitenschiene für feste Lectus-Armauflage



Produktübersicht

Armauflagen

<input type="checkbox"/>	S	MF100040050	Armauflage gepolstert 400 mm Rechts
<input type="checkbox"/>	S	MF100030050	Armauflage gepolstert 400 mm Links
<input type="checkbox"/>		MF100040070	Ohne Armauflage gepolstert Rechts
<input type="checkbox"/>		MF100030070	Ohne Armauflage gepolstert Links
<input type="checkbox"/>		MF100040030	Armauflage Lectus RECHTS 400mm 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>		MF100030030	Armauflage Lectus LINKS 400mm 3D-Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>		MF100040040	Armauflage Lectus RECHTS 400mm mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>		MF100030040	Armauflage Lectus LINKS 400mm mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>		MF100040060	Hemi Armlagerungsschale RECHTS
<input type="checkbox"/>		MF100030060	Hemi Armlagerungsschale LINKS

PELOTEN

Oberschenkelpelotte

<input type="checkbox"/>		MF840040010	Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>		MF840030010	Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit Mesh Bezug
<input type="checkbox"/>		MF840040020	Oberschenkelpelotte RECHTS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug
<input type="checkbox"/>		MF840030020	Oberschenkelpelotte LINKS, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug

BEINSTÜTZEN

<input type="checkbox"/>	S	MF110040010	Fußrasten mit festem Winkel RECHTS, hochklappbar, höheneinstellbar und seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>	S	MF110030010	Fußrasten mit festem Winkel LINKS, hochklappbar, höheneinstellbar und seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110040020	Winkelverstellbare Beinstütze RECHTS manuell hochschwenkbar, seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110030020	Winkelverstellbare Beinstütze LINKS manuell hochschwenkbar, seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110040030	Gasfedern Satz für Winkelverstellbare Beinstütze, RECHTS
<input type="checkbox"/>		MF110030030	Gasfedern Satz für Winkelverstellbare Beinstütze, LINKS
<input type="checkbox"/>		MF110040060	Fersenriemen rechts
<input type="checkbox"/>		MF110030060	Fersenriemen links
<input type="checkbox"/>		MF110040070	Laterale Kniepolsterung rechts
<input type="checkbox"/>		MF110030070	Laterale Kniepolsterung links
<input type="checkbox"/>		MF110000060	Winkelverstellbare Beinstützen Links & Rechts Elektrisch hochschwenkbar, seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110040040	Winkelverstellbare Beinstütze verstärkt RECHTS manuell hochschwenkbar mit Gasfedern, seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110030040	Winkelverstellbare Beinstütze verstärkt LINKS manuell hochschwenkbar mit Gasfedern, seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110040050	Winkelverstellbare Beinstütze verstärkt RECHTS Elektrisch hochschwenkbar, seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110030050	Winkelverstellbare Beinstütze verstärkt LINKS Elektrisch hochschwenkbar, seitlich wegschwenkbar
<input type="checkbox"/>		MF110040060	Fersenriemen rechts
<input type="checkbox"/>		MF110030060	Fersenriemen links
<input type="checkbox"/>		MF110040070	Laterale Kniepolsterung rechts
<input type="checkbox"/>		MF110030070	Laterale Kniepolsterung links
<input type="checkbox"/>		MF110000070	Zentral Beinstütze biomechanisch, manuell verstellbar*
<input type="checkbox"/>		MF110000080	Zentral Beinstütze biomechanisch, elektrisch verstellbar *
<input type="checkbox"/>		MF110000090	Wadenpelotten, 3D einstellbar mit Mesh Bezug (1 Paar)
<input type="checkbox"/>		MF110000100	Wadenpelotten, 3D einstellbar mit abwaschbarem Bezug (1 Paar)
<input type="checkbox"/>		MF110000110	Fussplatten 150mm LINKS & RECHTS - mit Winkeleinstellung
<input type="checkbox"/>		MF110000130	Durchgehende Fussplatte - mit Winkeleinstellung

* Nicht möglich mit Sitzbreite 37 cm, immer eine Fussplatte auswählen. Bei Morgan F nur möglich ab Sitztiefe 50 cm und bei 6 km/h

SITZFUNKTION

Rückenlehne-verstellung

<input type="checkbox"/>		MF180000040	Rückenlehne, manuell einstellbar (Gewindestange)
<input type="checkbox"/>	S	MF180000050	Rückenlehne, manuell stufenlos verstellbar (mit Slingsfeder) (75° - 115°)
<input type="checkbox"/>		MF180000060	Rückenlehne elektrisch (90° - 135°)



Rückenlehne, manuell einstellbar (Gewindestange)



Rückenlehne, manuell stufenlos verstellbar (mit Slingsfeder)



Rückenlehne elektrisch verstellbar

Sitzkantelung

<input type="checkbox"/>	S	MF810000030	festе Montage / ohne Sitzkantelung
<input type="checkbox"/>		MF810000010	Sitzkantelung mit Schwerpunktverlagerung, elektrisch verstellbar, 0-50°*

* In Kombination mit dem Sitzhub wird der Bereich 0-45°



Rückenlehne-verstellung



Sitzkantelung




Produktübersicht

ZUBEHÖR		
<input type="checkbox"/>	MF160040010	Transfer Handgriffe RECHTS
<input type="checkbox"/>	MF160030010	Transfer Handgriffe LINKS
<input type="checkbox"/>	MF160000020	Beckengurt
<input type="checkbox"/>	MF160000030	Beckengurt mit Rollautomatik und Schnappverschluss
<input type="checkbox"/>	MF160000040	4-Punkt H-Gurt
<input type="checkbox"/>	MF160000050	2-Punkt Brustgurt mit Polsterelement
<input type="checkbox"/>	MF160000060	USB-Ladeadapter, blau
<input type="checkbox"/>	MF160040020	Spiegel, Montage an der Armlehne RECHTS *
<input type="checkbox"/>	MF160030020	Spiegel, Montage an der Armlehne LINKS *
<input type="checkbox"/>	MF160000080	Schaltkasten Druckschalter**
<input type="checkbox"/>	MF160000090	Schaltkasten Kippschalter**
<input type="checkbox"/>	MF160000070	Fern Stop (Fahrverriegelung per Funk-Fernbedienung)
<input type="checkbox"/>	MF160000110	Befestigungsplatte am Rollstuhlrahmen zur Fixierung in Dahl Dockingstation***
<input type="checkbox"/>	MF160000140	Universalhalterung zur Montage Zubehör an Sitzschiene 15x15 mm RohrSt.
<input type="checkbox"/>	MF160040030	Armlehnentasche RECHTS
<input type="checkbox"/>	MF160030030	Armlehnentasche LINKS
<input type="checkbox"/>	MF160000100	Taschenhaken (1 Paar)
<input type="checkbox"/>	MF160000120	Schutzbleche (Set) Rückseite****
<input type="checkbox"/>	MF160000130	Schutzbleche (Set) Vorderseite****

* Achtung, Spiegel kann mit anderen Optionen in Konflikt stehen
 ** Montage an der Seite der Steuerung, nicht möglich mit CJSM-LED L
 *** Es wird empfohlen, am Stuhl Lufträder zu verwenden
 **** Nur möglich i.K.m. Morgan M



Anleitung zur Newton-Messung



Newton Sitzhöhentabelle (Sitzhöhenerrhöhung pro Sitz, Sitzwinkel und Sitzkantelung)

18.50.04.022X Ausstattung ohne Sitzhub	Morgan M 42 cm	Morgan F 42,5 cm	Morgan R 44 cm		
18.99.06.11XX Ausstattung mit Sitzhub	Morgan M 43 cm	Morgan F 43,5 cm	Morgan R 45 cm		
Sitzkissen	A	B	C	9°	7°
Newton Contour	+9 cm	+10,5 cm	+12 cm	+7,5 cm	+6,5 cm
Newton Contour Deep/Xtra	+11 cm	+12,5 cm	+14 cm	+9,5 cm	+8,5 cm
Lectus	+10 cm				
Beispiel	Morgan M (18.50.04.0227 Ohne Sitzhub) mit Newton Contour Sitzkissen und Sitzwinkel A= 42 + 9 = 51 cm				