

Produktübersicht

PRESTOS

PRESTO S – Grundmodell

HMV-Nr: 18.51.05.1049

Farbe	Hochglanzschwarz
Gasbedienung:	Rechts vorwärts / Links rückwärts
Akkus	2 x 50Ah
Ladegerät	6A/24V



Specificaties

Abk.	Messpunkte	Spezifizierung
SB	Sitzbreite	51 cm
ST	Sitztiefe	44 cm
SH	Sitzhöhe* über Trittbrett	47 / 49,5 / 52 / 54,5 cm
HE	Höhe Elektromobil	132 cm
LE	Länge Elektromobil	138 cm
BE	Breite Elektromobil	65 cm
HT	Höhe Trittbrett über dem Boden	19 cm
	Höchstgeschwindigkeit	6km/h
	Aktionsradius	29 / 35 / 44km**
	Akku	50 / 60 / 73Ah
	Ladegerät	6A 24V / 8A 24V
	Gesamtgewicht (exkl akkus)	90 kg
	Maximale Belastbarkeit	160 kg
	Wendekreis	160 cm
	Maximaler Neigungswinkel	10°
	Maximale Hindernishöhe	10 cm
	Erfüllt	EN 12184 Klasse C
	HMV-Nr:	18.51.05.1049 (6 km/h version)



* Die Sitzhöhe wurde unter Belastung gemessen.

** Abhängig von der eingestellten Geschwindigkeit, Außentemperatur, Gewicht des Nutzers, Reifenspannung etc.



Produktübersicht

Kontakt

Name des Händlers _____
 Ansprechpartner _____
 Datum _____
 Bestellnummer _____

Modell

PS000000130 **Presto S²**
 HMV-Nr: 18.51.05.1049
 Allround 4-Rad-Elektromobil
 Lieferumfang:
 * Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
 * Gummistoßbleisten rundum (Abb. A, B, C)
 * Fahrtrichtungsanzeiger mit Tagfahrlicht
 * Hochglanzschwarze Verkleidung
 * INDEGO Federung
 * Schwarze, schlauchlose Luftreifen
 * Drehbarer Stuhl mit Sitzverschiebung
 * Kopfstütze
 * Armlehnen in Breite, Höhe und Winkel verstellbar
 * Kurvengeschwindigkeitssensor
 * Blinkerausschaltautomatik (Abb. D)
 * Abnehmbarer Einkaufskorb
 * 2 x 50Ah Akkus
 * 6A/24V Ladegerät
 * Rückspiegel links und rechts
 * Zubehöraufnahme hinten, unter dem Sitz

Die gewünschte Ausführung bitte ankreuzen! Die genannten Optionen können Aufpreise umfassen.

Akkus

- PS530000010 Ohne Akkus und Akkuladegerät *Minderpreis*
 PS530000020 2 MK Gelakkus 60 Ah + zugehöriges Akkuladegerät 6A/24V
 PS530000030 2 MK Gelakkus 73 Ah + zugehöriges Akkuladegerät 8A/24V

Stuhloption

- PS510000010 Beckengurt (Abb. E)

Gasbedienung

- PS520000010 Rechts vorwärts / Links rückwärts
 PS520000020 Links vorwärts / Rechts rückwärts

Aufbewahrungsmöglichkeit

- PS540000010 Stockhalter¹ (Abb. F)
 PS540000020 Abschließbarer Koffer hinter dem Sitz

Sicherheitsoptionen

- PS061000010 Antikipprollen (Abb. C)

Zubehör

- PS160000010 Wasserabweisender Überzug Elektromobil
 PS160000020 Windschutz (Abb. G)
 PS160000030 Handy-Halter (Abb. H)
 PS160000040 USB-Adapter für die Ladesteckdose (Abb. I)

Erläuterung

- 1 Nicht möglich in Kombination mit einem abschließbaren Koffer hinter dem Sitz
 2 Elektromobile wird komplett montiert geliefert



A



B




C



D



E



F



G



H



I