

Morgan Serie



Vollständige Kontrolle
mit dem Morgan

Inspired by life

 **Life & Mobility**

Die Morgan Serie

Lernen Sie unsere neue Morgan-Serie kennen: Morgan M, F und R. Eine hochwertige Reihe von Elektrorollstühlen, ausgestattet mit dem vielseitigen Versus Sitzrahmen-System und dem R-Net-Betriebssystem. Die komplette Familie zeichnet sich durch ihre große Modularität hinsichtlich Antriebs-, Positionierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten aus. Dadurch kann für jeden Benutzer die gewünschte Konfiguration zusammengestellt werden.

Morgan M

Der Morgan Midwheeler ist die vielseitigste Version unserer Morgan-Serie. Das neu konzipierte Morgan-Gestell zeichnet sich durch leistungsstarke Motoren, eine hervorragende, individuell einstellbare Federung und einen kleinen Wendekreis aus. Das 6-Rad-Einzelradaufhängungssystem absorbiert hervorragend Stöße beim Fahren über unebene Oberflächen und Hindernisse bis zu 75 mm. Dadurch ergibt sich ein intuitives Fahrverhalten auf allen Untergründen, wodurch sich der Morgan M sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich bestens eignet.

Morgan F und R

Der Morgan R ist ein Elektrorollstuhl mit Hinterradantrieb, der zusätzliche Stabilität bietet, wenn Sie über unebenes Gelände fahren und Hindernisse erklimmen. Der Morgan F ist die Vorderradversion unserer Morgan-Serie und ist wie der Morgan R auch mit einer 4-Rad-Einzelradaufhängung für zusätzliche Stabilität während der Fahrt ausgestattet. Durch eine große Auswahl an Optionen und Zubehör kann jeder Anwender die maximale Unterstützung erhalten. Die Basisausführung dieser Rollstühle ist sehr vollständig und entspricht genau den Anforderungen des Vergütungssystems.

STANDARD:

- Newton Sitzsystem mit Premium-Sitzunterstützung
- 6 km/h - 2 Motoren á 450W - Batterien 50 Ah
- Luftbereifung schwarz
- R-Net (P&G) Betriebssystem
- Wegschwenkbarer Joystick
- LED Licht

OPTIONEN:

- Newton und Lectus Positionierungsoptionen
- Alle Sitzfunktionen elektrisch einstellbar
- Sondersteuerungen und Sonderbau
- Zubehör



Versus Sitzrahmen-System

Das Versus-Sitzsystem ist ein universelles System, das sich sehr einfach in Breite, Tiefe und Höhe verstellen lässt. Das System integriert bis zu vier elektrische Positionierungsfunktionen und ist kombinierbar mit den Standardkissen, dem hochwertigen Newton Kissen oder einzelnen Sitzorthesen.

NEWTON

Newton Sitzsystem

Newton bietet hochwertige Rückenlehnen und Sitzunterstützung. Die Rückenlehnen und Sitzkissen der Serie Curve und Contour bieten umfangreiche Unterstützungsmöglichkeiten für jeden anspruchsvollen Nutzer.



Kopfstütze



Curve Rückenlehne



Contour Sitzkissen



MORGAN M



MORGAN F



MORGAN R



Kopfstütze



Oberschenkelpelotte



Rumpfpelotte

Lectus Positionierungsoptionen

Die Standardkissen sind mit mehreren, einstellbaren Positionierungsmöglichkeiten erweiterbar, beispielsweise eine passende Kopfstütze und/oder zusätzliche seitliche Unterstützung.



R-Net Steuerung

R-Net ist ein hochwertiges Steuerungssystem mit zahlreichen Optionen im Bereich Joystick-Steuerung, Fahreinstellungen und Sondersteuerungen. Das R-Net-System ist seit Jahren ein Standard auf dem Markt und daher sehr einfach zu bedienen und zu warten. Das System ist so konzipiert, dass der Benutzer die vollständige Kontrolle über alle Einstellungen des Rollstuhls hat.



ISO 7176-19:2008

Eigenschaften Morgan Serie

	MORGAN F	MORGAN M	MORGAN R
Gesamtgewicht (kg)	203	165 - 187	182
Gesamtgewicht ohne Akku's (kg)	148	133	128
Max. Benutzergewicht (kg)	136	136	136
Gesamtlänge inkl. Beinstütze (cm)	113	119,5	120
Gesamtbreite Rollstuhl (cm)	60-82,5	60-82,5	60-82,5
Gesamthöhe Rollstuhl (cm)	122	119	122
Sitzbreite (cm)	37 - 57	37 - 57	37 - 57
Sitztiefe (cm)	42 - 56	42 - 56	42 - 56
Sitzhöhe (Sitzplatte)	43	44	46
Radgröße (F/M/R)	14"/- /9"	8"/14"/6"	9"/- /14"
Reichweite (km)	Bis 40 (70Ah)	Bis 40 (70Ah)	Bis 44 (70Ah)
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6 -10	6-10	6-10
Max. Hindernishöhe (mm)	50	75	50
Wendekreis (mm)	660	955	1040
Batterien	50/70 Ah	50/70 Ah	50/70 Ah
Steuerung (R-Net)	R-Net	R-Net	R-Net
Crashtest-sicher	Ja	Ja	Ja
Rückenverstellung	Manuell / Elektrisch	Manuell / Elektrisch	Manuell / Elektrisch
Winkelbereich Rücken	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Sitzkantelung	3 - 48°	3 - 48°	3 - 48°
Winkelbereich Beinstützen	90 - 165°	90 - 165°	90 - 165°
Fußstützenverstellung	Manuell / Elektrisch	Manuell / Elektrisch	Manuell / Elektrisch
Liftmodul (cm)	0-30	0-30	0-30

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder Fragen Sie unseren Produktberater in Ihrer Region nach einer passenden Beratung!



Sitzposition tief



Sitzkantelung: 0 - 45 Grad



Sitzhub: 30 cm



Relax-Position



Life & Mobility GmbH

Oderstraße 59
14513 Teltow (Berlin)
T +49 (0) 3328 - 338 1300
F +49 (0) 3328 - 338 1301

www.life-mobility.com
verkauf@life-mobility.com

Hauptsitz

Life & Mobility B.V.
Logistiekweg 7
NL- 7007 CJ Doetinchem
T +31 (0)314 - 328 000

