

SOLO

BLACK EDITION



Überlegener  
fahrkomfort

Inspired by life

Life & Mobility

# Überlegener Fahrkomfort

SOLO BLACK EDITION

All die Vorzüge des bewährten Solo, aber in einer schönen schwarzen Ausgabe. Das ist der Solo Black Edition. Ein Premium-Mobilitätsroller, der dank des INDEGO-Federungssystems auch bei langen Fahrten durch seinen hohen Fahrkomfort besticht. Mit seiner komplett schwarzen Verkleidung, den Felgen und der Stoßstange strahlt diese Sonderausgabe Kraft und Raffinesse aus. Mit seinen zahlreichen Optionen und Zubehörteilen lässt sich der Solo Black Edition ganz individuell gestalten. So gibt Ihnen dieses Elektromobil die Freiheit, das zu tun, was Sie am meisten lieben. Unabhängig und mit Stil.



SDS SAFE DRIVING SOLUTIONS

## Sicherheit

- Die Kurvengeschwindigkeit wird automatisch korrigiert, um eine bessere Steuerungskontrolle zu ermöglichen.
- Die Fahrtrichtungsanzeiger werden nach einer Kurve automatisch ausgeschaltet und können sicher bedient werden, ohne das Steuer loslassen zu müssen.
- Auffällige Notstopp-Taste, um das Elektromobil bei Gefahr sofort anhalten zu können.
- Die Hinterräder sind unabhängig voneinander gefedert. Zusammen mit der einzigartigen Radgröße sorgt dies für größere Stabilität beim Überwinden von Hindernissen.

EDS ERGONOMIC DRIVING SOLUTIONS

## Ergonomie

- Der Stuhl, die Bedienung sowie das Steuerungs- und Fahrverhalten können vollständig an individuelle Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden.
- Die patentierte INDEGO-Federung und die spezielle Stuhlfederung sorgen für ruhiges und bequemes Fahrverhalten.
- Übersichtliches Bedienfeld mit drei programmierbaren Geschwindigkeitseinstellungen.
- Geschwindigkeitsregelanlage, um die Belastung der Hände bei langen Geradeausfahrten so gering wie möglich zu halten.
- Große Bein- und Fußfreiheit.

## Eigenschaften

- Einstellbare Geschwindigkeit bis 15 km/h.
- Maximaler Aktionsradius 70 km\*.
- Hohe maximale Belastung von 160 kg (optional 200 kg).
- Gefederter, drehbarer Stuhl mit Sitzverschiebung und Höhenverstellung.
- Optional mit Forza-Motor zur Verwendung in bergigem Gelände.

\*Unter idealen Bedingungen



Hochglänzend metallisch schwarz lackierte Akkudeckel



Schwarze Felgen



Schwarze Stoßstange



Standardmäßig mit zwei Spiegeln geliefert