

## Les supports avant de siège, Morgan M/Leon

		Largeur du siège					
		W37	W42	W47	W52	W57	
Nouveaux Morgan M et Leon	Angle d'assise ABC		 A	 A	 B	 A	 B
	Angle d'assise 9 degrés (Hauteur d'assise -1,5 cm)		 C	 C	 D	 C	 D
	Angle d'assise 7 degrés (Hauteur d'assise -2,5 cm)		 E	 E	 F	 E	 F

## Les supports arrière de siège, Morgan M/Leon

		Largeur du siège				
		W37	W42	W47	W52	W57
Morgan Serie (électrique)	 G G + D	 H *	 I *	 H *	 I *	

\* Déplacer vers l'intérieur, autant que possible, les supports de siège.