



Blazer Sling (AA1)

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

Prescripteur -
Thérapeute : Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal : Ville :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : Jour Mois Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

Document à retourner à :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières


69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Équipements	
Type de Propulsion	Propulsion, roues motrices arrières	Dossier	Dossier à Inclinaison Manuelle - Vérin Mécanique
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 350W - Batteries 50 Ah	Repose Jambe	Repose-jambes séparés escamotables
Electronique	Linx REM 215 - Kit Route à LED Standard	Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 28°
Suspensions	2 suspensions arrières indépendantes par combinés ressorts amortisseurs à gaz réglables	Accoudoirs	Accoudoirs escamotables réglables en hauteur, en profondeur et protégé-vêtements
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en Aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables Noirs	Sellerie	Toiles rembourrées Assise et Dossier - tissu Micro aéré
Transport	Crash Test ISO 7176/19 avec dispositif d'arrimage par sangle 4 points homologués - Crochets d'arrimage Standard	Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Couleurs	Noir Mat avec finitions Bleu, Blanc ou Orange	Support de Joystick	Escamotable
Dimensions - capacités		Garantie	
Longueur hors tout	86 cm (Sans Repose-jambes) - 109 cm (Repose-jambes escamotables)	Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure
Largeur hors tout	58 cm (ext. Roues arrières motrices)		
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 44 cm (mesurée à la plaque d'assise)		
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 50 cm et largeurs 43, 48 cm réductibles de 4 cm		
Poids Utilisateur Max.	136 kg		

SYMBOLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

ⓘ Information relative à la prise en charge

Prescription

Code et Montant LPPR

ATTENTION / Nouveaux Codes LPP

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

ⓘ Avertissement



EN12184:2008

FAUTEUIL					
A1BL00000050 X Fauteuil BLAZER (KP31.2) - Elec Linx - AA1 - 10 Km/h				3 487,95 €	3 306,11 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178142	Sans Objet	3 487,95 €	VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, LIFE MOBILITY	



ⓘ Consulter le bon de commande correspondant pour la version AA2

Couleurs de châssis			Prix TTC	Prix HT
A1BL50000050	X	Châssis Noir - Set de stickers inclus (Blanc/Bleu/Orange)	◆	- €



DIMENSIONS D'ASSISE			Prix TTC	Prix HT
Largeur d'assise				
A1BL02000010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 430 mm (Réductible à 390 mm)	■	- €
A1BL02000020	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 480 mm (Réductible à 440 mm)	■	- €



ⓘ **ATTENTION :**
En largeur d'assise 43 cm, les supports de repose-jambes standards sont les modèles "droits", rectilignes. Pour plus d'écartement des repose-jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire.
En largeur d'assise 48 cm, les supports à déports extérieurs sont montés en standard.

Profondeur d'assise			Prix TTC	Prix HT
A1BL03000090	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 400 mm	■	- €
A1BL03000050	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 425 mm	■	- €
A1BL03000060	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 450 mm	■	- €
A1BL03000070	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 475 mm	■	- €
A1BL03000080	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 500 mm	■	- €



ⓘ Largeur et profondeur d'assise sont réglables.

Coussins d'assise			Prix TTC	Prix HT
A1BL24000010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Standard	■	- €
A1BL24000020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	136,10 €	129,00 €



BATTERIES ET CHARGEURS			Prix TTC	Prix HT
Batteries				
A1BL53000010	X	Batteries 50 Ah	◆	- €

ⓘ Autonomie : 25 km avec Batteries de 50 Ah (autonomie donnée à titre indicatif calculée sur la base des tests d'homologation CE- variable selon l'utilisation, les conditions d'usage, la charge embarquée, l'utilisation des fonctions de siège etc... et l'ancienneté des batteries)



Chargeurs			Prix TTC	Prix HT
A1BL66000010	X	Chargeur 24 V / 6A	◆	- €
A1BL66000020	<input type="checkbox"/>	Chargeur 24 V / 8A	321,59 €	304,82 €



DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES			Prix TTC	Prix HT
Supports de Joystick				
A1BL750040020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €
A1BL750030020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €



Escamotage de joystick

Joystick principal			Prix TTC	Prix HT
A1BL93000010	X	Electronique LiNX REM 215 (2 fonctions électriques max. + Lumières)	◆	- €



Electronique LiNX REM 215

Manettes de Joystick			Prix TTC	Prix HT
A1BL930320090	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick Standard	◆	- €
A1BL930320100	<input type="checkbox"/>	Autre type de manette de Joystick (En T, Soft Ball, Golf etc...)	Sur devis	



Commande tierce personne			Prix TTC	Prix HT
A1BL930040010	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €



Commande Tierce-personne

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY	

ROUES ET PNEUS			Prix TTC	Prix HT
Roues et pneus				
A1BL870190030	X	Roues avec pneus gonflables Noirs - AR 3.00 x 8 / AV 2.50 x 4	◆	- €



Pdt	<input type="checkbox"/>	Pneus à Bandage Noirs - Attention : Livrés en pièces détachées, non montés sur le fauteuil. Fauteuil livré avec pneus gonflables	Sur devis	
-----	--------------------------	--	-----------	--

APPUI-TETE			
Appui-tête		Prix TTC	Prix HT
A1BL14000020	<input type="checkbox"/> Appui-tête Contour multiréglable	296,08 €	280,64 €
ACCOUDOIRS			
Accoudoirs (Largeur 10 cm)		Prix TTC	Prix HT
A1BL10000010	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables- hauteur réglable 10 cm	◆	- €
A1BL160000120	<input checked="" type="checkbox"/> Protège-vêtements sous accoudoirs	◆	- €
FONCTIONS DE SIEGE			
Dossier		Prix TTC	Prix HT
A1BL180000010	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison manuelle	◆	- €
A1BL180000050	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique - 0 à 32°	912,21 €	864,65 €
Bascule d'assise		Prix TTC	Prix HT
A1BL810000010	<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 28°	◆	- €
Repose-jambes		Prix TTC	Prix HT
A1BL110000010	<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	◆	- €
A1BL110000020	<input type="checkbox"/> Repose-jambes escamotables - Inclinaison manuelle	546,95 €	518,44 €
A1BL110000060	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques - Rem 216 + Modules Annexes	Sur devis	
Supports de repose-jambes		Prix TTC	Prix HT
A1BL110000090	<input type="checkbox"/> Supports - droits standard pour larg. 43 cm - à déports extérieurs pour larg. 48 cm - la paire	◆	- €
A1BL110000080	<input type="checkbox"/> Supports à déports extérieurs pour largeur 43 cm - la paire	104,45 €	99,00 €



ATTENTION :

En largeur d'assise 43 cm, les supports de repose-jambes standards sont les modèles "droits", rectilignes. Pour plus d'écartement des repose jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire.

En largeur d'assise 48 cm, les supports à déports extérieurs sont montés en standard.



Appui-tête multiréglable



Accoudoirs escamotables



Protèges vêtements



Bascule d'assise



Bascule d'assise



Inclis



Support droit Std



Supports déportés



Supports déportés

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE			
Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT
A1BL160000180	<input checked="" type="checkbox"/> Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19 	◆	- €



NOTE : Les crochets d'arrimages sont compatibles avec l'utilisation d'un dispositif d'arrimage par sangle homologué, nécessaire en cas de transport de la personne en véhicule.



Crochets d'arrimage

ACCESSOIRES			
		Prix TTC	Prix HT
A1BL160000030	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €
A1BL160000090	<input checked="" type="checkbox"/> Anti-bascule arrière	◆	- €
A1BL160000010	<input checked="" type="checkbox"/> Kit route à LED	◆	- €
A1BL160000130	<input type="checkbox"/> Poignée en L en bout d'accoudoir	87,43 €	82,87 €



Anti-bascule Std



Kit Route



Poignée en L d'accoudoir

SERVICES			
Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €

Empty rectangular box for notes and comments.