

Blazer Sling (AA2)



karma
europa

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

Prescripteur -
Thérapeute : Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal : Ville :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : Jour Mois Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

Document à retourner à :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières


69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Propulsion, roues motrices arrières	Dossier	Dossier électrique
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 350W - Batteries 50 Ah	Repose Jambe	Repose-jambes séparés inclinables et escamotables
Electronique	Linx REM 215 - Kit Route à LED Standard	Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 28°
Suspensions	2 suspensions arrières indépendantes par combinés ressorts amortisseurs à gaz réglables	Accoudoirs	Accoudoirs escamotables réglables en hauteur, en profondeur et protégé-vêtements
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en Aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables Noirs	Sellerie	Toiles rembourrées Assise et Dossier - tissu Micro aéré
Transport	Crash Test ISO 7176/19 avec dispositif d'arrimage par sangle 4 points homologués - Crochets d'arrimage Standard	Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Couleurs	Noir Mat avec finitions Bleu, Blanc ou Orange	Appui -Tête	Appui-tête réglable
Dimensions - capacités		Support de Joystick	Escamotable
Longueur hors tout	86 cm (Sans Repose-jambes) - 109 cm (Repose-jambes escamotables)	Garantie	
Largeur hors tout	58 cm (ext. Roues arrières motrices)	Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 44 cm (mesurée à la plaque d'assise)		
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 50 cm et largeurs 43, 48 cm réductibles de 4 cm		
Poids Utilisateur Max.	136 kg		

SYMBOLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

ⓘ Information relative à la prise en charge

Prescription

Code et Montant LPPR

ATTENTION / Nouveaux Codes LPP

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

ⓘ Avertissement



EN12184:2008

FAUTEUIL					
A2BL000000050 <input checked="" type="checkbox"/> Fauteuil BLAZER (KP31.2) - Elec Linx - AA2 - 10 Km/h				3 938,01 €	3 732,71 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178159	Sans Objet	3 938,01 €	VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, LIFE MOBILITY	

ⓘ Consulter le bon de commande correspondant pour la version AA1

Couleurs de châssis			Prix TTC	Prix HT
A2BL500000050	<input checked="" type="checkbox"/>	Châssis Noir - Set de stickers inclus (Blanc/Bleu/Orange)	◆	- €

DIMENSIONS D'ASSISE				
Largeur d'assise			Prix TTC	Prix HT
A2BL020000010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 430 mm (Réductible à 390 mm)	■	- €
A2BL020000020	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 480 mm (Réductible à 440 mm)	■	- €

ⓘ **ATTENTION :**
En largeur d'assise 43 cm, les supports de repose-jambes standards sont les modèles "droits", rectilignes. Pour plus d'écartement des repose-jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire.
En largeur d'assise 48 cm, les supports à déports extérieurs sont montés en standard.

Profondeur d'assise			Prix TTC	Prix HT
A2BL030000090	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 400 mm	■	- €
A2BL030000050	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 425 mm	■	- €
A2BL030000060	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 450 mm	■	- €
A2BL030000070	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 475 mm	■	- €
A2BL030000080	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 500 mm	■	- €

ⓘ Largeur et profondeur d'assise sont réglables.

Coussins d'assise			Prix TTC	Prix HT
A2BL240000010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Standard	■	- €
A2BL240000020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	136,10 €	129,00 €

BATTERIES ET CHARGEURS				
Batteries			Prix TTC	Prix HT
A2BL530000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Batteries 50 Ah	◆	- €

ⓘ Autonomie : 25 km avec Batteries de 50 Ah (autonomie donnée à titre indicatif calculée sur la base des tests d'homologation CE- variable selon l'utilisation, les conditions d'usage, la charge embarquée, l'utilisation des fonctions de siège etc... et l'ancienneté des batteries)

Chargeurs			Prix TTC	Prix HT
A2BL660000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Chargeur 24 V / 6A	◆	- €
A2BL660000020	<input type="checkbox"/>	Chargeur 24 V / 8A	321,59 €	304,82 €

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES				
Supports de Joystick			Prix TTC	Prix HT
A2BL750040020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €
A2BL750030020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €

Joystick principal			Prix TTC	Prix HT
A2BL930000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Electronique LINX REM 215 (2 fonctions électriques max. + Lumières)	◆	- €

Manettes de Joystick			Prix TTC	Prix HT
A2BL930320090	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick Standard	◆	- €
A2BL930320100	<input type="checkbox"/>	Autre type de manette de Joystick (En T, Soft Ball, Golf etc...)	Sur devis	

Commande tierce personne			Prix TTC	Prix HT
A2BL930040010	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

ROUES ET PNEUS				
Roues et pneus			Prix TTC	Prix HT
A2BL870190030	<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avec pneus gonflables Noirs - AR 3.00 x 8 / AV 2.50 x 4	◆	- €
Pdt	<input type="checkbox"/>	Pneus à Bandage Noirs - Attention : Livrés en pièces détachées, non montés sur le fauteuil. Fauteuil livré avec pneus gonflables	Sur devis	




Electronique LiNX REM 215



Commande Tierce-personne



APPUI-TETE			
Appui-tête		Prix TTC	Prix HT
A2BL140000020	<input checked="" type="checkbox"/> Appui-tête Contour multiréglable	◆	- €
ACCOUDOIRS			
Accoudoirs (Largeur 10 cm)		Prix TTC	Prix HT
A2BL100000010	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables- hauteur réglable 10 cm	◆	- €
A2BL160000120	<input checked="" type="checkbox"/> Protège-vêtements sous accoudoirs	◆	- €
FONCTIONS DE SIEGE			
Dossier		Prix TTC	Prix HT
A2BL180000050	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique - 0 à 32°	◆	- €
Bascule d'assise		Prix TTC	Prix HT
A2BL810000010	<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 28°	◆	- €
Repose-jambes		Prix TTC	Prix HT
A2BL110000020	<input type="checkbox"/> Repose-jambes escamotables - Inclinaison manuelle	◆	- €
A2BL110000010	<input type="checkbox"/> Repose-pieds escamotables	■	- €
A2BL110000060	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques - Rem 216 + Modules Annexes	Sur devis	
Supports de repose-jambes		Prix TTC	Prix HT
A2BL110000090	<input type="checkbox"/> Supports - droits standard pour larg. 43 cm - à déports extérieurs pour larg. 48 cm - la paire	◆	- €
A2BL110000080	<input type="checkbox"/> Supports à déports extérieurs pour largeur 43 cm - la paire	104,45 €	99,00 €
<p>ATTENTION : En largeur d'assise 43 cm, les supports de repose-jambes standards sont les modèles "droits", rectilignes. Pour plus d'écartement des repose jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire. En largeur d'assise 48 cm, les supports à déports extérieurs sont montés en standard.</p>			
DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE			
Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT
A2BL160000180	<input checked="" type="checkbox"/> Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19 	◆	- €
<p>NOTE : Les crochets d'arrimages sont compatibles avec l'utilisation d'un dispositif d'arrimage par sangle homologué, nécessaire en cas de transport de la personne en véhicule.</p>			
ACCESSOIRES			
A2BL160000030	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €
A2BL160000090	<input checked="" type="checkbox"/> Anti-basculé arrière	◆	- €
A2BL160000010	<input checked="" type="checkbox"/> Kit route à LED	◆	- €
A2BL160000130	<input type="checkbox"/> Poignée en L en bout d'accoudoir	87,43 €	82,87 €
SERVICES			
Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Appui-tête multiréglable



Accoudoirs escamotables



Protèges vêtements




Bascule d'assise



Inclinaison des repose-jambes



Support droit Std



Supports déportés



Crochets d'arrimage



Anti-basculé Std



Kit Route



Poignée en L d'accoudoir



Poignée en L d'accoudoir

Empty rectangular box for notes and comments.