



karma
ergo

ERGO Stand

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

Prescripteur -
Thérapeute :

Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal :

Ville :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : Jour Mois Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

Document à retourner à :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières


69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaulés (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de Propulsion	Traction, roues motrices avant
Vitesse - Moteurs - Batteries	9 Km/h - Moteurs 2 x 300W - Batteries 50 Ah
Electronique	VR2 Penny & Gilles
Roues - Pneus	Pneus à bandages et roues stabilisatrices sous plaques repose-pied
Couleurs	Bleu

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Verticalisation	Verticalisation électrique Assis / Debout
Dossier	Dossier électrique 80° - 120° / Rabattable sur l'assise par déverrouillage rapide
Siège	Système de siège S Ergo Breveté
Accoudoirs	Accoudoirs escamotables réglables et protège-vêtements
Sellerie	Toiles rembourées Assise et Dossier - tissu Micro aéré
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points et cale-genoux amovible, réglable, appuis mousse PU
Support de Joystick	Fixe

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	100 cm
Largeur hors tout	62 cm (ext. Roues avant motrices)
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 54 cm (mesurée à la toile d'assise)
Dimensions de siège	Largeurs d'assise 40 / 44 / 48 cm, profondeurs d'assise réglable 45 / 48 / 51 cm.
Poids Utilisateur Max.	135 kg

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

ⓘ Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge

Code et Montant LPPR

Prescription **ATTENTION / Nouveaux Codes LPP**



EN12184:2008

FAUTEUIL				
VES000000000	X	Fauteuil Verticalisateur ERGO Stand - Siège ergonomique "S-Ergo" (Breveté)	5 187,48 €	4 917,04 €
			+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9178113	4168966	5 187,48 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY

VES240000010	X	Siège ergonomique S Ergo - Breveté	◆	- €
Couleurs de châssis				
Std	X	Couleur Bleu 	◆	- €

DIMENSIONS D'ASSISE				
Largeurs d'assise			Prix TTC	Prix HT
VES020000010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 400 mm	■	- €
VES020000020	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 440 mm	■	- €
VES020000030	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 480 mm	■	- €
Profondeurs d'assise			Prix TTC	Prix HT
VES030000010	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 450 mm	■	- €
VES030000020	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 480 mm	■	- €
VES030000030	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 510 mm	■	- €

① La profondeur d'assise est réglable.

BATTERIES ET CHARGEURS				
Batteries			Prix TTC	Prix HT
VES530000010	X	Batteries 50 Ah	◆	- €
Chargeurs			Prix TTC	Prix HT
VES660000010	<input type="checkbox"/>	Chargeur 24 V / 6A	◆	- €
VES660000020	<input type="checkbox"/>	Chargeur 24 V / 8A	321,14 €	304,40 €

① Un chargeur de plus forte intensité diminue le temps de charge.

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES				
Supports de Joystick			Prix TTC	Prix HT
VES930040010	<input type="checkbox"/>	Support de joystick fixe - côté Droit	◆	- €
VES930030010	<input type="checkbox"/>	Support de joystick fixe - côté Gauche	■	- €
VES930040020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Droit	106,16 €	100,63 €
VES930030020	<input type="checkbox"/>	Support de joystick escamotable - côté Gauche	106,16 €	100,63 €
Joystick principal			Prix TTC	Prix HT
VES930000030	X	Electronique VR2 - Joystick 2 fonctions - Lumières (si option kit route)	◆	- €

Manettes de Joystick			Prix TTC	Prix HT
VES930320070	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle 32 mm	47,48 €	45,00 €
VES930320080	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle 38 mm	47,48 €	45,00 €
VES930320090	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Stick 80 mm	61,11 €	57,92 €
VES930320100	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Champignon	67,10 €	63,60 €
VES930320110	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Barre en "T"	80,27 €	76,09 €
VES930320120	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	67,10 €	63,60 €
VES930320130	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick type Balle de Golf	68,58 €	65,00 €
VES930320140	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	304,50 €	288,63 €
VES930320150	<input type="checkbox"/>	Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	304,50 €	288,63 €



S Ergo



Escamotage de joystick



Balle 32 mm
Balle 38 mm
Stick 80 mm
Champignon
Barre en "T"
Balle Mousse "Soft"
Balle de Golf
Manettes Tétra

Commande tierce-personne VR2				Prix TTC	Prix HT
VES930000040	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite		714,26 €	677,02 €
VES930000050	<input type="checkbox"/>	Poignée pour commande tierce-personne (commande tierce-personne obligatoire)		805,49 €	763,50 €
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY	



ATTENTION : La poignée pour commande tierce-personne ne peut être commandée seule. Elle est obligatoirement associée à la commande tierce-personne.

ROUES ET PNEUS

Roues Avant Motrices				Prix TTC	Prix HT
Std	X	Roues AV 12,5" : Pneus bandage Gris		◆	- €
Roues Arrière Pivotantes				Prix TTC	Prix HT
Std	X	Roues AR 2.50 x 4 : Pneus bandage Gris		◆	- €

APPUI-TETES

Appui-tête				Prix TTC	Prix HT
VES160000020	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multirégable - amovible		296,08 €	280,64 €

ACCOUDOIRS

Accoudoirs (Largeur 10 cm)				Prix TTC	Prix HT
Std	X	Accoudoirs escamotables		◆	- €

FONCTIONS DE SIEGE

Verticalisation				Prix TTC	Prix HT
VES810000010	X	Verticalisation électrique Assis - Debout		◆	- €
Dossier				Prix TTC	Prix HT
VES810000020	X	Dossier à inclinaison électrique		◆	- €

ACCESSOIRES

VES160000090	<input type="checkbox"/>	Kit route à LED		585,34 €	554,82 €
VES150040010	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche		517,96 €	490,96 €
VES150030010	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite		517,96 €	490,96 €
VES160000030	<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin - 2 points		101,22 €	95,94 €
VES160000040	<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points		169,37 €	160,54 €
VES160000050	<input type="checkbox"/>	Harnais - 4 points		160,74 €	152,36 €
VES160000100	X	Ceinture de buste - 2 points		◆	- €
VES160000080	<input type="checkbox"/>	Chargeur USB		105,96 €	100,44 €
VES160040060	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)		113,10 €	107,20 €
VES160040060	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)		113,10 €	107,20 €

SERVICES

Mise en service				Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/>	Mise en route fauteuil		480,03 €	455,00 €



Electronique VR2

Commande tierce-personne



Appui-tête multirégable



Verticalisation



Ceinture 2 points



Ceinture 2 points avec enrouleur



Harnais 4 points



Ceinture de buste capitonnée



Chargeur USB



Rétroviseur

Empty rectangular area for notes and comments.