



Evo Altus


BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 2024

COMMANDE
 DEVIS

FACTURATION	LIVRAISON <input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation
Code Client :	Code Client :
Société :	Société :
Adresse :	Adresse :
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :
E Mail :	E Mail :
Tel :	Tel :
UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :
Structure :	Commentaires :
Date d'essai :	
Code Postal : Ville :	
Document à retourner à :	Tampon - Signature
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70	

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - Sous réserve de modifications.
 Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Base Motrice Evo : Traction - Roues Avant Motrices	Verticalisation	Siège Altus : Verticalisation électrique assis / debout - semi-couché 45° / debout
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 320 W (Réduits en ligne) - Batteries Gel MTG 60Ah Ah	Dossier	Dossier électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique, réglable en hauteur
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick Ecran Couleur CJSM - Contrôle de trajectoire avec Gyro intégré	Repose Jambe	Repose-jambe central électrique inclinable à 180° avec compensation biomécanique - plaques repose-pieds séparées relevables, réglables en inclinaison et en hauteur de 25 à 60 cm
Suspensions	4 suspensions indépendantes par combinés ressorts amortisseurs à gaz réglables	Lift	Lift électrique 40 cm
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en Aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables Noirs	Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 30° (15° avec moins value ou 50° en option)
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 / Pré équipement pour Station d'arrimage Dahl - Crash Test ISO 7176/19	Accoudoirs	Accoudoirs à compensation biomécanique, relevables réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures 10 x 30 cm avec revêtement micro aéré Mesh, Sacoche d'accoudoir incluse
Couleurs	Gris métallisé, Orange, Blanc	Sellerie	Coussins d'assise et de dossier Ergonomiques - Tissu Mesh
Dimensions - capacités		Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points et cale-genoux amovible multiréglable, appuis capitonnés avec revêtement micro aéré Mesh
Longueur hors tout	98,5 cm (palette rep. Pieds relevée)	Appui -Tête	Appui-tête réglable "3D" / coussin avec revêtement micro aéré Mesh
Largeur hors tout	61,5 cm (ext. Roues avant motrices)	Support de Joystick	Escamotable à 45° (S'abaisse sous le niveau de l'accoudoir une fois escamoté)
Hauteur sol siège	Low Rider : Hauteur sol-siège ultra basse 41,5 cm (mesurée à la plaque d'assise), réglable jusqu'à 46,5 cm tous les 1 cm.	Garantie	
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 57,5 cm et largeur réglable de 42 à 62 cm (rails latéraux additionnels)	Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure
Poids Utilisateur Max.	136 kg (120 Kg en mode assis / couché / debout)		

SYMBLES



Sélection d'office



Configuration standard - Choix par défaut



Information



Prescription

Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR

ATTENTION / Nouveaux Codes LPP



Sélection possible - A cocher



Configuration standard - Autre choix possible



Avertissement



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
VEA00000080 X Fauteuil Verticalisateur EVO ALTUS (Low Rider) - 10 Km/h - Gyro R Net inclus				25 832,24 €	24 485,54 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178113	4168966	5 187,48 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY	

Réglage des suspensions (selon poids de l'utilisateur)			Prix TTC	Prix HT
VEA720000010	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 0 à 50 kg	■	- €
VEA720000020	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 50 à 75 kg	■	- €
VEA720000030	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 75 à 100 kg	◆	- €
VEA720000040	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 100 à 125 kg	■	- €
VEA720000050	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 125 à 140 kg	■	- €

Le fauteuil est livré pré-réglé d'usine. Ces réglages sont modifiables ultérieurement selon les souhaits de l'utilisateur. Ressorts et amortisseurs à gaz sont réglables indépendamment.

Couleurs de châssis			Prix TTC	Prix HT
VEA500000010	<input type="checkbox"/>	Couleur Gris Métallisé / Noir	■	- €
VEA500000020	<input type="checkbox"/>	Couleur Orange / Noir	◆	- €
VEA500000030	<input type="checkbox"/>	Couleur Blanc / Noir	■	- €
VEA500000050	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée RAL - code RAL à préciser Code RAL : _____	535,81 €	507,88 €

Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) selon la qualité d'écran et/ou d'impression.

Attention : Life & Mobility France ne saura être tenu responsable en cas d'insatisfaction du coloris choisi et ne procédera à aucun échange.

Important : Le choix d'une couleur RAL personnalisée peut augmenter le délai de livraison

DIMENSIONS D'ASSISE			Prix TTC	Prix HT
Largeurs d'assise			Prix TTC	Prix HT
VEA020000010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 420 mm	■	- €
VEA020000020	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 470 mm	■	- €
VEA020000030	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 520 mm	■	- €
VEA020000040	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 570 mm	■	- €
VEA020000050	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 620 mm - Sans coussin d'assise	■	- €

ATTENTION : En largeur 62 cm, le fauteuil est livré sans coussin d'assise

Largeur d'assise : D'une épaisseur de 2,5 cm, les rails latéraux permettent d'augmenter ou de réduire la largeur facilement par ajout ou retrait de rails supplémentaires.

Profondeurs d'assise			Prix TTC	Prix HT
VEA030000010	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 400 mm	■	- €
VEA030000020	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 425 mm	■	- €
VEA030000030	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 450 mm	■	- €
VEA030000040	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 475 mm	■	- €
VEA030000050	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 500 mm	■	- €
VEA030000060	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 525 mm	■	- €
VEA030000070	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 550 mm	■	- €
VEA030000080	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 575 mm	■	- €
VEA030000090	<input type="checkbox"/>	Rails latéraux coulissants pour réglage profondeur d'assise	415,28 €	393,63 €
Pdt	<input type="checkbox"/>	Rails latéraux supplémentaires : Dimension : _____ cm / Qté : _____	Sur devis	

La profondeur d'assise est réglable. Les rails latéraux de finition et supports d'accessoires peuvent être amenés à être changés selon la longueur souhaitée (Pdt). En cas d'évolution prévisible liée à l'utilisateur, nous conseillons de prévoir un ou plusieurs jeux de rails latéraux en conséquence ou d'opter pour les "Rails latéraux coulissants" permettant une évolution de la profondeur sans remplacement de pièces.

DIMENSIONS DE DOSSIER			Prix TTC	Prix HT
Largeurs de dossier			Prix TTC	Prix HT
VEA730000010	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 410 mm	■	- €
VEA730000020	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 460 mm	■	- €
VEA730000030	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 510 mm	■	- €
Hauteurs de dossier			Prix TTC	Prix HT
VEA410000010	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 530 mm	■	- €
VEA410000020	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 600 mm	■	- €
VEA410000030	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm	■	- €
Dossier sur mesure (joindre schéma)			Prix TTC	Prix HT
VEA780310070	<input type="checkbox"/>	Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm	Sur Devis	

Le dossier peut être aussi réalisé avec une forme spécifique. Un schéma précis avec cotes, incluant l'emplacement des points de fixations d'origine comme repère.



Combiné Ressort / Amortisseur (x 4)



Exemple châssis couleur Blanc



Nuancier RAL K7



BATTERIES ET CHARGEURS

Batteries	Prix TTC	Prix HT
VEA530000050 <input type="checkbox"/> Batteries Gel MTG 60 Ah	◆	- €
VEA530000060 <input type="checkbox"/> Batteries Gel MTG 76 Ah	468,26 €	443,85 €



Autonomie : 28 Km avec Batteries de 60 Ah, 36 Km avec batteries de 76 Ah (autonomie donnée à titre indicatif calculée sur la base des tests d'homologation CE- variable selon l'utilisation, les conditions d'usage, la charge embarquée, l'utilisation des fonctions de siège etc... et l'ancienneté des batteries)

Chargeurs	Prix TTC	Prix HT
VEA660000010 <input type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 8A	◆	- €
VEA660000020 <input type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah uniquement - Prise de charge déportée conseillée	431,05 €	408,58 €
VEA660000050 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée à l'arrière	283,91 €	269,11 €
VEA660000060 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée - emplacement au choix Emplacement de la prise externe : _____	Sur Devis	



Un chargeur de plus forte intensité diminue le temps de charge. ATTENTION : Pour MTG 76Ah seulement.

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Supports de Joystick	Prix TTC	Prix HT
VEA750040010 <input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Droit	■	- €
VEA750030010 <input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Gauche	■	- €
VEA750040020 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €
VEA750030020 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €
VEASpeJoy3 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable intérieur / extérieur	1 305,89 €	1 237,81 €



Escamotage de joystick



CJSM 2

Joystick principal	Prix TTC	Prix HT
VEA770000010 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1 - Module Vérins Lumières selon Fonctions	◆	- €
VEA770000020 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 IR - Module Vérins Lumières selon Fonctions	434,62 €	411,96 €
VEA770000060 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 IR et Bluetooth - Module Vérins Lumières selon Fonctions	978,09 €	927,10 €



Joystick sur tablette



Joystick réversible

Tablettes avec Joystick réversible intégré - commande centrale	Prix TTC	Prix HT
VEA770000030 <input type="checkbox"/> Joystick central réversible pour tablette	1 344,14 €	1 274,07 €
VEA150040020 <input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Droite	1 004,96 €	952,57 €
VEA150030020 <input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Gauche	1 004,96 €	952,57 €

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

Manettes de Joystick	Prix TTC	Prix HT
VEA930320020 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 32 mm	47,48 €	45,00 €
VEA930320030 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 38 mm	47,48 €	45,00 €
VEA930320040 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Stick 80 mm	61,11 €	57,92 €
VEA930320050 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Champignon	67,10 €	63,60 €
VEA930320060 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Barre en "T"	80,27 €	76,09 €
VEA930320070 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	67,10 €	63,60 €
VEA930320080 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle de Golf	68,58 €	65,00 €
VEA930320090 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	304,50 €	288,63 €
VEA930320100 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	304,50 €	288,63 €



Boîtier à Boutons Pousoirs

Boîtiers d'accès direct aux fonctions de siège (Mo-Vis PRO)	Prix TTC	Prix HT
VEA160000300 <input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège PRO - 5 switches type boutons poussoirs - Mo-Vis	546,11 €	517,64 €
VEA160000310 <input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège PRO - 5 switches type leviers - Mo-Vis	546,11 €	517,64 €
Fab Spé <input type="checkbox"/> Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au joystick en bout d'accouoir	Sur devis	



Boîtier à Boutons Leviers



ATTENTION : Le boîtier d'accès aux fonctions permet de contrôler 5 fonctions de siège - Le boîtier Movis Pro Permet de choisir 5 des 8 premières fonctions du fauteuil qui pourront y être assignées. Certaines fonctions de l'Evo Altus devront être gérées avec le système de commande (joystick ou autre commande spéciale) - Par défaut le montage est côté Joystick

Commande 1/3 personne R Net	Prix TTC	Prix HT
VEA770040050 <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €
VEA770030040 <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	714,26 €	677,02 €
VEA770000070 <input type="checkbox"/> Poignée pour commande tierce-personne (commande tierce-personne obligatoire)	805,49 €	763,50 €



Poignée pour Tierce-personne



Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY



ATTENTION : La poignée pour commande tierce-personne ne peut être commandée seule. Elle est obligatoirement associée à la commande tierce-personne.

Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant				
VEASpeJoy4	<input type="checkbox"/>	Fab. Spé : Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant		Sur devis
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378177	- €	35,71 €	VHP, ELEC, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD,LIFE MOBILITY

Commandes spéciales	Prix TTC	Prix HT
---------------------	----------	---------

i Pour toute commande spéciale : joystick Mo-Vis, Contrôle d'environnement, Supports (menton, articulés...), contacteurs..., merci de consulter le bon de commande "Commandes spéciales" ou nous contacter.

TABLETTES

Tablettes	Prix TTC	Prix HT
VEA150030040 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	517,96 €	490,96 €
VEA150040040 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	517,96 €	490,96 €
VEA150030010 <input type="checkbox"/> Tablette fixe, amovible - pour joystick à Droite	483,62 €	458,41 €
VEA150040010 <input type="checkbox"/> Tablette fixe, amovible - pour joystick à Gauche	483,62 €	458,41 €
VEA150000030 <input type="checkbox"/> Coussin de buste capitonné pour tablette fixe (fortement conseillé pour poids de plus de 90 kg)	277,35 €	262,89 €



ROUES ET PNEUS

Roues Avant 300 x 8	Prix TTC	Prix HT
VEA050190010 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Gris	■	- €
VEA050190020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Noirs	◆	- €
VEA050200010 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Gris	271,67 €	257,51 €
VEA050200020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Noirs	225,45 €	213,70 €
Roues Arrière 2.50 x 4	Prix TTC	Prix HT
VEA061090010 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Gris	■	- €
VEA060190020 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Noirs	◆	- €
VEA060200020 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Gris	271,67 €	257,51 €
VEA060200010 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Noirs	225,45 €	213,70 €




Pneus noirs - Pneus Gris



SELLERIE (COUSSINS ET REVETEMENTS)

Coussins d'assises	Prix TTC	Prix HT
VEA240000010 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Altus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
VEA240000020 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Altus - revêtement Dartex imperméable	181,04 €	171,60 €
VEA240000040 <input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise	- 73,85 €	- 70,00 €
Coussins de dossiers	Prix TTC	Prix HT
VEA780000010 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
VEA780000020 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier - revêtement Dartex imperméable	181,04 €	171,60 €
VEA780000080 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier Extra Confort - revêtement Mesh	47,05 €	44,60 €
VEA780000090 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	228,05 €	216,16 €
VEA780000040 <input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier	- 73,85 €	- 70,00 €
VEA780000050 <input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier et sans plaque de dossier	- 147,70 €	- 140,00 €
Inserts Latéraux	Prix TTC	Prix HT
VEA780000060 <input type="checkbox"/> Inserts Latéraux de dossier (la paire)	264,91 €	251,10 €



Coussin de siège



Coussin de dossier




Coussin de dossier Extra Confort



Inserts Latéraux

APPUI-TETES

Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT
VEA140000060 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
VEA140000070 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Dartex imperméable	87,61 €	83,04 €
VEA140000080 <input type="checkbox"/> Appui-tête Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	461,38 €	437,33 €
VEA140000100 <input type="checkbox"/> Appui-tête modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	562,04 €	532,74 €



Appui-tête 3D réglable en largeur





Appui-tête Confort



Appui-tête Segmenté

i Les appui-têtes 3 D sont amovibles (molettes de serrage), multiréglables y compris latéralement.

ACCOUDOIRS			
Accoudoirs (Largeur 10 cm)		Prix TTC	Prix HT
VEA790040010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	◆	- €
VEA790030010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	◆	- €
VEA790040020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €
VEA790030020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €
VEA790040030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	55,48 €	52,59 €
VEA790030030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	55,48 €	52,59 €
VEA790040040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	67,20 €	63,70 €
VEA790030040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	67,20 €	63,70 €
VEA790000050	<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs réglables en rotation	169,37 €	160,54 €
VEA790310070	<input type="checkbox"/> Manchettes sur mesure : Largeur : _____ cm x Longueur : _____ cm	Sur Devis	
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée tissu Mesh - unitaire - choisir le/les côté(s)	Sur devis	
note	<input type="checkbox"/> Montage à Droite		
note	<input type="checkbox"/> Montage à Gauche		



Butée de coude

Plaques repose-pieds 15cm

Repose-pieds Monobloc

Il est possible d'avoir des dimensions d'accoudoirs différentes à droite et à gauche : Merci de préciser vos souhaits à la commande.

VEA790040070	<input type="checkbox"/> Renfort télescopique d'accoudoir - Droit	205,41 €	194,70 €
VEA790030070	<input type="checkbox"/> Renfort télescopique d'accoudoir - Gauche	205,41 €	194,70 €

Les renforts télescopiques d'accoudoirs sont conseillés en cas d'appuis important sur les accoudoirs (transferts par exemple). Ils n'empêchent pas le relevage des accoudoirs

Largeur entre accoudoirs		Prix TTC	Prix HT
VEA730000040	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 410 mm	■	- €
VEA730000050	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 460 mm	■	- €
VEA730000060	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 510 mm	■	- €


REPOSE-PIEDS			
Plaques repose-pieds en 2 parties (Profondeur 24 cm)		Prix TTC	Prix HT
VEA800000010	<input type="checkbox"/> Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 150 mm	163,53 €	155,00 €
VEA800000020	<input type="checkbox"/> Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 180 mm	◆	- €
VEA800000030	<input type="checkbox"/> Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 397 mm x Prof. 244 mm	470,33 €	445,81 €
VEA800000040	<input type="checkbox"/> Fabrication Sur-mesure / Merci de communiquer les dimensions souhaitées : Largeur _____ cm x Profondeur _____ cm	Sur devis	

FONCTIONS DE SIEGE

Mémoire de position programmable		Prix TTC	Prix HT
VEA980000050	<input checked="" type="checkbox"/> Mémoire de position programmable	◆	- €
VEA980000060	<input checked="" type="checkbox"/> Contacteur d'activation du mode de programmation de mémoire de position	■	- €

La fonction "Mémoire de position programmable" permet de définir et mémoriser automatiquement les positions initiales et finales du siège en verticalisation. Le "Contacteur d'activation" est nécessaire pour activer cette fonction - Usage professionnel.

Verticalisation		Prix TTC	Prix HT
VEA980000010	<input type="checkbox"/> Verticalisation électrique Assis - Debout	◆	- €
VEA980000020	<input type="checkbox"/> Verticalisation électrique 45° (Semi couché) - Debout	■	- €
VEA980000030	<input type="checkbox"/> Verticalisation électrique Assis - Couché - Debout (Attention : Max. 120 kg)	876,04 €	830,37 €
VEAVert1	<input type="checkbox"/> Verticalisation électrique Bascule d'assise 30° - Debout (Attention : Max. 120 kg)	876,03 €	830,36 €



Verticalisation "assis- couché-debout"

ATTENTION : Les poids maximaux utilisateurs doivent être respectés selon les modes de verticalisation choisis

Dossier		Prix TTC	Prix HT
VEA130000040	<input checked="" type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique avec compensation biomécanique	◆	- €

Bascule d'assise		Prix TTC	Prix HT
VEA810000010	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 0 - 15°	- 1 540,30 €	- 1 460,00 €
VEA810000020	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 0 - 30°	◆	- €
VEA810000030	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 0 - 50°	1 203,08 €	1 140,36 €



Bascule d'assise 50°

Repose-jambe central		Prix TTC	Prix HT
std	<input checked="" type="checkbox"/> Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique	◆	- €
VEA110000010	<input type="checkbox"/> Hauteur électrique des repose-pieds - course 15 cm	2 394,87 €	2 270,02 €
note	<input type="checkbox"/> Pour cette option, merci de préciser la distance plaque d'assise / plaques repose-pieds souhaitée : _____ cm Et d'indiquer si la course souhaitée à partir de ce point doit :		- €
note	<input type="checkbox"/> Effectuer 7,5 cm vers le haut et 7,5 cm vers le bas	◆	- €
note	<input type="checkbox"/> Effectuer 15 cm vers le haut	■	- €
note	<input type="checkbox"/> Effectuer 15 cm vers le bas	■	- €
Lift (Elévation d'assise)		Prix TTC	Prix HT
VEA820000010	<input checked="" type="checkbox"/> Lift 400 mm	◆	- €
Anti-basculés avant		Prix TTC	Prix HT
VEA440000010	<input checked="" type="checkbox"/> Anti-basculés avant - réglage de hauteur électrique	◆	- €
Adaptations sur mesure - Fonctions électriques spéciales		Prix TTC	Prix HT
VEA770000080	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Escamotage électrique du joystick (mouvement latéral ou vertical souhaité à préciser)		Sur devis
note	<input type="checkbox"/> Escamotage latéral		
note	<input type="checkbox"/> Escamotage vertical		

Autres adaptations / Fonctions sur-mesure : Nous consulter



Inclinaison du repose jambe de 80° à 180°



Hauteur électrique du repose-pied 15 cm



Lift 40 cm



Anti-basculés électriques avant



Joystick swing

HAUTEURS DE SIEGE

Hauteurs sol-siège (mesurées à la plaque d'assise)		Prix TTC	Prix HT
VEA040000010	<input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 415 mm	■	- €
VEA040000020	<input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 425 mm	◆	- €
VEA040000030	<input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 435 mm	■	- €
VEA040000040	<input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 445 mm	■	- €
VEA040000050	<input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 455 mm	■	- €
VEA040000060	<input type="checkbox"/> Hauteur sol-siège (mesurée à la plaque d'assise) - 465 mm	■	- €



Hauteur sol-siège à partir de 41,5 cm

DISPOSITIFS DE MAINTIEN - COUSSINS D'APPUI

Dispositifs de maintien pour la verticalisation - Buste		Prix TTC	Prix HT
VEA160000070	<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de buste - 2 points	◆	- €
VEA160000210	<input type="checkbox"/> Support de buste ergonomique rigide - capitonné (fortement conseillé pour poids de plus de 90 kg)	694,99 €	658,76 €
Dispositifs de maintien pour la verticalisation - Cale-genoux		Prix TTC	Prix HT
VEA850000030	<input type="checkbox"/> Cale-genoux multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
VEA850000040	<input type="checkbox"/> Cale-genoux multiréglable - revêtement Dartex imperméable	87,61 €	83,04 €
VEASpeGen	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Fixation pour retrait du cale genoux d'une seule main (sans bouton de verrouillage)		Sur devis



Ceinture de buste capitonnée



Support rigide de buste



Cale-genoux

Supports latéraux / Cale-troncs		Prix TTC	Prix HT
VEA830040070	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré	152,76 €	144,80 €
VEA830040080	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable	182,16 €	172,66 €
VEA830030070	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré	152,76 €	144,80 €
VEA830030080	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable	182,16 €	172,66 €
VEA830040050	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	227,77 €	215,90 €
VEA830040060	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Dartex imperméable	256,97 €	243,57 €
VEA830030040	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	227,77 €	215,90 €
VEA830030060	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Dartex imperméable	256,97 €	243,57 €



Appuis latéraux capitonnés



Cale-tronc escamotable réglable en hauteur

Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT
VEA840040010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	254,65 €	241,37 €
VEA840040020	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Dartex imperméable	280,63 €	266,00 €
VEA840030010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	254,65 €	241,37 €
VEA840030020	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Dartex imperméable	280,63 €	266,00 €
Coussins de repose-jambes / Appui-mollets		Prix TTC	Prix HT
VEA850000010	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré	344,11 €	326,17 €
VEA850000020	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Dartex imperméable	375,08 €	355,53 €



Cale-cuisse réglable



Appui-mollets

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles	Prix TTC	Prix HT
--	----------	---------

i L'Evo Altus est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint)
L'Evo Altus est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration

Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil	Prix TTC	Prix HT
---	----------	---------

VEA160000260	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis)	◆	- €
--------------	--	---	-----

i Sans plaque : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule

VEA160000230	<input type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	671,61 €	636,60 €
--------------	---	----------	----------

i Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.



Plaque d'arrimage Dahl montée sous châssis

ACCESSOIRES

VEA160040160	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir - côté Droit	◆	- €
VEA160030160	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir - côté Gauche	◆	- €
VEA160000010	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée	192,74 €	182,69 €
VEA160000030	<input type="checkbox"/> Bumpers de fourches arrières	192,73 €	182,68 €
VEA160000040	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	101,22 €	95,94 €
VEA160000050	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	169,37 €	160,54 €
VEA160000060	<input type="checkbox"/> Harnais - 4 points	156,06 €	147,92 €
VEA160000090	<input type="checkbox"/> Chargeur USB	105,96 €	100,44 €
VEA160000100	<input type="checkbox"/> Kit route à LED	585,34 €	554,82 €
VEA160000200	<input type="checkbox"/> Commande d'arrêt à distance	595,36 €	564,32 €
VEA160040180	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Droite	595,36 €	564,32 €
VEA160030180	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Gauche	160,74 €	152,36 €
VEA160230160	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos - montés à l'arrière du dossier	134,32 €	127,32 €
VEA160040170	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	113,10 €	107,20 €
VEA160030170	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)	113,10 €	107,20 €
VEA160000320	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Support pour smartphone (Ram Mount) - sur accoudoir opposé au joystick	363,98 €	345,00 €
VEA160000330	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Support pour tablette (Ram Mount) - sur accoudoir opposé au joystick	265,86 €	252,00 €



Sacoche d'accoudoir

Poignées de Poussée

"Bumper"

Ceinture 2 points

Ceinture 2 points avec enrouleur

Harnais 4 points

Chargeur USB

Kit Route Led

Arrêt à distance

Poignée de transfert

Crochets pour sac à dos

Rétroviseur

Support pour Smartphone

SERVICES

Mise en service		Prix TTC	Prix HT
-----------------	--	----------	---------

F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €
--------	---	----------	----------

Empty rectangular area for notes and comments.