



Evo Lectus

Inspired by life

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL
2024
 COMMANDE
 DEVIS
FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

 Complément
d'adresse :

Code Postal : Ville :

 Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

 Complément
d'adresse :

Code Postal : Ville :

 Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

 Prescripteur - Fonction :
Thérapeute :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal : Ville :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : Jour Mois Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

Document à retourner à :
Life & Mobility France


 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières
69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

PRISE DE MESURES



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Base Motrice Evo : Traction - Roues Avant Motrices	Dossier	Dossier à compensation Biomécanique inclinable à 180° par vérin à gaz - réglable en hauteur
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 320 W (Réductés en ligne) - Batteries Gel MTG 60Ah Ah	Repose Jambe	Repose-jambe central inclinable à 180° par vérin à gaz avec compensation biomécanique - plaques repose-pieds séparées relevables, réglables en inclinaison et en hauteur (25 à 60 cm)
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick Ecran Couleur CJSM - Contrôle de trajectoire avec Gyro intégré	Accoudoirs	Accoudoirs à compensation biomécanique, relevables, réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures 10 x 30 cm avec revêtement micro aéré Mesh
Suspensions	4 suspensions indépendantes par combinés ressorts amortisseurs à gaz réglables	Sellerie	Coussins d'assise et de dossier Ergonomiques - Tissu Mesh
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en Aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables Noirs	Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19	Appui - Tête	Appui-tête réglable "3D" / coussin avec revêtement micro aéré Mesh
Couleurs	Gris métallisé, Orange, Blanc	Support de Joystick	Escamotable à 45° (S'abaisse sous le niveau de l'accoudoir une fois escamoté)
Dimensions - capacités		Garantie	
Longueur hors tout	98,5 cm (plaques repose-pieds relevées)	Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure
Largeur hors tout	62 cm (ext. Roues avant motrices)		
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 46,5 cm (mesurée à la plaque d'assise)		
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 40 à 60 cm et largeur réglable de 42 à 62 cm (rails latéraux additionnels)		
Poids Utilisateur Max.	136 kg		

SYMBOLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

⚠ Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge

Code et Montant LPPR

ATTENTION / Nouveaux Codes LPP

ⓘ Prescription



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
A2EL00000050 X Fauteuil EVO LECTUS AA2 - 10 Km/H - Gyro R Net inclus				12 747,99 €	12 083,40 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178159	4122757	3 938,01 €	VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, LIFE MOBILITY	

i Nous consulter pour version AA1

Réglage des suspensions (selon le poids de l'utilisateur)				Prix TTC	Prix HT
A2EL72000010	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 0 à 50 kg		■	- €
A2EL72000020	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 50 à 75 kg		■	- €
A2EL72000030	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 75 à 100 kg		◆	- €
A2EL72000040	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 100 à 125 kg		■	- €
A2EL72000050	<input type="checkbox"/>	Réglage suspensions poids 125 à 140 kg		■	- €

i Le fauteuil est livré pré-réglé d'usine. Ces réglages sont modifiables ultérieurement selon les souhaits de l'utilisateur. Ressorts et amortisseurs à gaz réglables indépendamment.

Couleurs de châssis				Prix TTC	Prix HT
A2EL50000010	<input type="checkbox"/>	Couleur Gris Métallisé / Noir		■	- €
A2EL50000020	<input type="checkbox"/>	Couleur Orange / Noir		◆	- €
A2EL50000030	<input type="checkbox"/>	Couleur Blanc / Noir		■	- €
A2EL50000040	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée RAL - code RAL à préciser Code RAL : _____		535,81 €	507,88 €

i Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) selon la qualité d'écran et/ou d'impression.

Attention : Life & Mobility France ne saura être tenu responsable en cas d'insatisfaction du coloris choisi et ne procédera à aucun échange.

Important : Le choix d'une couleur RAL personnalisée peut augmenter le délai de livraison

DIMENSIONS D'ASSISE

Largeurs d'assise				Prix TTC	Prix HT
A2EL02000010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 420 mm		■	- €
A2EL02000020	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 470 mm		■	- €
A2EL02000030	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 520 mm		■	- €
A2EL02000040	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 570 mm		■	- €
A2EL02000050	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 620 mm - Sans coussin d'assise		■	- €

ATTENTION : En largeur 62 cm, le fauteuil est livré sans coussin d'assise

i Largeur d'assise : D'une épaisseur de 2,5 cm, les rails latéraux permettent d'augmenter ou de réduire la largeur facilement par ajout ou retrait de rails supplémentaires.

Profondeurs d'assise				Prix TTC	Prix HT
A2EL03000010	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 400 mm		■	- €
A2EL03000020	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 425 mm		■	- €
A2EL03000030	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 450 mm		■	- €
A2EL03000040	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 475 mm		■	- €
A2EL03000050	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 500 mm		■	- €
A2EL03000060	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 525 mm		■	- €
A2EL03000070	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 550 mm		■	- €
A2EL03000080	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 575 mm		■	- €
A2EL03000090	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 600 mm		■	- €
A2EL03000100	<input type="checkbox"/>	Rails latéraux coulissants pour réglage profondeur d'assise		415,28 €	393,63 €
Pdt	<input type="checkbox"/>	Rails latéraux supplémentaires : Dimension : _____ cm / Qté : _____		Sur devis	

i **La profondeur d'assise est réglable.** Les rails latéraux de finition et supports d'accessoires peuvent être amenés à être changés selon la longueur souhaitée (Pdt). En cas d'évolution prévisible liée à l'utilisateur, nous conseillons de prévoir un ou plusieurs jeux de rails latéraux en conséquence ou d'opter pour les "Rails latéraux coulissants" permettant une évolution de la profondeur sans remplacement de pièces.

DIMENSIONS DE DOSSIER

Largeurs de dossier				Prix TTC	Prix HT
A2EL73000010	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 410 mm		■	- €
A2EL73000020	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 460 mm		■	- €
A2EL73000030	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 510 mm		■	- €
Hauteurs de dossier				Prix TTC	Prix HT
A2EL41000010	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 530 mm		■	- €
A2EL41000020	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 600 mm		■	- €
A2EL41000030	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm		■	- €
Dossier sur mesure (joindre schéma)				Prix TTC	Prix HT
A2EL780310070	<input type="checkbox"/>	Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm		Sur Devis	

i Le dossier peut être aussi réalisé avec une forme spécifique. Il est conseillé de fournir un schéma précis avec cotes, incluant l'emplacement des points de fixations d'origine comme repère.




Combiné ressort / Amortisseur (x 4)



Nuancier RAL K7

Couleurs Standards



BATTERIES ET CHARGEURS

Batteries	Prix TTC	Prix HT
A2EL530000050 <input type="checkbox"/> Batteries Gel MTG 60 Ah	◆	- €
A2EL530000060 <input type="checkbox"/> Batteries Gel MTG 76 Ah	468,26 €	443,85 €



Autonomie : 28 Km avec Batteries de 60 Ah, 36 Km avec batteries de 76 Ah (autonomie donnée à titre indicatif calculée sur la base des tests d'homologation CE- variable selon l'utilisation, les conditions d'usage, la charge embarquée, l'utilisation des fonctions de siège etc... et l'ancienneté des batteries)

Chargeurs	Prix TTC	Prix HT
A2EL660000010 <input type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 8A	◆	- €
A2EL660000020 <input type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 12A - Batterie MTG 76Ah uniquement - Prise de charge déportée conseillée	431,05 €	408,58 €
A2EL740000010 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée à l'arrière	283,91 €	269,11 €
A2EL740000020 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée - emplacement au choix Emplacement de la prise externe : _____	Sur Devis	



Un chargeur de plus forte intensité diminue le temps de charge. ATTENTION : Pour MTG 76Ah seulement.

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Supports de Joystick	Prix TTC	Prix HT
A2EL750040010 <input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Droit	■	- €
A2EL750030010 <input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Gauche	■	- €
A2EL750040020 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €
A2EL750030020 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €
A2ELSpeJoy3 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable intérieur / extérieur	1 305,89 €	1 237,81 €



Escamotage de joystick



Joystick principal	Prix TTC	Prix HT
A2EL770000090 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1 - Module Vérins Lumières selon Fonctions	◆	- €
A2EL770000100 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 IR - Module Vérins Lumières selon Fonctions	434,62 €	411,96 €
A2EL770000190 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 IR et Bluetooth - Module Vérins Lumières selon Fonctions	978,09 €	927,10 €



CJSM 2

Tablettes avec Joystick réversible intégré - commande centrale	Prix TTC	Prix HT
A2EL770000110 <input type="checkbox"/> Joystick central réversible pour tablette	1 344,14 €	1 274,07 €
A2EL150000040 <input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Droite	1 004,96 €	952,57 €
A2EL150000030 <input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Gauche	1 004,96 €	952,57 €



Joystick sur tablette



Joystick réversible



Prescription

Code LPPR

(Ancien Code LPPR)

Montant LPPR

Libellé LPPR

9378160

4339681

714,26 €

VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

Manettes de Joystick	Prix TTC	Prix HT
A2EL930320020 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 32 mm	47,48 €	45,00 €
A2EL930320030 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 38 mm	47,48 €	45,00 €
A2EL930320040 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Stick 80 mm	61,11 €	57,92 €
A2EL930320050 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Champignon	67,10 €	63,60 €
A2EL930320060 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Barre en "T"	80,27 €	76,09 €
A2EL930320070 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	67,10 €	63,60 €
A2EL930320080 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle de Golf	68,58 €	65,00 €
A2EL930320090 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	304,50 €	288,63 €
A2EL930320100 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 102 mm	304,50 €	288,63 €



Balle 32 mm

Balle 38 mm

Stick 80 mm

"Champignon"

Barre en "T"

Balle Mousse "Soft"

Balle de Golf

Manettes Tétra

Boîtiers d'accès direct aux fonctions de siège		Prix TTC	Prix HT
A2EL160000110	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège - 4 switches type boutons poussoirs - Karma	404,85 €	383,74 €
A2EL160000120	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège - 4 switches type Leviers - Karma	404,85 €	383,74 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au joystick en bout d'accoudoir	Sur devis	



Boîtier à Boutons Poussoirs



Boîtier à Boutons Leviers



ATTENTION : Le boîtier d'accès aux fonctions permet de contrôler 4 fonctions de siège - certaines fonctions de l'Evo Lectus devront être gérées avec le système de commande (joystick ou autre commande spéciale) - Par défaut le montage est côté Joystick

Boîtiers d'accès direct aux fonctions de siège "Mo-Vis" - Joysticks CJSM1 Standards		Prix TTC	Prix HT
Pour Joysticks CJSM1 Standards		Prix TTC	Prix HT
51446	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM1 - poussoirs	324,25 €	307,35 €
51447	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM1 - leviers	324,25 €	307,35 €



Boîtier d'accès direct pour CJSM1 - poussoirs



Boîtier d'accès direct pour CJSM1 - leviers



Nécessite l'usage d'un Joystick CJSM1 compatible avec l'accès direct aux fonctions de siège et une programmation correspondante de la R Net - Permet le pilotage des 5 premières fonctions (Axes) paramétrées sur le fauteuil.

Boîtiers type "PRO" => Permettent l'assignation des fonctions de siège du fauteuil aux boutons souhaités, sans programmation

ATTENTION : Montage et Support non compris => Options à choisir ci dessous

Pour Joysticks CJSM2 Grands Ecran Couleurs		Prix TTC	Prix HT
51448	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM2 - poussoirs	324,25 €	307,35 €
51449	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM2 - leviers	324,25 €	307,35 €



Boîtier d'accès direct pour CJSM2 - poussoirs



Boîtier d'accès direct pour CJSM2 - leviers



Nécessite l'usage d'un Joystick CJSM2 compatible avec l'accès direct aux fonctions de siège et une programmation correspondante de de la R Net - Permet le pilotage des 5 premières fonctions (Axes) paramétrées sur le fauteuil.

Boîtiers type "PRO" => Permettent l'assignation des fonctions de siège du fauteuil aux boutons souhaités, sans programmation

ATTENTION : Montage et Support non compris => Options à choisir ci dessous

Montage et Supports pour boîtiers d'accès direct aux fonctions "Mo-Vis"		Prix TTC	Prix HT
51444	<input type="checkbox"/> Support Boîtier d'accès direct - Montage en ligne	107,05 €	101,47 €
51445	<input type="checkbox"/> Support Boîtier d'accès direct - Montage latéral	165,74 €	157,10 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage côté Joystick	94,95 €	90,00 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage côté opposé au Joystick en bout d'accoudoir	Sur devis	
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage au dossier	Sur devis	



Support Boîtier d'accès direct - Montage en ligne



Support Boîtier d'accès direct - Montage latéral



Montage en ligne = Dans l'axe du joystick / Montage latéral = Déporté latéralement.

Commande 1/3 personne R Net		Prix TTC	Prix HT
A2EL770040170	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €
A2EL770030180	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	714,26 €	677,02 €
A2EL770000130	<input type="checkbox"/> Poignée pour commande tierce-personne (commande tierce-personne obligatoire)	805,49 €	763,50 €



Commande Tierce-personne



Poignée pour Tierce-personne



ATTENTION : La poignée pour commande tierce-personne ne peut être commandée seule. Elle est obligatoirement associée à la commande tierce-personne.

Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant		Prix TTC	Prix HT
A2ELSpeJoy4	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant	Sur devis	

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378177	-	35,71 €	VHP, ELEC, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD,LIFE MOBILITY



Pour toute commande spéciale : joystick Mo-Vis, Contrôle d'environnement, Supports (menton, articulés...), contacteurs..., merci de consulter le bon de commande "Commandes spéciales" ou nous contacter.

TABLETTES

Tablettes	Prix TTC	Prix HT
A2EL150000010 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	517,96 €	490,96 €
A2EL150000020 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	517,96 €	490,96 €



ROUES ET PNEUS

Roues Avant 3.00 x 8	Prix TTC	Prix HT
A2EL050190010 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Gris	■	- €
A2EL050190020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Noirs	◆	- €
A2EL050200010 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Gris	271,67 €	257,51 €
A2EL050200020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Noirs	225,45 €	213,70 €
Roues Arrière 2.50 x 4	Prix TTC	Prix HT
A2EL060190010 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Gris	■	- €
A2EL060190020 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Noirs	◆	- €
A2EL060200010 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Gris	271,67 €	257,51 €
A2EL060200020 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Noirs	225,45 €	213,70 €



Pneus Noirs - Pneus Gris



SELLERIE (COUSSINS ET REVETEMENTS)

Coussins d'assises	Prix TTC	Prix HT
A2EL240000010 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2EL240000020 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Dartex imperméable	181,04 €	171,60 €
A2EL240000040 <input type="checkbox"/> Sans coussin d'assise	- 73,85 €	- 70,00 €
Coussins de dossiers	Prix TTC	Prix HT
A2EL780000010 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2EL780000020 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier - revêtement Dartex imperméable	181,04 €	171,60 €
A2EL780000080 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier Extra Confort - revêtement Mesh	47,05 €	44,60 €
A2EL780000090 <input type="checkbox"/> Coussin de dossier Extra Confort - revêtement Dartex imperméable	228,05 €	216,16 €
A2EL780000040 <input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier	- 73,85 €	- 70,00 €
A2EL780000050 <input type="checkbox"/> Sans coussin de dossier et sans plaque de dossier	- 147,70 €	- 140,00 €
Inserts Latéraux	Prix TTC	Prix HT
A2EL780000060 <input type="checkbox"/> Inserts Latéraux de dossier (la paire)	264,91 €	251,10 €



Coussin de siège



Coussin de dossier




Coussin de dossier Extra Confort



Inserts Latéraux

APPUI-TETES

Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT
A2EL140000070 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2EL140000080 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Dartex imperméable	87,61 €	83,04 €
A2EL140000040 <input type="checkbox"/> Appui-tête Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	461,38 €	437,33 €
A2EL140000100 <input type="checkbox"/> Appui-tête modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	562,04 €	532,74 €



Appui-tête 3D réglable en largeur




Appui-tête Confort



Appui-tête Segmenté

ⓘ Les appui-têtes 3 D sont amovibles (molettes de serrage), multiréglables y compris latéralement.

ACCOUDOIRS			
Accoudoirs (Largeur 10 cm)		Prix TTC	Prix HT
A2EL790040100	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	◆	- €
A2EL790030100	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	◆	- €
A2EL790040090	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	■	- €
A2EL790030090	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	■	- €
A2EL790040120	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	55,48 €	52,59 €
A2EL790030120	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	55,48 €	52,59 €
A2EL790040110	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	67,20 €	63,70 €
A2EL790030110	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	67,20 €	63,70 €
A2EL790000030	<input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoirs réglables en rotation	169,37 €	160,54 €
A2EL790210140	<input type="checkbox"/> Manchettes sur mesure : Largeur : _____ cm x Longueur : _____ cm	Sur Devis	
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Butée de maintien arrière et latéral de coude capitonnée tissu Mesh - unitaire - choisir le/les côté(s) <input type="checkbox"/> Montage à Droite <input type="checkbox"/> Montage à Gauche	Sur devis	



Manchettes d'accoudoirs réglables en rotation



Butée de coude



Plaques repose-pieds 15cm



Plaque Repose-pieds Monobloc

i Il est possible d'avoir des dimensions d'accoudoirs différentes à droite et à gauche : Merci de préciser vos souhaits à la commande.

A2EL790040130	<input type="checkbox"/> Renfort télescopique d'accoudoir - Droit	205,41 €	194,70 €
A2EL790030130	<input type="checkbox"/> Renfort télescopique d'accoudoir - Gauche	205,41 €	194,70 €

i Les renforts télescopiques d'accoudoirs sont conseillés en cas d'appuis important sur les accoudoirs (transferts par exemple). Ils n'empêchent pas le relevage des accoudoirs

Largeur entre accoudoirs		Prix TTC	Prix HT
A2EL730000040	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 410 mm	■	- €
A2EL730000050	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 460 mm	■	- €
A2EL730000060	<input type="checkbox"/> Largeur entre accoudoirs 510 mm	■	- €

REPOSE-PIEDS

Plaques repose-pieds en 2 parties (Profondeur 24 cm)		Prix TTC	Prix HT
A2EL800000010	<input type="checkbox"/> Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 150 mm	163,53 €	155,00 €
A2EL800000020	<input type="checkbox"/> Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 180 mm	◆	- €
A2EL800000030	<input type="checkbox"/> Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 397 mm x Prof. 244 mm	470,33 €	445,81 €
A2EL800310060	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Plaque repose pied monobloc relevable sur mesure Merci de communiquer les dimensions souhaitées Largeur _____ cm x Profondeur _____ cm	Sur devis	

FONCTIONS DE SIEGE

Dossier		Prix TTC	Prix HT
A2EL130000070	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison manuelle	◆	- €
A2EL130000080	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique	1 831,53 €	1 736,05 €
A2EL130000060	<input type="checkbox"/> Sans compensation biomécanique de dossier	- 422,00 €	- 400,00 €

i La compensation biomécanique de dossier fonctionne avec le dossier à inclinaison manuelle standard ou avec le dossier à inclinaison électrique.



Inclinaison du dossier de 85° à 180°

Bascule d'assise

		Prix TTC	Prix HT
A2EL810000010	<input type="checkbox"/> Montage du siège - assise horizontale	◆	- €
A2EL810000020	<input type="checkbox"/> Proclive -5° (Attention: Augmente la hauteur d'assise de 4 cm environ en position horizontale)	■	- €
A2EL810000030	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 0 - 50°	3 081,26 €	2 920,63 €

i L'assise à angle négatif -5° correspond à une proclive. Si associée à la bascule d'assise électrique, l'angle de bascule sera alors de -5° vers l'avant et de 45° vers l'arrière.



Bascule d'assise 50°

Repose-jambe central

		Prix TTC	Prix HT
A2EL110000010	<input type="checkbox"/> Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison manuelle	◆	- €
A2EL110000020	<input type="checkbox"/> Repose-jambe central à compensation biomécanique - Inclinaison électrique	1 760,72 €	1 668,93 €
A2EL800000050	<input type="checkbox"/> Hauteur électrique des repose-pieds - course 15 cm	2 394,87 €	2 270,02 €
note	<input type="checkbox"/> Pour cette option, merci de préciser la distance plaque d'assise / plaques repose-pieds souhaitée : _____ cm		- €
note	<input type="checkbox"/> Et d'indiquer si la course souhaitée à partir de ce point doit :		- €
note	<input type="checkbox"/> Effectuer 7,5 cm vers le haut et 7,5 cm vers le bas	◆	- €
note	<input type="checkbox"/> Effectuer 15 cm vers le haut	■	- €
note	<input type="checkbox"/> Effectuer 15 cm vers le bas	■	- €



Inclinaison du repose jambe de 85° à 180°



Hauteur électrique du repose-pied

Lift (élévation d'assise)

		Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/> Hauteur de siège fixe	◆	- €
A2EL820000010	<input type="checkbox"/> Lift 400 mm	2 413,44 €	2 287,62 €



Lift 40cm

Adaptations sur mesure - Fonctions électriques spéciales		Prix TTC	Prix HT
A2EL110000030	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Repose-jambes électriques indépendants (Droit et Gauche) biomécanique		Sur devis
A2EL800000040	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Plaque repose-pied relevable électriquement (monobloc)		Sur devis
A2EL790000130	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Accoudoir escamotable électriquement - L'unité		Sur devis
note	<input type="checkbox"/> Montage à Droite		
note	<input type="checkbox"/> Montage à Gauche		
A2EL770000080	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Escamotage électrique du joystick (mouvement latéral ou vertical souhaité à préciser)		Sur devis
note	<input type="checkbox"/> Escamotage latéral		
note	<input type="checkbox"/> Escamotage vertical		
A2EL770000080	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Escamotage électrique du joystick (mouvement latéral ou vertical souhaité à préciser)		Sur devis
A2EL140000060	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Appui-tête réglable électriquement horizontalement 100 mm et verticalement 100 mm		Sur devis
A2EL160000230	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Plaque de transfert motorisée (commande par joystick)		Sur devis
A2EL160000240	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Pack plaque de transfert motorisée avec commande par switch intégré aux poignées de transfert		Sur devis



Autres adaptations / Fonctions sur-mesure : Nous consulter



Fonctions électriques spéciales



Joystick swing



Plaque de transfert

DISPOSITIFS DE MAINTIEN - COUSSINS D'APPUI

Supports latéraux / Cale-troncs		Prix TTC	Prix HT
A2EL830040060	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré	152,76 €	144,80 €
A2EL830040070	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable	182,16 €	172,66 €
A2EL830030060	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré	152,76 €	144,80 €
A2EL830030070	<input type="checkbox"/> Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable	182,16 €	172,66 €
A2EL830040040	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	227,77 €	215,90 €
A2EL830040050	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Droit - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Dartex imperméable	256,97 €	243,57 €
A2EL830030040	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Mesh micro aéré	227,77 €	215,90 €
A2EL830030050	<input type="checkbox"/> Cale-tronc Gauche - sur rail de réglage en hauteur - revêtement Dartex imperméable	256,97 €	243,57 €
Cale-cuisses / Cale-hanches		Prix TTC	Prix HT
A2EL840040010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	254,65 €	241,37 €
A2EL840040020	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Dartex imperméable	280,63 €	266,00 €
A2EL840030010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	254,65 €	241,37 €
A2EL840030020	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Dartex imperméable	280,63 €	266,00 €
Coussins de repose-jambes / Appui-mollets		Prix TTC	Prix HT
A2EL850230010	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré	344,11 €	326,17 €
A2EL850230020	<input type="checkbox"/> Appui-mollets - multiréglables - revêtement Dartex imperméable	375,08 €	355,53 €



Appuis latéraux capitonnés



Cale-tronc escamotable réglable en hauteur



Cale-cuisse réglable



Appui-mollets

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles	Prix TTC	Prix HT
----------------------------------------------	----------	---------



L'Evo Lectus est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint)

L'Evo Lectus est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration



ISO 7176-19:2008

ACCESSOIRES			
A2EL160030160	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accouider - côté Gauche	◆	- €
A2EL160040160	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accouider - côté Droit	◆	- €
A2EL160000010	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée	192,74 €	182,69 €
A2EL160000030	<input type="checkbox"/> Bumpers de fourches arrières	192,73 €	182,68 €
A2EL160000040	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €
A2EL160000050	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	169,37 €	160,54 €
A2EL160000060	<input type="checkbox"/> Harnais - 4 points	156,06 €	147,92 €
A2EL160000070	<input type="checkbox"/> Ceinture de buste - 2 points	160,74 €	152,36 €
A2EL160000090	<input type="checkbox"/> Chargeur USB	105,96 €	100,44 €
A2EL160000100	<input type="checkbox"/> Kit route à LED	585,34 €	554,82 €
A2EL160000180	<input type="checkbox"/> Commande d'arrêt à distance	595,36 €	564,32 €
A2EL160040150	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Droite	160,74 €	152,36 €
A2EL160030150	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Gauche	160,74 €	152,36 €
A2EL160230160	<input type="checkbox"/> Crochets pour sac à dos - montés à l'arrière du dossier	134,32 €	127,32 €
A2EL160040170	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accouider Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	113,10 €	107,20 €
A2EL160030170	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accouider Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)	113,10 €	107,20 €
A2EL160000020	<input type="checkbox"/> Verrouillage d'assise en position basse (renfort)	286,17 €	271,25 €
A2EL160000260	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Support pour smartphone (Ram Mount) - sur accouider opposé au joystick	363,98 €	345,00 €
A2EL160000270	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Support pour tablette (Ram Mount) - sur accouider opposé au joystick	265,86 €	252,00 €
SERVICES			
Mise en service			
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Sacoche d'accouider




Poignées de Poussée



"Bumper"



Ceinture 2 points



Ceinture 2 points avec enrouleur




Harnais 4 points



Chargeur USB



Kit Route à LED



Arret à distance



Poignée de transfert



Crochets pour sac à dos



Rétroviseur



Support pour Smartphone

NOTES - COMMENTAIRES