

Leon F KAMELEON



karma
europa

Inspired by life

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Code Client :

Société :

Société :

Adresse :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal : Ville :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

E Mail :

Tel :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nom / Prénom :

Date : Jour Mois Année

Prescripteur -
Thérapeute : Fonction :

Vos Références / N° de commande :

Structure :

Commentaires :

Date d'essai :

Code Postal : Ville :

Document à retourner à :

Tampon - Signature


Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières
69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

PRISE DE MESURES



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaulés (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de Propulsion	Base Motrice Leon : Traction - Roues Avant Motrices - Antibasculé avant amortis
Vitesse - Moteurs - Batteries	6 Km/h - (Moteurs 2 x 450 W) - Batteries 50 Ah
Electronique	R Net - Joystick Led ou Ecran Couleur CJSM
Suspensions	4 suspensions indépendantes par combinés ressorts amortisseurs à gaz réglables
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en Aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables Noirs
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 / Pré équipement pour Station d'arrimage Dahl - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Jaune, Rouge, Bleu, Noir
Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	De 109 à 126 cm selon configuration (plaque repose-pieds incluse)
Largeur hors tout	62 cm (ext. Roues avant motrices)
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 46 cm (mesurée à la plaque d'assise)
Dimensions de siège	Siège Taille 1 ou Taille 2 - Profondeurs de 25 à 43 cm et largeurs de 25 à 40 cm
Poids Utilisateur Max.	57 Kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Dossier	Dossier à compensation Biomécanique inclinable de 86 à 130° par vérin à gaz - 6 plaques de dossier capitonnées, réglables individuellement, réparties par paires sur 3 niveaux (haut, central, bas).
Repose Jambe	Repose-jambe central inclinaison réglable de 89 à 172° - Plaque repose-pieds monobloc relevable, réglable en hauteur
Assise	Assise modulaire - Réglable en largeur - réglable en abduction
Accoudoirs	Accoudoirs à compensation biomécanique , réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures PU
Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique de 45° (-3 à +42°).
Sellerie	Coussins d'assise en tissu Mesh micro aéré. Cales d'assise en biseau (Sous avant cuisses pour effet double assise et maintien du bassin) - amovibles Coussins de plaque de dossier en tissu Mesh micro aéré
Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Appui -Tête	Appui-tête réglable "3D" ou "Confort" / coussin avec revêtement micro aéré Mesh
Support de Joystick	Escamotable latéralement (ou fixe au choix)
Garantie	
Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

✕ Sélection d'office

◆ Configuration standard - Choix par défaut

ⓘ Information

☐ Sélection possible - A cocher

■ Configuration standard - Autre choix possible

ⓘ Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge

Code et Montant LPPR

ATTENTION / Nouveaux Codes LPP

Prescription



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
A2KA00000010 X Fauteuil Leon F KAMELEON AA2 - 6 Km/h				8 112,30 €	7 689,38 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178159	Sans Objet	3 938,01 €	VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, LIFE MOBILITY	

i Nous consulter pour version AA1



Vitesse et Contrôle de trajectoire (Gyro)			Prix TTC	Prix HT
A2KA010000060	<input type="checkbox"/>	Option Gyro R Net pour vitesse 6 Km/h	753,69 €	714,40 €
A2KA010000020	<input type="checkbox"/>	Vitesse 8 Km/h - Gyro R Net inclus	753,69 €	714,40 €
A2KA010000070	<input type="checkbox"/>	Vitesse 10 Km/h - Gyro R Net inclus	753,69 €	714,40 €

i Les versions 8 et 10 km/h sont obligatoirement équipées du contrôle de trajectoire par gyroscope via le module Gyro R Net.

Couleurs de châssis				
A2KA500000010	<input type="checkbox"/>	Couleur Jaune		◆ - €
A2KA500000020	<input type="checkbox"/>	Couleur Rouge		■ - €
A2KA500000030	<input type="checkbox"/>	Couleur Bleu		■ - €
A2KA500000040	<input type="checkbox"/>	Couleur Noir		■ - €
A2KA500000050	<input type="checkbox"/>	Couleur personnalisée RAL - code RAL à préciser Code RAL : _____		535,81 € 507,88 €

Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) selon la qualité d'écran et/ou d'impression.

Attention : Life & Mobility France ne saura être tenu responsable en cas d'insatisfaction du coloris choisi et ne procédera à aucun échange.

Important : Le choix d'une couleur RAL personnalisée peut augmenter le délai de livraison



Nuancier RAL K7

DIMENSIONS D'ASSISE

Taille du siège		Prix TTC	Prix HT
A2KA360000010	<input type="checkbox"/> Siège Taille 1 : Largeur 250 à 300 mm - Prof. D'assise 250 à 390 mm. Poids max. Utilisateur 57kg - Taille max utilisateur conseillée 120 cm.	■	- €
A2KA360000020	<input type="checkbox"/> Siège Taille 2 : Largeur 350 à 400 mm - Prof. D'assise 290 à 450 mm. Poids max. Utilisateur 57kg - Taille max utilisateur conseillée 150 cm.	■	- €

Largeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT
A2KA020000010	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 250 mm	■	- €
A2KA020000020	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 275 mm		
A2KA020000030	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 300 mm		
A2KA020000040	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 350 mm	■	- €
A2KA020000050	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 375 mm		
A2KA020000060	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 400 mm		

i Les largeurs sont réglables pour chaque taille de siège. ATTENTION : Pour passer des plus petites dimensions aux plus grandes, des plaques, cales en biseaux et coussins d'assise sont potentiellement nécessaires



Profondeurs d'assise		Prix TTC	Prix HT
A2KA030000120	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 250 mm - Seulement sur siège Taille 1	■	- €
A2KA030000010	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 270 mm - Seulement sur siège Taille 1	■	- €
A2KA030000020	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 290 mm	■	- €
A2KA030000030	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 310 mm	■	- €
A2KA030000040	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 330 mm	■	- €
A2KA030000050	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 350 mm	■	- €
A2KA030000060	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 370 mm	■	- €
A2KA030000070	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 390 mm	■	- €
A2KA030000080	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 410 mm - Seulement sur siège Taille 2	■	- €
A2KA030000090	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 430 mm - Seulement sur siège Taille 2	■	- €

i La profondeur d'assise est réglable. ATTENTION aux limites liées au tailles 1 et 2



DOSSIER

i Le dossier du Kameleon est composé de 6 plaques capitonnées réglables indépendamment en largeur, réparties 2 par 2 sur 3 niveaux (Partie haute, partie centrale et partie basse).

A2KA780000050	X Plaques de dossier standard - 6 parties	◆	- €
A2KA780000060	<input type="checkbox"/> Cale-troncs escamotables sur plaque de dossier - partie centrale - la paire	442,05 €	419,00 €

i Chaque plaque est capitonnée de coussin mousse avec revêtement Mesh

Plaques de dossier



Cale troncs réglables PU

BATTERIES ET CHARGEURS

Batteries	Prix TTC	Prix HT
-----------	----------	---------

A2KA530000050 <input checked="" type="checkbox"/> Batteries Gel MTG 60 Ah	◆	- €
---	---	-----

i Autonomie : 28 Km avec batteries de 60 Ah, (autonomie donnée à titre indicatif calculée sur la base des tests d'homologation CE- variable selon l'utilisation, les conditions d'usage, la charge embarquée, l'utilisation des fonctions de siège etc... et l'ancienneté des batteries)

Chargeurs	Prix TTC	Prix HT
-----------	----------	---------

A2KA660000010 <input checked="" type="checkbox"/> Chargeur 24 V / 8A	◆	- €
--	---	-----

A2KA740000010 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée à l'arrière	283,91 €	269,11 €
---	----------	----------

A2KA740000020 <input type="checkbox"/> Prise de charge déportée - emplacement au choix Emplacement de la prise externe : _____	Sur Devis	
---	-----------	--

i Un chargeur de plus forte intensité diminue le temps de charge. Il est particulièrement conseillé si les batteries de 70 Ah ont été choisies.

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Supports de Joystick	Prix TTC	Prix HT
----------------------	----------	---------

A2KA750040010 <input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Droit	■	- €
--	---	-----

A2KA750030010 <input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Gauche	■	- €
---	---	-----

A2KA750040020 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €
---	---	-----

A2KA750030020 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €
--	---	-----

Joystick principal	Prix TTC	Prix HT
--------------------	----------	---------

A2KA770000090 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick LED - Module Vérins Lumières selon Fonctions	■	- €
---	---	-----

A2KA770000010 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur CJSJM1 - Module Vérins Lumières selon Fonctions	◆	- €
--	---	-----

A2KA770000030 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSJM2 IR - Module Vérins Lumières selon Fonctions	434,62 €	411,96 €
--	----------	----------

A2KA770000040 <input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSJM2 IR et Bluetooth - Module Vérins Lumières selon Fonctions	978,09 €	927,10 €
---	----------	----------

Tablettes avec Joystick réversible intégré - commande centrale	Prix TTC	Prix HT
--	----------	---------

A2KA770000050 <input type="checkbox"/> Joystick central réversible pour tablette	1 344,14 €	1 274,07 €
--	------------	------------

A2KA150040020 <input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Droite	1 004,96 €	952,57 €
---	------------	----------

A2KA150030020 <input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Gauche	1 004,96 €	952,57 €
---	------------	----------

i Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE,LIFE MOBILITY

Manettes de Joystick	Prix TTC	Prix HT
----------------------	----------	---------

A2KA930320010 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 32 mm	47,48 €	45,00 €
---	---------	---------

A2KA930320020 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 38 mm	47,48 €	45,00 €
---	---------	---------

A2KA930320050 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Stick 80 mm	61,11 €	57,92 €
---	---------	---------

A2KA930320030 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Champignon	67,10 €	63,60 €
--	---------	---------

A2KA930320040 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Barre en "T"	80,27 €	76,09 €
--	---------	---------

A2KA930320060 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	67,10 €	63,60 €
--	---------	---------

A2KA930320080 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle de Golf	68,58 €	65,00 €
---	---------	---------

A2KA930320090 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	304,50 €	288,63 €
--	----------	----------

A2KA930320100 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	304,50 €	288,63 €
--	----------	----------



Escamotage de joystick



CJSM 2



Joystick sur tablette



Joystick réversible



Balle 32 mm

Balle 38 mm

Stick 80 mm

Champignon

Barre en "T"

Balle Mousse "Soft"



Balle de Golf



Manettes Tétra

Boîtiers d'accès direct aux fonctions de siège			Prix TTC	Prix HT
A2KA160000070	<input type="checkbox"/>	Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège - 4 switchs type boutons poussoirs - Karma	404,85 €	383,74 €
A2KA160000080	<input type="checkbox"/>	Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège - 4 switchs type Leviers - Karma	404,85 €	383,74 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au joystick en bout d'accoudoir	Sur devis	



Boîtier à Boutons Poussoirs



Boîtier à Boutons Leviers



i Le boîtier d'accès aux fonctions permet de contrôler 4 fonctions de siège - Par défaut le montage est côté Joystick
ATTENTION : Pas compatible avec les Joysticks LED

Boîtiers d'accès direct aux fonctions de siège "Mo-Vis" - Joysticks CJSM1 Standards			Prix TTC	Prix HT
Pour Joysticks CJSM1 Standards			Prix TTC	Prix HT
51446	<input type="checkbox"/>	Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM1 - poussoirs	324,25 €	307,35 €
51447	<input type="checkbox"/>	Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM1 - leviers	324,25 €	307,35 €



Boîtier d'accès direct pour CJSM1 - poussoirs



Boîtier d'accès direct pour CJSM1 - leviers

i Nécessite l'usage d'un Joystick CJSM1 compatible avec l'accès direct aux fonctions de siège et une programmation correspondante de la R Net
 Permet le pilotage des 5 premières fonctions (Axes) paramétrées sur le fauteuil.
Boîtiers type "PRO" => Permettent l'assignation des fonctions de siège du fauteuil aux boutons souhaités, sans programmation
ATTENTION : Montage et Support non compris => Options à choisir ci dessous

Pour Joysticks CJSM2 Grands Ecran Couleurs			Prix TTC	Prix HT
51448	<input type="checkbox"/>	Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM2 - poussoirs	324,25 €	307,35 €
51449	<input type="checkbox"/>	Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM2 - leviers	324,25 €	307,35 €



Boîtier d'accès direct pour CJSM2 - poussoirs



Boîtier d'accès direct pour CJSM2 - leviers

i Nécessite l'usage d'un Joystick CJSM2 compatible avec l'accès direct aux fonctions de siège et une programmation correspondante de la R Net -
 Permet le pilotage des 5 premières fonctions (Axes) paramétrées sur le fauteuil.
Boîtiers type "PRO" => Permettent l'assignation des fonctions de siège du fauteuil aux boutons souhaités, sans programmation
ATTENTION : Montage et Support non compris => Options à choisir ci dessous

Montage et Supports pour boîtiers d'accès direct aux fonctions "Mo-Vis"			Prix TTC	Prix HT
51444	<input type="checkbox"/>	Support Boîtier d'accès direct - Montage en ligne	107,05 €	101,47 €
51445	<input type="checkbox"/>	Support Boîtier d'accès direct - Montage latéral	165,74 €	157,10 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Montage côté Joystick	94,95 €	90,00 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Montage côté opposé au Joystick en bout d'accoudoir	Sur devis	
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Montage au dossier	Sur devis	



Support Boîtier d'accès direct - Montage en ligne



Support Boîtier d'accès direct - Montage latéral

i Montage en ligne = Dans l'axe du joystick / Montage latéral = Déporté latéralement.

Commande 1/3 personne R Net			Prix TTC	Prix HT
A2KA770040060	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €
A2KA770030070	<input type="checkbox"/>	Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	714,26 €	677,02 €



Commande Tierce-personne

i	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
Prescription	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant			Prix TTC	Prix HT
A2KASpeJoy4	<input type="checkbox"/>	Fab. Spé : Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant	Sur devis	

i	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
Prescription	9378177	-	35,71 €	VHP, ELEC, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD, LIFE MOBILITY

Commandes spéciales			Prix TTC	Prix HT
i	Pour toute commande spéciale : joystick Mo-Vis, Contrôle d'environnement, Supports (menton, articulés...), contacteurs..., merci de consulter le bon de commande "Commandes spéciales" ou nous contacter.			

TABLETTES

Tablettes	Prix TTC	Prix HT
A2KA150030010 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	517,96 €	490,96 €
A2KA150040010 <input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	517,96 €	490,96 €



ROUES ET PNEUS

Roues Avant 3.00 x 8	Prix TTC	Prix HT
A2KA870190020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Gris	96,54 €	91,51 €
A2KA870190010 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus gonflables Noirs	◆	- €
A2KA870200020 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Gris	225,45 €	213,70 €
A2KA870200010 <input type="checkbox"/> Roues AV 3.00 x 8 : Pneus à bandages Noirs	134,16 €	127,17 €



Pneus Noirs - Pneus Gris

Roues Arrière 2.50 x 4	Prix TTC	Prix HT
A2KA440190020 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Gris	96,54 €	91,51 €
A2KA440190010 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus gonflables Noirs	◆	- €
A2KA440200020 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Gris	225,45 €	213,70 €
A2KA440200010 <input type="checkbox"/> Roues AR 2.50 x 4 : Pneus à bandages Noirs	128,89 €	122,17 €



SELLERIE (COUSSINS ET REVETEMENTS)

Coussins d'assises	Prix TTC	Prix HT
A2KA240000010 <input checked="" type="checkbox"/> Coussin d'assise - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2KA240000020 <input checked="" type="checkbox"/> Cales d'assise en biseau amovibles - Appuis sous avant-cuisses - effet double assise	◆	- €

Coussins de dossiers	Prix TTC	Prix HT
A2KA780000010 <input checked="" type="checkbox"/> Coussin de dossier - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €



Coussin d'assise



Cale en biseau

ⓘ Chaque plaque de dossier est capitonnée individuellement de coussins mousse avec revêtement Mesh

APPUI-TETE

Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT
A2KA140000010 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2KA140000020 <input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Dartex imperméable	87,61 €	83,04 €
A2KA140000030 <input type="checkbox"/> Appui-tête Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	■	- €
A2KA140000040 <input type="checkbox"/> Appui-tête modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	562,04 €	532,74 €

ⓘ Tous nos appui-têtes sont amovibles (molettes de serrage), multiréglables



Appui-tête 3D

Appui-tête Confort



Appui-tête Segmenté

ACCOUDOIRS

Type d'accoudoir	Prix TTC	Prix HT
A2KA790000010 <input type="checkbox"/> Accoudoirs biomécaniques fixes (non escamotables) - montage au dossier	◆	- €
A2KA790000020 <input type="checkbox"/> Accoudoirs biomécaniques escamotables - montage au dossier	399,85 €	379,00 €

Manchettes d'accoudoirs	Prix TTC	Prix HT
A2KA100000010 <input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoir - Long. 215 mm x Larg. 80 mm - par défaut sur Siège Taille 1 - la paire	■	- €
A2KA100000020 <input type="checkbox"/> Manchettes d'accoudoir -Long. 300 mm x Larg. 80 mm - par défaut sur Siège Taille 2 - la paire	■	- €



Accoudoirs escamotables

REPOSE-PIEDS

Plaques repose-pieds	Prix TTC	Prix HT
A2KA800000010 <input type="checkbox"/> Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 315 mm x Prof. 216 mm (Standard T1)	■	- €
A2KA800000020 <input type="checkbox"/> Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 385 mm x Prof. 230 mm (Standard T2)	■	- €



Plaque Repose-pieds Monobloc

FONCTIONS DE SIEGE			
Dossier		Prix TTC	Prix HT
A2KA180000030	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison manuelle - vérin à gaz - 86 à 130°	◆	- €
A2KA180000020	<input type="checkbox"/> Dossier à inclinaison électrique - 90 à 135°	1 369,39 €	1 298,00 €
Bascule d'assise		Prix TTC	Prix HT
A2KA810000010	<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 45°	◆	- €
Repose-jambes central		Prix TTC	Prix HT
A2KA110000010	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central - Inclinaison manuelle	◆	- €
A2KA110000020	<input type="checkbox"/> Repose-jambes central - Inclinaison électrique	1 760,72 €	1 668,93 €
Lift (élévation d'assise)		Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/> Hauteur de siège fixe	◆	- €
A2KA820000020	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm (seulement en combinaison avec la bascule d'assise 45°)	2 239,66 €	2 122,90 €
Adaptations sur mesure - Fonctions électriques spéciales		Prix TTC	Prix HT

Autres adaptations / Fonctions sur-mesure : Nous consulter

DISPOSITIFS DE MAINTIEN - COUSSINS D'APPUI			
Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT
A2KA840000010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse PU - la paire D et G	376,64 €	357,00 €
Cales latérales de genoux - internes/externes		Prix TTC	Prix HT
A2KA110000030	<input type="checkbox"/> Cales latérales externes de genoux PU - Cales d'adduction limitant l'abduction - la paire	171,97 €	163,00 €
A2KA110000040	<input type="checkbox"/> Cales latérales internes de genoux PU - Cales d'abduction - la paire	171,97 €	163,00 €

Les cales externes sont obligatoires avec le repose-jambes électrique.

Coussins de repose-jambes / Appui-mollets		Prix TTC	Prix HT
A2KA850000010	<input type="checkbox"/> Plaque appui-mollets	171,97 €	163,00 €


En cas d'abduction importante, et selon le régalge de largeur d'assise, un dispositif d'appui-mollets sur mesure peut être nécessaire. Nous consulter.

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE			
Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT
<input checked="" type="checkbox"/>	Le Kameleon est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Strain) Le Kameleon est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration		
Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil		Prix TTC	Prix HT
A2KA160000130	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis)	◆	- €
<input type="checkbox"/>	Sans plaque : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule		
A2KA160000090	<input type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	671,61 €	636,60 €

Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.



Lift 30 cm



Plaque d'arrimage Dahl montée sous châssis

ACCESSOIRES

A2KA160040020	<input type="checkbox"/>	Sacoche d'accoudoir - côté Droit	101,83 €	96,52 €
A2KA160030020	<input type="checkbox"/>	Sacoche d'accoudoir - côté Gauche	101,83 €	96,52 €
A2KA160000020	<input type="checkbox"/>	Bumpers de fourches arrières	192,73 €	182,68 €
A2KA160000030	<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €
A2KA160000040	<input type="checkbox"/>	Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	169,37 €	160,54 €
A2KA160000050	<input type="checkbox"/>	Harnais - 4 points	160,74 €	152,36 €
A2KA160000110	<input type="checkbox"/>	Ceinture de buste - 2 points	160,74 €	152,36 €
A2KA160000060	<input type="checkbox"/>	Chargeur USB	105,96 €	100,44 €
A2KA160000010	<input type="checkbox"/>	Kit route à LED	585,34 €	554,82 €
A2KA160000120	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance	595,36 €	564,32 €
A2KA160040010	<input type="checkbox"/>	Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	113,10 €	107,20 €
A2KA160000100	<input type="checkbox"/>	Porte bagages - Compatible seulement avec siège Taille 1	285,91 €	271,00 €

SERVICES

Mise en service				
F95000	<input type="checkbox"/>	Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Sacoche d'accoudoir



"Bumper"

Ceinture 2 points



Ceinture 2 points avec enrouleur



Harnais 4 points



Ceinture de buste capitonnée



Chargeur USB



Kit Route à LED



Arrêt à distance



Rétroviseur

Porte Bagages



Empty rectangular area for notes and comments.