



LEVO.c³
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO C3

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 2024


COMMANDE

DEVIS

FACTURATION	LIVRAISON <input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation
Code Client :	Code Client :
Société :	Société :
Adresse :	Adresse :
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :
E Mail :	E Mail :
Tel :	Tel :
UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :
Structure :	Commentaires :
Date d'essai :	
Code Postal : Ville :	
Document à retourner à :	Tampon - Signature
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 78 46 64 61 Fax : 04 72 24 92 70	

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - sous réserve de modifications.
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Base Motrice à 4 Roues Motrices (roues centrales + roues avant).	Verticalisation	Verticalisation électrique assis/debout avec compensation d'assise et de dossier
Vitesse - Moteurs - Batteries	10Km/h - Moteurs 2 x 350 W (Unités motrices à chaîne) - Batteries 48 Ah	Dossier	Dossier avec compensation biomécanique réglable en angle
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick Ecran Couleur CJSM	Repose-Jambes	Repose-jambes central avec palettes repose-pieds séparées relevables sur 2 axes, réglables en inclinaison et en hauteur.
Suspensions	Unités motrices Droite et Gauche suspendues	Bascule d'assise	Bascule d'assise électrique 35°
Roues - Pneus	Jantes roues motrices Aluminium - Pneus à Bandages (Roues Centrales et avant motrice + roues arrières 200x50)	Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur, en écartement, en profondeur - garnitures PU
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19	Sellerie	Coussins d'assise à mémoire de forme - dossier Ergonomique V Trak (plusieurs tailles au choix) - Tissu Mesh
Couleurs	Rouge, Bleu, Jaune, Noir	Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux amovible central multiréglable
Dimensions - capacités		Garantie	
Longueur hors tout	105 cm	Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure
Largeur hors tout	63 cm (ext. Roues centrales motrices)		
Hauteur sol siège	48 cm		
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 38 à 66 cm Largeur de 32 à 52 cm (tous les 4 cm)		
Poids Utilisateur Max.	140 kg		

SYMBOLES

X	Sélection d'office	<input type="checkbox"/>	Sélection possible - A cocher
◆	Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ	Information	⚠	Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge
Code et Montant LPPR
ATTENTION / Nouveaux Codes LPP

Prescription



ISO 7176-19:2008



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
52001	<input type="checkbox"/>	Levo C3 pack VR 2		23 819,05 €	22 577,30 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
52002	<input type="checkbox"/>	Levo C3 pack R NET		25 541,01 €	24 209,49 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178113	4168966	5 187,48 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY	



DIMENSIONS D'ASSISE

Largeur d'assise				Prix TTC	Prix HT
52010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 32		■	- €
52011	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 36		■	- €
52012	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 40		■	- €
52013	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 44		■	- €
52014	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 48		■	- €
52015	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 52		■	- €

① En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches). Note : La largeur aux accoudoirs et la taille du coussin de siège seront configurées par défaut en fonction de la largeur d'assise.



Profondeur d'assise

① **NOTE:** Notez ici le réglage souhaité, relevé sur l'indexage visible sur le fauteuil. L'assise du C3 est réglable de 35 à 63 cm, ce qui correspond à des segments fémoraux (longueur de cuisses) de 38 à 66 cm. L'index de réglage du C3 correspond à la longueur de cuisse de la personne prise de l'arrière du sacrum au creux poplité.

Réglage de profondeur souhaité : 38 cm ← ___ → 66 cm


Profondeur d'assise				Prix TTC	Prix HT
52018	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 38		■	- €
52019	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 40		■	- €
52020	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 42		■	- €
52021	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 44		■	- €
52022	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 46		■	- €
52023	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 48		■	- €
52024	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 50		■	- €
52025	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 52		■	- €
52026	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 54		■	- €
52027	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 56		■	- €
52028	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 58		■	- €
52029	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 60		■	- €
52030	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 62		■	- €
52031	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 64		■	- €
52032	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 66		■	- €



Distance du repose-pied				Prix TTC	Prix HT
52050	<input type="checkbox"/>	Longueur de jambe : 24 cm ← ___ → 50 cm		■	- €

① **NOTE :** Pour calculer la distance souhaitée, appliquer la formule suivante: Longueur de jambe de l'utilisateur (UL) - épaisseur du coussin = Distance repose pied / plaque d'assise
Pour information : Coussin LEVO = 6 cm

① **ATTENTION :** En cas de distance repose-pieds/plaque d'assise > 44 cm, la hauteur de siège peut être augmentée pour éviter tout risque de contact entre les palettes et le sol, à moins d'utiliser le fauteuil avec un angle de bascule d'assise suffisant, augmentant la hauteur du repose-pieds par rapport au sol. Cf ci-dessous.



Kit de régalge rapide Profondeur d'assise et repose-pieds)				Prix TTC	Prix HT
52245	<input type="checkbox"/>	Kit de réglage rapide prof. Assise / rep. Pieds C3		364,68 €	345,67 €

Hauteur Sol/Siège				Prix TTC	Prix HT
52052	<input type="checkbox"/>	Hauteur de siège 48 cm (mesurée à la plaque)		■	- €
52053	<input type="checkbox"/>	Hauteur de siège 54 cm (mesurée à la plaque)		■	- €

① **NOTE :** La hauteur sol-siège est mesurée à la plaque d'assise, sans coussin.

① **ATTENTION :** En cas de distance repose-pieds > 44 cm, les repose pieds peuvent entrer en conflit avec le sol si le fauteuil est en hauteur sol-siège 48 cm et s'il n'est pas utilisé selon un certain degré de bascule d'assise. Ce paramètre est non réglable et est irréversible (sauf intervention en atelier et remplacement du bloc support de siège).

Hauteur des accoudoirs		Prix TTC	Prix HT
52040	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■	- €
52041	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	■	- €
52042	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■	- €
52043	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	■	- €
52044	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■	- €
52045	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	◆	- €
52046	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 23	■	- €
52047	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 24	■	- €
52048	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 25	■	- €

① **NOTE :** En l'absence d'annotation, les accoudoirs seront réglés par défaut à 22 cm. Au besoin, les accoudoirs pourront être réglés indépendamment à droite et à gauche ultérieurement.

Poids de l'utilisateur (Puissance des vérins d'assistance à la verticalisation)		Prix TTC	Prix HT
52035	<input type="checkbox"/> Vérin de verticalisation 1200 N (poids de 0 à 60 kg)	■	- €
52036	<input type="checkbox"/> Vérin de verticalisation 1700 N (poids de 60 à 100 kg)	◆	- €
52037	<input type="checkbox"/> Vérin de verticalisation 2100 N (poids de 100 à 140 kg)	■	- €

① **NOTE :** Pour un fonctionnement optimal de la verticalisation, les vérins d'assistance doivent être calibrés en fonction du poids de l'utilisateur.

ELECTRONIQUE

Type d'électronique et type de commande Joystick		Prix TTC	Prix HT
52065	<input type="checkbox"/> Electronique VR 2	◆	- €

① **NOTE :** L'électronique VR2 équipe en Standard le C3 "Pack VR2".

① **ATTENTION :** L'électronique VR2 ne permet la gestion que de 2 vérins et n'est pas compatible avec les options "Dossier Electrique" et/ou repose-jambes électriques..

52066	<input type="checkbox"/> Electronique R NET 120 ah / joy. Ecran couleur (std C3 pack RNET)	◆	- €
--------------	---	---	-----

① **NOTE :** L'électronique R Net offre les meilleures performances de conduite (plus de couple et plus de puissance), permet l'évolution ou l'installation de commandes spéciales et la gestion de plus de 2 Vérins de siège.

① **ATTENTION :** Non compatible avec boîtier d'accès direct aux fonctions
ATTENTION : Seul le C3 "Pack R Net" peut être équipé du dossier électrique.

52068	<input type="checkbox"/> Joystick couleur R NET grand écran CJSM 2-I avec IR intégrés (Sans BT)	835,63 €	792,07 €
51075	<input type="checkbox"/> Joystick couleur R NET grand écran CJSM 2-I avec BT et IR intégrés	1 007,43 €	954,91 €

① **NOTE :** Le joystick ref 51075 intègre les fonctions Bluetooth (BT) pour contrôle de la souris (PC-Mac) et de smartphone et/ou tablette (Android-Mac), ainsi qu'une fonction Infrarouge permettant de piloter des équipements multimédia (TV, DVD etc...).

Dispositif de commande

Côté du dispositif de commande		Prix TTC	Prix HT
52070	<input type="checkbox"/> Joystick à droite	◆	- €
52071	<input type="checkbox"/> Joystick à gauche	■	- €

Support de joystick et protection		Prix TTC	Prix HT
52072	<input type="checkbox"/> Support fixe de joystick	■	- €
52073	<input type="checkbox"/> Escamotage de joystick C3	◆	- €
52075	<input type="checkbox"/> Protection de joystick	110,35 €	104,60 €

Commandes Tierce-personnes		Prix TTC	Prix HT
52080	<input type="checkbox"/> Contrôle 1/3 personne VR 2	714,26 €	677,02 €
52081	<input type="checkbox"/> Contrôle 1/3 personne R NET	714,26 €	677,02 €



① Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

Kit Route		Prix TTC	Prix HT
52130	<input type="checkbox"/> Kit route C3 (led)	1 023,55 €	970,19 €

AUTRES CARACTERISTIQUES DU FAUTEUIL

Vitesse		Prix TTC	Prix HT
52085	<input type="checkbox"/> Vitesse 6 km/h	■	- €
52086	<input type="checkbox"/> Vitesse 8 km/h	■	- €
52087	<input type="checkbox"/> Vitesse 10 km/h	◆	- €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Programmation Personnalisée Nom du Fichier : _____	■	Sur devis

① **NOTE :** Le fauteuil pourra être livré pré-programmé à condition qu'un fichier de programmation valide nous soit transmis à l'issue des essais ou à la commande du fauteuil.



Batteries		Prix TTC	Prix HT
52095	<input type="checkbox"/> Batteries 48 ah std	◆	- €
52096	<input type="checkbox"/> Batteries 73 ah C3	383,84 €	363,83 €
Finition du châssis		Prix TTC	Prix HT
52116	<input type="checkbox"/> Finition "Classique" - Tubes de châssis gris métallisé et set de roues grises	◆	- €
52117	<input type="checkbox"/> Finition "Black Edition" - Tubes de châssis et set de roues noires	295,40 €	280,00 €



ⓘ **NOTE** : En finition "Black Edition", le fauteuil est livré avec des tubes de châssis peints en noirs (Gris métallisé sur version "Classique") et des roues noires (Grises sur version "Classique")

Couleurs		Prix TTC	Prix HT
52100	<input type="checkbox"/> Couleur rouge	◆	- €
52101	<input type="checkbox"/> Couleur jaune	■	- €
52102	<input type="checkbox"/> Couleur bleu	■	- €
52103	<input type="checkbox"/> Couleur noir	■	- €
52105	<input type="checkbox"/> Couleur bleu métallisé	530,90 €	503,22 €
52106	<input type="checkbox"/> Couleur vert métallisé	530,90 €	503,22 €
52107	<input type="checkbox"/> Couleur rouge métallisé	530,90 €	503,22 €
52108	<input type="checkbox"/> Couleur argent métallisé	530,90 €	503,22 €
52109	<input type="checkbox"/> Couleur orange réfléchissant	554,06 €	525,18 €
52110	<input type="checkbox"/> Couleur jaune réfléchissant	554,06 €	525,18 €
52111	<input type="checkbox"/> Couleur argent réfléchissant	554,06 €	525,18 €
52112	<input type="checkbox"/> Couleur blanc signal	343,22 €	325,33 €
52113	<input type="checkbox"/> Couleur RAL : Code à préciser : _____	343,22 €	325,33 €

Roues		Prix TTC	Prix HT
52120	<input type="checkbox"/> Roues profil crampon (bandage)	◆	- €
52121	<input type="checkbox"/> Roues profil route (bandage)	■	- €
52122	<input type="checkbox"/> Roues arrière 200x50	■	- €
52123	<input type="checkbox"/> Roues arrières jumelées 7"	270,86 €	256,74 €

Profil Crampon



Profil Route



Roues AR Jumelées 7"



FONCTIONS ELECTRIQUES DE SIEGE

Verticalisation / Bascule d'assise / Dossier		Prix TTC	Prix HT
52131	<input checked="" type="checkbox"/> Verticalisation électrique	◆	- €
52132	<input checked="" type="checkbox"/> Bascule d'assise électrique 35° C3	◆	- €
52133	<input type="checkbox"/> Dossier électrique a compensation C3	1 710,39 €	1 621,22 €
52134	<input type="checkbox"/> Repose-jambes électriques (D et G) - Compensation biomécanique 160mm	2 538,97 €	2 406,61 €

Bascule d'assise, dossier et repose-jambes électriques



ⓘ **ATTENTION** : Seul le C3 "Pack R Net" peut être équipé du dossier électrique et / ou des repose-jambes électriques.
ATTENTION : Les repose-jambes électriques ne sont pas compatibles avec le cale-genoux type "Pro" (fixation centrale). Seulement avec les cale-genoux séparés type "Integral". Les repose-jambes électriques peuvent être pilotés indépendamment D et G, ou simultanément.

POSITIONNEMENT (ASSISE, DOSSIERS, APPUI-TETES, CALE-GENOUX, ACCESSOIRES)

Coussin d'assise et Housses

Coussin d'assise

		Prix TTC	Prix HT
52140 à 52165	<input type="checkbox"/> Coussin mousse C3	◆	€ -

Largeur d'assise ▶						
	32	36	40	44	48	52
Profondeur d'assise ▼						
35, 37, 39 cm	<input type="checkbox"/> 52140	<input type="checkbox"/> 52143	<input type="checkbox"/> 52147	<input type="checkbox"/> 52152	<input type="checkbox"/> 52157	<input type="checkbox"/> Sur demande
41, 43, 45 cm	<input type="checkbox"/> 52141	<input type="checkbox"/> 52144	<input type="checkbox"/> 52148	<input type="checkbox"/> 52153	<input type="checkbox"/> 52158	<input type="checkbox"/> 52162
47, 49, 51 cm	<input type="checkbox"/> 52142	<input type="checkbox"/> 52145	<input type="checkbox"/> 52149	<input type="checkbox"/> 52154	<input type="checkbox"/> 52159	<input type="checkbox"/> 52163
53, 55, 57 cm	<input type="checkbox"/> Sur demande	<input type="checkbox"/> 52146	<input type="checkbox"/> 52150	<input type="checkbox"/> 52155	<input type="checkbox"/> 52160	<input type="checkbox"/> 52164
59, 61, 63 cm	<input type="checkbox"/> Sur demande	<input type="checkbox"/> Sur demande	<input type="checkbox"/> 52151	<input type="checkbox"/> 52156	<input type="checkbox"/> 52161	<input type="checkbox"/> 52165



Coussin Standard

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions du coussin souhaité en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).

Housses supplémentaires tissu		Prix TTC	Prix HT
52170 à 52194	<input type="checkbox"/> Housse pour coussin mousse C3	146,03 €	€ 138,42

Largeur d'assise ▶						
	32	36	40	44	48	52
Profondeur d'assise ▼						
35, 37, 39 cm	<input type="checkbox"/> 52170	<input type="checkbox"/> 52173	<input type="checkbox"/> 52177	<input type="checkbox"/> 52182	<input type="checkbox"/> Sur demande	
41, 43, 45 cm	<input type="checkbox"/> 52171	<input type="checkbox"/> 52174	<input type="checkbox"/> 52178	<input type="checkbox"/> 52183	<input type="checkbox"/> 521871	<input type="checkbox"/> 52191
47, 49, 51 cm	<input type="checkbox"/> 52172	<input type="checkbox"/> 52175	<input type="checkbox"/> 52179	<input type="checkbox"/> 52184	<input type="checkbox"/> 52188	<input type="checkbox"/> 52192
53, 55, 57 cm	<input type="checkbox"/> Sur demande	<input type="checkbox"/> 52176	<input type="checkbox"/> 52180	<input type="checkbox"/> 52185	<input type="checkbox"/> 52189	<input type="checkbox"/> 52193
59, 61, 63 cm	<input type="checkbox"/> Sur demande	<input type="checkbox"/> Sur demande	<input type="checkbox"/> 52181	<input type="checkbox"/> 52186	<input type="checkbox"/> 52190	<input type="checkbox"/> 52194

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions de la housse souhaitée en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).

Housses supplémentaires imperméables		Prix TTC	Prix HT
52196	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin d'assise C3	228,46 €	216,55 €

Dossiers V-TRAK				
Dossiers Axxis Standard			Prix TTC	Prix HT
60550	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 60 M (larg. 30-38 x hteur 60cm) - Std Levo C3	■	- €
60551	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 60 L (larg. 35-43 x hteur 60cm) - Std Levo C3	■	- €
60552	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 60 XL (larg. 41-50 x hteur 60cm) - Std Levo C3	■	- €
60555	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 40 M (larg. 30-38 x hteur 40cm) - Std Levo C3	■	- €
60556	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 40 L (larg. 35-43 x hteur 40cm) - Std Levo C3	■	- €
60557	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 40 XL (larg. 41-50 x hteur 40cm) - Std Levo C3	■	- €
60560	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 31s (larg. 26,5-33 x hteur 31cm) - Std Levo C3	■	- €
60561	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 31 M (larg. 30-38 x hteur 31cm) - Std Levo C3	■	- €
60562	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 31 L (larg. 35-43 x hteur 31cm) - Std Levo C3	■	- €
60563	<input type="checkbox"/>	Dossier vtrak Axxis 31 XL (larg. 41-50 x hteur 31cm) - Std Levo C3	■	- €
Dossier Axxis Profile			Prix TTC	Prix HT
60100	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 60cm XL	725,39 €	687,57 €
60101	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 60cm L	612,02 €	580,11 €
60102	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 60cm M	536,03 €	508,09 €
60103	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 40cm XL	546,71 €	518,21 €
60104	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 40cm L	460,60 €	436,59 €
60105	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 40cm M	423,26 €	401,19 €
60106	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 31cm XL	536,03 €	508,09 €
60107	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 31cm L	433,93 €	411,31 €
60108	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis profile 31cm M	423,26 €	401,19 €
Dossiers Deep Contour			Prix TTC	Prix HT
60110	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 60cm XXL	890,38 €	843,96 €
60111	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 60cm XL	741,98 €	703,30 €
60112	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 60cm L	682,62 €	647,03 €
60113	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 56cm M	593,59 €	562,64 €
60114	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 40cm XXL	890,38 €	843,96 €
60115	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 40cm XL	593,59 €	562,64 €
60116	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 40cm L	504,55 €	478,25 €
60117	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 36cm M	504,55 €	478,25 €
60118	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 30cm XL	593,59 €	562,64 €
60119	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 30cm L	504,55 €	478,25 €
60120	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 30cm M	504,55 €	478,25 €
60121	<input type="checkbox"/>	Dossier Axxis Deep Contour 28cm S	474,87 €	450,11 €
Appui-Têtes V TRAK				
Appui-têtes "Original"			Prix TTC	Prix HT
60030	<input type="checkbox"/>	V Trak appui-tête medium	522,44 €	495,20 €
60031	<input type="checkbox"/>	V Trak appui-tête large	560,99 €	531,74 €
60172	<input type="checkbox"/>	Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule fixe	483,79 €	458,57 €
60173	<input type="checkbox"/>	Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule a dem. Rapide	582,33 €	551,97 €
60174	<input type="checkbox"/>	Appui-tête V Trak large - supp. Rotule fixe	503,36 €	477,12 €
60175	<input type="checkbox"/>	Appui-tête V Trak large - supp. Rotule a dem. Rapide	601,90 €	570,52 €




Dossier AXXIS : 4 segments réglables indépendamment



Dossiers AXXIS PROFILE



Dossiers AXXIS DEEP CONTOUR




Supports à Rotule

Cale-genoux		Prix TTC	Prix HT
Cale-genoux rigides		Prix TTC	Prix HT
52200	<input type="checkbox"/> Cale-genoux PRO STD - appuis taille S (10x12 CM)	◆	- €
52201	<input type="checkbox"/> Cale-genoux PRO STD - appuis taille M (14x16 CM)	■	- €
52202	<input type="checkbox"/> Cale-genoux escamot. Integral - appuis taille S (10x12 cm)	411,92 €	390,45 €
52203	<input type="checkbox"/> Cale-genoux escamot. Integral - appuis taille M (14x16 cm)	411,92 €	390,45 €
52204	<input type="checkbox"/> Extension 10cm (prof.) Pour cale-genoux integral	■	- €
60360	<input type="checkbox"/> Housse gel physipro pour appui genoux Levo taille S (la paire)	282,04 €	267,34 €
60361	<input type="checkbox"/> Housse gel physipro pour appui genoux Levo taille M (la paire)	282,04 €	267,34 €

ⓘ **ATTENTION** : Le cale-genoux type "Pro" (fixation centrale) n'est pas compatible avec les reposes jambes électriques.

Cale-genoux souples classiques		Prix TTC	Prix HT
52950	<input type="checkbox"/> Cale-genoux semi rigide standard	■	- €
52951	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	■	- €
52952	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	■	- €
52953	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €
52954	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €
52955	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €
52956	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100	31,26 €	29,63 €
52957	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140	31,26 €	29,63 €
52958	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180	31,26 €	29,63 €

 Cale genoux souple



Plots coniques

Cale-cuisses		Prix TTC	Prix HT
52214	<input type="checkbox"/> Cale cuisse C3 - Droit	495,96 €	470,10 €
52215	<input type="checkbox"/> Cale cuisse C3 - Gauche	495,96 €	470,10 €



Supports de harnais 4 Points

Ceintures		Prix TTC	Prix HT
Ceintures de buste Standard		Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/> Ceinture Bodypoint boucle aviation Longueur 150 cm / Largeur 6 cm Standard pour largeurs 32 - 40 cm	■	- €
Std	<input type="checkbox"/> Ceinture Bodypoint boucle aviation Longueur 180 cm / Largeur 8 cm Standard pour largeurs 44 - 52 cm	■	- €
Harnais		Prix TTC	Prix HT
60032	<input type="checkbox"/> Support de harnais 4 points	142,47 €	135,04 €

ⓘ **NOTE** : Supports pour dossiers V Trak. Se fixent sur le rail central du dossier. Permettent l'adaptation de Harnais ou ceinture supplémentaires (non fournis)



Barres de maintien		Prix TTC	Prix HT
52225	<input type="checkbox"/> Barre de maintien antérieure C3 larg. 32	591,21 €	560,39 €
52226	<input type="checkbox"/> Barre de maintien antérieure C3 larg. 36	591,21 €	560,39 €
52227	<input type="checkbox"/> Barre de maintien antérieure C3 larg. 40	591,21 €	560,39 €
52228	<input type="checkbox"/> Barre de maintien antérieure C3 larg. 44	591,21 €	560,39 €
52229	<input type="checkbox"/> Barre de maintien antérieure C3 larg. 48	591,21 €	560,39 €
52230	<input type="checkbox"/> Barre de maintien antérieure C3 larg. 52	591,21 €	560,39 €



Accessoires de maintien des pieds		Prix TTC	Prix HT
52232	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied droite petite	209,89 €	198,95 €
52233	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied gauche petite	209,89 €	198,95 €
52234	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied droite large	228,54 €	216,63 €
52235	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied gauche large	228,54 €	216,63 €
52491	<input type="checkbox"/> Surface antidérapante pour repose-pieds	56,79 €	53,83 €



ELECTRONIQUE / COMMANDES SPECIALES

Modules d'aide à la conduite de conduite		Prix TTC	Prix HT
52090	<input type="checkbox"/> Gyro control R NET (contrôle de trajectoire)	836,96 €	793,33 €

ⓘ **NOTE** : L'option Gyro n'est compatible qu'avec l'électronique R Net



Manette de Joystick (R Net et VR 2)		Prix TTC	Prix HT
52250	<input type="checkbox"/> Joystick t-bar	130,81 €	123,99 €
52251	<input type="checkbox"/> Joystick stick	85,76 €	81,29 €
52252	<input type="checkbox"/> Joystick softball	85,76 €	81,29 €
52253	<input type="checkbox"/> Joystick champignon	85,76 €	81,29 €
52254	<input type="checkbox"/> Joystick menton	62,93 €	59,65 €
52255	<input type="checkbox"/> Joystick balle	62,93 €	59,65 €



Commandes spéciales	Prix TTC	Prix HT
---------------------	----------	---------



Pour toute commande spéciale : joystick Mo-Vis, contrôle d'environnement, supports (menton, articulés...), contacteurs etc., merci de consulter le **bon de commande "Commandes spéciales"** ou nous consulter.

ACCESSOIRES

Protège-vêtements		Prix TTC	Prix HT
52210	<input type="checkbox"/> Protège vêtements gauche	366,34 €	347,24 €
52211	<input type="checkbox"/> Protège vêtements droit	366,34 €	347,24 €
Tablettes		Prix TTC	Prix HT
52240	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable largeur 32/40 cm	816,34 €	773,78 €
52241	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable largeur 44/52 cm	816,34 €	773,78 €
52242	<input type="checkbox"/> Montage tablette à droite	■	- €
52243	<input type="checkbox"/> Montage tablette à gauche	■	- €
Poignée de poussée		Prix TTC	Prix HT
52260	<input type="checkbox"/> Poignée de poussée	254,31 €	241,05 €
Rétroviseur		Prix TTC	Prix HT
52237	<input type="checkbox"/> Rétroviseur C3 - montage à droite	137,12 €	129,97 €
52238	<input type="checkbox"/> Rétroviseur C3 - montage à gauche	137,12 €	129,97 €
SERVICES			
Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



NOTES - COMMENTAIRES