



**LEVO.d<sup>5</sup>**  
THE EXPERTS IN STANDING

# LEVO Combi

## BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024


**COMMANDE**

**DEVIS**

FACTURATION		LIVRAISON	
<input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation			
Code Client :		Code Client :	
Société :		Société :	
Adresse :		Adresse :	
Complément d'adresse :		Complément d'adresse :	
Code Postal :	Ville :	Code Postal :	Ville :
Contact Nom / Prénom :		Contact Nom / Prénom :	
E Mail :		E Mail :	
Tel :		Tel :	
UTILISATEUR - PRESCRIPTION		INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Nom / Prénom :		Date :	Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute :	Fonction :	Vos Références / N° de commande :	
Structure :		Commentaires :	
Date d'essai :			
Code Postal :	Ville :		
Document à retourner à :		Tampon - Signature	
<b>Life &amp; Mobility France</b> 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT <b>E Mail :</b> service@life-mobility.fr <b>Tel :</b> 04 37 22 21 38 <b>Fax :</b> 04 72 24 92 70			

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - sous réserve de modifications.  
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

## PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

## CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
<b>Type de Propulsion</b>	Base Motrice à roues centrales	<b>Verticalisation</b>	Verticalisation électrique assis/debout avec compensation de dossier et de repose jambe
<b>Vitesse - Moteurs - Batteries</b>	10Km/h - Moteurs 2 x 350 W - Batteries 48 Ah	<b>Dossier</b>	Dossier avec compensation biomécanique.
<b>Electronique</b>	R Net 120 Ah - Joystick Ecran Couleur CJSM	<b>Repose Jambe</b>	Repose-jambe central avec palette repose-pied monoblocrelevable, réglable en inclinaison et en hauteur.
<b>Suspensions</b>	Sur roues centrales motrices et arc de suspension arrière	<b>Accoudoirs</b>	Accoudoirs relevables réglables en hauteur, en profondeur - garnitures PU
<b>Roues - Pneus</b>	Jantes roues motrices Aluminium - Pneus à Bandages	<b>Sellerie</b>	Coussins d'assise à mémoire de forme - Dossier toile
<b>Transport</b>	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 - Adpatation châssis en option pour station d'arrimage Q'Straint QLK - Crash Test ISO 7176/19	<b>Maintien - Sécurité</b>	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi-rigide
<b>Couleurs</b>	Blanc, Rouge, Bleu, Noir		
<b>Dimensions - capacités</b>			
<b>Longueur hors tout</b>	120 cm		
<b>Largeur hors tout</b>	66 cm (ext. Roues centrales motrices)		
<b>Hauteur sol siège</b>	48 cm		
<b>Dimensions de siège</b>	Profondeur réglable de 36 à 58 cm Largeurs 38, 44, 50 cm	<b>Garantie</b>	
<b>Poids Utilisateur Max.</b>	120 kg	<b>Garantie</b>	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

## SYMBOLES

<b>✕</b> Sélection d'office	<input type="checkbox"/> Sélection possible - A cocher
<b>◆</b> Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard - Autre choix possible
<b>ⓘ</b> Information	<b>⚠</b> Avertissement

**ⓘ** Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR  
**ATTENTION / Nouveaux Codes LPP**



EN12184:2008

FAUTEUIL				
Fauteuil			Prix TTC	Prix HT
52300	X	Fauteuil verticalisateur Levo Combi	27 943,68 €	26 486,90 €
			+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9178113	4168966	5 187,48 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY



DIMENSIONS D'ASSISE				
Largeur d'assise			Prix TTC	Prix HT
52304	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 38	■	- €
52305	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 44	■	- €
52306	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 50	■	- €



① En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches).  
 ① **ATTENTION** : En largeur 50 cm, la largeur hors tout du fauteuil augmente à environ 70 cm aux accoudoirs.

Profondeur d'assise			Prix TTC	Prix HT	
① <b>IMPORTANT</b> : Notez la longueur de cuisse et cochez la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).					
Longueur de cuisse :			35 cm	↔	59 cm

52308	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 36	■	- €
52309	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 38.2	■	- €
52310	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 40.4	■	- €
52311	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 42.6	■	- €
52312	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 44.8	■	- €
52313	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 47	■	- €
52314	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 47	■	- €
52315	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 49.2	■	- €
52316	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 51.4	■	- €
52317	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 53.6	■	- €
52318	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 55.8	■	- €
52319	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 58	■	- €

**SIEGE "S - M"**  
 Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 35 à 48 cm


**SIEGE "L - XL"**  
 Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de



Distance du repose-pied			Prix TTC	Prix HT	
① <b>IMPORTANT</b> : Notez la longueur de jambe et cochez la case correspondante distance repose pied souhaitée (ou relevée lors des essais).					
Longueur de jambe :			37 cm	↔	64 cm

52320	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 37	■	- €
52321	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 38.8	■	- €
52322	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 40.6	■	- €
52323	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 42.4	■	- €
52324	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 44.2	■	- €
52325	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 46	■	- €
52326	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 47.8	■	- €
52327	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 49.6	■	- €
52328	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 51.4	■	- €
52329	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 53.2	■	- €
52330	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 55	■	- €
52331	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 56.8	■	- €
52332	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 58.6	■	- €
52333	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 60.4	■	- €
52334	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 62.2	■	- €
52335	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 64	■	- €

① **NOTE** : En cas de besoin de réglage inférieur à 37 cm, des adaptateurs de hauteur sont disponibles en option.



Hauteur des Accoudoirs			Prix TTC	Prix HT	
① <b>IMPORTANT</b> : Notez la hauteur à laquelle les accoudoirs devront être réglés. Hauteur par défaut = 20cm					
Hauteur d'accoudoirs :			15,5 cm	↔	26 cm


52340	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■	- €
52341	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	■	- €
52342	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■	- €
52343	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	◆	- €
52344	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■	- €
52345	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	■	- €
52346	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 23	■	- €
52347	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 24	■	- €
52348	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 25	■	- €
52349	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 26	■	- €

Poids de l'utilisateur			Prix TTC	Prix HT
① <b>ATTENTION</b> : Le poids de l'utilisateur doit être impérativement renseigné. Les vérins de suspension AR doivent être calibrés selon le poids de l'utilisateur.				
52352	<input type="checkbox"/>	Poids utilisateur - merci de noter : _____ Kg		



## FONCTIONS ELECTRIQUES DE SIEGE

Verticalisation / Fonctions de siège		Prix TTC	Prix HT
52401	<input checked="" type="checkbox"/> Verticalisation électrique	◆	- €
52402	<input type="checkbox"/> Siège élévateur 15 cm (lift)	2 375,56 €	2 251,72 €
①	<b>NOTE:</b> Course de 15 cm. La hauteur sol siège mini (mesurée à la plaque est de 48 cm). <b>IMPORTANT :</b> Le lift ne bride pas la vitesse du fauteuil (utilisable à 10km/h quelle que soit la hauteur), ni la verticalisation (verticalisation possible même en hauteur de siège maximale).		
52406	<input type="checkbox"/> Fonction couchée (dossier/repose-pieds inclinables elec)	3 575,10 €	3 388,72 €
①	<b>NOTE:</b> Cette option permet l'inclinaison simultanée du dossier et du repose-pied jusqu'à 180° (les deux sont couplés mécaniquement). Elle permet aussi le "couché-debout" et autorise une bascule d'assise de -11° dans le cas où le fauteuil est équipé du lift électrique		
52404	<input type="checkbox"/> Repose jambe électrique indépendant	1 513,85 €	1 434,93 €
①	<b>ATTENTION :</b> Cette option ne peut être choisie qu'en association avec la fonction couchée (ref 50509).		
①	<b>NOTE:</b> Cette option permet l'inclinaison simultanée du dossier et du repose-pied jusqu'à 180° (les deux sont couplés mécaniquement). Elle permet aussi le "couché-debout" et autorise une bascule d'assise de -11° dans le cas où le fauteuil est équipé du lift électrique		



## POSITIONNEMENT (ASSISE, DOSSIERS, APPUI-TETES, CALE-GENOUX, ACCOUDOIRS...)

### Coussin d'assise et Housses

Coussin d'assise		Prix TTC	Prix HT
52425 à 52436	<input type="checkbox"/> Coussin mousse Combi	◆	€ -

Largeur d'assise ▶			
	38	44	50
Profondeur d'assise ▼			
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52425	52426	52427
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52428	52429	52430
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52431	52432	52433
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52434	52435	52436

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions du coussin souhaité en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).



Coussin Standard

### Housses supplémentaires tissu

Housses supplémentaires tissu		Prix TTC	Prix HT
52438 à 52436	<input type="checkbox"/> Housse pour coussin mousse Combi	219,35 €	€ 207,91

Largeur d'assise ▶			
	38	44	50
Profondeur d'assise ▼			
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52438	52439	52440
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52441	52442	52443
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52444	52445	52446
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52447	52448	52449

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions de housse supplémentaire en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur). La housse supplémentaire doit être adaptée aux dimensions du coussin choisi.

### Housses supplémentaires imperméables

Housses supplémentaires imperméables		Prix TTC	Prix HT
52450 à 52461	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin Combi	219,35 €	€ 207,91

Largeur d'assise ▶			
	38	44	50
Profondeur d'assise ▼			
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52450	52451	52452
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52453	52454	52455
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52456	52457	52458
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52459	52460	52461

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions de housse imperméable en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur). La housse supplémentaire doit être adaptée aux dimensions du coussin choisi.

Dossier Toile Standard		Prix TTC	Prix HT
52408	<input type="checkbox"/> Dossier toile standard	◆	- €

❗ **IMPORTANT** : En cas de choix d'un dossier optionnel (V Trak, Physipro), le dossier toile n'est pas livré avec le fauteuil.

52410	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm pour Combi largeur 38	331,82 €	314,52 €
52411	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm pour Combi largeur 44	331,82 €	314,52 €
52412	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm pour Combi largeur 50	331,82 €	314,52 €
52413	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm avec barre de poussée pour largeur 38 cm	740,72 €	702,10 €
52414	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm avec barre de poussée pour largeur 44 cm	740,72 €	702,10 €
52415	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm avec barre de poussée pour largeur 50 cm	740,72 €	702,10 €
52416	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 25 cm avec barre de poussée pour largeur 38 cm	757,67 €	718,17 €
52417	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 25 cm avec barre de poussée pour largeur 44 cm	757,67 €	718,17 €
52418	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 25 cm avec barre de poussée pour largeur 50 cm	757,67 €	718,17 €
52419	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 35 cm avec barre de poussée pour largeur 38 cm	779,81 €	739,16 €
52420	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 35 cm avec barre de poussée pour largeur 44 cm	779,81 €	739,16 €
52421	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 35 cm avec barre de poussée pour largeur 50 cm	779,81 €	739,16 €



Rallonge de dossier toile avec barre de poussée

Dossiers V-TRAK AXXIS		Prix TTC	Prix HT
60002	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis sport (enfant) 31cm S	1 007,93 €	955,38 €
60003	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis 40cm M	1 007,93 €	955,38 €
60004	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis 40cm L	1 044,70 €	990,24 €
60005	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis 40cm XL	1 118,31 €	1 060,01 €
60006	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis 60cm M	1 106,45 €	1 048,77 €
60007	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis 60cm L	1 178,85 €	1 117,39 €
60008	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis 60cm XL	1 288,08 €	1 220,93 €
60011	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis sport 31cm M	1 008,52 €	955,94 €
60012	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis sport 31cm L	1 019,19 €	966,06 €
60013	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation dossier Axxis sport 31cm XL	1 118,31 €	1 060,01 €

V-TRAK



Dossier AXXIS : 4 segments réglables indépendamment



Dossier V-TRAK AXXIS Profile		Prix TTC	Prix HT
60400	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 60cm XL	1 322,81 €	1 253,85 €
60401	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 60cm L	1 209,43 €	1 146,38 €
60402	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 60cm M	1 133,44 €	1 074,35 €
60403	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 40cm XL	1 144,14 €	1 084,49 €
60404	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 40cm L	1 058,09 €	1 002,93 €
60405	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 40cm M	1 020,68 €	967,47 €
60406	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 31cm XL	1 133,44 €	1 074,35 €
60407	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 31cm L	1 020,68 €	967,47 €
60408	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis profile 31cm M	1 020,68 €	967,47 €



Dossiers AXXIS PROFILE

Dossiers V-TRAK AXXIS Deep Contour		Prix TTC	Prix HT
60409	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 60cm XL	1 339,45 €	1 269,62 €
60410	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 60cm L	1 280,08 €	1 213,35 €
60411	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 56cm M	1 191,03 €	1 128,94 €
60412	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 40cm XL	1 191,03 €	1 128,94 €
60413	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 40cm L	1 102,01 €	1 044,56 €
60414	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 36cm M	1 102,01 €	1 044,56 €
60415	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 30cm XL	1 191,03 €	1 128,94 €
60416	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 30cm L	1 102,01 €	1 044,56 €
60417	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 30cm M	1 102,01 €	1 044,56 €
60418	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier+fixation Axxis Deep Contour 28cm S	1 102,01 €	1 044,56 €



Dossiers AXXIS DEEP CONTOUR



Appui-Têtes V-TRAK "Original"		Prix TTC	Prix HT
60030	<input type="checkbox"/> V Trak appui-tête medium	522,44 €	495,20 €
60031	<input type="checkbox"/> V Trak appui-tête large	560,99 €	531,74 €
60172	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule fixe	483,79 €	458,57 €
60173	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule a dem. Rapide	582,33 €	551,97 €
60174	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak large - supp. Rotule fixe	503,36 €	477,12 €
60175	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak large - supp. Rotule a dem. Rapide	601,90 €	570,52 €



Mains thoraciques V TRAK (Cale-troncs)		Prix TTC	Prix HT
60035	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique droite moyenne	644,38 €	610,79 €
60036	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique gauche moyenne	644,38 €	610,79 €
60037	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique droite large	644,38 €	610,79 €
60038	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique gauche large	644,38 €	610,79 €



Cale-genoux			Prix TTC	Prix HT
<b>Cale-genoux souples</b>				
52465	<input type="checkbox"/>	<b>Cale-genoux semi rigide standard</b>	◆	- €
52466	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	■	- €
52467	<input type="checkbox"/>	<b>Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100</b>	◆	- €
52468	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €
52469	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €
52470	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €
52471	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100		30,08 € 28,51 €
52472	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140		30,08 € 28,51 €
52473	<input type="checkbox"/>	Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180		30,08 € 28,51 €
<b>Cale-genoux rigide</b>			Prix TTC	Prix HT
52474	<input type="checkbox"/>	Support de genoux rigide multi réglable appuis taille S	482,12 €	456,99 €
52475	<input type="checkbox"/>	Support de genoux rigide multi réglable appuis taille M	482,12 €	456,99 €
60360	<input type="checkbox"/>	Housse gel physipro pour appui genoux Levo taille S (la paire)	282,04 €	267,34 €
60361	<input type="checkbox"/>	Housse gel physipro pour appui genoux Levo taille M (la paire)	282,04 €	267,34 €
<b>Accoudoirs</b>			Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/>	<b>Accoudoirs 6 cm de largeur</b>	◆	- €
50565	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs larges type Combi JR / nous consulter	Sur Devis	
<b>Repose-pieds</b>				
<b>Plaques repose-pieds monoblocs</b>			Prix TTC	Prix HT
52480	<input type="checkbox"/>	<b>Repose-pieds profondeur 27 cm</b>	◆	- €
52481	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds profondeur 20 cm	46,58 €	44,15 €
52482	<input type="checkbox"/>	<b>Rep-pieds largeur 22cm standard</b>	◆	- €
52483	<input type="checkbox"/>	Rep-pieds largeur 30cm type Combi jr	349,36 €	331,15 €
<p><b>ⓘ</b> <b>ATTENTION</b> : Du fait de la largeur, la distance du repose-pied maximum conseillée est de 34,4 cm - Au-delà, des risques de conflits avec les roues avant sont possibles lors des rotations.</p> <p><b>ⓘ</b> <b>NOTE</b> : Le repose-pied largeur 30 cm n'est disponible qu'en profondeur 20 cm.</p>				
52490	<input type="checkbox"/>	Barre de protection de repose-pied	349,36 €	331,15 €
<b>Accessoires de maintien des pieds</b>			Prix TTC	Prix HT
52505	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pied droite petite	213,98 €	202,82 €
52506	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pied gauche petite	213,98 €	202,82 €
52507	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pied droite large	232,99 €	220,84 €
52508	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pied gauche large	232,99 €	220,84 €
52488	<input type="checkbox"/>	Cale repose-pied 50-100x80	69,87 €	66,23 €
52489	<input type="checkbox"/>	Cale repose-pied 80-130x80	81,19 €	76,96 €
52491	<input type="checkbox"/>	Surface antidérapante pour repose-pieds	56,79 €	53,83 €
<b>Cale-cuisses</b>			Prix TTC	Prix HT
52496	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse réglable droit	372,66 €	353,23 €
52497	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse réglable gauche	372,66 €	353,23 €
<b>Protège-vêtements</b>			Prix TTC	Prix HT
52493	<input type="checkbox"/>	Protège vêtements Combi S/M (la paire)	209,04 €	198,14 €
52494	<input type="checkbox"/>	Protège vêtements Combi L/XL (la paire)	209,04 €	198,14 €
<b>Ceintures</b>				
<b>Ceintures de buste Standard</b>			Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint boucle aviation Longueur 150 cm / Largeur 6 cm Standard pour largeurs 32 - 40	■	- €
Std	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint boucle aviation Longueur 180 cm / Largeur 8 cm Standard pour largeurs 44 - 52	■	- €
<b>Harnais</b>			Prix TTC	Prix HT
60032	<input type="checkbox"/>	Support de harnais 4 points	142,47 €	135,04 €
<p><b>ⓘ</b> <b>NOTE</b> : Supports pour dossiers V Trak. Se fixent sur le rail central du dossier. Permettent l'adaptation de Harnais ou ceinture supplémentaires (non fournis)</p>				
<b>Barre de maintien</b>			Prix TTC	Prix HT
52500	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien antérieure Combi larg. 38	585,05 €	554,55 €
52501	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien antérieure Combi larg. 44	585,05 €	554,55 €
52502	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien antérieure Combi larg. 50	585,05 €	554,55 €



## ELECTRONIQUE / COMMANDES SPECIALES

Modules d'aide à la conduite de conduite		Prix TTC	Prix HT
52372	<input type="checkbox"/> Gyro control R NET (control de trajectoire)	853,22 €	808,74 €
Manette de Joystick		Prix TTC	Prix HT
52538	<input type="checkbox"/> Joystick t-bar	133,35 €	126,40 €
52539	<input type="checkbox"/> Joystick stick	87,41 €	82,85 €
52540	<input type="checkbox"/> Joystick softball	87,41 €	82,85 €
52541	<input type="checkbox"/> Joystick champignon	87,41 €	82,85 €
52542	<input type="checkbox"/> Joystick menton	64,14 €	60,80 €
52543	<input type="checkbox"/> Joystick balle	64,14 €	60,80 €
Commandes spéciales		Prix TTC	Prix HT

**ⓘ** Pour toute commande spéciale : joystick Mo-Vis, contrôle d'environnement, supports (menton, articulés...), contacteurs etc., merci de consulter le **bon de commande "Commandes spéciales"** ou nous consulter.

## ACCESSOIRES

Tablettes			
Tablettes escamotables		Prix TTC	Prix HT
52522	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable pour largeur (cm) 38	880,90 €	834,98 €
52523	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable pour largeur (cm) 44 / 50	880,90 €	834,98 €
52524	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable latéralement avec joystick central pivotant	4 274,37 €	4 051,54 €
52520	<input type="checkbox"/> Montage tablette à droite (joystick à gauche)	■	- €
52521	<input type="checkbox"/> Montage tablette à gauche (joystick à droite)	■	- €
Tablettes fixes - amovibles		Prix TTC	Prix HT
52525	<input type="checkbox"/> Tablette fixe - amovible 38	282,70 €	267,96 €
52526	<input type="checkbox"/> Tablette fixe - amovible 44	282,70 €	267,96 €
52527	<input type="checkbox"/> Tablette fixe - amovible 50	282,70 €	267,96 €
Barres de poussée		Prix TTC	Prix HT
52510	<input type="checkbox"/> Barre de poussée 38 cm	157,86 €	149,63 €
52511	<input type="checkbox"/> Barre de poussée 44 cm	157,86 €	149,63 €
52512	<input type="checkbox"/> Barre de poussée 50 cm	157,86 €	149,63 €

**ⓘ** **NOTE** : La barre de poussée contribue à la rigidité du dossier et est conseillée sur les largeurs 44 et 50 et/ou pour des utilisateurs de plus de 70 kg.

Dispositif d'arrimage en véhicule		Prix TTC	Prix HT
52530	<input type="checkbox"/> Renforts de châssis pour arrimage en véhicule	388,06 €	367,83 €
52531	<input type="checkbox"/> Renfort châssis pour système ancrage auto easy lock / qlk 10	1 233,15 €	1 168,86 €

**ⓘ** **NOTE** : Le combi a été crash testé ISO 7176/19 avec les renforts de châssis ref 50531 (crochets d'arrimage pour sangles) ainsi qu'avec l'adaptation de châssis pour QLK 100 / 150 (Station d'arrimage automatique Q'Strain).

Rétroviseurs		Prix TTC	Prix HT
52515	<input type="checkbox"/> Rétroviseur Combi côté droit	101,40 €	96,11 €
52516	<input type="checkbox"/> Rétroviseur Combi côté gauche	101,40 €	96,11 €

## SERVICES

Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Empty rectangular box for notes and comments.