




LEVO.d[®]
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO Combi Jr

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL		2023	
<input type="checkbox"/> COMMANDE		<input type="checkbox"/> DEVIS	
FACTURATION		LIVRAISON <input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation	
Code Client :		Code Client :	
Société :		Société :	
Adresse :		Adresse :	
Complément d'adresse :		Complément d'adresse :	
Code Postal :	Ville :	Code Postal :	Ville :
Contact Nom / Prénom :		Contact Nom / Prénom :	
E Mail :		E Mail :	
Tel :		Tel :	
UTILISATEUR - PRESCRIPTION		INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Nom / Prénom :		Date : Jour Mois Année	
Prescripteur - Thérapeute :	Fonction :	Vos Références / N° de commande :	
Structure :		Commentaires :	
Date d'essai :			
Code Postal :	Ville :		
Document à retourner à :		Tampon - Signature	
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70			

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - sous réserve de modifications.
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Base Motrice à roues centrales	Verticalisation	Verticalisation électrique assis/debout avec compensation de dossier et de repose-jambe
Vitesse - Moteurs - Batteries	10Km/h - Moteurs 2 x 350 W - Batteries 48 Ah	Dossier	Dossier avec compensation biomécanique.
Electronique	R Net 120 Ah - Joystick Ecran Couleur CJSM	Repose Jambe	Repose-jambe central avec palette repose-pied monobloc relevable, réglable en inclinaison et en hauteur.
Suspensions	Sur roues centrales motrices et arc de suspension arrière	Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur, en profondeur - garnitures PU
Roues - Pneus	Jantes roues motrices Aluminium - Pneus à Bandages	Sellerie	Coussins d'assise à mémoire de forme - Dossier toile
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 - Adpatation châssis en option pour station d'arrimage Q'Straint QLK - Crash Test ISO 7176/19	Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi-rigide
Couleurs	Blanc, Rouge, Bleu, Noir		
Dimensions - capacités			
Longueur hors tout	120 cm		
Largeur hors tout	66 cm (ext. Roues centrales motrices)		
Hauteur sol siège	48 cm		
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 27 à 35,8 cm Largeurs 30, 35, 38 cm		
Poids Utilisateur Max.	120 kg		
Garantie			
Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure		

SYMBOLES

✕	Sélection d'office	<input type="checkbox"/>	Sélection possible - A cocher
◆	Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ	Information	⚠	Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR
ATTENTION / Nouveaux Codes LPP



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
52600	X	Fauteuil verticalisateur Levo Combi Junior		29 572,68 €	28 030,98 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178113	4168966	5 187,48 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY	



DIMENSIONS D'ASSISE				
Largeur d'assise			Prix TTC	Prix HT
52604	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 30	■	- €
52605	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 35	■	- €
52606	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 38	■	- €



ATTENTION : Sur le Combi JR, la largeur de base du siège est de 38 cm. Les largeurs 30 et 35 dépendent du réglage en écartement des manchettes d'accoudoirs. Le cas échéant, les cale-cuisses optionnels peuvent être associés pour un calage cuisse/bassin plus étroit.

Profondeur d'assise		Prix TTC	Prix HT
---------------------	--	----------	---------

IMPORTANT : Notez la longueur de cuisse et cocher la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).

Longueur de cuisse :		29 cm	← →	37 cm		
52608	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 27			■	- €
52609	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 29.2			■	- €
52610	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 31.4			■	- €
52611	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 33.6			■	- €
52612	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 35.8			■	- €

SIÈGE "XS - S"
Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 26 à 36 cm




Largeur de Palette et Distance du repose-pied		Prix TTC	Prix HT
---	--	----------	---------

Notez la longueur de jambe et cocher la case correspondante distance repose-pied souhaitée (ou relevée lors des essais).

ATTENTION : Selon les largeurs de plaque repose-pied, des conflits sont possibles avec la rotation des roues avant. Voir le tableau ci-dessous.

Longueur de jambe :		23 cm	← →	47 cm	Largeur de la plaque repose-pied		
					22 cm ■	30 cm ◆	40 cm ■
52615	<input type="checkbox"/>	Largeur de repose-pied (cm) 22			<input type="checkbox"/>		
52616	<input type="checkbox"/>	Largeur de repose-pied (cm) 30				<input type="checkbox"/>	
52617	<input type="checkbox"/>	Largeur de repose-pied (cm) 40					<input type="checkbox"/>
52620	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 23.6	23.6 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52621	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 25.4	25.4 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52622	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 27.2	27.2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52623	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 29	29.0 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52624	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 30.8	30.8 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52625	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 32.6	32.6 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52626	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 34.4	34.4 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
52627	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 36.2	36.2 cm	<input type="checkbox"/>			
52628	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 38	38.0 cm	<input type="checkbox"/>			
52629	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 39.8	39.8 cm	<input type="checkbox"/>			
52630	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 41.6	41.6 cm	<input type="checkbox"/>			
52631	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 43.4	43.4 cm	<input type="checkbox"/>			
52632	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 45.2	45.2 cm	<input type="checkbox"/>			
52633	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 47	47.0 cm	<input type="checkbox"/>			



Angle de la palette repose-pieds		Prix TTC	Prix HT	
52739	<input type="checkbox"/>	Angle de repose-pied (degrés °) 80	■	- €
52740	<input type="checkbox"/>	Angle de repose-pied (degrés °) 90	◆	- €
52741	<input type="checkbox"/>	Angle de repose-pied (degrés °) 100	■	- €

Hauteur des Accoudoirs		Prix TTC	Prix HT
------------------------	--	----------	---------

IMPORTANT : Notez la hauteur à laquelle les accoudoirs devront être réglés.

Hauteur d'accoudoirs :		15 cm	← →	25 cm		
52635	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 15			■	- €
52636	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 16			■	- €
52637	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 17			■	- €
52638	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 18			■	- €
52639	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 19			■	- €
52640	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 20			■	- €
52641	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 21			■	- €
52642	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 22			■	- €
52643	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 23			■	- €
52644	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 24			■	- €
52645	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 25			■	- €
52349	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 26			■	- €

Poids de l'utilisateur	Prix TTC	Prix HT
------------------------	----------	---------

ATTENTION : Le poids de l'utilisateur doit être impérativement renseigné. Les vérins de suspension AR doivent être calibrés selon les poids de l'utilisateur.

52655	<input type="checkbox"/> Poids utilisateur - merci de noter : _____ Kg		
-------	--	--	--

ELECTRONIQUE

Type de commande Joystick	Prix TTC	Prix HT
52657 <input type="checkbox"/> Electronique R NET - joystick avec écran couleur	◆	- €
52658 <input type="checkbox"/> Joystick couleur R NET grand écran CJSM 2-I avec IR intégrés (Sans BT)	851,85 €	807,44 €
51075 <input type="checkbox"/> Joystick couleur R NET grand écran CJSM 2-I avec BT et IR intégrés	1 007,43 €	954,91 €

NOTE : Le joystick ref 51075 intègre les fonctions Bluetooth (BT) pour contrôle de la souris (PC Mac) et de smartphone et/ou tablette (Android Mac), ainsi qu'une fonction Infrarouge permettant de piloter des équipements multimédia par ex. (TV, DVD etc...).

Dispositif de commande

Coté du dispositif de commande	Prix TTC	Prix HT
52660 <input type="checkbox"/> Joystick à droite	◆	- €
52661 <input type="checkbox"/> Joystick à gauche	■	- €

Support de joystick et protection

Std	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> Support de Joystick fixe	◆	- €
52662 <input type="checkbox"/> Escamotage de joystick	414,63 €	393,01 €
52663 <input type="checkbox"/> Protection de joystick	116,44 €	110,37 €

Commandes Tierce - personnes

52665	<input type="checkbox"/> Contrôle 1/3 personne R NET	714,26 €	677,02 €
-------	--	----------	----------

Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
4339681	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISEE, LIFE MOBILITY

Kit Route

	Prix TTC	Prix HT
52695 <input type="checkbox"/> Equipement route homologué	838,44 €	794,73 €

AUTRES CARACTERISTIQUES DU FAUTEUIL (Vitesse, Batteries, couleur etc..)

VITESSE

52667 <input type="checkbox"/> Vitesse (km/h) 6	■	- €
52668 <input type="checkbox"/> Vitesse (km/h) 8	◆	- €
52669 <input type="checkbox"/> Vitesse (km/h) 10	■	- €
<input type="checkbox"/> Programmation Personnalisée	■	
Nom du fichier : _____		

NOTE : Le fauteuil pourra être livré pré-programmé à condition qu'un fichier de programmation valide nous soit transmis à l'issue des essais où à la commande du fauteuil.

Couleurs

	Prix TTC	Prix HT
52675 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis blanc	◆	- €
52676 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge	■	- €
52677 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu	■	- €
52678 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis noir	■	- €
52679 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu métallisé	541,20 €	512,99 €
52680 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert métallisé	541,20 €	512,99 €
52681 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge métallisé	541,20 €	512,99 €
52682 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent métallisé	541,20 €	512,99 €
52683 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis orange réfléchissante	564,82 €	535,37 €
52684 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert lemon réfléchissante	564,82 €	535,37 €
52685 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent réfléchissante	564,82 €	535,37 €
52686 <input type="checkbox"/> Couleur de châssis personnalisée. Code RAL à préciser CODE RAL : _____ (Voir nuancier "RAL K7 International" / 198 choix possibles)	352,14 €	333,78 €

Roues

	Prix TTC	Prix HT
52690 <input type="checkbox"/> Roues profil crampon (bandage)	◆	- €
52691 <input type="checkbox"/> Roues profil route (bandage)	■	- €
52692 <input type="checkbox"/> Roues monte-trottoir curb climber	1 215,16 €	1 151,81 €

Batteries

52672	<input checked="" type="checkbox"/> Batteries 48 ah	◆	- €
-------	--	---	-----

Finition du châssis

	Prix TTC	Prix HT
52118 <input type="checkbox"/> Finition "Classique" - set de roues grises	◆	- €
52119 <input type="checkbox"/> Finition "Black Edition" - Tubes de châssis et set de roues noires	295,40 €	280,00 €

NOTE : En finition "Black Edition", le fauteuil est livré avec des tubes de châssis peints en noirs et des roues noires (Grises sur version "Classique")



R Net Std
R Net CJSM2



Escamotage de Joystick



Protection de joystick



terce personne



Kit route LED



Profil Crampon

Profil Route


Roues AV "Curb Climber"

Finition "Black Edition"



FONCTIONS ELECTRIQUES DE SIEGE

Verticalisation / Fonctions de siège		Prix TTC	Prix HT
52696	<input checked="" type="checkbox"/> Verticalisation électrique	◆	- €
52697	<input type="checkbox"/> Siège élévateur 15 cm (lift)	2 375,56 €	2 251,72 €
NOTE: Course de 15 cm. La hauteur sol siège mini (mesurée à la plaque est de 48cm). IMPORTANT: Le lift ne bride pas la vitesse du fauteuil (utilisable à 10km/h quelle que soit la hauteur), ni la verticalisation (verticalisation possible même en hauteur de siège max).			
52701	<input type="checkbox"/> Fonction couchée (dossier/repose-pied inclinables elec)	3 575,10 €	3 388,72 €
NOTE: Cette option permet l'inclinaison simultanée du dossier et du repose-pied jusqu'à 180° (les deux sont couplés mécaniquement). Elle permet aussi le "couché-debout" et autorise une bascule d'assise de -11° dans le cas où le fauteuil est équipé du lift électrique			
52699	<input type="checkbox"/> Repose jambe électrique indépendant	1 513,85 €	1 434,93 €
ATTENTION : Cette option ne peut être choisie qu'en association avec la fonction couchée (ref 50509).			
NOTE: Cette option permet l'inclinaison simultanée du dossier et du repose-pied jusqu'à 180° (les deux sont couplés mécaniquement). Elle permet aussi le "couché-debout" et autorise une bascule d'assise de -11° dans le cas où le fauteuil est équipé du lift électrique			



POSITIONNEMENT (ASSISE, DOSSIERS, APPUI-TETES, CALE-GENOUX, ACCOUDOIRS, ...)

Coussin d'assise et Housses		Prix TTC	Prix HT
Coussin d'assise			
52710	<input type="checkbox"/> coussin Mousse Combi jr XXS	■	- €
52711	<input type="checkbox"/> coussin Mousse Combi jr X	■	- €
52712	<input type="checkbox"/> coussin Mousse Combi jr S	■	- €
Housses supplémentaires tissu			
52714	<input type="checkbox"/> Housse pour coussin Mousse Combi jr XXS	219,35 €	207,91 €
52715	<input type="checkbox"/> Housse pour coussin Mousse Combi jr X	219,35 €	207,91 €
52716	<input type="checkbox"/> Housse pour coussin Mousse Combi jr S	219,35 €	207,91 €
Housses supplémentaires imperméables			
52717	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille XXS	- €	- €
52718	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille X	219,35 €	207,91 €
52719	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille S	219,35 €	207,91 €
Dossier Toile Standard		Prix TTC	Prix HT
52703	<input type="checkbox"/> Dossier toile standard	◆	- €
IMPORTANT : En cas de choix d'un dossier optionnel (V Trak, Physipro), le dossier toile n'est pas livré avec le fauteuil.			
52705	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm pour Combi largeur 38	331,82 €	314,52 €
52706	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15 cm avec barre de poussée pour larg. (cm)	740,72 €	702,10 €
52707	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 25 cm avec barre de poussée pour larg. (cm)	757,67 €	718,17 €
52708	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 35 cm avec barre de poussée pour larg. (cm)	779,81 €	739,16 €
Dossiers V TRAK			
Dossiers V Trak AXXIS		Prix TTC	Prix HT
60002	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis sport (enfant) 31cm S	1 007,93 €	955,38 €
60011	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation dossier Axxis sport 31cm M	1 008,52 €	955,94 €
60003	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation dossier Axxis 40cm M	1 007,93 €	955,38 €
60006	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation dossier Axxis 60cm M	1 106,45 €	1 048,77 €
Dossier Axxis Profile		Prix TTC	Prix HT
60402	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis profile 60cm M	1 133,44 €	1 074,35 €
60405	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis profile 40cm M	1 020,68 €	967,47 €
60408	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis profile 31cm M	1 020,68 €	967,47 €
Dossiers Deep Contour		Prix TTC	Prix HT
60411	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis Deep Contour 56cm M	1 191,03 €	1 128,94 €
60414	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis Deep Contour 36cm M	1 102,01 €	1 044,56 €
60417	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis Deep Contour 30cm M	1 102,01 €	1 044,56 €
60418	<input type="checkbox"/> Kit complet dossier-fixation Axxis Deep Contour 28cm S	1 102,01 €	1 044,56 €
Appui-Têtes V TRAK		Prix TTC	Prix HT
Appui-têtes V Trak "Original"		Prix TTC	Prix HT
60030	<input type="checkbox"/> V Trak appui-tête medium	522,44 €	495,20 €
60031	<input type="checkbox"/> V Trak appui-tête large	560,99 €	531,74 €
60172	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule fixe	483,79 €	458,57 €
60173	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak medium - supp. Rotule a dem. Rapide	582,33 €	551,97 €
60174	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak large - supp. Rotule fixe	503,36 €	477,12 €
60175	<input type="checkbox"/> Appui-tête V Trak large - supp. Rotule a dem. Rapide	601,90 €	570,52 €



Rallonge de dossier toile avec barre de poussée

V-TRAK



Dossier AXXIS : 4 segments réglables indépendamment



Dossiers AXXIS PROFILE



Mains thoraciques V TRAK (Cale-troncs)			
Classiques / supports amovibles inclus		Prix TTC	Prix HT
60035	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique droite moyenne	644,38 €	610,79 €
60036	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique gauche moyenne	644,38 €	610,79 €
60037	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique droite large	644,38 €	610,79 €
60038	<input type="checkbox"/> V Trak main thoracique gauche large	644,38 €	610,79 €
Cale-genoux			
Cale-genoux souples		Prix TTC	Prix HT
52465	<input type="checkbox"/> Cale-genoux semi rigide standard	◆	- €
52466	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	■	- €
52467	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	◆	- €
52468	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €
52469	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €
52470	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €
52471	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100	30,08 €	28,51 €
52472	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140	30,08 €	28,51 €
52473	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180	30,08 €	28,51 €
Cale-genoux rigide		Prix TTC	Prix HT
52474	<input type="checkbox"/> Support de genoux rigide multi réglable appuis taille S	482,12 €	456,99 €
52475	<input type="checkbox"/> Support de genoux rigide multi réglable appuis taille M	482,12 €	456,99 €
60360	<input type="checkbox"/> Housse gel physipro pour appui genoux Levo taille S (la paire)	282,04 €	267,34 €
60361	<input type="checkbox"/> Housse gel physipro pour appui genoux Levo taille M (la paire)	282,04 €	267,34 €
Accoudoirs		Prix TTC	Prix HT
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs Type Combi JR à écartement réglable	◆	- €
Repose-pieds			
Plaques repose-pieds monoblocs		Prix TTC	Prix HT
52735	<input type="checkbox"/> Repose-pieds profondeur 20 cm	◆	- €
52736	<input type="checkbox"/> Repose-pied Combi junior 22 cm	116,44 €	110,37 €
52737	<input type="checkbox"/> Rep-pieds larg.30cm standard	◆	- €
52738	<input type="checkbox"/> Repose-pied Combi junior 40 cm	116,44 €	110,37 €
52490	<input type="checkbox"/> Barre de protection de repose-pied	349,36 €	331,15 €
Angle de la plaque repose-pied		Prix TTC	Prix HT
52739	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pied (degrés °) 80	■	- €
52740	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pied (degrés °) 90	◆	- €
52741	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pied (degrés °) 100	■	- €
Accessoires de maintien des pieds		Prix TTC	Prix HT
52755	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied droite petite	213,98 €	202,82 €
52756	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied gauche petite	213,98 €	202,82 €
52757	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied droite large	232,99 €	220,84 €
52758	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied gauche large	232,99 €	220,84 €
52742	<input type="checkbox"/> Cale repose-pied 50-100x80	69,87 €	66,23 €
52743	<input type="checkbox"/> Cale repose-pied 80-130x80	81,19 €	76,96 €
52747	<input type="checkbox"/> Surface antidérapante pour repose-pieds	56,79 €	53,83 €
Cale-cuisses		Prix TTC	Prix HT
52750	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse réglable droit	372,66 €	353,23 €
52751	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse réglable gauche	372,66 €	353,23 €
Protège-vêtements		Prix TTC	Prix HT
52749	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements Combi jr (la paire)	380,91 €	361,05 €



Cale genoux souple

Plots coniques



Accoudoirs type Combi JR



Repose pieds 30 cm type JR



Barre de protection



Plaques cale-pieds



Cale repose-pied



Protège-vêtements

Ceintures			
Ceintures de buste Standard		Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/> Ceinture Bodypoint boucle aviation Longueur 150 cm / Largeur 6 cm Standard pour largeurs 32 - 40	■	- €
60032	<input type="checkbox"/> Support de harnais 4 points	142,47 €	135,04 €
<p>NOTE : Supports pour dossiers V Trak. Se fixent sur le rail central du dossier. Permettent l'adaptation de Harnais ou ceinture supplémentaires (non fournis)</p>			
Barres de maintien		Prix TTC	Prix HT
52753	<input type="checkbox"/> Barre de maintien antérieure Combi larg. 38	585,05 €	554,55 €
ELECTRONIQUE / COMMANDES SPECIALES			
Modules d'aide à la conduite de conduite		Prix TTC	Prix HT
52670	<input type="checkbox"/> Gyro control R NET (control de trajectoire)	853,22 €	808,74 €
Manette de Joystick		Prix TTC	Prix HT
52780	<input type="checkbox"/> Joystick t-bar	133,35 €	126,40 €
52781	<input type="checkbox"/> Joystick stick	87,41 €	82,85 €
52782	<input type="checkbox"/> Joystick softball	87,41 €	82,85 €
52783	<input type="checkbox"/> Joystick champignon	87,41 €	82,85 €
52784	<input type="checkbox"/> Joystick menton	64,14 €	60,80 €
52785	<input type="checkbox"/> Joystick balle	64,14 €	60,80 €
Commandes spéciales		Prix TTC	Prix HT
<p>NOTE : Pour toute commande spéciale : joystick Mo-Vis, contrôle d'environnement, supports (menton, articulés...), contacteurs etc., merci de consulter le bon de commande "Commandes spéciales" ou nous consulter.</p>			
ACCESSOIRES			
Tablettes			
Tablettes escamotables		Prix TTC	Prix HT
52769	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable pour largeur (cm) 38	880,90 €	834,98 €
52770	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable latéralement avec joystick central pivotant	4 274,37 €	4 051,54 €
52767	<input type="checkbox"/> Montage tablette à droite (joystick à gauche)	■	- €
52768	<input type="checkbox"/> Montage tablette à gauche (joystick à droite)	■	- €
Tablettes fixes - amovibles		Prix TTC	Prix HT
52525	<input type="checkbox"/> Tablette fixe - amovible 38	282,70 €	267,96 €
Barres de poussée		Prix TTC	Prix HT
52510	<input type="checkbox"/> Barre de poussée 38 cm	157,86 €	149,63 €
<p>NOTE : La barre de poussée contribue à la rigidité du dossier.</p>			
Dispositif d'arrimage en véhicule		Prix TTC	Prix HT
52773	<input type="checkbox"/> Renfort châssis pour système ancrage auto easy lock / qlk 10	1 233,15 €	1 168,86 €
52774	<input type="checkbox"/> Assemblage kit ez lock / qlk 100	213,03 €	201,92 €
<p>NOTE : Le combi a été crash testé ISO 7176/19 avec les renforts de châssis ref 50531 (crochets d'arrimage pour sangles) ainsi qu'avec l'adaptation de châssis pour QLK 100 / 150 (Station d'arrimage automatique Q'Strain).</p>			
Rétroviseurs		Prix TTC	Prix HT
52765	<input type="checkbox"/> Rétroviseur Combi côté droit	101,40 €	96,11 €
52766	<input type="checkbox"/> Rétroviseur Combi côté gauche	101,40 €	96,11 €
SERVICES			
Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Empty box for notes and comments.