



LEVO LAE

LEVO.d⁵
THE EXPERTS IN STANDING

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 2024


COMMANDE

DEVIS

FACTURATION	LIVRAISON <input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation
Code Client :	Code Client :
Société :	Société :
Adresse :	Adresse :
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :
E Mail :	E Mail :
Tel :	Tel :
UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :
Structure :	Commentaires :
Date d'essai :	
Code Postal : Ville :	
Document à retourner à :	Tampon - Signature
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70	

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - sous réserve de modifications.
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Manuelle - Roues AR	Verticalisation	Verticalisation manuelle assistée par vérins pneumatiques verrouillables (Vérins à gaz) à tout moment de la verticalisation (permet des positions intermédiaires stables). Commande des vérins par levier (droite ou gauche) au niveaux des accoudoirs.
Structure de châssis	Cadre rigide en aluminium	Dossier	Dossier rabattable, réglable en hauteur et en inclinaison avec toile réglable en tension
Roues - Pneus	Roues AV et AR à démontage rapide. Roues AV à bandage, Roues AR pneumatique, Main courante aluminium	Accoudoirs	Accoudoirs à positions réglables en hauteur, incluant les leviers de position et de verticalisation
Transport	Kit de transport optionnel - Crash Test ISO 7176/19	Repose-pieds	Plaque repose-pieds séparés relevables ou plaque monobloc fixe
Couleurs	Platinum, Rouge, Bleu, Jaune, Noir	Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi-rigide amovible

Dimensions - capacités

Longueur hors tout	84 à 86 cm en assise "S-M" / 93 à 104 cm en assise "L-XL"
Largeur hors tout	De 57 à 70 cm selon largeur d'assise
Hauteur sol siège	48/51/54 ou 57 cm (Option)
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 29 à 54 cm Largeurs 35,38,40,42,45,48 cm
Poids du Fauteuil Std (Poids Sans roues et accessoires)	17 (11) Kg en "S-M" / 18 (12) Kg en "L-XL"
Poids Utilisateur Max.	120 kg

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors pièces d'usure

SYMBOLES

X Sélection d'office	<input type="checkbox"/> Sélection possible - A cocher
◆ Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ Information	⚠ Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR
ATTENTION / Nouveaux Codes LPP



ISO 7176-19:2008



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
48000 X Fauteuil verticalisateur Levo LAE				7 901,14 €	7 489,23 €
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178136	4142530	2 344,19 €	VHP, MANUEL, VERTICALISATION MANUELLE ASSISTEE, USAGE D'UNE MAIN, LIFE MOBILITY	

DIMENSIONS D'ASSISE			Prix TTC	Prix HT
Largeur d'assise				
48005	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 35	■	- €
48006	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 38	■	- €
48007	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 40	■	- €
48008	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 42	■	- €
48009	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 45	■	- €
48010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 48	1 205,46 €	1 142,62 €

① En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches). Note : La largeur aux accoudoirs et la taille du coussin de siège seront configurées par défaut en fonction de la largeur d'assise.



Profondeur d'assise		Prix TTC	Prix HT
---------------------	--	----------	---------

IMPORTANT : Notez la longueur de cuisse et cocher la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).
NOTE : Un écart de 6 cm environ est à considérer entre la longueur de cuisse de la personne et la profondeur réelle de l'assise : Ex Longueur de cuisse = 35 cm => 35 cm - 6cm = Profondeur d'assise de 29 cm. En pratique, cette règle peut varier selon de nombreux paramètres. Il est important alors de reporter la profondeur réglée lors des essais.

Longueur de cuisse : 35 cm ← → 60 cm

48015	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 29	■	- €
48016	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 31.2	■	- €
48017	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 33.4	■	- €
48018	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 35.6	■	- €
48019	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 37.8	■	- €
48020	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 40	■	- €
			SIEGE "S - M" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 35 à 46 cm	
48021	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 43	■	- €
48022	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 45.2	■	- €
48023	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 47.4	■	- €
48024	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 49.6	■	- €
48025	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 51.8	■	- €
48026	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 54	■	- €
			SIEGE "L - XL" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 46 à 60 cm	



Distance du repose-pied		Prix TTC	Prix HT
-------------------------	--	----------	---------

① **IMPORTANT :** Notez la longueur de jambe et cocher la case correspondante à la distance repose-pieds souhaitée (ou relevée lors des essais).
 ① **ATTENTION :** Tenir compte de l'épaisseur du coussin d'assise utilisé / Ex : si coussin de 4 cm Longueur de Jambe 48 cm => 48 - 4 cm = Distance du repose - pied 44 cm.

Longueur de jambe : 36 cm ← → 58 cm

Hauteur d'assises possibles :		Distance du repose pied ▼			
48030	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 36	■	- €	36 cm
48031	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 38	■	- €	38 cm
48032	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 40	■	- €	40 cm
48033	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 42	■	- €	42 cm
48034	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 44	■	- €	44 cm
48035	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 46	■	- €	46 cm
48036	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 48	■	- €	48 cm
48037	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 50	■	- €	50 cm
48038	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 52	■	- €	52 cm
48039	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 54	■	- €	54 cm
48040	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 56	■	- €	56 cm



NOTE : Le LAE est proposé en 4 hauteurs d'assise (hauteurs sol-siège mesurées depuis la toile d'assise) - Voir choix au chapitre ci-dessous. A chaque hauteur correspond une amplitude de réglage de la hauteur des repose pieds. Les amplitudes sont identifiées ci-contre par des codes couleur.
 Exemples :
 - Une hauteur d'assise de 51 cm autorise des réglages de repose-pieds de 40 à 48 cm inclus.
 - Pour une hauteur repose-pieds de 48 cm, 3 choix de hauteurs sont possibles : 51 cm (réglage au maximum), 54 cm (réglage intermédiaire) ou 57 cm (réglage au minimum).

Options - adaptateurs de hauteur		Prix TTC	Prix HT
48178	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds pour largeur 35, 38, 45, 48 cm	62,66 € / 59,39 €
48179	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds pour largeur 40, 42 cm	205,00 € / 194,31 €

① **ATTENTION :** Les adaptateurs de hauteurs se fixant à l'intérieur des tubes, ils réduisent la largeur du repose pied de 3 cm.

① **NOTE :** Les adaptateurs de hauteurs permettent de réduire la distance repose-pied de 10 cm.



Hauteur d'assise et Dimensions des roues Arrières		Prix TTC	Prix HT
---	--	----------	---------

IMPORTANT : Chaque hauteur d'assise conditionne l'amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds (cf ci-dessus) et le diamètre des roues avant et arrière.

ATTENTION : L'angle du châssis, les hauteurs d'assise avant et arrière, ne peuvent pas être modifiées sans risque d'impacter la stabilité du fauteuil en verticalisation. Lors de la verticalisation, les tubes de repose-pieds s'abaissent pour toucher le sol en position finale; En position verticale, la stabilité du fauteuil est assurée par 6 points de contacts au sol : les 2 tubes de repose-pieds, les 2 roues AV et les 2 roues AR.


48045	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 48 (roues ar 22 - av 5)	■	- €
48046	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 51 (roues ar 24 - av 5)	◆	- €
48047	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 54 (roues ar 24 - av 5)	■	- €
48048	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 57 (roues ar 26 - av 6)	■	205,00 € 194,31 €

Position des roues Arrières		Prix TTC	Prix HT
-----------------------------	--	----------	---------

IMPORTANT : La position des roues arrière impacte la dynamique de propulsion ainsi que la stabilité. La position des roues arrière est déterminée par la taille du bloc support d'axe de roues, et n'est pas réglable. Seules les positions "L" et "XL" sont réversibles car utilisent le même bloc support,

ATTENTION : Plus la profondeur d'assise est importante, plus le fauteuil sera actif pour une position de roue donnée, et cabrera plus facilement. La stabilité / sécurité de l'utilisateur peut aussi être assurée ou complétée par l'adjonction d'anti-bascules optionnels.

48190	<input type="checkbox"/> Position de roues ar (déport) S	■	- €
48191	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière (déport) M	■	- €
48192	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière (déport) L	◆	- €
48193	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière (déport) XL	■	- €



Couleurs		Prix TTC	Prix HT
----------	--	----------	---------

48055	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis platinum	◆	- €
48056	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge	■	- €
48057	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis jaune	■	- €
48058	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu	■	- €
48059	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis noir	■	- €
48060	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu métallisé	■	546,51 € 518,02 €
48061	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert métallisé	■	546,51 € 518,02 €
48062	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge métallisé	■	546,51 € 518,02 €
48063	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent métallisé	■	546,51 € 518,02 €
48064	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis orange réfléchissante	■	570,36 € 540,63 €
48065	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert lemon réfléchissante	■	570,36 € 540,63 €
48066	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent réfléchissante	■	570,36 € 540,63 €
48067	<input type="checkbox"/> Châssis aluminium poli	■	988,01 € 936,50 €
48068	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis blanc signal ral 9016	■	355,61 € 337,07 €
48069	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis personnalisée. Code RAL à préciser CODE RAL : _____ (Voir nuancier "RAL K7 International" / 198 choix possibles)	■	355,61 € 337,07 €

Côté du levier de verticalisation		Prix TTC	Prix HT
-----------------------------------	--	----------	---------

48075	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à droite	◆	- €
48076	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à gauche	■	- €

Poids de l'utilisateur et Puissance des vérins de verticalisation		Prix TTC	Prix HT
---	--	----------	---------

48050	<input type="checkbox"/> Vérin à gaz (N) 400 (Poids de 40 à 60 kg)	■	- €
48051	<input type="checkbox"/> Vérin à gaz (N) 500 (Poids de 60 à 80 kg)	■	- €
48052	<input type="checkbox"/> Vérin à gaz (N) 600 (Poids de 80 à 100 kg)	■	- €
48053	<input type="checkbox"/> Vérin à gaz (N) 700 (Poids de 100 à 120 kg)	■	- €

NOTE : Pour un fonctionnement optimal de la verticalisation, les vérins d'assistance doivent être calibrés en fonction du poids de l'utilisateur, mais aussi de ses capacités. D'autres puissances peuvent être proposées sur demande spéciale => nous consulter.

POSITIONNEMENT (ASSISE, DOSSIERS, APPUI-TETES, CALE-GENOUX, ACCESSOIRES)

Coussin d'assise et Housses

Coussin d'assise		Prix TTC	Prix HT
------------------	--	----------	---------

48108 à 48118	<input type="checkbox"/> Coussin Mousse pour LAE	230,61 €	218,59 €
---------------	---	----------	----------

Largeur d'assise ▶	Profondeur d'assise ▼					
	35	38	40	42	45	48
S	<input type="checkbox"/>					
	48095	48096	48097	48098	48099	48100
M	<input type="checkbox"/>					
	48101	48102	48103	48104	48105	48106
L	<input type="checkbox"/>					
	48107	48108	48109	48110	48111	48112
XL	<input type="checkbox"/>					
	48113	48114	48115	48116	48117	48118



Coussin Standard

NOTE : Merci de choisir les dimensions du coussin souhaité en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).

Housses supplémentaires tissu		Prix TTC	Prix HT
48133 à 48143	<input type="checkbox"/> Housse pour coussin mousse LAE	134,99 €	€ 127,95

Largeur d'assise ▶						
	35	38	40	42	45	48
Profondeur d'assise ▼						
S	<input type="checkbox"/>					
	48120	48121	48122	48123	48124	48125
M	<input type="checkbox"/>					
	48126	48127	48128	48129	48130	48131
L	<input type="checkbox"/>					
	48132	48133	48134	48135	48136	48137
XL	<input type="checkbox"/>					
	48138	48139	48140	48141	48142	48143

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions de housse supplémentaire en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur). La housse supplémentaire doit être adaptée aux dimensions du coussin choisi.

Housses supplémentaires imperméables		Prix TTC	Prix HT
48145	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille S largeur 35	134,99 €	127,95 €
48146	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille M largeur 35	134,99 €	127,95 €
48147	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille M largeur 38	134,99 €	127,95 €
48148	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 38	134,99 €	127,95 €
48149	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 40	134,99 €	127,95 €
48150	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 45	138,31 €	131,10 €
Spé	<input type="checkbox"/> Autres tailles nous consulter	Sur Devis	

DOSSIER

Dossier - Réglage de l'angle des tubes de dossier		Prix TTC	Prix HT
48092	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 85	■	- €
48093	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 90	◆	- €
48094	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 95	■	- €

Dossier toile standard - Réglage de hauteur		Prix TTC	Prix HT
48080	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 31	◆	- €
48081	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 33	■	- €
48082	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 35	■	- €
48083	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 37	■	- €
48084	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 39	■	- €
48085	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 41	■	- €

Rallonges (extensions) 15 cm pour dossier toile		Prix TTC	Prix HT
48086	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 35	335,08 €	317,61 €
48087	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 38	335,08 €	317,61 €
48088	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 40	335,08 €	317,61 €
48089	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 42	335,08 €	317,61 €
48090	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 45	335,08 €	317,61 €
48091	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 48	335,08 €	317,61 €

Positionnement V Trak : Dossiers, Fixations, Appui-têtes, Cale-troncs

Dossiers	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____		

Type de fixation	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____		

Appui-têtes	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____		

① **ATTENTION :** Le montage d'appui-têtes V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

Cale-troncs	Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____		

① **ATTENTION :** Le montage de cale-troncs V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

V-TRAK



CALE-GENOUX			
Cale-genoux souples classiques		Prix TTC	Prix HT
48160	<input type="checkbox"/> Cale-genoux semi rigide standard	◆	- €
48161	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	■	- €
48162	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	◆	- €
48163	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €
48164	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €
48165	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €
48166	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100		30,36 € 28,78 €
48167	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140		30,36 € 28,78 €
48168	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180		30,36 € 28,78 €
Cale-genoux sports et rigides		Prix TTC	Prix HT
48169	<input type="checkbox"/> Cale-genoux sport		311,66 € 295,41 €
48170	<input type="checkbox"/> Cale-genoux rigides escamotables taille S (10x12 cm)		1 449,49 € 1 373,92 €
48171	<input type="checkbox"/> Cale-genoux rigides escamotables taille M (14x16 cm)		1 449,49 € 1 373,92 €
REPOSE-PIEDS			
Plaques repose-pieds		Prix TTC	Prix HT
48175	<input type="checkbox"/> Repose-pieds en deux parties relevables	◆	- €
48176	<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc fixe	■	- €
48177	<input type="checkbox"/> Repose-pieds monobloc relevable vers l'arrière		267,91 € 253,94 €
48180	<input type="checkbox"/> Repose-pieds abaissable au sol prof (cm) 20		187,00 € 177,25 €
48181	<input type="checkbox"/> Repose-pieds abaissable au sol prof (cm) 26		187,00 € 177,25 €
Options de repose-pieds		Prix TTC	Prix HT
48182	<input type="checkbox"/> Repose-pieds amovibles		134,99 € 127,95 €



Cale genoux souple



Plots coniques



Cale-genoux Sport



Cale-genoux rigide



Repose-pieds monobloc fixe



Repose-pieds monobloc relevable



Repose-pieds abaissable au sol

① **NOTE :** l'option "repose-pieds amovibles" permet de retirer les tubes de repose-pieds du châssis pour réduire l'encombrement du fauteuil lors du transport.

48183	<input type="checkbox"/> Surface antidérapante pour repose-pieds		52,40 € 49,67 €
-------	--	--	-----------------

Plaques cale-pieds		Prix TTC	Prix HT
48245	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied droite petite		216,05 € 204,79 €
48246	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied gauche petite		216,05 € 204,79 €
48247	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied droite large		235,28 € 223,01 €
48248	<input type="checkbox"/> Plaque cale-pied gauche large		235,28 € 223,01 €



Plaques cale-pied

ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS

ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS

Roues et pneus		Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/> Roues pneumatiques (Diamètre selon choix hauteur Sol-siège)	◆	- €
48195	<input type="checkbox"/> Roues arrière à bandage		121,17 € 114,85 €
48196	<input type="checkbox"/> Pneus marathon plus		121,17 € 114,85 €
48197	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons rouges 24		1 268,12 € 1 202,01 €
48198	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons noirs 24		1 268,12 € 1 202,01 €
48199	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons blancs 24		1 268,12 € 1 202,01 €



Roue Spinergy



Carrossage de roue AR

① **ATTENTION :** Les Spinergy ne sont pas compatibles avec les freins aux moyeux, les freins tambours, la double main-courante et les pneus à bandage. Disponibles en 24" seulement.

48200	<input type="checkbox"/> Carrossage roues arrière 3°		277,33 € 262,87 €
48201	<input type="checkbox"/> Carrossage roues arrière 6°		277,33 € 262,87 €

① **NOTE :** Le carrossage augmente l'écartement à la base des roues AR, et par conséquent la largeur hors tout.

Mains courantes		Prix TTC	Prix HT
48202	<input type="checkbox"/> Mains courantes en acier chrome		121,17 € 114,85 €
48203	<input type="checkbox"/> Mains-courantes antidérapantes maxgrepp original		578,63 € 548,46 €
48204	<input type="checkbox"/> Mains-courantes antidérapantes maxgrepp ergo para		916,15 € 868,39 €
48207	<input type="checkbox"/> Double main-courante		1 581,68 € 1 499,22 €
DMCD	<input type="checkbox"/> Montage à Droite	■	- €
DMCG	<input type="checkbox"/> Montage à Gauche	■	- €



Main courante acier



Maxgrepp Original



Max grepp Ergo para
Double main courante

① **NOTE :** La double main-courante n'est disponible qu'avec les roues standards.

Freins		Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/> Freins à levier (A pousser) - Standard	◆	- €
48250	<input type="checkbox"/> Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté droit	67,57 €	64,05 €
48251	<input type="checkbox"/> Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté gauche	67,57 €	64,05 €
48205	<input type="checkbox"/> Freins tambours commande tierce personne	1 861,19 €	1 764,16 €
48206	<input type="checkbox"/> Roues arrière avec freins aux moyeux	433,96 €	411,34 €
Protège-rayons		Prix TTC	Prix HT
48240	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 22 (la paire)	193,22 €	183,15 €
48241	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 24 (la paire)	193,22 €	183,15 €
48242	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 26 (la paire)	193,22 €	183,15 €
ACCESSOIRES			
Poignées de poussée		Prix TTC	Prix HT
48220	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée (la paire)	184,85 €	175,21 €
48221	<input type="checkbox"/> Poignées de poussée réglables en hauteur (la paire)	254,55 €	241,28 €
48222	<input type="checkbox"/> Poignée de poussée à réglage rapide en hauteur (paire)	300,51 €	284,84 €
Anti-Basculé / Tubes de bascule		Prix TTC	Prix HT
48225	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté droit M	124,63 €	118,13 €
48229	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté gauche M	124,63 €	118,13 €
48226	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté droit L	124,63 €	118,13 €
48230	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté gauche L	124,63 €	118,13 €
48227	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté droit XL/54	124,63 €	118,13 €
48231	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté gauche XL/54	124,63 €	118,13 €
48228	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté droit XL/57	124,63 €	118,13 €
48232	<input type="checkbox"/> Roulette anti-basculé côté gauche XL/57	124,63 €	118,13 €
48233	<input type="checkbox"/> Anti-basculé escamotable droite HC	226,65 €	214,83 €
48235	<input type="checkbox"/> Adaptateur XL antibasculé HC droit	172,61 €	163,61 €
48236	<input type="checkbox"/> Adaptateur XL antibasculé HC gauche	172,61 €	163,61 €
48237	<input type="checkbox"/> Tube de basculé côté droit	61,02 €	57,84 €
48238	<input type="checkbox"/> Tube de basculé côté gauche	61,02 €	57,84 €

ⓘ ATTENTION : Les adaptateurs XL pour anti-basculé HC sont nécessaires en cas de position de roues AR XL.

SERVICES			
Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Forfait mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Freins tambour - commande 1/3 personne



Rallonge de frein 6 cm

Frein d'arrêt au moyeu



Poignées de poussée

Poignées de poussée réglables en hauteur



Poignées de poussée réglage rapide en hauteur



Roulette anti-basculé (M, L, XL)



Anti-basculé HC escamotable



Tube de basculé

Empty rectangular area for notes and comments.