



LEVO.d[®]
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO LCEV

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 2024

<input type="checkbox"/> COMMANDE	<input type="checkbox"/> DEVIS
--	---------------------------------------

FACTURATION	LIVRAISON <input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation
-------------	--

Code Client :	Code Client :
Société :	Société :
Adresse :	Adresse :
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :
E Mail :	E Mail :
Tel :	Tel :


UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
----------------------------	------------------------------

Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :
Structure :	Commentaires :
Date d'essai :	
Code Postal : Ville :	

Document à retourner à :	Tampon - Signature
<p>Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT</p> <p>E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70</p>	

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - sous réserve de modifications.
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Châssis		Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Type de Propulsion	Manuelle - Roues AR	Verticalisation	Verticalisation électrique. Commande par interrupteur en bout d'accoudoir (par défaut) ou par Télécommande filaire Batteries 24V / 2,7 Ah rechargeables
Structure de châssis	Cadre rigide en aluminium	Dossier	Dossier rabattable, réglable en hauteur avec toile réglable en tension
Roues - Pneus	Roues AV et AR à démontage rapide. Roues AV à bandage, Roues AR pneumatique, Main courante aluminium	Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur et en inclinaison - Type tubulaire avec capitonnage mousse.
Transport	Kit de transport optionnel - Crash Test ISO 7176/19	Repose-pieds	Plaque repose-pieds séparés relevables ou plaque monobloc fixe
Couleurs	Platinum, Rouge, Bleu, Jaune, Noir	Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi -rigide amovible

Dimensions - capacités

Longueur hors tout	84 à 86 cm en assise "S-M" / 93 à 104 cm en assise "L-XL"
Largeur hors tout	De 53 à 70 cm selon largeur d'assise
Hauteur sol siège	48/51/54 ou 57 cm (Option)
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 29 à 54 cm Largeurs 35,38,40,42,45,48,50 cm
Poids du Fauteuil Std (Poids Sans roues et accessoires)	25 (19) Kg en "S-M" / 26 (20) Kg en "L-XL"
Poids Utilisateur Max.	120 kg

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

X Sélection d'office	<input type="checkbox"/> Sélection possible - A cocher
◆ Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ Information	⚠ Avertissement

ⓘ Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR
ATTENTION / Nouveaux Codes LPP



ISO 7176-19:2008



EN12184:2008

FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
48300 X Fauteuil verticalisateur Levo LCEV				8 848,89 €	8 387,57 €
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178120	4183434	2 425,05 €	VHP, PROPULSION MANUELLE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY	

DIMENSIONS D'ASSISE					
Largeur d'assise				Prix TTC	Prix HT
48305	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 35		1 240,57 €	1 175,90 €
48306	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 38		■	- €
48307	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 40		■	- €
48308	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 42		■	- €
48309	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 45		■	- €
48310	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 48		■	- €
48311	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 50		1 240,57 €	1 175,90 €

① En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches). Note : La largeur aux accoudoirs et la taille du coussin de siège seront configurées par défaut en fonction de la largeur d'assise.



Profondeur d'assise				Prix TTC	Prix HT
---------------------	--	--	--	----------	---------

IMPORTANT : Notez la longueur de cuisse et cocher la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).

① **NOTE** : Un écart de 6 cm environ est à considérer entre la longueur de cuisse de la personne et la profondeur réelle de l'assise : Ex Longueur de cuisse = 35 cm => 35 cm - 6 cm = Profondeur d'assise de 29 cm. En pratique, cette règle peut varier selon de nombreux paramètres. Il est important alors de reporter la profondeur réglée lors des essais.

Longueur de cuisse : 35 cm ← → 60 cm

48315	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 29		■	- €
48316	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 31.2		■	- €
48317	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 33.4	SIEGE "S - M" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 35 à 46 cm	■	- €
48318	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 35.6		■	- €
48319	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 37.8		■	- €
48320	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 40		■	- €
48321	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 43		■	- €
48322	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 45.2		■	- €
48323	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 47.4	SIEGE "L - XL" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 46 à 60 cm	■	- €
48324	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 49.6		■	- €
48325	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 51.8		■	- €
48326	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 54		■	- €



Distance du repose-pied				Prix TTC	Prix HT
-------------------------	--	--	--	----------	---------

① **IMPORTANT** : Notez la longueur de jambe et cocher la case correspondante à la distance repose-pieds souhaitée (ou relevée lors des essais).

① **ATTENTION** : Tenir compte de l'épaisseur du coussin d'assise utilisé / Ex : si coussin de 4 cm Longueur de Jambe 48 cm => 48 - 4 cm = Distance du repose - pied 44 cm.

Longueur de jambe : 36 cm ← → 58 cm


Hauteur d'assises possibles :		Distance du repose pied			
48330	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 36	■	- €	36 cm
48331	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 38	■	- €	38 cm
48332	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 40	■	- €	40 cm
48333	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 42	■	- €	42 cm
48334	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 44	■	- €	44 cm
48335	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 46	■	- €	46 cm
48336	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 48	■	- €	48 cm
48337	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 50	■	- €	50 cm
48338	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 52	■	- €	52 cm
48339	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 54	■	- €	54 cm
48340	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 56	■	- €	56 cm

NOTE : Le LCEV est proposé en 4 hauteurs d'assise (hauteurs sol-siège mesurées depuis la toile d'assise) - Voir choix au chapitre ci-dessous.

A chaque hauteur correspond une amplitude de réglage de la hauteur des repose pieds. Les amplitudes sont identifiées ci-contre par des codes couleur. Exemples :

- Une hauteur d'assise de 51 cm autorise des réglages de repose-pieds de 40 à 48 cm inclus.

- Pour une hauteur repose-pieds de 48 cm, 3 choix de hauteurs sont possibles : 51 cm (réglage au maximum), 54 cm (réglage intermédiaire) ou 57 cm (réglage au minimum).

















Options - adaptateurs de hauteur				Prix TTC	Prix HT
48508	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds pour largeur 35, 38, 45, 48 cm		64,48 €	61,12 €
48509	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds pour largeur 40, 42 cm		210,97 €	199,97 €

① **ATTENTION** : Les adaptateurs de hauteurs se fixant à l'intérieur des tubes, ils réduisent la largeur du repose pied de 3 cm.

① **NOTE** : Les adaptateurs de hauteurs permettent de réduire la distance repose-pied de 10 cm.



Hauteur d'assise et Dimensions des roues		Prix TTC	Prix HT
①	IMPORTANT : Chaque hauteur d'assise conditionne l'amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds (cf ci-dessus) et le diamètre des roues avant et arrière.		
①	ATTENTION : L'angle du châssis, les hauteurs d'assise avant et arrière, ne peuvent pas être modifiées sans risque d'impacter la stabilité du fauteuil en verticalisation. Lors de la verticalisation, les tubes de repose-pieds s'abaissent pour toucher le sol en position finale; En position verticale, la stabilité du fauteuil est assurée par 6 points de contacts au sol : les 2 tubes de repose-pieds, les 2 roues AV et les 2 roues AR.		
48045	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 48 (roues ar 22 - av 5)	■	- €
48046	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 51 (roues ar 24 - av 5)	◆	- €
48047	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 54 (roues ar 24 - av 5)	■	- €
48048	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 57 (roues ar 26 - av 6)	205,00 €	194,31 €
Position des roues Arrières		Prix TTC	Prix HT
①	IMPORTANT : La position des roues arrière impacte la dynamique de propulsion ainsi que la stabilité. La position des roues arrière est déterminée par la taille du bloc support d'axe de roues, et n'est pas réglable. Seules les positions "L" et "XL" sont réversibles car utilisent le même bloc support,		
①	ATTENTION : Plus la profondeur d'assise est importante, plus le fauteuil sera actif pour une position de roue donnée, et cabrera plus facilement. La stabilité / sécurité de l'utilisateur peut aussi être assurée ou complétée par l'adjonction d'anti-basculés optionnels.		
48520	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière (déport) S	■	- €
48521	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière (déport) M	■	- €
48522	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière (déport) L	◆	- €
48523	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière (déport) XL	■	- €
Couleurs		Prix TTC	Prix HT
48380	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis platinum	◆	- €
48381	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge 	■	- €
48382	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis jaune 	■	- €
48383	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu 	■	- €
48384	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis noir 	■	- €
48385	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu métallisé 	562,43 €	533,11 €
48386	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert métallisé 	562,43 €	533,11 €
48387	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge métallisé 	562,43 €	533,11 €
48388	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent métallisé 	562,43 €	533,11 €
48389	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis orange réfléchissante 	586,98 €	556,38 €
48390	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert lemon réfléchissante 	586,98 €	556,38 €
48391	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent réfléchissante 	586,98 €	556,38 €
48392	<input type="checkbox"/> Châssis aluminium poli 	1 016,77 €	963,76 €
48393	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis blanc signal RAL 9016 	365,95 €	346,87 €
48394	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis personnalisée. Code RAL à préciser CODE RAL : _____ (Voir nuancier "RAL K7 International" / 198 choix possibles)	365,95 €	346,87 €



ACCOUDOIRS ET COMMANDES DE VERTICALISATION			
Côté de la commande de verticalisation (Interrupteur uniquement)		Prix TTC	Prix HT
48375	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à droite	◆	- €
48376	<input type="checkbox"/> Commande de verticalisation à gauche	■	- €
Type de commande de verticalisation		Prix TTC	Prix HT
48360	<input type="checkbox"/> Commande verticalisation par interrupteur	◆	- €
48361	<input type="checkbox"/> Commande verticalisation par télécommande	■	- €
Hauteur des accoudoirs		Prix TTC	Prix HT



① **IMPORTANT** : Notez la hauteur à laquelle les accoudoirs devront être réglés. Hauteur par défaut = 18cm

Hauteur d'accoudoirs : 14 cm ← → 22cm

48342	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 14	■	- €
48343	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 15	■	- €
48344	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 16	■	- €
48345	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■	- €
48346	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	◆	- €
48347	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■	- €
48348	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	■	- €
48349	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■	- €
48350	<input type="checkbox"/> Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	■	- €

Accoudoirs tubulaires et larges		Prix TTC	Prix HT
48358	<input type="checkbox"/> Accoudoirs ronds standard	◆	- €
48362	<input type="checkbox"/> Accoudoirs larges 6cm pour commande par interrupteur	238,18 €	225,76 €
48363	<input type="checkbox"/> Accoudoirs larges 6cm pour command par télécommande à fil	238,18 €	225,76 €
48364	<input type="checkbox"/> Accoudoirs rallongés de 5 cm	312,60 €	296,30 €



Accoudoirs Tubulaires et larges et Télécommande filaire

NOTE : l'option "Accoudoirs rallongés de 5 cm" est valable pour les accoudoirs tubulaires, ou les accoudoirs larges 6 cm.

Accoudoirs pivotants		Prix TTC	Prix HT
48370	<input type="checkbox"/> Accoudoirs pivotants / supports antérieurs 27 cm	496,24 €	470,37 €
48371	<input type="checkbox"/> Accoudoirs pivotants / supports antérieurs 32 cm	496,24 €	470,37 €
48372	<input type="checkbox"/> Accoudoirs pivotants / supports antérieurs 37 cm	496,24 €	470,37 €



Accoudoirs Pivotants

Accessoires / interrupteurs		Prix TTC	Prix HT
48592	<input type="checkbox"/> Rallonge d'interrupteur verticale pour acc. Ronds	99,23 €	94,06 €
48593	<input type="checkbox"/> Rallonge d'interrupteur verticale pour acc. Larges 6 cm	138,92 €	131,68 €
48594	<input type="checkbox"/> Rallonge d'interrupteur horizontal	53,24 €	50,46 €
48366	<input type="checkbox"/> Double interrupteur de commande sur tablette	1 090,73 €	1 033,87 €



Rallonges



Double interrupteur sur tablette

POSITIONNEMENT (ASSISE, DOSSIERS, APPUI-TETES, CALE-GENOUX, ACCESSOIRES)

Coussin d'assise et Housses

Coussin d'assise		Prix TTC	Prix HT
48420 à 48447	<input type="checkbox"/> Coussin Mousse LCEV	237,32 €	224,95 €

Largeur d'assise ▶							
	35	38	40	42	45	48	50
Profondeur d'assise ▼							
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48420	48421	48422	48423	48424	48425	48426
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48427	48428	48429	48430	48431	48432	48433
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48434	48435	48436	48437	48438	48439	48440
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48441	48442	48443	48444	48445	48446	48447



Coussin Standard

NOTE : Merci de choisir les dimensions du coussin souhaité en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).

Housses supplémentaires tissu		Prix TTC	Prix HT
48450 à 48477	<input type="checkbox"/> Housse pour coussin mousse LCEV	138,92 €	131,68 €

Largeur d'assise ▶							
	35	38	40	42	45	48	50
Profondeur d'assise ▼							
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48450	48451	48452	48453	48454	48455	48456
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48457	48458	48459	48460	48461	48462	48463
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48464	48465	48466	48467	48468	48469	48470
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48471	48472	48473	48474	48475	48476	48477

NOTE : Merci de choisir les dimensions de housse supplémentaire en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur). La housse supplémentaire doit être adaptée aux dimensions du coussin choisi.

Housses supplémentaires imperméables		Prix TTC	Prix HT
48480	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille S largeur 35	47,34 €	44,87 €
48481	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille M largeur 35	47,34 €	44,87 €
48482	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille M largeur 38	47,34 €	44,87 €
48483	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 38	47,34 €	44,87 €
48484	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 40	47,34 €	44,87 €
48485	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 45	47,34 €	44,87 €
Spé	<input type="checkbox"/> Autres tailles nous consulter	Sur Devis	

DOSSIER			
Dossier toile standard - Réglage de hauteur		Prix TTC	Prix HT
48400	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 31	◆	- €
48401	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 33	■	- €
48402	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 35	■	- €
48403	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 37	■	- €
48404	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 39	■	- €
48405	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 41	■	- €
Rallonges (extensions) 15 cm pour dossier toile		Prix TTC	Prix HT
48410	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 35	344,85 €	326,87 €
48411	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 38	344,85 €	326,87 €
48412	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 40	344,85 €	326,87 €
48413	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 42	344,85 €	326,87 €
48414	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 45	344,85 €	326,87 €
48415	<input type="checkbox"/> Rallonge de dossier toile 15cm larg. 48	344,85 €	326,87 €
Positionnement V Trak : Dossiers, Fixations, Appui-têtes, Cale-troncs			
Dossiers		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____			
Type de fixation		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____			
Appui-têtes		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____			
<p>ⓘ ATTENTION : Le montage d'appui-têtes V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.</p>			
Cale-troncs		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/> MERCI DE Noter LA REF. CHOISIE : _____			
<p>ⓘ ATTENTION : Le montage de cale-troncs V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.</p>			
CALE-GENOUX			
Cale-genoux souples classiques		Prix TTC	Prix HT
48490	<input type="checkbox"/> Cale-genoux semi rigide standard	◆	- €
48491	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	■	- €
48492	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	◆	- €
48493	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €
48494	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €
48495	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €
48496	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100	31,26 €	29,63 €
48497	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140	31,26 €	29,63 €
48498	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180	31,26 €	29,63 €
48591	<input type="checkbox"/> Adaptateur de hauteur de support genoux (paire)	289,82 €	274,71 €
Cale-genoux sports et rigides		Prix TTC	Prix HT
48499	<input type="checkbox"/> cale-genoux sport	320,75 €	304,03 €
48500	<input type="checkbox"/> Cale-genoux rigides escamotables taille S (10x12 cm)	1 449,49 €	1 373,92 €
48501	<input type="checkbox"/> Cale-genoux rigides escamotables taille M (14x16 cm)	1 449,49 €	1 373,92 €

V-TRAK



Cale genoux souple



Plots coniques



Adaptateurs de hauteur cale-genoux



Cale-genoux Sport



Cale-genoux rigide

REPOSE-PIEDS			Prix TTC	Prix HT
Plaques repose-pieds				
48505	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en deux parties relevables	◆	- €
48506	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds monobloc fixe	■	- €
48507	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds monobloc relevable vers l'arrière	275,70 €	261,33 €
48510	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds abaissable au sol prof (cm) 20	192,44 €	182,41 €
48511	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds abaissable au sol prof (cm) 26	192,44 €	182,41 €
Options de repose-pieds			Prix TTC	Prix HT
48512	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds amovible	138,92 €	131,68 €
<p>① NOTE : l'option "repose-pieds amovibles" permet de retirer les tubes de repose-pieds du châssis pour réduire l'encombrement du fauteuil lors du transport.</p>				
48513	<input type="checkbox"/>	Surface antidérapante pour repose-pieds	53,92 €	51,11 €
Plaques cale-pieds			Prix TTC	Prix HT
48578	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pieds droite petite	222,35 €	210,76 €
48579	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pieds gauche petite	222,35 €	210,76 €
48580	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pied droite large	242,11 €	229,49 €
48581	<input type="checkbox"/>	Plaque cale-pied gauche large	242,11 €	229,49 €
ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS				
ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS				
Roues et pneus			Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/>	Roues pneumatiques (Diamètre selon choix hauteur Sol-siège)	◆	- €
48525	<input type="checkbox"/>	Roues arrières à bandage	124,67 €	118,17 €
48526	<input type="checkbox"/>	Pneus marathon plus	124,67 €	118,17 €
48527	<input type="checkbox"/>	Roues arrière spinergy "Spox" rayons rouges 24	1 305,07 €	1 237,03 €
48528	<input type="checkbox"/>	Roues arrière spinergy "Spox" rayons noirs 24	1 305,07 €	1 237,03 €
48529	<input type="checkbox"/>	Roues arrière spinergy "Spox" rayons blancs 24	1 305,07 €	1 237,03 €
<p>① ATTENTION : Les Spinergy ne sont pas compatibles avec les freins aux moyeux, les freins tambours, la double main-courante et les pneus à bandage. Disponibles en 24" seulement.</p>				
48530	<input type="checkbox"/>	Carrossage roues arrière 3°	285,41 €	270,53 €
48531	<input type="checkbox"/>	Carrossage roues arrière 6°	285,41 €	270,53 €
<p>① NOTE : Le carrossage augmente l'écartement à la base des roues AR, et par conséquent la largeur hors tout.</p>				
Mains courantes			Prix TTC	Prix HT
48532	<input type="checkbox"/>	Mains courantes en acier chrome	124,67 €	118,17 €
48533	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes antidérapantes maxgrepp original	595,49 €	564,45 €
48534	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes antidérapantes maxgrepp ergo para	942,83 €	893,68 €
48537	<input type="checkbox"/>	Double main-courante	1 627,74 €	1 542,88 €
DMCD	<input type="checkbox"/>	Montage à Droite	■	- €
DMCG	<input type="checkbox"/>	Montage à Gauche	■	- €
<p>① NOTE : La double main-courante n'est disponible qu'avec les roues standards.</p>				
Freins			Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/>	Freins à levier (A pousser) - Standard	◆	- €
48582	<input type="checkbox"/>	Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté droit	69,52 €	65,90 €
48583	<input type="checkbox"/>	Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté gauche	69,52 €	65,90 €
48535	<input type="checkbox"/>	Freins tambours commande tierce personne	1 915,42 €	1 815,56 €
48536	<input type="checkbox"/>	Roues arrière avec freins aux moyeux	446,61 €	423,33 €
Protège-rayons			Prix TTC	Prix HT
48575	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents 22 (la paire)	198,87 €	188,50 €
48576	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents 24 (la paire)	198,87 €	188,50 €
48577	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents 26 (la paire)	198,87 €	188,50 €



Repose-pieds monobloc fixe



Repose-pieds monobloc relevable



Repose-pieds abaissable au sol



Plaques cale-pieds



Roue Spinergy



Carrossage de roue AR



Main courante acier



Maxgrepp Original



Max grepp Ergo para



Double main courante



Freins tambour - commande 1/3 personne




Rallonge de frein 6 cm



Frein d'arrêt au moyeu

ACCESSOIRES

Poignées de poussée			Prix TTC	Prix HT
48552	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée (la paire)	190,24 €	180,32 €
48553	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée réglables en hauteur (la paire)	261,95 €	248,29 €
48554	<input type="checkbox"/>	Poignée de poussée a réglage rapide en hauteur (paire)	309,25 €	293,13 €



Anti-Basculé / Tubes de bascule			Prix TTC	Prix HT
48556	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté droit M	128,26 €	121,57 €
48560	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté gauche M	128,26 €	121,57 €
48557	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté droit L	128,26 €	121,57 €
48561	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté gauche L	128,26 €	121,57 €
48558	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté droit XL/54	128,26 €	121,57 €
48562	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté gauche XL/54	128,26 €	121,57 €
48559	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté droit XL/57	128,26 €	121,57 €
48563	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé côté gauche XL/57	128,26 €	121,57 €
48564	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé escamotable droite HC	233,25 €	221,09 €
48565	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé escamotable gauche HC	233,25 €	221,09 €
48566	<input type="checkbox"/>	Adaptateur XL antibasculé HC droit	177,65 €	168,39 €
48567	<input type="checkbox"/>	Adaptateur XL antibasculé HC gauche	177,65 €	168,39 €
48568	<input type="checkbox"/>	Tube de bascule côté droit	62,80 €	59,53 €
48569	<input type="checkbox"/>	Tube de bascule côté gauche	62,80 €	59,53 €



ATTENTION : Les adaptateurs XL pour anti-basculé HC sont nécessaires en cas de position de roues AR XL.

Tablettes			Prix TTC	Prix HT
48540	<input type="checkbox"/>	Tablette pour largeur 35 cm	496,24 €	470,37 €
48541	<input type="checkbox"/>	Tablette pour largeurs 38, 40 cm	496,24 €	470,37 €
48542	<input type="checkbox"/>	Tablette pour largeurs 42, 45, 48, 50 cm	496,24 €	470,37 €
48543	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable largeurs 35/40 cm	915,43 €	867,71 €
48544	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable largeurs 42/50 cm	915,43 €	867,71 €
48550	<input type="checkbox"/>	Télécommande de verticalisation pour tablette escamotable sur LCEV	198,50 €	188,15 €

Renforts de Châssis			Prix TTC	Prix HT
48584	<input type="checkbox"/>	Kit de renforcement de cadre pour e-fix	297,74 €	282,22 €
48585	<input type="checkbox"/>	Kit ancrages pour véhicule renforts châssis LCEV largeur 35	545,87 €	517,41 €
48586	<input type="checkbox"/>	Kit ancrages pour véhicule renforts châssis LCEV largeur 38	545,87 €	517,41 €
48587	<input type="checkbox"/>	Kit ancrages pour véhicule renforts châssis LCEV largeur 40	545,87 €	517,41 €
48588	<input type="checkbox"/>	Kit ancrages pour véhicule renforts châssis LCEV largeur 45	545,87 €	517,41 €
48589	<input type="checkbox"/>	Kit ancrages pour véhicule renforts châssis LCEV largeur 48	545,87 €	517,41 €
48590	<input type="checkbox"/>	Kit ancrages pour véhicule renforts châssis LCEV largeur 50	545,87 €	517,41 €

ATTENTION : Les kits ci dessus ne sont compatibles qu'avec les anti-basculés escamotables HC



SERVICES

Mise en service			Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/>	Forfait mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €

