



LEVO.d²
THE EXPERTS IN STANDING

LEVO Summit EL

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client : _____

Société : _____

Adresse : _____

Complément d'adresse : _____

Code Postal : _____ Ville : _____

Contact
Nom / Prénom : _____

E Mail : _____

Tel : _____

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client : _____

Société : _____

Adresse : _____

Complément d'adresse : _____

Code Postal : _____ Ville : _____

Contact
Nom / Prénom : _____

E Mail : _____

Tel : _____

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom : _____

Prescripteur -
Thérapeute : _____ Fonction : _____

Structure : _____

Date d'essai : _____

Code Postal : _____ Ville : _____

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : _____ Jour _____ Mois _____ Année _____

Vos Références / N° de commande : _____

Commentaires : _____

Document à retourner à :


Life & Mobility France
2736 Route de Ravel - ZI Les Platières
69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr
Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - sous réserve de modifications.
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Châssis	
Type de Propulsion	Manuelle - Roues arrières
Structure de châssis	Cadre rigide en aluminium, barre d'axe de roue et barre d'accoudoir en Carbone. Position des roues arrières réglables
Roues - Pneus	Roues arrières à démontage rapide, pneumatiques. Roues avant à bandage, main courante aluminium
Transport	Kit de transport optionnel - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Châssis : Noir, Blanc / 7 couleurs de "Détails" (base d'accoudoirs, fourches, porte axe de roue) au choix

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Verticalisation	Verticalisation électrique. Commande par interrupteur compact ou à levier en bout d'accoudoir. Batteries Lithium - Boîtier de contrôle Bluetooth pour contrôle par Smartphone ou Boîtier Batteries gel Linak
Dossier	Dossier rabattable, réglable en tension, en hauteur et en angle avec toile Mesh
Accoudoirs	Accoudoirs relevables réglables en hauteur et en inclinaison - Type tubulaire avec capitonnage mousse.
Repose-pieds	Plaque repose-pieds séparés relevables ou plaque monobloc fixe
Maintien - Sécurité	Ceinture de buste 2 points capitonnée avec boucle aviation / cale-genoux semi -rigide amovible ou type sport

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	78 à 80 cm selon assise et réglage de la position des roues
Largeur hors tout	De 51 à 66 cm selon largeur d'assise
Hauteur sol siège	48 / 50 / 52 / 54
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 35 à 55 cm Largeurs 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50 cm
Poids du Fauteuil Standard	21 Kg
Poids Utilisateur Maximum	125 kg

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

✕ Sélection d'office	<input type="checkbox"/> Sélection possible - A cocher
◆ Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ Information	ⓘ Avertissement

ⓘ Prescription

Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR
ATTENTION / Nouveaux Codes LPP



FAUTEUIL					
Fauteuil				Prix TTC	Prix HT
49000	X	Fauteuil verticalisateur Levo Summit		10 845,98 €	10 280,55 €
				+ 1,67 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178120	4183434	2 425,05 €	VHP, PROPULSION MANUELLE, VERTICALISATEUR ELECTRIQUE, LIFE MOBILITY	

DIMENSIONS D'ASSISE			Prix TTC	Prix HT
Largeur d'assise				
49005	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 35	■	- €
49006	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 38	■	- €
49007	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 40	■	- €
49008	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 42	■	- €
49009	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 45	■	- €
49010	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 48	■	- €
49011	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise (cm) 50	■	- €

i En position assise, mesurez les points extérieurs des trochanters (extérieur des hanches). Note : La largeur aux accoudoirs et la taille du coussin de siège seront configurées par défaut en fonction de la largeur d'assise.



Profondeur d'assise			Prix TTC	Prix HT
IMPORTANT : Notez la longueur de cuisse et cocher la case correspondante à la profondeur d'assise souhaitée (ou relevée lors des essais).				
NOTE : Un écart de 6 cm environ est à considérer entre la longueur de cuisse de la personne et la profondeur réelle de l'assise : Ex Longueur de cuisse = 35 cm => 35 cm - 6cm = Profondeur d'assise de 29 cm. En pratique, cette règle peut varier selon de nombreux paramètres. Il est important alors de reporter la profondeur réglée lors des essais.				

i

Longueur de cuisse : 40 cm ← → 63 cm

49015	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 35	SIÈGE "S" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 40 à 48 cm	■	- €
49016	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 37		■	- €
49017	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 39		■	- €
49018	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 41	SIÈGE "M" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 46 à 54 cm	■	- €
49019	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 43		■	- €
49020	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 45		■	- €
49021	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 47		■	- €
49022	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 49	SIÈGE "L" Possibilité de réglage pour une longueur de cuisse de 52 à 63 cm	■	- €
49023	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 51		■	- €
49024	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 53		■	- €
49025	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise (cm) 55		■	- €



Distance du repose-pied			Prix TTC	Prix HT
-------------------------	--	--	----------	---------

i **IMPORTANT** : Notez la longueur de jambe et cocher la case correspondante à la distance repose-pieds souhaitée (ou relevée lors des essais).

i **ATTENTION** : Tenir compte de l'épaisseur du coussin d'assise utilisé / Ex : si coussin de 4 cm Longueur de Jambe 48 cm => 48 - 4 cm = Distance du repose-pied 44 cm.

Longueur de jambe : 36 cm ← → 58 cm

Distance du repose-pied	Hauteur d'assises possibles :				Prix TTC	Prix HT		
49029	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 36	Hauteur d'assise 48	Hauteur d'assise 50	Hauteur d'assise 52	Hauteur d'assise 54	■	- €
49030	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 38					■	- €
49031	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 40	Repose pied abaissable au sol	Repose pied abaissable au sol	Rep pied abaissable au sol	Repose pied abaissable au sol	■	- €
49032	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 42					■	- €
49033	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 44					■	- €
49034	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 46					■	- €
49035	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 48					■	- €
49036	<input type="checkbox"/>	Distance du repose-pied (cm) 50					■	- €

i **ATTENTION** : Les distances repose-pied 44 (pour hauteur 48), 46 (pour hauteur 50), 48 (pour hauteur 52) et 50 (pour hauteur 54) ne sont possibles qu'avec les repose-pieds abaissable au sol.

NOTE : Le SUMMIT est proposé en 4 hauteurs d'assise (hauteurs sol-siège mesurées depuis la toile d'assise) - Voir choix au chapitre ci-dessous. A chaque hauteur correspond une amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds. Les amplitudes sont identifiées ci-contre par des codes couleur.

Exemples :

- Une hauteur d'assise de 50 cm autorise des réglages de repose-pieds de 36 à 44 cm inclus pour tout type de repose-pied, et 46 cm si repose pied abaissable au sol.
- Pour une hauteur repose-pieds de 48 cm, 2 choix de hauteurs sont possibles : 52 cm (réglage au maximum avec repose-pied abaissable au sol) ou 54 cm

Options - adaptateurs de hauteur			Prix TTC	Prix HT
49220	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds pour largeur 38, 45, 48 cm	62,66 €	59,39 €
49221	<input type="checkbox"/>	Adaptateurs hauteur repose-pieds pour largeur 40, 42 cm	205,00 €	194,31 €

i **ATTENTION** : Les adaptateurs de hauteurs se fixant à l'intérieur des tubes, ils réduisent la largeur du repose-pied de 3 cm.

i **NOTE** : Les adaptateurs de hauteurs permettent de réduire la distance repose-pied de 10 cm.



Hauteur d'assise et Dimensions des roues		Prix TTC	Prix HT
--	--	----------	---------

ⓘ **IMPORTANT** : Chaque hauteur d'assise conditionne l'amplitude de réglage de la hauteur des repose-pieds (cf ci-dessus) et le diamètre des roues avant et arrière.

Tableau récapitulatif

ⓘ **ATTENTION** : Certains diamètres de roues ne sont pas compatibles avec certaines hauteurs sol-siège. Vérifiez les compatibilités avant de faire votre choix.







	Hauteurs d'assise	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm
Dimensions des Roues Arrière	22"	X	X	X	
	24"	X	X	X	X
	26"		X	X	X
Dimensions des Roues Avant	4"	X	X	X	X
	5"	X	X	X	X
	6"		X	X	X

Hauteurs d'assise		Prix TTC	Prix HT
49050	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 48	■	- €
49051	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 50	◆	- €
49052	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 52	■	- €
49053	<input type="checkbox"/> Hauteur d'assise (cm) 54	■	- €

Dimension des roues Arrière		Prix TTC	Prix HT
49055	<input type="checkbox"/> Roues arrière (en pouces) 22 - non compatible hauteur 54	■	- €
49056	<input type="checkbox"/> Roues arrière (en pouces) 24	◆	- €
49057	<input type="checkbox"/> Roues arrière (en pouces) 26 - non compatible hauteur 48	■	- €












Dimension des roues Avant		Prix TTC	Prix HT
49058	<input type="checkbox"/> Roues avant (en pouces) 4	■	- €
49059	<input type="checkbox"/> Roues avant (en pouces) 5	◆	- €
49060	<input type="checkbox"/> Roues avant (en pouces) 6 - non compatible hauteur 48	■	- €

Position des roues Arrière		Prix TTC	Prix HT
ⓘ IMPORTANT : La position des roues impacte la dynamique de propulsion ainsi que la stabilité. En réglage " Position de roues AR Active", le fauteuil sera plus sensible au cabrage, mais sera plus réactif en rotation et facile à mettre en bascule sur les roues arrière. Inversement, en position "neutre", le fauteuil sera moins sensible au cabrage, mais aussi moins dynamique en rotation. Des anti-basculés sont disponibles en accessoires pour éviter les risques de renversement arrière.			
ⓘ ATTENTION : Plus la profondeur d'assise est importante, plus le fauteuil sera actif pour une position de roue donnée, et cabrera plus facilement. La stabilité / sécurité de l'utilisateur peut aussi être assurée ou complétée par l'adjonction d'anti-basculés optionnels.			
49230	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière active	■	- €
49231	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière standard	◆	- €
49232	<input type="checkbox"/> Position de roues arrière neutre	■	- €

Couleurs		Prix TTC	Prix HT
Couleurs de châssis			
49080	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis blanc signal RAL 9016 	◆	- €
49081	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis noir RAL 9017 	■	- €
49082	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis bleu métallisé 		Sur Devis
49083	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis vert métallisé 		Sur Devis
49084	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis rouge métallisé 		Sur Devis
49085	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis argent métallisé 		Sur Devis
49086	<input type="checkbox"/> Couleur de châssis personnalisée. Code RAL :	355,61 €	337,07 €



Châssis Blanc - Détails Rouge Carmin

Couleurs de Détails		Prix TTC	Prix HT
49090	<input type="checkbox"/> Couleur détails rouge carmin 	◆	- €
49091	<input type="checkbox"/> Couleur détails orange 	■	- €
49092	<input type="checkbox"/> Couleur détails jaune 	■	- €
49093	<input type="checkbox"/> Couleur détails bleu light 	■	- €
49094	<input type="checkbox"/> Couleur détails bleu signal 	■	- €
49095	<input type="checkbox"/> Couleur détails violet 	■	- €
49096	<input type="checkbox"/> Couleur détails noir 	■	- €
49097	<input type="checkbox"/> Couleur détails bleu métallisé 		Sur Devis
49098	<input type="checkbox"/> Couleur détails vert métallisé 		Sur Devis
49099	<input type="checkbox"/> Couleur détails rouge métallisé 		Sur Devis
49100	<input type="checkbox"/> Couleur détails argent métallisé 		Sur Devis
49101	<input type="checkbox"/> Couleur de détails personnalisée. Code RAL :	274,27 €	259,97 €



Châssis Noir - Détails Orange

ACCOUDOIRS ET COMMANDES DE VERTICALISATION			Prix TTC	Prix HT
Electronique et Batteries				
BattLit	<input type="checkbox"/>	Boîtier électronique compact avec Batterie Lithium	◆	- €
BattGel	<input type="checkbox"/>	Boîtier électronique Linak avec Batteries Gel	- 316,50 € -	300,00 €



Boîtier Linak

NOTE : En standard, le Summit est équipé d'un boîtier électronique avec Batterie Lithium. Le boîtier électronique type Linak offre une alternative éprouvée (montage sur Levo LCEV). Le montage de cette électronique augmente le poids total du fauteuil d'environ 2 Kg.

Côté de la commande de verticalisation (Interrupteur uniquement)			Prix TTC	Prix HT
49072	<input type="checkbox"/>	Commande de verticalisation à droite	◆	- €
49073	<input type="checkbox"/>	Commande de verticalisation à gauche	■	- €
Type de commande de verticalisation			Prix TTC	Prix HT
49066	<input type="checkbox"/>	Commande de verticalisation par interrupteur compact	◆	- €
49067	<input type="checkbox"/>	Commande de verticalisation par interrupteur à levier	49,86 €	47,26 €
49300	<input type="checkbox"/>	Commande verticalisation par télécommande	400,90 €	380,00 €
49068	<input type="checkbox"/>	Double interrupteur de commande sur tablette	1 059,85 €	1 004,60 €



Interrupteur à levier



Télécommande



Double interrupteur sur tablette

NOTE / Sécurité : En cas de commande par interrupteur, la prise peut être déconnectée du boîtier pour empêcher toute utilisation inopinée de la verticalisation. En cas de risque de mise en danger de l'utilisateur, nous conseillons le choix de la télécommande à fil, positionnée à l'arrière du fauteuil et uniquement accessibles par un tiers personne.

Hauteur des accoudoirs			Prix TTC	Prix HT
------------------------	--	--	----------	---------

IMPORTANT : Notez la hauteur à laquelle les accoudoirs devront être réglés. Hauteur par défaut = 18cm

Hauteur d'accoudoirs :			14 cm	← →	22cm	Prix TTC	Prix HT
49040	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 14	■				- €
49041	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 15	■				- €
49042	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 16	■				- €
49043	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 17	■				- €
49044	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 18	◆				- €
49045	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 19	■				- €
49046	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 20	■				- €
49047	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 21	■				- €
49048	<input type="checkbox"/>	Hauteur d'accoudoirs (cm) 22	■				- €



Accoudoirs ronds Std (Tubulaires)



Accoudoirs Pivotants

NOTE : La distance "D" correspond à la profondeur des accoudoirs pivotants, du tube de dossier à la pilière du tube d'accoudoir.

POSITIONNEMENT (ASSISE, DOSSIERS, APPUI-TETES, CALE-GENOUX, ACCESSOIRES)

Coussin d'assise et Housses			Prix TTC	Prix HT
-----------------------------	--	--	----------	---------

Coussin d'assise			Prix TTC	Prix HT
49135 A 49162	<input type="checkbox"/>	Coussin Mousse pour Summit	230,61 €	218,59 €

Largeur d'assise	Profondeur d'assise						
	35	38	40	42	45	48	50
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49135	49136	49137	49138	49139	49140	49141
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49142	49143	49144	49145	49146	49147	49148
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49149	49150	49151	49152	49153	49154	49155
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49156	49157	49158	49159	49160	49161	49162



Coussin Standard

NOTE : Merci de choisir les dimensions du coussin souhaité en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur).

Housses supplémentaires tissu		Prix TTC	Prix HT
49165 A 449192	<input type="checkbox"/> Housse pour Coussin Mousse Summit	134,99 €	€ 127,95

Largeur d'assise	35	38	40	42	45	48	50
	Profondeur d'assise						
S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49165	49166	49167	49168	49169	49170	49171
M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49172	49173	49174	49175	49176	49177	49178
L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49179	49180	49181	49182	49183	49184	49185
XL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49186	49187	49188	49189	49190	49191	49192

① **NOTE :** Merci de choisir les dimensions de housse supplémentaire en fonction des dimensions de l'assise (largeur x profondeur). La housse supplémentaire doit être adaptée aux dimensions du coussin choisi.

Housses supplémentaires imperméables		Prix TTC	Prix HT
48480	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille S largeur 35	138,92 €	131,68 €
48481	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille M largeur 35	138,92 €	131,68 €
48482	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille M largeur 38	138,92 €	131,68 €
48483	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 38	138,92 €	131,68 €
48484	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 40	138,92 €	131,68 €
48485	<input type="checkbox"/> Housse imperméable pour coussin taille L largeur 45	142,33 €	134,91 €
Spé	<input type="checkbox"/> Autres tailles nous consulter	Sur Devis	

DOSSIER

Dossier toile standard - Réglage de hauteur		Prix TTC	Prix HT
49110	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 32	◆	- €
49111	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 34	■	- €
49112	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 36	■	- €
49113	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 38	■	- €
49114	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 40	■	- €

Dossier avec extension		Prix TTC	Prix HT
49115	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 42	149,59 €	141,79 €
49116	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 44	149,59 €	141,79 €
49117	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 46	149,59 €	141,79 €
49118	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 48	149,59 €	141,79 €
49119	<input type="checkbox"/> Hauteur de dossier (cm) 50	149,59 €	141,79 €

Angle de dossier (réglable)		Prix TTC	Prix HT
49125	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 81	■	- €
49126	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 84	■	- €
49127	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 87	■	- €
49128	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 90	◆	- €
49129	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 93	■	- €
49130	<input type="checkbox"/> Angle de dossier (degrés °) 96	■	- €

① **NOTE :** Pour les angles inférieurs à 90°, le dossier est dit en position "Active", avec un angle fermé. Pour les angles supérieurs à 90°, le dossier est dit en position "Passive" ou "Confort", avec un angle ouvert. L'angle du dossier est réglable.

Positionnement V Trak : Dossiers, Fixations, Appui-têtes, Cale-troncs

Dossiers		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/>	MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		

Type de fixation		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/>	MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		

Appui-têtes		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/>	MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		

① **ATTENTION :** Le montage d'appui-têtes V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

Cale-troncs		Prix TTC	Prix HT
<input type="checkbox"/>	MERCI DE Notez LA REF. CHOISIE : _____		

① **ATTENTION :** Le montage de cale-troncs V Trak nécessite d'avoir choisi un dossier V Trak. Il ne peuvent se monter directement sur le fauteuil.

V-TRAK



CALE-GENOUX			Prix TTC	Prix HT
Cale-genoux souples classiques				
49200	<input type="checkbox"/> Cale-genoux renforcé standard	◆	- €	
49202	<input type="checkbox"/> Cale-genoux sport	■	- €	
49205	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x100	◆	- €	
49206	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 60x100	■	- €	
49207	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x100	■	- €	
49208	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 50x150	■	- €	
49209	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux (larg. X hteur en mm) 80x150	■	- €	
49210	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 50-100		30,36 €	28,78 €
49211	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 90-140		30,36 €	28,78 €
49212	<input type="checkbox"/> Plot de cale-genoux conique (larg. - larg. Ar x hteur en mm) 130-180		30,36 €	28,78 €
49257	<input type="checkbox"/> Adaptateur de hauteur de cale-genoux sport (paire)		194,47 €	184,33 €
49258	<input type="checkbox"/> Adaptateur de hauteur de cale-genoux renforcé (paire)		194,47 €	184,33 €
REPOSE-PIEDS			Prix TTC	Prix HT
Plaques repose-pieds				
49215	<input type="checkbox"/> Repose-pieds abaissable au sol prof (cm) 20	◆	- €	
49216	<input type="checkbox"/> Repose-pieds abaissable au sol prof (cm) 26	■	- €	
49217	<input type="checkbox"/> Repose-pieds en deux parties relevables	■	- €	
49218	<input type="checkbox"/> Repose-pieds 1 pce relevable vers l'arrière		267,91 €	253,94 €
Options de repose-pieds			Prix TTC	Prix HT
48513	<input type="checkbox"/> Surface antidérapante pour repose-pieds		53,92 €	51,11 €
Angle de repose-pied			Prix TTC	Prix HT
49225	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 80	■	- €	
49226	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 90	◆	- €	
49227	<input type="checkbox"/> Angle de repose-pieds (degrés °) 100	■	- €	



Cale-genoux souple



Plots côniques



Adaptateurs de hauteur cale-genoux



Repose-pieds monobloc fixe



Repose-pieds monobloc relevable

ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS, AXES DE ROUE

ROUES, PNEUS, MAINS COURANTES, FREINS

Roues et pneus		Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/> Roues pneumatiques (Diamètre selon choix hauteur Sol-siège)	◆	- €
49235	<input type="checkbox"/> Roues arrière a bandage	121,17 €	114,85 €
49236	<input type="checkbox"/> Pneus marathon plus	121,17 €	114,85 €
49234	<input type="checkbox"/> Roues Arrière Light	328,40 €	311,28 €
49237	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons rouges 24	1 268,12 €	1 202,01 €
49238	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons noirs 24	1 268,12 €	1 202,01 €
49239	<input type="checkbox"/> Roues arrière spinergy "Spox" rayons blancs 24	1 268,12 €	1 202,01 €

- ⓘ **ATTENTION** : Les Spinergy ne sont pas compatibles avec les freins aux moyeux, les freins tambours et les pneus à bandage. Disponibles en 24" seulement.
ATTENTION : Les Roues Light ne sont pas compatibles avec les pneus Marathon +, les freins aux moyeux, les freins tambours et les pneus à bandage. Disponibles en 24" seulement.

Carrossage de roues arrière		Prix TTC	Prix HT
49240	<input type="checkbox"/> Carrossage roues arrière 2°	277,33 €	262,87 €
49241	<input type="checkbox"/> Carrossage roues arrière 4°	277,33 €	262,87 €

- ⓘ **NOTE** : Le carrossage augmente l'écartement à la base des roues AR, et par conséquent la largeur hors tout.

Mains courantes		Prix TTC	Prix HT
49242	<input type="checkbox"/> Mains courantes en acier chrome	121,17 €	114,85 €

- ⓘ **NOTE** : La double main-courante n'est disponible qu'avec les roues standards.

Freins		Prix TTC	Prix HT
std	<input type="checkbox"/> Freins à levier (A pousser) - Standard	◆	- €
49255	<input type="checkbox"/> Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté droit	67,57 €	64,05 €
49256	<input type="checkbox"/> Rallonge de frein 6 cm (l'unité) côté gauche	67,57 €	64,05 €

Protège-rayons		Prix TTC	Prix HT
49250	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 22 (la paire)	193,22 €	183,15 €
49251	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 24 (la paire)	193,22 €	183,15 €
49252	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents 26 (la paire)	193,22 €	183,15 €

Axe de roue Renforcé		Prix TTC	Prix HT
49260	<input type="checkbox"/> Axe de roue arrière renforcé (pour dispositifs de motorisation our aides à la propulsion)	507,66 €	481,19 €

- ⓘ **ATTENTION** : Il convient de vérifier préalablement la compatibilité du dispositif envisagé auprès du fournisseur du dispositif. Des limitations/restrictions d'usage sont possibles selon le montage envisagé.

ACCESSOIRES

Poignées de poussée		Prix TTC	Prix HT
49245	<input type="checkbox"/> Poignées de poussées (la paire)	324,14 €	307,24 €

Anti-Basculé / Tubes de bascule		Prix TTC	Prix HT
49247	<input type="checkbox"/> Anti bascule droit	349,08 €	330,88 €
49248	<input type="checkbox"/> Anti bascule gauche	349,08 €	330,88 €

Tablettes		Prix TTC	Prix HT
49265	<input type="checkbox"/> Tablette pour largeur 35 cm	496,24 €	470,37 €
49266	<input type="checkbox"/> Tablette pour largeurs 38, 40 cm	496,24 €	470,37 €
49267	<input type="checkbox"/> Tablette pour largeurs 42, 45, 48, 50 cm	496,24 €	470,37 €

Transport en véhicule		Prix TTC	Prix HT
49280	<input type="checkbox"/> Kit de transport en véhicule - crash testé ISO 7176/19 (R. 32.073.0050)	555,69 €	526,72 €

SERVICES

Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Forfait mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Roue Spinergy



Carrossage de roue AR



Mains courante Acier Chromé



Rallonge de frein 6 cm



Poignée de poussée



Roulette anti-basculé



Kit Transport - Crochets d'ancrage

Empty rectangular area for notes and comments.