



Morgan M Versus (VRS)

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal : Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

Prescripteur - Thérapeute : Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal : Ville :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : Jour Mois Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :


Document à retourner à :

Life & Mobility France
2736 Route de Ravel - ZI Les Platières
69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr
Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

Area reserved for stamp and signature.



	Poids (Kg) :
	Taille (cm) :
1	Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2	Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3	Hauteur Assise / Coude (cm) :
4	Coude / Main (cm) :
5	Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6	Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7	Largeur de hanches :
8	Largeur de buste (cm) :
9	Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de Propulsion	Base Motrice Morgan M : Roues Motrices centrales
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 400W - Batteries Gel MTG 60Ah Ah
Electronique	R Net - Joystick Ecran Couleur CJSM
Suspensions	6 suspensions indépendantes par combinés ressorts amortisseurs à gaz réglables
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en Aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables Noirs
Transport	Crochets d'arrimage - Crash Test ISO 7176/19 / Pré équipement pour Station d'arrimage Dahl - Crash Test ISO 7176/19
Couleurs	Châssis/Carters Noirs
Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	119 cm (avec repose-jambes escamotés)
Largeur hors tout	60 cm (ext. Roues centrales motrices)
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 44 cm (mesurée à la plaque d'assise)
Dimensions de siège	Siège Versus : Profondeur réglable de 37 à 56 cm et largeur réglable de 37 à 57 cm
Poids Utilisateur Max.	136 kg

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Dossier	Dossier électrique, réglable en hauteur
Repose Jambe	Repose-jambes séparés électriques
Bascule d'assise / Lift	Bascule d'assise électrique 45° - Lift 30 cm
Accoudoirs	Accoudoirs réglables en hauteur, en profondeur / garnitures confort Matrixx et protège-vêtements - Accoudoirs Lectus 30 cm au choix
Sellerie	Coussins Ergonomiques "Lectus" d'assise et de dossier
Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Appui -Tête	Appui-tête réglable Matrixx ou Lectus 3D
Support de Joystick	Type Matrixx Escamotable - Type Lectus Fixe
Garantie	
Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

✗	Sélection d'office	☐	Sélection possible - A cocher
◆	Configuration standard - Choix par défaut	■	Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ	Information	ⓘ	Avertissement

ⓘ **Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR**
ATTENTION / Nouveaux Codes LPP

ⓘ Prescription



EN12184:2008

FAUTEUIL						7 876,02 €	7 465,42 €
A2MF000000010 <input type="checkbox"/> Fauteuil Morgan M Versus (VRS)- AA2 - 10 Km/h							+ 7,00 € HT d'éco-participation
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR			
	9178159	Sans Objet	3 938,01 €	VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, VERIN PNEUMATIQUE, LIFE MOBILITY			
A1MF000000010 <input type="checkbox"/> Fauteuil Morgan M Versus (VRS)- AA1 - 10 Km/h							+ 7,00 € HT d'éco-participation
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR			
	9178142	Sans Objet	3 487,95 €	VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, LIFE MOBILITY			

i Note : Le Morgan M est agréé et est conforme aux spécifications LPPR pour les 2 catégories ci-dessus. Sa configuration et son prix restent identiques.

Module Gyroscopique			Prix TTC	Prix HT
A2MF000000030 <input type="checkbox"/>	Module Gyro R Net - Contrôle de trajectoire		731,75 €	693,60 €
Couleurs de châssis				
A2MF500000010 <input type="checkbox"/>	Couleur de carter Noir - Détail Noir Mat		◆	- €
A2MF500000020 <input type="checkbox"/>	Couleur de carter Noir - Détail Blanc		84,40 €	80,00 €
A2MF500000030 <input type="checkbox"/>	Couleur de carter Noir - Détail Orange		84,40 €	80,00 €
A2MF500000040 <input type="checkbox"/>	Couleur de carter Noir - Détail Gris		84,40 €	80,00 €
A2MF500000050 <input type="checkbox"/>	Couleur de carter Noir - Détail Vert Newton		84,40 €	80,00 €

i Les exemples de coloris sont donnés à titre indicatif et sont non contractuels. Le rendu peut varier (nuance, contraste, luminosité) selon la qualité d'écran et/ou d'impression.
Attention : Life & Mobility France ne saura être tenu responsable en cas d'insatisfaction du coloris choisi et ne procédera à aucun échange.

BATTERIES ET CHARGEURS				
Batteries			Prix TTC	Prix HT
A2MF530000050 <input checked="" type="checkbox"/>	Batteries Gel MTG 60 Ah		◆	- €
i	Autonomie : 28 Km avec Batteries de 60 Ah (autonomie donnée à titre indicatif calculée sur la base des tests d'homologation CE- variable selon utilisation, les conditions d'usage, la charge embarquée, l'utilisation des fonctions de siège etc... et l'ancienneté des batteries)			
Chargeurs			Prix TTC	Prix HT
A2MF660000020 <input type="checkbox"/>	Chargeur 24 V / 8A		◆	- €
A2MF740000010 <input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée à l'arrière		283,91 €	269,11 €
A2MF740000020 <input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée - emplacement au choix Emplacement de la prise externe : _____		Sur devis	
ROUES ET PNEUS				
Roues centrales motrices			Prix TTC	Prix HT
A2MF870190010 <input type="checkbox"/>	Roues motrices - Pneus gonflables Noirs		◆	- €
A2MF870200010 <input type="checkbox"/>	Roues motrices - Pneus à bandages - Noirs		225,45 €	213,70 €
Roues avant pivotantes			Prix TTC	Prix HT
A2MF050190010 <input type="checkbox"/>	Roues avant - Pneus gonflables Noirs		◆	- €
A2MF050200010 <input type="checkbox"/>	Roues avant - Pneus à bandages - Noirs		225,45 €	213,70 €
i	Note : Les roues arrières pivotantes sont systématiquement à bandage sur Morgan M			
Garde Boues pour roues pivotantes			Prix TTC	Prix HT
A2MF160000120 <input type="checkbox"/>	Garde-boues roues arrière pivotantes - la paire		211,00 €	200,00 €
A2MF160000130 <input type="checkbox"/>	Garde-boues roues avant pivotantes - la paire		211,00 €	200,00 €



Gyro Module



Nuan



Pneus noirs



Garde-boues



DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Electronique		Prix TTC	Prix HT
A2MF77000010	<input checked="" type="checkbox"/> Electronique R Net	◆	- €
Joystick principal		Prix TTC	Prix HT
A2MF770000020	<input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick LED - Module Vérins Lumières selon Fonctions	■	- €
A2MF770000030	<input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur CJSM1 - Module Vérins Lumières selon Fonctions	◆	- €
A2MF770000040	<input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 IR - Module Vérins Lumières selon Fonctions	434,62 €	411,96 €
A2MF770000050	<input type="checkbox"/> Electronique R Net - Joystick Couleur XL CJSM2 IR et Bluetooth - Module Vérins Lumières selon Fonctions	978,09 €	927,10 €
Tablettes avec Joystick réversible intégré - commande centrale		Prix TTC	Prix HT
A2MF770000060	<input type="checkbox"/> Joystick central réversible pour tablette	1 344,14 €	1 274,07 €
A2MF150000040	<input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Droite	1 004,96 €	952,57 €
A2MF150000030	<input type="checkbox"/> Tablette pour Joystick central réversible - escamotable à Gauche	1 004,96 €	952,57 €

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
Prescription	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

Supports de Joystick		Prix TTC	Prix HT
Supports de Joystick pour Accoudoirs Standard en "T" Matrixx		Prix TTC	Prix HT
A2MF750040010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Droit	■	- €
A2MF750030010	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe - côté Gauche	■	- €
A2MF750040020	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €
A2MF750030020	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €

ATTENTION : Les supports de joystick ci-dessus ne sont compatibles qu'avec les accoudoirs en "T" Matrixx

Supports de Joystick pour Accoudoirs Type Lectus		Prix TTC	Prix HT
Std	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe type Lectus - côté Droit	■	- €
Std	<input type="checkbox"/> Support de joystick fixe type Lectus - côté Gauche	■	- €
A2MF750040030	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable type Lectus - côté Droit	295,16 €	279,77 €
A2MF750030030	<input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable type Lectus - côté Gauche	295,16 €	279,77 €

ATTENTION : Les supports de Joystick type Lectus nécessitent obligatoirement des accoudoirs et manchettes type "Lectus". Cf Chapitre "ACCOUDOIRS".

Commande tierce-personne R Net		Prix TTC	Prix HT
A2MF770040070	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €
A2MF770030070	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Gauche	714,26 €	677,02 €
A2MF770000080	<input type="checkbox"/> Poignée pour commande tierce-personne (commande tierce-personne obligatoire)	805,49 €	763,50 €

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
Prescription	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

ATTENTION : La poignée pour commande tierce-personne ne peut être commandée seule. Elle est obligatoirement associée à la commande tierce-personne.

Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant		Sur devis
A2MFSpeJoy4	<input type="checkbox"/> Fab. Spé : Déplacement du Joystick principal au dossier pour l'accompagnant	Sur devis

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
Prescription	9378177	- €	35,71 €	VHP, ELEC, DEPLACEMENT DU BOITIER DE COMMANDE STANDARD, LIFE MOBILITY

Manettes de Joystick		Prix TTC	Prix HT
A2MF930320010	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 32 mm	47,48 €	45,00 €
A2MF930320020	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle 38 mm	47,48 €	45,00 €
A2MF930320030	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Stick 80 mm	61,11 €	57,92 €
A2MF930320040	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Champignon	67,10 €	63,60 €
A2MF930320050	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Barre en "T"	80,27 €	76,09 €
A2MF930320060	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle en mousse "Soft"	67,10 €	63,60 €
A2MF930320070	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick type Balle de Golf	68,58 €	65,00 €
A2MF930320090	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg. 75 mm	304,50 €	288,63 €
A2MF930320100	<input type="checkbox"/> Manette de Joystick Tétra Bodypoint larg.102 mm	304,50 €	288,63 €



BOITIERS D'ACCÈS DIRECT AUX FONCTIONS DE SIÈGE			
Boîtiers d'accès direct aux fonctions de siège "Lectus"		Prix TTC	Prix HT
A2MF16000080	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège - 4 switches type boutons poussoirs - Karma	404,85 €	383,74 €
A2MF16000090	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct aux fonctions de siège - 4 switches type leviers - Karma	404,85 €	383,74 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage du boîtier d'accès direct aux fonctions de siège côté opposé au Joystick en bout d'accoudeur	Sur devis	
Boîtiers d'accès direct aux fonctions de siège "Mo-Vis" - Joysticks CJSM1 Standards		Prix TTC	Prix HT
Pour Joysticks CJSM1 Standards		Prix TTC	Prix HT
51446	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM1 - poussoirs	324,25 €	307,35 €
51447	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM1 - leviers	324,25 €	307,35 €
i	<p>Nécessite l'usage d'un Joystick CJSM1 compatible avec l'accès direct aux fonctions de siège et une programmation correspondante de la R Net Permet le pilotage des 5 premières fonctions (Axes) paramétrées sur le fauteuil. Boîtiers type "PRO" => Permettent l'assignation des fonctions de siège du fauteuil aux boutons souhaités, sans programmation ATTENTION : Montage et Support non compris => Options à choisir ci dessous</p>		
Pour Joysticks CJSM2 Grands Ecran Couleurs		Prix TTC	Prix HT
51448	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM2 - poussoirs	324,25 €	307,35 €
51449	<input type="checkbox"/> Boîtier d'accès direct PRO pour CJSM2 - leviers	324,25 €	307,35 €
i	<p>Nécessite l'usage d'un Joystick CJSM2 compatible avec l'accès direct aux fonctions de siège et une programmation correspondante de de la R Net - Permet le pilotage des 5 premières fonctions (Axes) paramétrées sur le fauteuil. Boîtiers type "PRO" => Permettent l'assignation des fonctions de siège du fauteuil aux boutons souhaités, sans programmation ATTENTION : Montage et Support non compris => Options à choisir ci dessous</p>		
Montage et Supports pour boîtiers d'accès direct aux fonctions "Mo-Vis"		Prix TTC	Prix HT
51444	<input type="checkbox"/> Support Boîtier d'accès direct - Montage en ligne	107,05 €	101,47 €
51445	<input type="checkbox"/> Support Boîtier d'accès direct - Montage latéral	165,74 €	157,10 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage côté Joystick	94,95 €	90,00 €
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage côté opposé au Joystick en bout d'accoudeur	Sur devis	
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Montage au dossier	Sur devis	
i	Montage en ligne = Dans l'axe du joystick / Montage latéral = Déporté latéralement.		
Commandes spéciales		Prix TTC	Prix HT
i	Pour toute commande spéciale : joystick Mo-Vis, Contrôle d'environnement, Supports (menton, articulés...), contacteurs..., merci de consulter le bon de commande "Commandes spéciales" ou nous contacter.		



Boîtier à Boutons Poussoirs



Boîtier à Boutons Leviers



Boîtier d'accès direct pour CJSM1 - poussoirs



Boîtier d'accès direct pour CJSM1 - leviers



Boîtier d'accès direct pour CJSM2 - poussoirs



Boîtier d'accès direct pour CJSM2 - leviers




Support Boîtier d'accès direct - Montage en ligne



Support Boîtier d'accès direct - Montage latéral

SYSTEME DE SIEGE VERSUS - GAMME DE POSITIONNEMENT LECTUS				
Largeur d'assise Lectus				Prix HT
A2MF020000020	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 420 mm	■	- €
A2MF020000030	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 470 mm	■	- €
A2MF020000040	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 520 mm	■	- €
A2MF020000050	<input type="checkbox"/>	Largeur d'assise 570 mm	■	- €
Profondeur d'assise Lectus				Prix HT
A2MF030000090	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 400 mm	■	- €
A2MF030000100	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 425 mm	■	- €
A2MF030000110	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 450 mm	■	- €
A2MF030000120	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 475 mm	■	- €
A2MF030000050	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 500 mm	■	- €
A2MF030000130	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 525 mm	■	- €
A2MF030000140	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 550 mm	■	- €
A2MF030000150	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 575 mm	■	- €
A2MF030000160	<input type="checkbox"/>	Profondeur d'assise 600 mm	■	- €



Structure de siège Versus



Note : La profondeur est réglable en continu.
Les profondeurs réglées d'usine sont conditionnées aux dimensions de base des coussins d'assise Lectus (Prof.: 45, 52,5 ou 60 cm)

Éléments Lectus - coussins d'assise et de dossier				
Coussins de dossiers Lectus				Prix HT
A2MF130000080	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier Lectus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2MF130000090	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier Lectus - revêtement Dartex imperméable		181,04 € 171,60 €
A2MF130000100	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier Extra Confort - revêtement Mesh		47,05 € 44,60 €
A2MF130000110	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier Extra Confort - revêtement Dartex imperméable		228,05 € 216,16 €
A2MF130000120	<input type="checkbox"/>	Inserts Latéraux de dossier (la paire)		264,91 € 251,10 €
Maintiens latéraux gamme Lectus				Prix HT
A2MF830040010	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Mesh micro aéré		152,76 € 144,80 €
A2MF830040020	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Droit - revêtement Dartex imperméable		182,16 € 172,66 €
A2MF830030010	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Mesh micro aéré		152,76 € 144,80 €
A2MF830030020	<input type="checkbox"/>	Appui latéral capitonné - Côté Gauche - revêtement Dartex imperméable		182,16 € 172,66 €
Largeur de dossier Lectus				Prix HT
A2MF730000060	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 410 mm	■	- €
A2MF730000070	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 460 mm	■	- €
A2MF730000080	<input type="checkbox"/>	Largeur de dossier 510 mm	■	- €




ATTENTION : La largeur de dossier doit être cohérente avec la largeur d'assise et l'espace entre accoudoirs. Elle ne peut en aucun cas être supérieure

Hauteur de dossier Lectus				Prix HT
A2MF410000010	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 530 mm	■	- €
A2MF410000020	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 600 mm	■	- €
A2MF410000030	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier 670 mm - Seulement pour largeur 510 mm	■	- €
Dossier sur mesure (joindre schéma)			Prix TTC	Prix HT
Fab Spé	<input type="checkbox"/>	Dossier sur mesure : Largeur : _____ cm x Hauteur : _____ cm		Sur devis



Le dossier peut être aussi réalisé avec une forme et/ou des dimensions spécifiques. Il est nécessaire de fournir un schéma précis avec côtes, incluant l'emplacement des points de fixations d'origine comme repère.


Coussins d'assise Lectus				Prix HT
A2MF120000070	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2MF120000080	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Dartex imperméable		181,04 € 171,60 €
A2MF120000100	<input type="checkbox"/>	Plaque Aluminium plate - pour adaptation autres coussins	■	- €




Coussin de dossier



Coussin de dossier Extra Confort



Inserts Latéraux



Coussin de siège

SYSTEME DE SIEGE VERSUS - GAMME DE POSITIONNEMENT NEWTON

Largeur d'assise Newton		Prix HT
A2MF020000010	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 370 mm - Seulement avec Assise Newton	- €
A2MF020000020	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 420 mm	- €
A2MF020000030	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 470 mm	- €
A2MF020000040	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 520 mm	- €
A2MF020000050	<input type="checkbox"/> Largeur d'assise 570 mm	- €

Profondeur d'assise Newton		Prix HT
A2MF030000010	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 420 mm	- €
A2MF030000020	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 440 mm	- €
A2MF030000030	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 460 mm	- €
A2MF030000040	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 480 mm	- €
A2MF030000050	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 500 mm	- €
A2MF030000060	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 520 mm	- €
A2MF030000070	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 540 mm	- €
A2MF030000080	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 560 mm	- €

Éléments Newton - coussins d'assise et de dossier

Coussins de dossier HT		Prix HT
A2MF130000150	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve Z - Revêtement Mesh	293,29 € 278,00 €
A2MF130000010	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 1 - Revêtement Mesh	507,46 € 481,00 €
A2MF130000020	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 2 - Revêtement Mesh	662,54 € 628,00 €
A2MF130000030	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 3 - Revêtement Mesh**	867,21 € 822,00 €
A2MF130000040	<input type="checkbox"/> Housse imperméable amovible - Couleur Grise	97,06 € 92,00 €
A2MF130000050	<input type="checkbox"/> Dossier Newton Curve 3 "Deep backrest" **/****	1 144,68 € 1 085,00 €
A2MF130000060	<input type="checkbox"/> Pré réglage du dossier Curve 3 "Deep backrest" - Profond	- €
A2MF130000070	<input type="checkbox"/> Pré réglage du dossier Curve 3 "Deep backrest" - Très Profond	- €

Les dossiers Newton Curve intègrent en standard le support d'appui tête (pour appui-têtes Matrixx seulement)

** En cas d'association avec des dossiers Newton Curve 3 ou Curve 3 "Deep Backrest", une extension est automatiquement ajoutée au support d'appui-tête Matrixx afin de permettre un réglage en hauteur suffisant.

*** Merci de choisir un pré-réglage du Dossier Curve 3 "Deep Backrest" : profond ou très profond (Réglage des sangles)



Largeur de dossier Newton		Prix HT
A2MF730000010	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 37 cm	- €
A2MF730000020	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 42 cm	- €
A2MF730000030	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 47 cm	- €
A2MF730000040	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 52 cm	- €
A2MF730000050	<input type="checkbox"/> Largeur de dossier Newton 57 cm	- €



Il est possible de choisir une taille de dossier inférieure à la largeur d'assise au maximum (exemple : Largeur d'assise 47 cm / Dossier 42)

Angle de dossier Newton		Prix HT
A2MF180000010	<input type="checkbox"/> Angle du dossier Newton : A	- €
A2MF180000020	<input type="checkbox"/> Angle du dossier Newton : B	- €
A2MF180000030	<input type="checkbox"/> Angle du dossier Newton : C	- €
A2MF180000070	<input type="checkbox"/> Support de dossier multiréglable - angle et profondeur	52,75 € 50,00 €

Hauteur d'installation de dossier Newton		Prix HT
A2MF980000010	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 0 (Distance plan Ischiens/Lombaire 15 cm)	- €
A2MF980000020	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 1 (Distance plan Ischiens/Lombaire 16 cm)	- €
A2MF980000030	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 2 (Distance plan Ischiens/Lombaire 17 cm)	- €
A2MF980000040	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 3 (Distance plan Ischiens/Lombaire 18 cm)	- €
A2MF980000050	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 4 (Distance plan Ischiens/Lombaire 19 cm)	- €
A2MF980000060	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 5 (Distance plan Ischiens/Lombaire 20 cm)	- €
A2MF980000070	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 6 (Distance plan Ischiens/Lombaire 21 cm)	- €
A2MF980000080	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 7 (Distance plan Ischiens/Lombaire 22 cm)	- €
A2MF980000090	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position 8 (Distance plan Ischiens/Lombaire 23 cm)	- €
A2MF980000100	<input type="checkbox"/> Hauteur du dossier Newton : Position inconnue - à régler par vos soins	- €



Note : La position de réglage sera pré-réglée en usine selon la distance plan Ischiens/Lombaire

Coussin d'assise Newton		Prix HT
A2MF120000120	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour seat - Revêtement Mesh	320,72 € 304,00 €
A2MF120000010	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour seat - Revêtement Imperméable Dartex	496,48 € 470,60 €
A2MF120000130	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Deep seat - Revêtement Mesh	555,99 € 527,00 €
A2MF120000020	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Deep seat - Revêtement Imperméable Dartex	731,75 € 693,60 €
A2MF120000140	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Xtra seat* - Revêtement Mesh	800,75 € 759,00 €
A2MF120000030	<input type="checkbox"/> Coussin de siège Newton Contour Xtra seat* - Revêtement Imperméable Dartex	976,51 € 925,60 €
A2MF120000040	<input type="checkbox"/> Embase d'assise Newton pour installation autre coussin	146,65 € 139,00 €
A2MF120000050	<input type="checkbox"/> Coussin de bordure avant pour embase d'assise Newton - Hauteur 5 cm	72,80 € 69,00 €
A2MF120000060	<input type="checkbox"/> Coussin de bordure avant pour embase d'assise Newton - Hauteur 8 cm	90,73 € 86,00 €



* ATTENTION : Pour des poids d'utilisateurs > 120 kg, nous recommandons l'utilisation du coussin de siège Contour Xtra

Angle d'assise Newton		Prix HT
A2MF420000010	<input type="checkbox"/> Angle de l'assise Newton : A	- €
A2MF420000020	<input type="checkbox"/> Angle de l'assise Newton : B	- €
A2MF420000030	<input type="checkbox"/> Angle de l'assise Newton : C	- €
A2MF420000040	<input type="checkbox"/> Montage assise Newton avec angle de 3° en moins - réduction de la hauteur sol-siège de 1,5 cm *	- €
A2MF420000050	<input type="checkbox"/> Montage assise Newton avec angle de 5° en moins - réduction de la hauteur sol-siège de 2,5 cm **	- €









Notes : * Angle à partir de la position A, soit 12° (12° - 3° = 9° ou 12° - 5° = 7°) / ** N'est pas compatible avec le repose-jambe central type Lectus.



ATTENTION : Le type de coussin Newton et l'angle ont une influence sur la hauteur sol-siège totale => Voir Tableau en fin de document.

NEWTON



APPUI-TETES

Appui-têtes Matrixx		Prix TTC	Prix HT
A2MF14000010	<input type="checkbox"/> Appui-tête Matrixx "Compact"	◆	- €
A2MF14000020	<input type="checkbox"/> Appui-tête Matrixx "Standard"	558,59 €	529,47 €

i En cas d'association avec des dossiers Newton Curve 3 ou Curve 3 "Deep Backrest", une extension est automatiquement ajoutée au support d'appui-tête Matrixx afin de permettre un réglage en hauteur suffisant.

Appui-têtes Lectus		Prix TTC	Prix HT
A2MF14000030	<input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Mesh micro aéré	◆	- €
A2MF14000040	<input type="checkbox"/> Appui-tête multiréglable - revêtement Dartex imperméable	87,61 €	83,04 €
A2MF14000050	<input type="checkbox"/> Appui-tête Confort multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	461,38 €	437,33 €
A2MF14000060	<input type="checkbox"/> Appui-tête modulable - segmenté - multiréglable - revêtement Confort Mesh micro aéré	545,67 €	517,22 €

i Les appui-têtes Lectus sont amovibles (molettes de serrage), multiréglables y compris latéralement.

ATTENTION : Les appui-têtes Lectus ne sont pas compatibles avec les dossiers Newton



ACCOUDOIRS

Accoudoirs et manchettes Matrixx		Prix TTC	Prix HT
A2MF10000070	<input type="checkbox"/> Accoudoirs standards Matrixx - Barre en T	◆	- €
A2MF10000020	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements sous accoudoirs pour accoudoirs en "T"	◆	- €
A2MF10000030	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements capitonnés sous accoudoirs - modèles en "T" ou escamotables au dossier	109,76 €	104,04 €
A2MF100030050	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir capitonnée standard - 400 mm - Gauche	◆	- €
A2MF100040050	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir capitonnée standard - 400 mm - Droite	◆	- €

i Note : Avec les accoudoirs Matrixx, les escamotages de joystick, ou les supports fixes, droits ou gauches, sont en standard



Accoudoirs et manchettes Type Lectus		Prix TTC	Prix HT
A2MF10000010	<input type="checkbox"/> Accoudoirs Type Lectus en "T" - réglables	■	- €
A2MF10000020	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements sous accoudoirs pour accoudoirs en "T"	■	- €
A2MF10000040	<input type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables Type Lectus - Fixation aux rails d'assise	422,00 €	400,00 €
A2MF10000050	<input type="checkbox"/> Accoudoirs escamotables Type Lectus - Fixation au dossier	474,75 €	450,00 €
A2MF10000030	<input type="checkbox"/> Protège-vêtements capitonnés sous accoudoirs - modèles en "T" ou escamotables au dossier	109,76 €	104,04 €
A2MF100040010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	■	- €
A2MF100030010	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	■	- €
A2MF100040020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	105,50 €	100,00 €
A2MF100030020	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 300 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	105,50 €	100,00 €
A2MF100040030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Droite	94,95 €	90,00 €
A2MF100030030	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Mesh micro aéré - Gauche	94,95 €	90,00 €
A2MF100040040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Droite	105,50 €	100,00 €
A2MF100030040	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir type Lectus - 400 mm - revêtement Dartex imperméable - Gauche	105,50 €	100,00 €

ATTENTION : Avec les accoudoirs Lectus, seuls les supports de Joystick fixes (Droits ou Gauches) sont en Standard - Cf chapitre "Supports de Joystick pour Accoudoirs Type Lectus"



Manchettes type Gouttières		Prix TTC	Prix HT
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir hémiplégique - régl. en rotation - côté Droit		Sur devis
Fab Spé	<input type="checkbox"/> Manchette d'accoudoir hémiplégique - régl. en rotation - côté Gauche		Sur devis



FONCTIONS DE SIEGE			Prix TTC	Prix HT
Dossier				
A2MF180000050	<input type="checkbox"/>	Dossier à inclinaison par vérin à gaz	■	- €
A2MF180000060	<input type="checkbox"/>	Dossier à inclinaison électrique 135°	◆	- €
Bascule d'assise			Prix TTC	Prix HT
A2MF810000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique 45°	◆	- €

i **ATTENTION** : Selon le type de repose-jambes choisis, leur angle, et la hauteur de réglage des repose-pieds, des conflits avec les roues avant sont possibles

Lift (Elévation d'assise)			Prix TTC	Prix HT
A2MF820000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Lift 300 mm	◆	- €

Repose-jambes			Prix TTC	Prix HT
A2MF110040010	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable - Angle réglable - Droit	■	- €
A2MF110030010	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable - Angle réglable - Gauche	■	- €
A2MF110040020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable - Inclinaison manuelle - Droit	■	- €
A2MF110030020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable - Inclinaison manuelle - Gauche	■	- €
A2MF110040030	<input type="checkbox"/>	Vérin à gaz pour Repose-jambe escamotable - Inclinaison manuelle - Droit		77,12 € 73,10 €
A2MF110030030	<input type="checkbox"/>	Vérin à gaz pour Repose-jambe escamotable - Inclinaison manuelle - Gauche		77,12 € 73,10 €
A2MF110000060	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes escamotables - Inclinaison électrique - Droit et Gauche	◆	- €

Repose-jambes "Comfort Solid"			Prix TTC	Prix HT
A2MF110040040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Inclinaison par vérin à gaz - Droit		581,31 € 551,00 €
A2MF110030040	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Inclinaison par vérin à gaz - Gauche		581,31 € 551,00 €
A2MF110040050	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Inclinaison électrique - Droit		930,51 € 882,00 €
A2MF110030050	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Inclinaison électrique - Gauche		930,51 € 882,00 €
A2MF110040060	<input type="checkbox"/>	Sangle talonnière pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Droit		13,93 € 13,20 €
A2MF110030060	<input type="checkbox"/>	Sangle talonnière pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Gauche		13,93 € 13,20 €
A2MF110040070	<input type="checkbox"/>	Appui latéral - coussin de genoux - pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Droit		91,89 € 87,10 €
A2MF110030070	<input type="checkbox"/>	Appui latéral - coussin de genoux - pour Repose-jambe escamotable "Comfort Solid" - Gauche		91,89 € 87,10 €

i Les repose-jambes escamotables "Comfort Solid" apportent deux avantages majeurs : D'une part, montés sur suspensions, ils amortissent les vibrations et les chocs modérés. D'autre part, leur poignée ergonomique facilite l'escamotage latéral. Ils sont également amovibles et peuvent être totalement retirés.

Repose-jambe central type Lectus			Prix TTC	Prix HT
A2MF110000070	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central type Lectus - Compensation biomécanique - Inclinaison manuelle		1 523,12 € 1 443,72 €
A2MF110000080	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central type Lectus - Compensation biomécanique - Inclinaison électrique		2 194,28 € 2 079,89 €
note	<input type="checkbox"/>	Type de plaque repose pied pour repose-jambe central :		
A2MF110000110	<input type="checkbox"/>	Plaques repose-pieds 2 parties escamotables - réglables en inclinaison - largeur 150 mm	■	- €
A2MF110000130	<input type="checkbox"/>	Plaque repose-pieds monobloc - escamotable - Larg. 397 mm x Prof. 244 mm		297,87 € 282,34 €
A2MF110000090	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets - multiréglables - revêtement Mesh micro aéré		344,11 € 326,17 €
A2MF110000100	<input type="checkbox"/>	Appui-mollets - multiréglables - revêtement Dartex imperméable		375,08 € 355,53 €

i **ATTENTION** : Le repose jambe central (manuel ou électrique) n'est pas compatible avec une largeur de siège de 370 mm
Les plaques repose-pieds en 180 mm ne sont pas compatibles avec la Proclive -5° (conflit avec les roues avant en proclive)

Inclinaison du dossier



Bascule d'assise



Lift 300 mm

Rep. Jambe Angle Réglable



Rep. Jambe Inclinaison manuelle



Inclinaison électrique des repose-jambes

"Comfort Solid" Vérin à gaz



Comfort Solid Vérin électrique



Dispositif d'amortissement



Dispositif de déverrouillage



Appui-mollets

DISPOSITIFS DE MAINTIEN - COUSSINS D'APPUI

Cale-cuisses / cale-hanches		Prix TTC	Prix HT
A2MF840040010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Mesh micro aéré	254,65 €	241,37 €
A2MF840040020	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Droit - revêtement Dartex imperméable	280,63 €	266,00 €
A2MF840030010	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Mesh micro aéré	254,65 €	241,37 €
A2MF840030020	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse Gauche - revêtement Dartex imperméable	280,63 €	266,00 €



Cale-cuisse réglable



Plaque d'arrimage Dahl montée sous châssis

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE

Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles		Prix TTC	Prix HT
----------------------------------------------	--	----------	---------

i Le Morgan M est équipé de série de 4 points d'ancrage intégrés au châssis pour arrimage en véhicule par dispositifs à sangles (Ex marque Dahl, Q'Straint)
Le Morgan M est Crash Testé ISO 7176/19 dans cette configuration

Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil		Prix TTC	Prix HT
note	<input checked="" type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis) - Sans plaque Dahl (Option)	◆	- €

i **Sans plaque** : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule

A2MF160000110	<input type="checkbox"/> Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	671,61 €	636,60 €
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

i Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.

ACCESSOIRES

A2MF160040030	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir - côté Droit	101,83 €	96,52 €
A2MF160030030	<input type="checkbox"/> Sacoche d'accoudoir - côté Gauche	101,83 €	96,52 €
A2MF150000010	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Droite - Pour joystick à Gauche	517,96 €	490,96 €
A2MF150000020	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable à Gauche - Pour joystick à Droite	517,96 €	490,96 €
A2MF160000020	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €
A2MF160000030	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin rétractable (enrouleur) - 2 points	169,37 €	160,54 €
A2MF160000040	<input type="checkbox"/> Harnais - 4 points	160,74 €	152,36 €
A2MF160000050	<input type="checkbox"/> Ceinture de buste - 2 points	160,74 €	152,36 €
A2MF160000060	<input type="checkbox"/> Chargeur USB	105,96 €	100,44 €
A2MF160000010	<input type="checkbox"/> Kit route à LED	585,34 €	554,82 €
A2MF160000070	<input type="checkbox"/> Commande d'arrêt à distance	595,36 €	564,32 €
A2MF160040010	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Droite	160,74 €	152,36 €
A2MF160030010	<input type="checkbox"/> Poignée de transfert (unité) - Gauche	160,74 €	152,36 €
A2MF160040020	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Droit (Côté opposé au Joystick obligatoire)	113,10 €	107,20 €
A2MF160030020	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté sur accoudoir Gauche (Côté opposé au Joystick obligatoire)	113,10 €	107,20 €



Sacoche d'accoudoir



Tablette escamotable



Ceinture 2 points



Ceinture 2 points avec enrouleur



Harnais 4 points



Ceinture de buste capitonnée



Chargeur USB



Kit Route



Arrêt à distance



Poignée de transfert



Rétroviseur

i **ATTENTION** : Un rétroviseur ne peut être monté que du côté opposé au Joystick. Des incompatibilités avec d'autres accessoires sont possibles (Tablettes par exemple)

SERVICES

Mise en service		Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/> Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €

GAMME DE POSITIONNEMENT NEWTON - INFORMATIONS TECHNIQUES

Types de dossiers Newton - récapitulatif des fonctionnalités

Dossiers	Curve Z	Curve 1	Curve 2	Curve 3	Curve 3 Deep
Réglages possibles					
Hauteur	●	●	●	●	●
Inclinaison	●	●	●	●	●
Angle Lombaire		●	●	●	●
Angle Dorsal			●	●	●
Ouverture Appuis latéraux			●	●	●
Hauteur Appuis latéraux				●	●
Tension			●	●	●
Galbe / Profondeur d'appui					●

NEWTON



Les dossiers Newton

- Curve Z
- Curve 1
- Curve 2
- Curve 3
- Curve 3 Deep

NEWTON

Types de coussins d'assise Newton - récapitulatif des fonctionnalités

Coussins	Contour	Contour Deep	X Tra	Embase
Réglages possibles				
Répartition de la pression	●	● ●	● ●	
Soulagement de la pression		●		
Poids Utilisateur	<120 kg	<120 kg	>120 kg	>120 kg

NEWTON



Sièges Newton

- Contour
- Contour Deep
- Contour Xtra
- Seat Base

NEWTON

Hauteur d'assise selon le type et l'angle du coussin Newton

IMPORTANT : La hauteur sol siège de référence est de 44 cm pour le Morgan M : Mesure prise du sol à la prise à la plaque d'assise standard du fauteuil, assise à l'horizontal (bascule d'assise = 0°).
Les mesures ci dessous sont indicatives, prises sur le haut du coussin, sans compression (des variations de quelques mm sont possibles).
Exemple : Coussin Newton Contour Deep réglé en angle B : Hauteur totale = 46 + 13 cm = 59 cm haut du coussin

Coussin	Angle d'assise	A	B	C	Angle A -3°	Angle A -5°
Newton Contour seat		+ 9 cm	+ 10,5 cm	+ 12 cm	+ 7,5 cm	+ 6,5 cm
Newton Contour Deep seat / X Tra seat		+ 11,5 cm	+ 13 cm	+ 14 cm	+ 10 cm	+ 9 cm
Embase d'assise Newton		+ 3,5 cm	+ 5 cm	+ 6,5 cm	+ 2 cm	+ 1 cm

Note : Il faut rajouter la hauteur du coussin de l'utilisateur à celle de l'embase d'assise Newton pour avoir la hauteur totale estimée en haut du coussin

Empty rectangular area for notes and comments.