



Morgan Sling (AA1)

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL


2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION	LIVRAISON
Code Client :	Code Client :
Société :	Société :
Adresse :	Adresse :
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :
E Mail :	E Mail :
Tel :	Tel :
<input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation	
UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :
Structure :	Commentaires :
Date d'essai :	
Code Postal : Ville :	
Document à retourner à :	Tampon - Signature
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70	

PRISE DE MESURE



Poids (Kg) :
Taille (cm) :
1 Hauteur Assise / Haut Tête (cm) :
2 Hauteur Assise / Epaules (cm) :
3 Hauteur Assise / Coude (cm) :
4 Coude / Main (cm) :
5 Creux poplité / Talon (segment jambe) (cm) :
6 Bas du dos / Creux poplité (Segment cuisse) (cm) :
7 Largeur de hanches :
8 Largeur de buste (cm) :
9 Hauteur assise / Buste (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Base Motrice - Châssis	
Type de Propulsion	Base Motrice Morgan : Roues Motrices centrales
Vitesse - Moteurs - Batteries	10 Km/h - Moteurs 2 x 400W - Batteries 50 Ah
Electronique	Linx REM 215 - Kit Route à LED Standard
Suspensions	6 suspensions indépendantes par combinés ressorts amortisseurs à gaz réglables
Roues - Pneus	Roues avec jantes à 3 branches en Aluminium - Anodisées Noir Mat / Pneus gonflables Noirs
Transport	Crash Test ISO 7176/19 avec dispositif d'arrimage par sangle 4 points homologués - Crochets d'arrimage Standard
Couleurs	Noir Mat avec finitions Bleu, Blanc ou Orange

Siège - Fonctions d'assise - Equipements	
Dossier	Dossier à Inclinaison Manuelle - Vérin Mécanique - Rabattable sur l'assise
Repose Jambe	Repose-jambes séparés escamotables
Basculé d'assise	Basculé d'assise électrique 28°
Accoudoirs	Accoudoirs escamotables réglables en écartement, en hauteur, en profondeur et protège-vêtements
Sellerie	Toiles rembourrées Assise et Dossier - tissu Micro aéré
Maintien - Sécurité	Ceinture de bassin 2 points
Support de Joystick	Escamotable

Dimensions - capacités	
Longueur hors tout	89 cm (Sans Repose-jambes) - 112 cm (Repose-jambes inclinables et escamotables)
Largeur hors tout	60 cm (ext. Roues arrières motrices)
Hauteur sol siège	Hauteur sol-siège 44 cm (mesurée à la plaque d'assise avec angle de siège à 2° / 46 cm avec angle de 5°)
Dimensions de siège	Profondeur réglable de 39 à 51,5 cm. Largeurs 43, 48 cm - Largeur entre accoudoirs réglable en continu (jusqu'à 52 cm pour largeur 48 cm)
Poids Utilisateur Max.	136 kg

Garantie	
Garantie	2 ans / Hors Batteries et pièces d'usure

SYMBOLES

X	Sélection d'office
◆	Configuration standard - Choix par défaut
ⓘ	Information

<input type="checkbox"/>	Sélection possible - A cocher
<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration standard - Autre choix possible
⚠	Avertissement

ⓘ Prescription	Information relative à la prise en charge Code et Montant LPPR ATTENTION / Nouveaux Codes LPP
--------------------------	---



EN12184:2008

FAUTEUIL					
A1BM000000010 X Fautueil Morgan Sling - Elec Linx - AA1 - 10 Km/h				3 487,95 €	3 306,11 €
				+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR	
	9178142	Sans Objet	3 487,95 €	VHP, ELEC, ASSISE ADAPTEE, DOSSIER REGLABLE, PLATINES CRANTEES, LIFE MOBILITY	

① Consulter le bon de commande correspondant pour la version AA2

Couleurs de châssis		
A1BM500000010 X	Châssis Noir - Set de stickers inclus (Blanc/Bleu/Orange)	- €



DIMENSIONS D'ASSISE		
Largeur d'assise	Prix TTC	Prix HT
A1BM020000010 <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 430 mm (Réglable de 430 à 480 mm)	■	- €
A1BM020000020 <input type="checkbox"/> Largeur d'assise 480 mm (Réglable de 450 à 520 mm)	■	- €



① **NOTE :** La largeur d'assise entre accoudoirs est réglable en continu de 430 à 480 mm pour la largeur de base 430 mm et de 450 à 520 mm pour la largeur de base 480 mm.

① **ATTENTION :**
En largeur d'assise 43 cm, les supports de repose-jambes standards sont les modèles "droits", rectilignes. Pour plus d'écartement des repose-jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire.
En largeur d'assise 48 cm, les supports à déports extérieurs sont montés en standard.

Profondeur d'assise	Prix TTC	Prix HT
A1BM030000010 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 390 mm	■	- €
A1BM030000020 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 415 mm	■	- €
A1BM030000030 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 440 mm	■	- €
A1BM030000040 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 465 mm	■	- €
A1BM030000050 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 490 mm	■	- €
A1BM030000060 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 515 mm	■	- €

① La profondeur d'assise est réglable.



Coussins d'assise	Prix TTC	Prix HT
A1BM240000010 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise Standard	◆	- €
A1BM240000020 <input type="checkbox"/> Coussin d'assise ergonomique Lectus - revêtement Mesh micro aéré	136,10 €	129,00 €
Coussins de dossier		
	Prix TTC	Prix HT
A1BM780000010 <input type="checkbox"/> Dossier Toile Standard	◆	- €
A1BM780000020 <input type="checkbox"/> Dossier rigide Lectus - hauteur réglable - largeur 410 mm (pour largeur d'assise 43) - Coussin Mesh micro aéré	526,45 €	499,00 €
A1BM780000030 <input type="checkbox"/> Dossier rigide Lectus - hauteur réglable - largeur 410 mm (pour largeur d'assise 43) - Coussin Dartex imperméable	579,20 €	549,00 €
A1BM780000040 <input type="checkbox"/> Dossier rigide Lectus - hauteur réglable - largeur 460 mm (pour largeur d'assise 48) - Coussin Mesh micro aéré	526,45 €	499,00 €
A1BM780000050 <input type="checkbox"/> Dossier rigide Lectus - hauteur réglable - largeur 460 mm (pour largeur d'assise 48) - Coussin Dartex imperméable	579,20 €	549,00 €

① Hauteur de la paque de dossier : 520 mm. Hauteur du dossier depuis la plaque d'assise réglable de 570 à 770 mm (réglage par défaut à 670 mm)

① **Attention :** Les accessoires Lectus (Ex : cales-troncs / Appui-têtes...) ne sont pas compatibles sur Morgan Sling



BATTERIES ET CHARGEURS		
Batteries	Prix TTC	Prix HT
A1BM530000010 X Batteries 50 Ah	◆	- €

① Autonomie : 25 km avec Batteries de 50 Ah (autonomie donnée à titre indicatif calculée sur la base des tests d'homologation CE- variable selon l'utilisation, les conditions d'usage, la charge embarquée, l'utilisation des fonctions de siège etc... et l'ancienneté des batteries)



Chargeurs	Prix TTC	Prix HT
A1BM660000020 X Chargeur 24 V / 8A	- €	- €



DISPOSITIFS DE COMMANDE ET MODULES ELECTRONIQUES

Supports de Joystick	Prix TTC	Prix HT
A1BM750040010 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Droit	◆	- €
A1BM750030010 <input type="checkbox"/> Support de joystick escamotable - côté Gauche	■	- €



Escamotage de joystick

Joystick principal	Prix TTC	Prix HT
A1BM930000010 X Electronique LiNX REM 215 (2 fonctions électriques max. + Lumières)	◆	- €



Electronique LiNX REM 215

Manettes de Joystick	Prix TTC	Prix HT
A1BM930320010 <input type="checkbox"/> Manette de Joystick Standard	◆	- €
A1BM930320020 <input type="checkbox"/> Autre type de manette de Joystick (En T, Soft Ball, Golf etc...)	Sur devis	



Commande tierce personne	Prix TTC	Prix HT
A1BM930040010 <input type="checkbox"/> Commande tierce-personne montée au dossier - à Droite	714,26 €	677,02 €



Commande Tierce-personne

Prescription	Code LPPR	(Ancien Code LPPR)	Montant LPPR	Libellé LPPR
	9378160	4339681	714,26 €	VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, BOITIER DE COMMANDE PERSONNALISE, LIFE MOBILITY

ROUES ET PNEUS				
Roues et pneus			Prix TTC	Prix HT
A1BM870190010	<input checked="" type="checkbox"/>	Roues avec pneus gonflables Noirs - Centrales 3.00 x 8 / AV 2.50 x 4 - Roues AR à Bandage 6.00 x 2	◆	- €
Pdt	<input type="checkbox"/>	Pneus à Bandage Noirs - Attention : Livrés en pièces détachées, non montés sur le fauteuil. Fauteuil livré avec pneus gonflables	Sur devis	
APPUI-TETE				
Appui-tête			Prix TTC	Prix HT
A1BM140000020	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Contour multiréglable	296,08 €	280,64 €
ACCOUDOIRS				
Accoudoirs (Largeur 10 cm)			Prix TTC	Prix HT
A1BM100000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoirs escamotables- hauteur réglable 10 cm	◆	- €
A1BM160000030	<input checked="" type="checkbox"/>	Protège-vêtements sous accoudoirs	◆	- €
FONCTIONS DE SIEGE				
Dossier			Prix TTC	Prix HT
A1BM180000010	<input type="checkbox"/>	Dossier à inclinaison manuelle	◆	- €
A1BM180000020	<input type="checkbox"/>	Dossier à inclinaison électrique - 0 à 32°	912,21 €	864,65 €
Bascule d'assise			Prix TTC	Prix HT
A1BM810000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Bascule d'assise électrique 5° - 23°	◆	- €

NOTE : L'angle de bascule d'assise par défaut de 5° à 23° peut être facilement changé (réglage) pour un angle de 2° à 20°

Repose-jambes			Prix TTC	Prix HT
A1BM110000010	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds escamotables	◆	- €
A1BM110000020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes escamotables - Inclinaison manuelle	546,95 €	518,44 €
A1BM110000030	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes électriques - Rem 216 + Modules Annexes	Sur devis	
Supports de repose-jambes			Prix TTC	Prix HT
A1BM110000040	<input type="checkbox"/>	Supports - droits standard pour larg. 43 cm - à déports extérieurs pour larg. 48 cm - la paire	◆	- €
A1BM110000050	<input type="checkbox"/>	Supports à déports extérieurs pour largeur 43 cm - la paire	104,45 €	99,00 €

ATTENTION :

En largeur d'assise 43 cm, les supports de repose-jambes standards sont les modèles "droits", rectilignes. Pour plus d'écartement des repose jambes, l'option "Supports à déports extérieurs" est nécessaire.

En largeur d'assise 48 cm, les supports à déports extérieurs sont montés en standard.

DISPOSITIFS D'ARRIMAGE EN VEHICULE				
Dispositif d'ancrage en véhicule par sangles			Prix TTC	Prix HT
A1BM160000040	<input checked="" type="checkbox"/>	Crochets d'arrimage pour transport en véhicule - Crash test ISO 7176/19	◆	- €
NOTE : Les crochets d'arrimages sont compatibles avec l'utilisation d'un dispositif d'arrimage par sangle homologué, nécessaire en cas de transport de la personne en véhicule.				
Dispositif d'arrimage automatique / Station d'accueil			Prix TTC	Prix HT
A1BM160000070	<input checked="" type="checkbox"/>	Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL (pré-perçage sous châssis) - Sans plaque Dahl	◆	- €
Sans plaque : Dans ce cas, la plaque d'arrimage Dahl doit être commandée séparément et installée par l'équipementier du véhicule				
A1BM160000060	<input type="checkbox"/>	Pré-équipement châssis pour système d'arrimage DAHL avec plaque d'ancrage Dahl montée sous châssis	671,61 €	636,60 €
Homologué selon Crash test ISO 7176/19 avec système d'arrimage Dahl.				

ACCESSOIRES				
A1BM160000020	<input checked="" type="checkbox"/>	Ceinture de bassin - 2 points	◆	- €
A1BM160000010	<input checked="" type="checkbox"/>	Kit route à LED	◆	- €
A1BM160000050	<input type="checkbox"/>	Poignée en L en bout d'accoudoir	87,43 €	82,87 €
SERVICES				
Mise en service			Prix TTC	Prix HT
F95000	<input type="checkbox"/>	Mise en route fauteuil	480,03 €	455,00 €



Appui-tête multiréglable



Accoudoirs escamotables




Protèges vêtements



Bascule d'assise




Inclinaison des repose-jambes



Support droit Std

Supports déportés



Crochets d'arrimage



Plaque d'arrimage Dahl montée sous châssis



Kit Route

d'accoudoir

Empty rectangular box for notes and comments.