



Scooter Presto **S**

10 km/h

PRESTO S

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Code Client :

Société :

Société :

Adresse :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Code Postal :

Ville :

Contact
Nom / Prénom :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

E Mail :

Tel :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Nom / Prénom :

Date :

Jour

Mois

Année

Prescripteur -
Thérapeute :

Fonction :

Vos Références / N° de commande :

Structure :

Commentaires :

Date d'essai :

Code Postal :

Ville :

Document à retourner à :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières

69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

PRISE DE MESURE

Poids (Kg) :

Taille (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Scooter Presto S - 4 roues - 10 Km/h

Configuration standard du scooter Presto S 10 km/h :
 Peinture Noire métallisée intégrale.
 Pare-chocs avant et arrière et protections latérales caoutchouc.
 Dispositif de suspension INDEGO (Breveté) permettant un contrôle des oscillations latérales et l'absorption des irrégularités du terrain.
 Siège rotatif avec système de glissière et appui-tête.
 Accoudoirs réglables en largeur, en hauteur et en angle.
 Adaptateur de vitesse en courbe (ajuste automatiquement la vitesse en virage).
 Clignotants à arrêt automatique et feux de jour intégrés.
 Panier amovible.
 Rétroviseurs droit et gauche.

INDEGO
suspension system



Affichage digital



Marche-pied spacieux



Phare avant directionnel



Feux arrière à LED

Spécifications techniques

Spécifications	Mesures / Valeurs
Largeur d'assise SW :	51 cm
Profondeur d'assise SD :	44 cm
Hauteur de Siège (réglable) / depuis marche-pied SH :	47 / 49,5 / 52 / 54,5 cm*
Hauteur totale HS :	132 cm
Longueur totale LS :	134 cm
Largeur Totale WS :	65 cm
Garde au sol HF :	19 cm
Vitesse max. :	10 km/h**
Autonomie :	29 / 35 / 44 km***
Batteries :	24 V (2 x 12 V) / 50 / 60 / 73 Ah
Chargeur :	6 A / 8 Ah
Moteur :	1000 W
Poids total (avec Batteries) :	90 kg
Poids Max. Utilisateur :	160 kg
Rayon de de braquage :	160 cm
Pente maximale :	10°
Taille des roues :	3.00 - 8 Pneus tubeless
CE	EN 12184 Classe C



* Hauteur de siège mesurée en charge
 ** Vitesse maximale sur le Presto S 10 km/h autorisant l'application d'un taux de TVA de 5,5% en tant que dispositif médical
 *** L'autonomie dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse utilisée, le type de surface et pentes, la température extérieure, le poids embarqué, la pression des pneus, le respect des cycles de charges etc... Autonomies indiquées respectivement en fonction des capacités de batteries (50, 60 ou 73 Ah). Autonomie calculée selon ISO 7176-4.

SYMBOLES

X	Sélection d'office	<input type="checkbox"/>	Sélection possible - A cocher
◆	Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ	Information	⚠	Avertissement



EN12184:2008

Scooter		Prix TTC	Prix HT
FRLPS000000100	<input type="checkbox"/> Scooter Presto S - 4 roues - 10 Km/h - Batteries 50Ah - Chargeur 6Ah/24V	4 467,93 €	4 235,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	
FRLPS000000110	<input type="checkbox"/> Scooter Presto S - 4 roues - 10 Km/h - Batteries 60Ah - Chargeur 6Ah/24V	4 570,26 €	4 332,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	
FRLPS000000120	<input type="checkbox"/> Scooter Presto S - 4 roues - 10 Km/h - Batteries 73Ah - Chargeur 8Ah/24V	4 671,54 €	4 428,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Vitesse max.		Prix TTC	Prix HT
FRLPS670000020	<input checked="" type="checkbox"/> Vitesse max. 10 Km/h	◆	- €
Couleur de châssis		Prix TTC	Prix HT
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Noir métallisé intégral incrus capot de batterie et avant	◆	- €




Noir métallisé intégral

OPTIONS ET ACCESSOIRES			
Option de siège - ceinture		Prix TTC	Prix HT
FRLPS510000010	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin	73,85 €	70,00 €
Porte accessoires		Prix TTC	Prix HT
FRLPS540000010	<input type="checkbox"/> Porte-cannes	97,06 €	92,00 €
FRLPS540000020	<input type="checkbox"/> Valise fermée à l'arrière du siège "Top case"	163,53 €	155,00 €



Ceinture de bassin



Porte-cannes



"Top case"



Le porte-cannes n'est pas compatible avec le montage de la valise fermée à l'arrière du siège.

Protections		Prix TTC	Prix HT
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Pare-chocs avant - Caoutchouc	◆	- €
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Pare-chocs arrière - Caoutchouc	◆	- €
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Pare-chocs latéraux - Caoutchouc	◆	- €
FRLPS061000010	<input type="checkbox"/> Anti-basculés arrière (seulement en combinaison avec pare-chocs AR)	48,53 €	46,00 €
Eclairage		Prix TTC	Prix HT
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Phare directionnel et Clignotants (auto stop)	◆	- €
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Clignotants avec feux de jour à LED	◆	- €

Pare-chocs avant caoutchouc



Pare-chocs arrière caoutchouc



Anti-basculés



Clignotants avec feux de jour à LED



Accessoires	Prix TTC	Prix HT
FRLPS160000010 <input type="checkbox"/> Housse de protection imperméable	61,19 €	58,00 €
FRLPS160000020 <input type="checkbox"/> Pare-brise	331,27 €	314,00 €
FRLPS160000030 <input type="checkbox"/> Support de téléphone	27,43 €	26,00 €
FRLPS160000040 <input type="checkbox"/> Chargeur USB	116,05 €	110,00 €

Housse de protection



Pare-brise



Support de téléphone



Chargeur USB



NOTES - COMMENTAIRES