



# Scooter Presto

## 15 km/h

**PRESTO**

### BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

**2024**
 **COMMANDE**
 **DEVIS**
**FACTURATION**

Code Client :

Société :

Adresse :

 Complément  
d'adresse :

Code Postal :                      Ville :

 Contact  
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

**LIVRAISON**
 Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

 Complément  
d'adresse :

Code Postal :                      Ville :

 Contact  
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

**UTILISATEUR - PRESCRIPTION**

Nom / Prénom :

 Prescripteur -  
Thérapeute :                      Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal :                      Ville :

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Date :                      Jour                      Mois                      Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

**Document à retourner à :**
**Life & Mobility France**

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières

69440 MORNANT

**E Mail :**    service@life-mobility.fr

**Tel :**        04 37 22 21 38                      **Fax :**        04 72 24 92 70

**Tampon - Signature**

## PRISE DE MESURE

Poids (Kg) :

Taille (cm) :

## CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

### Scoter Presto - 4 roues - 15 Km/h

Configuration standard du scooter Presto 15 km/h :

Peinture Noire métallisée - capot batterie et détail avant en couleur (Gris, Rouge ou Jaune).

Dispositif de suspension INDEGO (Breveté) permettant un contrôle des oscillations latérales et l'absorption des irrégularités du terrain.

Siège rotatif avec système de glissière et appui-tête.

Accoudoirs réglables en largeur, en hauteur et en angle.

Adaptateur de vitesse en courbe (ajuste automatiquement la vitesse en virage).

Clignotants à arrêt automatique.

Panier amovible.

Rétroviseurs droit et gauche.

**INDEGO**  
suspension system



Affichage digital



Marche-pied spacieux



Phare avant directionnel



Feux arrière à LED

## Spécifications techniques

Spécifications	Mesures / Valeurs
Largeur d'assise SW :	51 cm
Profondeur d'assise SD :	44 cm
Hauteur de Siège (réglable) / depuis marche-pied SH :	47 / 49,5 / 52 / 54,5 cm*
Hauteur totale HS :	132 cm
Longueur totale LS :	134 cm
Largeur totale WS :	65 cm
Garde au sol HF :	19 cm
Vitesse max. :	15 km/h**
Autonomie :	29 / 35 / 44 km***
Batteries :	24 V (2 x 12 V) / 50 / 60 / 73 Ah
Chargeur :	6 A / 8 Ah
Moteur :	850 W
Poids total (avec Batteries) :	87 kg
Poids Max. Utilisateur :	160 kg
Rayon de de braquage :	160 cm
Pente maximale :	10°
Taille des roues :	3.00 - 8 Pneus tubeless
CE	EN 12184 Classe C



\* Hauteur de siège mesurée en charge

\*\* Vitesse maximale sur le Presto 15 km/h (>10 km/h) impliquant l'application d'un taux de TVA à 20%.

\*\*\* L'autonomie dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse utilisée, le type de surface et pentes, la température extérieure, le poids embarqué, la pression des pneus, le respect des cycles de charges etc... Autonomies indiquées respectivement en fonction des capacités de batteries (50, 60 ou 73 Ah). Autonomie calculée selon ISO 7176-4.

## SYMBOLES



Sélection d'office



Sélection possible - A cocher



Configuration standard - Choix par défaut



Configuration standard - Autre choix possible



Information



Avertissement



EN12184:2008

Scooter		Prix TTC	Prix HT
FRHPE000000060	<input type="checkbox"/> Scooter Presto - 4 roues - 15 Km/h - Batteries 50Ah - Chargeur 6Ah/24V	4 614,00 €	3 845,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	
FRHPE000000070	<input type="checkbox"/> Scooter Presto - 4 roues - 15 Km/h - Batteries 60Ah - Chargeur 6Ah/24V	4 724,40 €	3 937,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	
FRHPE000000080	<input type="checkbox"/> Scooter Presto - 4 roues - 15 Km/h - Batteries 73Ah - Chargeur 8Ah/24V	4 819,20 €	4 016,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Vitesse max.		Prix TTC	Prix HT
FRHPE670000010	<input checked="" type="checkbox"/> Vitesse max. 15 Km/h	◆	- €
Couleurs de châssis		Prix TTC	Prix HT
FRHPE500000010	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Gris - capot avant Gris	◆	- €
FRHPE500000020	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Rouge - capot avant Rouge	■	- €
FRHPE500000030	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Jaune - capot avant Jaune	■	- €
OPTIONS ET ACCESSOIRES			
Option de siège - ceinture		Prix TTC	Prix HT
FRHPE510000010	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin	84,00 €	70,00 €
Porte accessoires		Prix TTC	Prix HT
FRHPE540000010	<input type="checkbox"/> Porte-cannes	110,40 €	92,00 €
FRHPE540000020	<input type="checkbox"/> Valise fermée à l'arrière du siège "Top case"	186,00 €	155,00 €
<p>① Le porte-cannes n'est pas compatible avec le montage de la valise fermée à l'arrière du siège.</p>			
Protections		Prix TTC	Prix HT
FRHPE061000010	<input type="checkbox"/> Pare-chocs avant - Caoutchouc	49,20 €	41,00 €
FRHPE061000020	<input type="checkbox"/> Pare-chocs arrière - Caoutchouc	98,40 €	82,00 €
FRHPE061000030	<input type="checkbox"/> Pare-chocs latéraux - Caoutchouc	98,40 €	82,00 €
FRHPE061000040	<input type="checkbox"/> Pare-chocs avant - Acier	37,20 €	31,00 €
FRHPE061000050	<input type="checkbox"/> Pare-chocs arrière - Acier	55,20 €	46,00 €
FRHPE061000060	<input type="checkbox"/> Anti-basculés arrière (seulement en combinaison avec pare-chocs AR)	55,20 €	46,00 €
Eclairage		Prix TTC	Prix HT
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Phare directionnel et Clignotants (auto stop)	◆	- €
FRHPE061000070	<input type="checkbox"/> Clignotants avec feux de jour à LED	111,60 €	93,00 €



Gris



Rouge



Jaune



Ceinture de bassin



Porte-cannes



"Top case"



Pare-chocs avant caoutchouc



Anti-basculés



Clignotants avec feux de jour à LED



Accessoires		Prix TTC	Prix HT
FRHPE160000010	<input type="checkbox"/> Housse de protection imperméable	69,60 €	58,00 €
FRHPE160000020	<input type="checkbox"/> Pare-brise	376,80 €	314,00 €
FRHPE160000030	<input type="checkbox"/> Support de téléphone	31,20 €	26,00 €
FRHPE160000040	<input type="checkbox"/> Chargeur USB	132,00 €	110,00 €

Housse de protection



Pare-brise



Support de téléphone



Chargeur USB

## NOTES - COMMENTAIRES