



Scooter SOLO 3

3 Roues - 10 km/h



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION	LIVRAISON <input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation
Code Client :	Code Client :
Société :	Société :
Adresse :	Adresse :
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :
E Mail :	E Mail :
Tel :	Tel :
UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :
Structure :	Commentaires :
Date d'essai :	
Code Postal : Ville :	
Document à retourner à :	Tampon - Signature
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70	

PRISE DE MESURE

Poids (Kg) :

Taille (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Scooter Solo - 3 roues - 10 Km/h

Configuration standard du scooter Solo 3 10 km/h :
 Scooter confort à 3 roues avec direction précise et suspensions (bloc de torsion sur roue avant + suspension INDEGO+ sur l'essieu arrière).
 Dispositif anti-recul, roues à 5 rayons avec pneus noirs. Peinture noire métallisée avec capot de batterie au choix (orange ou gris / RAL personnalisé en option).
 Siège rotatif avec suspension et système de glissière, réglage en hauteur. Soutien latéral et coussin lombaire gonflable intégré. Dossier rabattable avec réglage de l'angle.
 Accoudoirs relevables, réglables en hauteur et en inclinaison.
 Réglage de la colonne de direction (vérin à gaz). Repose-pieds spacieux.
 Arrêt d'urgence, limiteur de vitesse en courbe. Eclairage (phare et feux arrière / réflecteurs, feux de freinage, clignotants).
 Panneau de commande avec : indicateur de batterie, 3 vitesses, klaxon, warning, régulateur de vitesse, signal de recul, affichage lumineux : km/h, km total, distance parcourue, heure, date, température
 Grand panier.



Affichage digital



Eclairage Avant / Arrière



Panier

Spécifications techniques

Spécifications	Mesures / Valeurs
Largeur d'assise SW :	48 cm
Profondeur d'assise SD :	44 cm
Hauteur de Siège (réglable) / depuis marche-pied SH :	45 - 53 cm*
Hauteur totale HS :	120 cm
Longueur totale LS :	140 cm
Largeur totale WS :	64 cm
Garde au sol HF :	17 cm
Vitesse max. :	10 km/h**
Autonomie :	40 / 50 / 70 km***
Batteries :	24 V (2 x 12 V) / 60 / 73 / 97 Ah
Chargeur :	6 A / 8 / 11 Ah
Moteur :	750 W
Poids total (sans Batteries) :	96kg
Poids Max. Utilisateur :	160 kg
Rayon de de braquage :	140 cm
Pente maximale :	10°
Taille des roues :	3.00 - 8 Pneumatiques gonflables
CE	EN 12184 Classe C



* Hauteur de siège mesurée en charge - avec système de glissière en position intermédiaire.
 ** Vitesse maximale sur le Solo 10 km/h autorisant l'application d'un taux de TVA de 5,5% en tant que dispositif médical.
 *** L'autonomie dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse utilisée, le type de surface et pentes, la température extérieure, le poids embarqué, la pression des pneus, le respect des cycles de charges etc... Autonomies indiquées respectivement en fonction des capacités de batteries (60, 73 ou 97 Ah). Autonomie calculée selon ISO 7176-4.

SYMBOLES

X	Sélection d'office	<input type="checkbox"/>	Sélection possible - A cocher
◆	Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration standard - Autre choix possible
i	Information	i	Avertissement



EN12184:2008

Scooter		Prix TTC	Prix HT
FRLS300000000	<input checked="" type="checkbox"/> Scooter Solo - 3 roues - 10 Km/h	7 605,50 €	7 209,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	

Couleurs et Packs de finition

Couleurs de châssis		Prix TTC	Prix HT
FRLS350000010	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Orange	■	- €
FRLS350000020	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Gris	◆	- €
FRLS350000030	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Couleur RAL. Code RAL : _____	331,27 €	314,00 €



Orange



Gris

Packs de finition - Séries spéciales		Prix TTC	Prix HT
FRLS388000030	<input type="checkbox"/> Pack de finition "Black Edition"	496,91 €	471,00 €



① Le pack finition "Black Edition" inclut : Finition des capots en noir métallisé, jantes et pare-chocs noirs, rétroviseurs droit et gauche.

FRLS388000010	<input type="checkbox"/> Pack de finition "Elegance"	821,85 €	779,00 €
---------------	--	----------	----------



① Le pack finition "Elegance" inclut : Sellerie en simili-cuir brun à surpiques et gaufrage, peinture couleur champagne métallisée, pare-brise et rétroviseurs chromés.

FRLS388000020	<input type="checkbox"/> Pack de finition "Blue Diamond"	821,85 €	779,00 €
---------------	--	----------	----------



① Le pack finition "Blue Diamond" inclut : Sellerie en simili-cuir brun à surpiques et gaufrage, peinture couleur bleu diamant métallisée, pare-brise et rétroviseurs chromés.

① **ATTENTION** : Les finitions "Elegance" et "Blue Diamond" ne sont pas compatibles avec les sièges type "Soft" et "Renforcés". Les sièges ne sont disponibles qu'en largeur 48 cm.

SUSPENSION

Système de suspensions semi-indépendantes		Prix TTC	Prix HT
FRLS358000010	<input type="checkbox"/> Suspension semi-indépendante "Active"- Ferme, pour une conduite sportive	■	- €
FRLS358000020	<input type="checkbox"/> Suspension semi-indépendante "Comfort"- Compromis entre sportivité et confort	■	- €
FRLS358000030	<input type="checkbox"/> Suspension semi-indépendante "Xtra"- Souplesse pour un confort maximum	■	- €

① NOTE : Le siège "Solo soft" est recommandé avec la suspension "Xtra"



Suspension Indego

Poids de l'utilisateur		Prix TTC	Prix HT
FRLS359000010	<input type="checkbox"/> Poids utilisateur jusqu'à 100 kg	■	- €
FRLS359000020	<input type="checkbox"/> Poids utilisateur entre 100 et 130 kg	■	- €
FRLS359000030	<input type="checkbox"/> Poids utilisateur entre 130 et 160 kg	■	- €

① **ATTENTION** : La suspension de siège doit être choisie en fonction du poids utilisateur

MOTEURS

FRLS368000052	<input type="checkbox"/> Moteur "Forza" réduit 10 km/h - Couple important (pour terrains montagneux / très vallonnés)	◆	- €
---------------	---	---	-----

① NOTE : Les moteurs "Forza" 10 Km/h sont des moteurs réduits avec un couple important.

LONGUEUR CHASSIS

FRLS3600000010	<input type="checkbox"/> Longueur du Scooter 140 cm	◆	- €
FRLS3600000020	<input type="checkbox"/> Longueur du Scooter rallongée de 6 cm	692,08 €	656,00 €

SIEGE

Densité d'assise	Prix TTC	Prix HT
FRLS3610000020 <input type="checkbox"/> Siège Solo standard (> 100 kg)	■	- €
FRLS3610000030 <input type="checkbox"/> Siège Solo soft (< 100 kg)	■	- €
FRLS3610000040 <input type="checkbox"/> Siège Solo renforcé (> 130 kg)	■	- €

- ⓘ **ATTENTION** : La densité d'assise (dureté de la mousse) doit être choisie en fonction du poids utilisateur. Le siège renforcé sera systématiquement monté pour des poids d'utilisateur supérieurs à 130 kg
- ⓘ **ATTENTION** : Les sièges type "Soft" et "Renforcés" ne sont pas compatibles avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond". Le siège type "Soft" n'est disponible qu'en largeur 48 cm.

Options de siège	Prix TTC	Prix HT
FRLS3510030010 <input type="checkbox"/> glissières de siège avec poignée de commande à Gauche	■	- €
FRLS3510040010 <input type="checkbox"/> glissières de siège avec poignée de commande à Droite	◆	- €
FRLS3510000020 <input type="checkbox"/> Sans système de glissières - Hauteur de siège abaissée de -2,5 cm	- 111,83 €	- 106,00 €
FRLS3510000030 <input type="checkbox"/> Accoudoirs standards (32 x 7 cm)	◆	- €
FRLS3510000050 <input type="checkbox"/> Accoudoirs rallongés de 5 cm avec capitonnage souple	344,99 €	327,00 €
FRLS3510000060 <input type="checkbox"/> Appui-tête	305,95 €	290,00 €
FRLS3510000070 <input type="checkbox"/> Ceinture de bassin	73,85 €	70,00 €

- ⓘ **Note** : Les glissières permettent un réglage du siège de +10 cm vers l'avant et de -5 cm vers l'arrière. Sans glissières le siège est en position neutre.
- ⓘ **ATTENTION** : L'appui-tête n'est pas compatible avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond".



Accoudoirs Rallongés



Appui-tête



Ceinture de bassin

Commande de hauteur de siège	Prix TTC	Prix HT
FRLS3040030010 <input type="checkbox"/> Levier de réglage de hauteur et de rotation d'assise - Gauche	■	- €
FRLS3040040010 <input type="checkbox"/> Levier de réglage de hauteur et de rotation d'assise - Droite	◆	- €

Largeur de siège (assise et dossier)	Prix TTC	Prix HT
FRLS3620000010 <input type="checkbox"/> Largeur de siège (assise/dossier) 48 cm	◆	- €
FRLS3620000020 <input type="checkbox"/> Largeur de siège (assise/dossier) 53 cm	524,34 €	497,00 €
FRLS3620000030 <input type="checkbox"/> Largeur de siège (assise/dossier) 58 cm	524,34 €	497,00 €

- ⓘ **ATTENTION** : Les largeurs 53 et 58 cm ne sont pas compatibles avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond" sièges type "Soft" et "Renforcés". Les largeurs 53 et 58 cm ne sont possibles qu'avec les sièges types "Solo Standard" et "Solo renforcé".

Profondeur d'assise	Prix TTC	Prix HT
FRLS3030000010 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 44 cm	◆	- €
FRLS3030000020 <input type="checkbox"/> Profondeur d'assise rallongée de 6 cm	275,36 €	261,00 €

- ⓘ **ATTENTION** : La profondeur d'assise rallongée de 6 cm n'est pas compatible avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond" sièges type "Soft" et "Renforcés". La profondeur d'assise rallongée de 6 cm n'est possible qu'avec les sièges type "Solo Standard".

POSTE DE CONDUITE

Commande d'accélération et de vitesse		Prix TTC	Prix HT
FRLS3520000010	<input type="checkbox"/> Accélérateur - manettes au guidon	◆	- €
FRLS3520000020	<input type="checkbox"/> Accélérateur - manettes au guidon adaptées pour petites mains	61,19 €	58,00 €
FRLS3520000060	<input type="checkbox"/> Marche avant à Gauche - Marche arrière à Droite	■	- €
FRLS3520000050	<input type="checkbox"/> Marche avant à Droite - Marche arrière à Gauche	◆	- €
FRLS3520000070	<input type="checkbox"/> Marche avant à droite et à gauche - Marche arrière par bouton	■	- €
FRLS3520000040	<input type="checkbox"/> Marche avant à Gauche - Marche arrière par bouton (pas de fonction à droite)	■	- €
FRLS3520000030	<input type="checkbox"/> Marche avant à Droite - Marche arrière par bouton (pas de fonction à gauche)	■	- €
FRLS3520030090	<input type="checkbox"/> Accélérateur au pied - à Gauche	856,66 €	812,00 €
FRLS3520040090	<input type="checkbox"/> Accélérateur au pied - à Droite	856,66 €	812,00 €
FRLS3520000100	<input type="checkbox"/> Intégration au plancher de la pédale d'accélérateur au pied	302,79 €	287,00 €
FRLS3520140110	<input type="checkbox"/> Signal de marche arrière	◆	- €
FRLS3520150110	<input type="checkbox"/> Sans signal de marche arrière	■	- €



Commande de clignotants		Prix TTC	Prix HT
FRLS3630000020	<input type="checkbox"/> Commande des clignotants par interrupteurs aux pouces (droit et gauche)	◆	- €
FRLS3630000040	<input type="checkbox"/> Commande des clignotants d'une main (haut = droit / bas = gauche)	■	- €
FRLS3630000030	<input type="checkbox"/> Commande des clignotants par boutons poussoirs	75,96 €	72,00 €

Régulateur de vitesse - cruise control		Prix TTC	Prix HT
FRLS3640000010	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse sur panneau de commande	◆	- €
FRLS3640030020	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse par interrupteur au pouce à Gauche	■	- €
FRLS3640040020	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse par interrupteur au pouce à Droite	■	- €
FRLS3640140030	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse actif	■	- €
FRLS3640150030	<input type="checkbox"/> Régulateur vitesse inactif	■	- €

① **NOTE** : La position (D ou G) de l'interrupteur de régulateur de vitesse peut être influencée par la position de la commande des clignotants d'une main si cette option est choisie.

Marche / Arrêt		Prix TTC	Prix HT
FRLS3650030010	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt à Gauche	■	- €
FRLS3650040010	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt à Droite	■	- €
FRLS3650030020	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt magnétique à Gauche	288,02 €	273,00 €
FRLS3650040020	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt magnétique à Droite	288,02 €	273,00 €

① **NOTE** : Le scooter est livré avec 2 clés

ROUES ET PNEUS

FRLS3570000010	<input type="checkbox"/> Pneus gonflables	◆	- €
FRLS3570000020	<input type="checkbox"/> Pneus à bandage	366,09 €	347,00 €

BATTERIES ET CHARGEURS

FRLS3530000030	Batteries gel (MK) 60 Ah - avec chargeur		
<input type="checkbox"/>		- 159,31 €	- 151,00 €
FRLS3660000030	Chargeur 6A/24V - pour batteries 60 Ah		
FRLS3530000010	Batteries gel (MK) 73 Ah - avec chargeur		
<input type="checkbox"/>		◆	- €
FRLS3660000010	Chargeur 8A/24V - pour batteries 73 Ah		
FRLS3530000020	Batteries gel (MK) 97 Ah - avec chargeur		
<input type="checkbox"/>		499,02 €	473,00 €
FRLS3660000020	Chargeur 11A/24V - pour batteries 97 Ah		
FRLS3530000040	Batteries Lithium 2 x Life4PO 40Ah - avec chargeur Batteries Lithium 12Ah et indicateur	2 099,45 €	1 990,00 €

ⓘ IMPORTANT : Le type de chargeur doit être adapté à la capacité de batterie. Il sera automatiquement ajouté dans le cas où la ligne n'aurait pas été sélectionnée à la demande de devis ou en cas de commande.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Porte-cannes et bagagerie		Prix TTC	Prix HT
FRLS3540030020	<input type="checkbox"/> Porte-cannes fixé sur parechoc - à Gauche	85,46 €	81,00 €
FRLS3540040020	<input type="checkbox"/> Porte-cannes fixé sur parechoc - à Droite	85,46 €	81,00 €
FRLS3540030010	<input type="checkbox"/> Porte-cannes fixé au siège - à Gauche	85,46 €	81,00 €
FRLS3540040010	<input type="checkbox"/> Porte-cannes fixé au siège - à Droite	85,46 €	81,00 €
FRLS3540000070	<input type="checkbox"/> Panier fixé à l'arrière	131,88 €	125,00 €

ⓘ IMPORTANT : Les porte-cannes (D ou G) fixés sur pare-choc ne peuvent pas être montés avec le panier fixé à l'arrière. Le panier fixé à l'arrière n'est compatible qu'avec le siège en largeur 48 cm



Porte-cannes



Panier arrière avec Sac bagage

Accessoires		Prix TTC	Prix HT
FRLS3160030010	<input type="checkbox"/> Levier d'inclinaison de la colonne adapté pour usage d'une seule main - Gauche	177,24 €	168,00 €
FRLS3160040010	<input type="checkbox"/> Levier d'inclinaison de la colonne adapté pour usage d'une seule main - Droite	177,24 €	168,00 €
FRLS3160030050	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Gauche	61,19 €	58,00 €
FRLS3160040050	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Droit	61,19 €	58,00 €
FRLS3160000070	<input type="checkbox"/> Cape de protection, imperméable	150,87 €	143,00 €
FRLS3160000080	<input type="checkbox"/> Housse de protection imperméable	61,19 €	58,00 €
FRLS3160000090	<input type="checkbox"/> Pare-brise	331,27 €	314,00 €
Accessoires		Prix TTC	Prix HT
FRLS3550000020	<input type="checkbox"/> Ancrages (x4) pour arrimage en véhicules - Transport du Scooter seul	105,50 €	100,00 €



Rétroviseur



Cape de protection



Housse de protection



Pare-brise



Ancrages

ⓘ ATTENTION : Les ancrages servent à attacher le scooter dans un véhicule. L'utilisateur ne peut pas rester assis sur le scooter.

Empty rectangular area for notes and comments.