



Scooter SOLO 3

3 Roues - 18 km/h

SOLO **INDEGO**

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

2024

COMMANDE

DEVIS

FACTURATION

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

LIVRAISON

Livraison Identique facturation

Code Client :

Société :

Adresse :

Complément
d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Contact
Nom / Prénom :

E Mail :

Tel :

UTILISATEUR - PRESCRIPTION

Nom / Prénom :

Prescripteur -
Thérapeute :

Fonction :

Structure :

Date d'essai :

Code Postal :

Ville :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Date : Jour Mois Année

Vos Références / N° de commande :

Commentaires :

Document à retourner à :

Life & Mobility France

2736 Route de Ravel - ZI Les Platières

69440 MORNANT

E Mail : service@life-mobility.fr

Tel : 04 37 22 21 38 **Fax :** 04 72 24 92 70

Tampon - Signature

PRISE DE MESURE

Poids (Kg) :

Taille (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Scooter Solo - 3 roues - 18 Km/h

Configuration standard du scooter Solo 3 18 km/h :
 Scooter confort à 3 roues avec direction précise et suspensions (bloc de torsion sur roue avant + suspension INDEGO+ sur l'essieu arrière).
 Dispositif anti-recul, roues à 5 rayons avec pneus noirs. Peinture noire métallisée avec capot de batterie au choix (orange ou gris / RAL personnalisé en option).
 Siège rotatif avec suspension et système de glissière, réglage en hauteur. Soutien latéral et coussin lombaire gonflable intégré. Dossier rabattable avec réglage de l'angle.
 Accoudoirs relevables, réglables en hauteur et en inclinaison.
 Réglage de la colonne de direction (vérin à gaz). Repose-pieds spacieux.
 Arrêt d'urgence, limiteur de vitesse en courbe. Eclairage (phare et feux arrière / réflecteurs, feux de freinage, clignotants).
 Panneau de commande avec : indicateur de batterie, 3 vitesses, klaxon, warning, régulateur de vitesse, signal de recul, affichage lumineux : km/h, km total, distance parcourue, heure, date, température.
 Grand panier.



Affichage digital



Eclairage Avant / Arrière



Panier

Spécifications techniques

Spécifications	Mesures / Valeurs
Largeur d'assise SW :	48 cm
Profondeur d'assise SD :	44 cm
Hauteur de Siège (réglable) / depuis marche-pied SH :	45 - 53 cm*
Hauteur totale HS :	120 cm
Longueur totale LS :	140 cm
Largeur totale WS :	64 cm
Garde au sol HF :	17 cm
Vitesse max. :	18 km/h**
Autonomie :	40 / 50 / 70 km***
Batteries :	24 V (2 x 12 V) / 60 / 73 / 97 Ah
Chargeur :	6 A / 8 / 11 Ah
Moteur :	750 W
Poids total (sans Batteries) :	96kg
Poids Max. Utilisateur :	160 kg
Rayon de de braquage :	140 cm
Pente maximale :	10°
Taille des roues :	3.00 - 8 Pneumatiques gonflables
CE	EN 12184 Classe C



* Hauteur de siège mesurée en charge - avec système de glissière en position intermédiaire
 ** Vitesse maximale sur le Solo 18 km/h (>10 km/h) impliquant l'application d'un taux de TVA à 20%.
 *** L'autonomie dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse utilisée, le type de surface et pentes, la température extérieure, le poids embarqué, la pression des pneus, le respect des cycles de charges etc... Autonomies indiquées respectivement en fonction des capacités de batteries (60, 73 ou 97 Ah). Autonomie calculée selon ISO 7176-4.

SYMBOLES

X	Sélection d'office	<input type="checkbox"/>	Sélection possible - A cocher
◆	Configuration standard - Choix par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>	Configuration standard - Autre choix possible
i	Information	i	Avertissement



EN12184:2008

Scooter		Prix TTC	Prix HT
FRHS300000000	<input type="checkbox"/> Scooter Solo - 3 roues - 18 Km/h	8 650,80 €	7 209,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	

Couleurs et Packs de finition

Couleurs de châssis		Prix TTC	Prix HT
FRHS350000010	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Orange	■	- €
FRHS350000020	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Gris	◆	- €
FRHS350000030	<input type="checkbox"/> Noir métallisé - Capot de batterie Couleur RAL. Code RAL : _____	376,80 €	314,00 €



Orange



Gris

Packs de finition - Séries spéciales		Prix TTC	Prix HT
FRHS388000030	<input type="checkbox"/> Pack de finition "Black Edition"	565,20 €	471,00 €



Le pack finition "Black Edition" inclut : Finition des capots en noir métallisé, jantes et pare-chocs noirs, rétroviseurs droit et gauche.

FRHS388000010	<input type="checkbox"/> Pack de finition "Elegance"	934,80 €	779,00 €
---------------	--	----------	----------

Le pack finition "Elegance" inclut : Sellerie en simili-cuir brun à surpiques et gaufrage, peinture couleur champagne métallisée, pare-brise et rétroviseurs chromés.



FRHS388000020	<input type="checkbox"/> Pack de finition "Blue Diamond"	934,80 €	779,00 €
---------------	--	----------	----------

Le pack finition "Blue Diamond" inclut : Sellerie en simili-cuir brun à surpiques et gaufrage, peinture couleur bleu diamant métallisée, pare-brise et rétroviseurs chromés.

ATTENTION : Les finitions "Elegance" et "Blue Diamond" ne sont pas compatibles avec les sièges type "Soft" et "Renforcés". Les sièges ne sont disponibles qu'en largeur 48 cm.



SUSPENSION

Système de suspensions semi-indépendantes		Prix TTC	Prix HT
FRHS358000010	<input type="checkbox"/> Suspension semi-indépendante "Active"- Ferme, pour une conduite sportive	■	- €
FRHS358000020	<input type="checkbox"/> Suspension semi-indépendante "Comfort"- Compromis entre sportivité et confort	■	- €
FRHS358000030	<input type="checkbox"/> Suspension semi-indépendante "Xtra"- Souplesse pour un confort maximum	■	- €

NOTE : Le siège "Solo soft" est recommandé avec la suspension "Xtra"



Suspension Indego

Poids de l'utilisateur		Prix TTC	Prix HT
FRHS359000010	<input type="checkbox"/> Poids utilisateur jusqu'à 100 kg	■	- €
FRHS359000020	<input type="checkbox"/> Poids utilisateur entre 100 et 130 kg	■	- €
FRHS359000030	<input type="checkbox"/> Poids utilisateur entre 130 et 160 kg	■	- €

ATTENTION : La suspension de siège doit être choisie en fonction du poids utilisateur

MOTEURS

FRHS368000041	<input type="checkbox"/> Moteur standard 18 km/h - Haute vitesse (pour terrains plats / peu vallonnés)	◆	- €
FRHS368000052	<input type="checkbox"/> Moteur "Forza" réducté 12 km/h - Couple important (pour terrains montagneux / très vallonnés)	■	- €

NOTE : Du fait de la réduction de la transmission, la vitesse maximum avec les moteurs "Forza" à pleine puissance est de 12 Km/h - Il est possible de monter la vitesse des moteurs Forza à 12km/h

LONGUEUR CHASSIS			
FRHS3600000010	<input type="checkbox"/> Longueur du Scooter 140 cm	◆	- €
FRHS3600000020	<input type="checkbox"/> Longueur du Scooter rallongée de 6 cm	787,20 €	656,00 €
SIEGE			
Densité d'assise		Prix TTC	Prix HT
FRHS3610000020	<input type="checkbox"/> Siège Solo standard (> 100 kg)	■	- €
FRHS3610000030	<input type="checkbox"/> Siège Solo soft (< 100 kg)	■	- €
FRHS3610000040	<input type="checkbox"/> Siège Solo renforcé (> 130 kg)	■	- €
<p>ⓘ ATTENTION : La densité d'assise (dureté de la mousse) doit être choisie en fonction du poids utilisateur. Le siège renforcé sera systématiquement monté pour des poids d'utilisateur supérieurs à 130 kg</p> <p>ⓘ ATTENTION : Les sièges type "Soft" et "Renforcés" ne sont pas compatibles avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond". Le siège type "Soft" n'est disponible qu'en largeur 48 cm.</p>			
Options de siège		Prix TTC	Prix HT
FRHS3510030010	<input type="checkbox"/> glissières de siège avec poignée de commande à Gauche	■	- €
FRHS3510040010	<input type="checkbox"/> glissières de siège avec poignée de commande à Droite	◆	- €
FRHS3510000020	<input type="checkbox"/> Sans système de glissières - Hauteur de siège abaissée de -2,5 cm	- 127,20 €	- 106,00 €
FRHS3510000030	<input type="checkbox"/> Accoudoirs standards (32 x 7 cm)	◆	- €
FRHS3510000050	<input type="checkbox"/> Accoudoirs rallongés de 5 cm avec capitonnage souple	392,40 €	327,00 €
FRHS3510000060	<input type="checkbox"/> Appui-tête	348,00 €	290,00 €
FRHS3510000070	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin	84,00 €	70,00 €
<p>ⓘ Note : Les glissières permettent un réglage du siège de +10 cm vers l'avant et de -5 cm vers l'arrière. Sans glissières le siège est en position neutre.</p> <p>ⓘ ATTENTION : L'appui-tête n'est pas compatible avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond".</p>			
Commande de hauteur de siège		Prix TTC	Prix HT
FRHS3040030010	<input type="checkbox"/> Levier de réglage de hauteur et de rotation d'assise - Gauche	■	- €
FRHS3040040010	<input type="checkbox"/> Levier de réglage de hauteur et de rotation d'assise - Droite	◆	- €
Largeur de siège (assise et dossier)		Prix TTC	Prix HT
FRHS3620000010	<input type="checkbox"/> Largeur de siège (assise/dossier) 48 cm	◆	- €
FRHS3620000020	<input type="checkbox"/> Largeur de siège (assise/dossier) 53 cm	596,40 €	497,00 €
FRHS3620000030	<input type="checkbox"/> Largeur de siège (assise/dossier) 58 cm	596,40 €	497,00 €
<p>ⓘ ATTENTION : Les largeurs 53 et 58 cm ne sont pas compatibles avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond" sièges type "Soft" et "Renforcés". Les largeurs 53 et 58 cm ne sont possibles qu'avec les sièges types "Solo Standard" et "Solo renforcé".</p>			
Profondeur d'assise		Prix TTC	Prix HT
FRHS3030000010	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise 44 cm	◆	- €
FRHS3030000020	<input type="checkbox"/> Profondeur d'assise rallongée de 6 cm	313,20 €	261,00 €
<p>ⓘ ATTENTION : La profondeur d'assise rallongée de 6 cm n'est pas compatible avec les finitions "Elegance" et "Blue Diamond" sièges type "Soft" et "Renforcés". La profondeur d'assise rallongée de 6 cm n'est possible qu'avec les sièges type "Solo Standard".</p>			



Accoudoirs Rallongés



Appui-tête



Ceinture de bassin

POSTE DE CONDUITE

Commande d'accélération et de vitesse		Prix TTC	Prix HT
FRHS3520000010	<input type="checkbox"/> Accélérateur - manettes au guidon	◆	- €
FRHS3520000020	<input type="checkbox"/> Accélérateur - manettes au guidon adaptées pour petites mains	69,60 €	58,00 €
FRHS3520000060	<input type="checkbox"/> Marche avant à Gauche - Marche arrière à Droite	■	- €
FRHS3520000050	<input type="checkbox"/> Marche avant à Droite - Marche arrière à Gauche	◆	- €
FRHS3520000070	<input type="checkbox"/> Marche avant à droite et à gauche - Marche arrière par bouton	■	- €
FRHS3520000040	<input type="checkbox"/> Marche avant à Gauche - Marche arrière par bouton (pas de fonction à droite)	■	- €
FRHS3520000030	<input type="checkbox"/> Marche avant à Droite - Marche arrière par bouton (pas de fonction à gauche)	■	- €
FRHS3520030090	<input type="checkbox"/> Accélérateur au pied - à Gauche	974,40 €	812,00 €
FRHS3520040090	<input type="checkbox"/> Accélérateur au pied - à Droite	69,60 €	58,00 €
FRHS3520000100	<input type="checkbox"/> Intégration au plancher de la pédale d'accélérateur au pied	344,40 €	287,00 €
FRHS3520140110	<input type="checkbox"/> Signal de marche arrière	◆	- €
FRHS3520150110	<input type="checkbox"/> Sans signal de marche arrière	■	- €



Commande de clignotants		Prix TTC	Prix HT
FRHS3630000020	<input type="checkbox"/> Commande des clignotants par interrupteurs aux pouces (droit et gauche)	◆	- €
FRHS3630000040	<input type="checkbox"/> Commande des clignotants d'une main (haut = droit / bas = gauche)	■	- €
FRHS3630000030	<input type="checkbox"/> Commande des clignotants par boutons poussoirs	86,40 €	72,00 €

Régulateur de vitesse - cruise control		Prix TTC	Prix HT
FRHS3640000010	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse sur panneau de commande	◆	- €
FRHS3640030020	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse par interrupteur au pouce à Gauche	■	- €
FRHS3640040020	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse par interrupteur au pouce à Droite	■	- €
FRHS3640140030	<input type="checkbox"/> Régulateur de vitesse actif	■	- €
FRHS3640150030	<input type="checkbox"/> Régulateur vitesse inactif	■	- €

① **NOTE** : La position (D ou G) de l'interrupteur de régulateur de vitesse peut être influencée par la position de la commande des clignotants d'une main si cette option est choisie.

Marche / Arrêt		Prix TTC	Prix HT
FRHS3650030010	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt à Gauche	■	- €
FRHS3650040010	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt à Droite	■	- €
FRHS3650030020	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt magnétique à Gauche	327,60 €	273,00 €
FRHS3650040020	<input type="checkbox"/> Commutateur de marche / arrêt magnétique à Droite	327,60 €	273,00 €

① **NOTE** : Le scooter est livré avec 2 clés

ROUES ET PNEUS

FRHS3570000010	<input type="checkbox"/> Pneus gonflables	◆	- €
FRHS3570000020	<input type="checkbox"/> Pneus à bandage	416,40 €	347,00 €

BATTERIES ET CHARGEURS

FRHS3530000030	Batteries gel (MK) 60 Ah - avec chargeur	-	181,20 €	-	151,00 €
FRHS3660000030	Chargeur 6A/24V - pour batteries 60 Ah				
FRHS3530000010	Batteries gel (MK) 73 Ah - avec chargeur		◆		- €
FRHS3660000010	Chargeur 8A/24V - pour batteries 73 Ah				
FRHS3530000020	Batteries gel (MK) 97 Ah - avec chargeur		567,60 €		473,00 €
FRHS3660000020	Chargeur 11A/24V - pour batteries 97 Ah				
FRHS3530000040	Batteries Lithium 2 x Life4PO 40Ah - avec chargeur Batteries Lithium 12Ah et indicateur		2 388,00 €		1 990,00 €

IMPORTANT : Le type de chargeur doit être adapté à la capacité de Batterie. Il sera automatiquement ajouté dans le cas où la ligne n'aurait pas été sélectionnée à la demande de devis ou en cas de commande.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Porte-cannes et bagagerie		Prix TTC	Prix HT
FRHS3540030020	Porte-cannes fixé sur parechoc - à Gauche	97,20 €	81,00 €
FRHS3540040020	Porte-cannes fixé sur parechoc - à Droite	97,20 €	81,00 €
FRHS3540030010	Porte-cannes fixé au siège - à Gauche	97,20 €	81,00 €
FRHS3540040010	Porte-cannes fixé au siège - à Droite	97,20 €	81,00 €
FRHS3540000070	Panier fixé à l'arrière	150,00 €	125,00 €

IMPORTANT : Les porte-cannes (D ou G) fixés sur pare-choc ne peuvent pas être montés avec le panier fixé à l'arrière. Le panier fixé à l'arrière n'est compatible qu'avec le siège largeur 48 cm



Porte-cannes



Panier arrière avec Sac bagage

Accessoires		Prix TTC	Prix HT
FRHS3160030010	Levier d'inclinaison de la colonne adapté pour usage d'une seule main - Gauche	201,60 €	168,00 €
FRHS3160040010	Levier d'inclinaison de la colonne adapté pour usage d'une seule main - Droite	201,60 €	168,00 €
FRHS3160030050	Rétroviseur - Gauche	69,60 €	58,00 €
FRHS3160040050	Rétroviseur - Droit	69,60 €	58,00 €
FRHS3160000070	Cape de protection, imperméable	171,60 €	143,00 €
FRHS3160000080	Housse de protection imperméable	69,60 €	58,00 €
FRHS3160000090	Pare-brise	376,80 €	314,00 €
Accessoires		Prix TTC	Prix HT
FRHS3550000020	Ancrages (x4) pour arrimage en véhicules - Transport du Scooter seul	120,00 €	100,00 €



Rétroviseur



Cape de protection



Housse de protection



Pare-brise



Ancrages

ATTENTION : Les ancrages servent à attacher le scooter dans un véhicule. L'utilisateur ne peut pas rester assis sur le scooter.

Empty rectangular area for notes and comments.