



Scooter Vivo

BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 2024

 COMMANDE
 DEVIS

FACTURATION	LIVRAISON <input type="checkbox"/> Livraison Identique facturation
Code Client :	Code Client :
Société :	Société :
Adresse :	Adresse :
Complément d'adresse :	Complément d'adresse :
Code Postal : Ville :	Code Postal : Ville :
Contact Nom / Prénom :	Contact Nom / Prénom :
E Mail :	E Mail :
Tel :	Tel :
UTILISATEUR - PRESCRIPTION	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nom / Prénom :	Date : Jour Mois Année
Prescripteur - Thérapeute : Fonction :	Vos Références / N° de commande :
Structure :	Commentaires :
Date d'essai :	
Code Postal : Ville :	
Document à retourner à :	Tampon - Signature
Life & Mobility France 2736 Route de Ravel - ZI Les Platières 69440 MORNANT E Mail : service@life-mobility.fr Tel : 04 37 22 21 38 Fax : 04 72 24 92 70	

Prix Publics conseillés en € - TVA 5,5% - Valides à date d'impression - Sous réserve de modifications.
Des modifications sont possibles sans préavis. Photos et schémas non contractuels. Les caractéristiques produit sont données à titre indicatif.

PRISE DE MESURE

Poids (Kg) :

Taille (cm) :

CARACTERISTIQUES PRODUIT - EQUIPEMENT STANDARD

Scooter Vivo - 4 roues - 8 Km/h

Scooter pour personne à mobilité réduite à 4 roues, confortable et compact avec suspensions sur les roues avant et arrière, dispositif anti-bascule et pneumatiques. Le Vivo est facile à démonter pour le rendre plus compact en cas de transport ou de stockage. Les parties démontables sont le siège, le bloc batteries et les parties avant et arrière du châssis. Le siège peut être pivoté et est réglable en hauteur. La sellerie (assise/dossier) est en simili cuir noir, résistante à l'usage et facile d'entretien. Les accoudoirs sont rabattables (relevables vers l'arrière) et sont réglables en inclinaison en fonction de l'angle désiré. Le guidon (colonne de direction) est réglable, repliable et équipé d'un verrouillage magnétique. Le guidon comprend les leviers de commande de vitesse, le klaxon, l'indicateur de batterie, le réglage de vitesse. Le Vivo est équipé d'un panier escamotable (à déverrouillage rapide). La partie arrière du cadre intègre un adaptateur pour accessoires, un réflecteur rouge et des roues anti-bascule. La partie avant est équipée de réflecteurs orange. Scooter livré avec batteries et chargeur.



Spécifications techniques

Spécifications	Mesures / Valeurs
Largeur d'assise SW :	46 cm
Profondeur d'assise SD :	45 cm
Hauteur de Siège (réglable) / depuis marche-pied SH :	40 / 42,5 / 45 / 47,5 cm
Hauteur totale HS :	92 cm
Longueur totale LS :	108 cm
Largeur totale WS :	58 cm
Garde au sol FH :	9 cm
Vitesse max. :	8 km/h
Autonomie :	28 km*
Batteries :	24 V (2 x 12 V) / 22 Ah
Chargeur :	3 A / 120-240 V / 50-60 Hz
Moteur :	300 W
Poids total (avec Batteries) :	63 kg
Poids éléments de siège :	10,5 kg
Poids du bloc batteries :	15 kg
Poids de la partie avant du châssis :	20,5 kg
Poids de la partie arrière du châssis :	16,5 kg
Poids Max. Utilisateur :	120 kg
Rayon de de braquage :	118,5 cm
Pente maximale :	6° (17,5%)
Taille des roues :	24 x 7,5 cm
CE	EN 12184 classe A



* L'autonomie dépend de plusieurs facteurs comme la vitesse utilisée, le type de surface et pente, la température extérieure, le poids embarqué, la pression des pneus, le respect des cycles de charges etc...

SYMBOLES

<input checked="" type="checkbox"/>	Sélection d'office	<input type="checkbox"/>	Sélection possible - A cocher
◆	Configuration standard - Choix par défaut	■	Configuration standard - Autre choix possible
ⓘ	Information	ⓘ	Avertissement



EN12184:2008

Scooter		Prix TTC	Prix HT
FRLVI00000010	<input checked="" type="checkbox"/> Scooter Vivo - 4 roues - 8 Km/h	2 445,49 €	2 318,00 €
		+ 7,00 € HT d'éco-participation	
Couleurs de châssis		Prix TTC	Prix HT
FRLVI500000060	<input type="checkbox"/> Noir Mat - Noir Brillant	◆	- €
FRLVI500000030	<input type="checkbox"/> Noir Mat - Bleu	■	- €
FRLVI500000040	<input type="checkbox"/> Noir Mat - Gris Argent	■	- €
ACCESSOIRES		Prix TTC	Prix HT
Std	<input checked="" type="checkbox"/> Panier escamotable	◆	- €
FRLVI160000010	<input type="checkbox"/> Porte-cannes	97,06 €	92,00 €
FRLVI160000020	<input type="checkbox"/> Rétroviseur - Monté à Gauche	61,19 €	58,00 €
FRLVI160000040	<input type="checkbox"/> Housse de protection imperméable	61,19 €	58,00 €
FRLVI160000050	<input type="checkbox"/> Ceinture de bassin	84,40 €	80,00 €
FRLVI160000060	<input type="checkbox"/> Lumières avant et arrière	25,32 €	24,00 €
FRLVI160000070	<input type="checkbox"/> Set additionnel capot + garde-boues - Gris Argent	82,29 €	78,00 €
FRLVI160000090	<input type="checkbox"/> Set additionnel capot + garde-boues - Bleu	82,29 €	78,00 €
FRLVI160000100	<input type="checkbox"/> Set additionnel capot + garde-boues - Noir Brillant	82,29 €	78,00 €



Noir Brillant



Bleu



Gris argent

Panier escamotable



Rétroviseur



Housse de protection



Ceinture



Lumières



NOTE : Les set additionnels capot + garde-boues comprennent un jeu d'éléments de la couleur choisie pour modifier ultérieurement la couleur du Vivo (Le capot de batterie est vissé et les garde-boues clipsés)

