

# Aanvraag MyPlus

## Hulpmiddel naar Maat

Middels dit formulier heeft u de keuze om een 'Hulpmiddel naar Maat' te bestellen of een CE-gemarkeerde voorziening. De MyPlus is CE-gemarkeerd indien in stap 3 gekozen wordt voor standaard opties. Indien de voorziening CE-gemarkeerd is, is deze ook crashtest-safe volgens ISO 7176-19. Indien de voorziening een hulpmiddel naar maat is, is deze niet persé crashtest-safe. Life & Mobility zal beoordelen of de gevraagde voorziening crashtest-safe gemarkeerd kan worden bij de verwerking van de aanvraag. U treft een 4-tal stappen aan die leiden tot de benodigde informatie voor het realiseren van de gewenste oplossing. Life & Mobility zal deze aanvraag verwerken middels een werkwijze gebaseerd op de geldende eisen, genoemd in het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen & ISO 13485. Voor de verwerking en registratie van een Hulpmiddel naar Maat, zijn wij gehouden aan een registratie van een aantal zaken, die op dit formulier kunnen worden ingevuld.




## Stap 1: Persoonlijke gegevens

### Dealer

Naam dealer

Contactpersoon

Datum

Ordernummer

Klantreferentie

### Voorschrijver

Naam

Functie

### Beperkingen & behoeftes

(waarbij 0 = geen, 1 = weinig en 3 = veel)

Bekkenstand	<input type="checkbox"/> passief	<input type="checkbox"/> neutraal	<input type="checkbox"/> actief
Afwijking standaard anatomie	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Rompstabiliteit	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Initiatief tot houdingsverandering	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Voortbewegen rolstoel	<input type="checkbox"/> duwen	<input type="checkbox"/> trippelen	<input type="checkbox"/> hoepelen
Loopfunctie	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Transfers	<input type="checkbox"/> passief	<input type="checkbox"/> actief	
Onrust / spasmes	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	
Maakt gebruik van taxivervoer?	<input type="checkbox"/> ja, van groepsvervoer	<input type="checkbox"/> ja, van individueel vervoer	<input type="checkbox"/> nee




# Aanvraag MyPlus

## Stap 2: Maatvoering

### Gebruikersmaten

1- Hoofd hoogte	cm
2- Schouder hoogte	cm
3- Zitplaat tot elleboog	cm
4- Elleboog tot hand	cm
5- Onderbeen lengte	cm
6- Bovenbeen lengte	cm
7- Heup breedte	cm
8- Borst breedte	cm
Gewicht	kg
Lengte	cm



## Stap 3: Productomschrijving

### Basismodel<sup>1,2</sup>

MP000000000 **Zelfrijder**  
 Voorzien van vast binnenwerk, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare rughoek en zitdiepte, bandremmen, midnight blue stoffering, semi-massieve banden, geïntegreerde trapdoppen en montage-ogen.

### Framekleur

- MP190000010 Standaardkleur Ocean Blue (RAL 5012)
- MP190000020 Klantspecifieke RAL-kleur<sup>3</sup>. RAL-nr.....

### Binnenwerk

- MP260000010 Vast (standaard)
- MP260000020 Vouwbaar<sup>15</sup>
- MP260000030 Versterkt: ..... kg<sup>16</sup> op aanvraag

### Zitbreedte

- MP020000010 37 cm
- MP020000020 42 cm
- MP020000030 47 cm
- MP020000040 52 cm
- MP020000050 57 cm
- MP020000060 62 cm (i.c.m. zitdiepte 44 cm niet mogelijk)
- MP020000070 Overig: ..... cm<sup>16</sup> op aanvraag

### Zithoogte<sup>4</sup>

- MP040000010 41 cm (6"/20" verlaagd frame)<sup>15</sup>
- MP040000020 43 cm (6"/22" verlaagd frame)<sup>15</sup>
- MP040000030 45,5 cm (8"/24" verlaagd frame)<sup>15</sup>
- MP040000040 45,5 cm (200 x 42 / 24" verlaagd frame)<sup>15</sup>
- MP040000050 46,5 cm (6"/20")
- MP040000060 48,5 cm (6"/22")
- MP040000070 51 cm (8/24")
- MP040000080 51 cm (200 x 42 / 24")
- MP040000090 53,5 cm (6"/20" verhoogd frame)
- MP040000100 55,5 cm (6"/22" verhoogd frame)
- MP040000110 58 cm (8"/24" verhoogd frame)
- MP040000120 58 cm (200 x 42 / 24" verhoogd frame)
- MP040000130 Overig: ..... cm<sup>16</sup> op aanvraag

### Zitdiepte

- MP030000010 44 cm
- MP030000020 48 cm
- MP030000030 52 cm
- MP030000040 Overig: ..... cm<sup>16</sup> op aanvraag

### Duwhandvatten

- MP220000010 In hoogte verstelbaar (standaard)
- Overig, omschrijving:<sup>16</sup> op aanvraag

### Achterwielen

- MP370180010 Semi-massieve banden
- MP370190020 Luchtbanden (minderprijs)
- MP370000030 QR-as
- MP370000040 Vaste as
- MP370000050 Versterkt wiel<sup>5</sup> + vaste as<sup>16</sup> op aanvraag
- Overig, omschrijving:<sup>16</sup> op aanvraag

### Remsysteem

- MP070000010 Bandremmen (standaard)
- MP070000020 Verlengde bandremmen
- MP070000030 Trommelremmen bediening begeleider<sup>6</sup>
- Overig, omschrijving:<sup>16</sup> op aanvraag

### Beensteun

- MP110030100 Voetsteun links
- MP110040100 Voetsteun rechts
- MP110030020 Comfort beensteun links
- MP110040020 Comfort beensteun rechts
- MP110030090 Aluminium voetplaat (toeslag) links
- MP110040090 Aluminium voetplaat (toeslag) rechts
- MP110030030 Kniekussen links
- MP110040030 Kniekussen rechts
- MP110030040 Hakband links
- MP110040040 Hakband rechts
- MP110030050 Amputatiesteun links lengte 25 cm<sup>7</sup>
- MP110040050 Amputatiesteun rechts lengte 25 cm<sup>7</sup>
- MP110030060 Amputatiesteun links lengte 40 cm<sup>7</sup>
- MP110040060 Amputatiesteun rechts lengte 40 cm<sup>7</sup>
- MP110030070 Gipsbeensteun links<sup>7,8</sup>
- MP110040070 Gipsbeensteun rechts<sup>7,8</sup>
- MP110030080 Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links
- MP110040080 Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts
- Overig, omschrijving: <sup>16</sup> op aanvraag

### Zitting

- MP120000010 Standaard zitting
- MP120000020 Traagschuimzitting
- MP120000030 Plank zitting + instelbare achterdrempel
- MP120000040 Tuberuitsparing t.b.v. plank zitting
- MP120000050 Drempel h = 5 cm t.b.v. plank zitting
- MP120000060 Drempel h = 8 cm t.b.v. plank zitting
- MP120000070 Contour zitting<sup>9</sup>
- MP120000080 Contour+ zitting<sup>9</sup>
- Overig: bestelformulier Matrixx zitting op maat invullen en bijvoegen<sup>16</sup> op aanvraag



# Aanvraag MyPlus

## Rugleuning

<input type="checkbox"/>	MP130000010	Standaard rugleuning
<input type="checkbox"/>	MP130000020	Soft rugleuning <sup>9</sup>
<input type="checkbox"/>	MP130030030	Rompsteen tbv standaard of soft rug links
<input type="checkbox"/>	MP130040030	Rompsteen tbv standaard of soft rug rechts
<input type="checkbox"/>	MP130000040	Anatomische rugleuning
<input type="checkbox"/>	MP130000050	Comform Xtra rugleuning <sup>9</sup> - stretchstof
<input type="checkbox"/>	MP130000060	Comform Xtra rugleuning <sup>9</sup> - stretchrubber
<input type="checkbox"/>	MP130000070	Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning
<input type="checkbox"/>	MP130160080	Comfit rugleuning <sup>9</sup> RH 50
<input type="checkbox"/>	MP130170080	Comfit rugleuning <sup>9</sup> RH 60
<input type="checkbox"/>	MP130000090	Stretch hoes t.b.v. Comform/Comfit rug <sup>10</sup> ..... stuks
<input type="checkbox"/>	Overig: bestelformulier Matrixx rugleuning op maat invullen en bijvoegen <sup>16</sup> Prijs op aanvraag	

## Zijkanten

<input type="checkbox"/>	MP090000010	Uitneembare zijkanten
<input type="checkbox"/>	MP090000020	Uitneembare zijkanten met in hoogte verstelbare armleggers
<input type="checkbox"/>	MP090000030	Zijkant uitbouwset
<input type="checkbox"/>	MP090230040	Fixeerset zijkanten
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>16</sup> op aanvraag	

## Armlegger

<input type="checkbox"/>	MP100000010	Gepolsterde lange armleggers
<input type="checkbox"/>	MP100030020	Draaibare hemiplegie armlegger links <sup>11</sup>
<input type="checkbox"/>	MP100040020	Draaibare hemiplegie armlegger rechts <sup>11</sup>
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>16</sup> op aanvraag	

## Hoofdsteun<sup>12</sup>

<input type="checkbox"/>	MP140000010	Standaard hoofdsteun klein
<input type="checkbox"/>	MP140000020	Standaard hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	MP140000030	Buigbare hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	MP140000040	Snellius hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	MP140000050	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun ..... stuks
<input type="checkbox"/>	MP140000060	Hoofdsteunadapter

## Werkblad

<input type="checkbox"/>	MP150000010	Werkblad plexiglas
<input type="checkbox"/>	MP150000020	Werkblad plexiglas vast <sup>13</sup>
<input type="checkbox"/>	MP150000030	Werkblad trespa
<input type="checkbox"/>	MP150000040	Werkblad trespa vast <sup>13</sup>
<input type="checkbox"/>	MP150000050	Elleboogpolstering
<input type="checkbox"/>	MP150030060	College werkblad links
<input type="checkbox"/>	MP150040060	College werkblad rechts
<input type="checkbox"/>	MP150310070	Werkblad op maat (zie bestelformulier werkblad op maat) <sup>16</sup> op aanvraag

## Accessoires

<input type="checkbox"/>	MP160000010	Hoepelovertrekken
<input type="checkbox"/>	MP160000020	Spaakbeschermers
<input type="checkbox"/>	MP160000030	Stokhouder
<input type="checkbox"/>	MP160000040	Anti-kiepsteunen
<input type="checkbox"/>	MP160000050	Xtra Safe adapters <sup>14</sup>
<input type="checkbox"/>	MP160000060	Zithoudingsgordel
<input type="checkbox"/>	Overig, omschrijving: <sup>16</sup> op aanvraag	

## Overige adaptaties

## Stap 4: Tussenpassing?

ja  nee

- MyPlus is getest conform ISO 7176-19. Dit geldt indien in bovengenoemde keuzes de optie "overig" niet wordt aangevinkt. Indien de optie "overig" wel is aangevinkt zal Life & Mobility per individueel geval beoordelen of de voorziening crashtest-safe gemarkeerd kan worden
- I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens taxivervoer van de rolstoelinzittende
- Klantspecifieke kleur heeft invloed op prijs en levertijd van spareparts. De volgende RAL-kleuren zijn niet leverbaar: RAL 1026/2005/20073024/3026/3033/6038
- Zithoogte en zitdiepte is gemeten met standaard zitting en rugleuning, zie Matrixx meetblad voor overige configuraties
- Wanneer de inzittende meer dan 150 kg weegt, adviseert Life & Mobility versterkte achterwielen
- Alleen mogelijk met 22" en 24" wielen
- Metaaldelen alleen leverbaar in zwart
- Links en rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- Maximale zitbreedte 57 cm
- Alleen verkrijgbaar in zwart
- Alleen i.c.m. in hoogte verstelbare armleggers, werkblad niet mogelijk
- Hoofdsteun altijd i.c.m. hoofdsteunadapter
- Maximale zitbreedte 52 cm
- Met de Xtra Safe adapters kan de anti-kiep verder naar achteren gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- Bij de combinatie verlaagd frame en vouwbaar binnenwerk kan het achterwiel niet in het middelste asgat gemonteerd worden
- Adaptatiekorting van toepassing