

# Productoverzicht

AXI2GO

## Axi2Go - basismodel


Framekleur

RAL 3001



## Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
BR	Breedte rolstoel	73,5 cm
ZH	Zithoogte	51 cm
LR	Lengte rolstoel	90 cm
EL	Extra lengte per nestbare stoel	+ 28 cm
	Maximaal gewicht inzittende	150 kg
	Maximale lading bagagerekje	15 kg
	Totaal gewicht	24 kg



\*Tot 10 stuks, indien meer dan is de levertijd op aanvraag.



# Productoverzicht

## Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

## Model

<input checked="" type="checkbox"/>	AG00000000 Axi2Go
<p><i>Nestbaar design frame voorzien van hoge corrosiebeschermende cataforese lak in kleur naar keuze, lichtrijdende zwarte semi-massieve banden door grof profiel ook geschikt voor buiten gebruik (voor: 180x45mm / achter: 250x50mm), centraal bediend (beremming door loslaten van zwarte rembeugel), kiepvoorziening, opklapbare voetplaat &amp; vaste armleggers.</i></p>	
Aantal .....	

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

## Framekleur

<input type="checkbox"/>	AG190000010 RAL-kleur nr. <sup>1,2</sup> .....
--------------------------	--

## Muntslot

<input type="checkbox"/>	AG270070010 Muntslot voor €1 muntstuk
<input type="checkbox"/>	AG270080020 Muntslot voor €2 muntstuk
<input type="checkbox"/>	AG270000030 Dummy munt

## Accessoires

<input type="checkbox"/>	AG160000010 Bagagerekje
<input type="checkbox"/>	AG160000020 Zwarte zithoes
<input type="checkbox"/>	AG160000030 Zwarte rughoes voorzien van Axi2Go logo
<input type="checkbox"/>	AG160000070 Zithoudingsgordel
<input type="checkbox"/>	AG160000080 Antidiefstalpaal <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	AG160000090 Voorzien van bevestigingsbuis t.b.v. logo doeleinden <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	AG160000100 Voorzien van 2 infuushaken
<input type="checkbox"/>	AG160000140 Vlaggetje met logo opdruk <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	AG160000130 Logoplaat op rugleuning <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	AG160030110 Logoplaat onder armlegger, links. <sup>4</sup>
<input type="checkbox"/>	AG160040120 Logoplaat onder armlegger, rechts <sup>4</sup>

## Stalling

<input type="checkbox"/>	AG490000010 Muurplaat met beginketting
<input type="checkbox"/>	AG490000020 Standplaats <sup>5</sup>

## Toelichting

1 De volgende RAL-kleuren zijn niet leverbaar: RAL 1026/2005/2007/3024/3026/3033/6038

2 Ruim 175 RAL-kleuren zijn leverbaar zonder meerprijs. Een klein aantal heeft een meerprijs tot gevolg. Neem hierover contact op met uw verkoopadviseur.

3 Voorzien van torx schroeven

4 Voor een logo opdruk is een .eps bestand van het desbetreffende logo nodig

5 Levertijd in overleg

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.