

# Productoverzicht

**MIXX**

## Mixx - basismodel

Zitbreedte	37 cm
Zitdiepte	40 cm
Zithoogte	42 cm (5" / 20")
Zitting	Zitmat + zitkussen
Rugleuning	Spanbanden rugleuning
Type armlegger	PUR armlegger
Type beensteunen	Voetsteun + hakband
Type achterwielen	Semi-massieve banden
Type rem	Standaard bandrem




## Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 / 42 / 47 / 52 cm
ZD	Zitdiepte	
	i.c.m. spanbanden rugleuning en zitmat en -kussen**	42 - 52 cm
	i.c.m. standaard Matrixx rugleuning en zitting*	42 - 52 cm
ZH	Zithoogte	
	i.c.m. spanbanden rugleuning en zitmat en -kussen	42 - 55 cm
	i.c.m. standaard Matrixx rugleuning en zitting*	45 - 58 cm
RH	Rughoogte	Per cm instelbaar
AH	Armleggerhoogte	
	i.c.m. spanbanden rugleuning en zitmat en -kussen	16 - 24 cm (13 standen)
	i.c.m. standaard Matrixx rugleuning en zitting	15 - 23 cm (13 standen)
BR	Breedte rolstoel	ZB + 24 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief wielen)	28 cm
LR	Lengte rolstoel	100 / 105 / 110 cm
OL	Onderbeenlengte	
	i.c.m. spanbanden rugleuning en zitmat en -kussen	38 - 48 cm
	i.c.m. standaard Matrixx rugleuning en zitting	41 - 51 cm
	Zithoek	3° of instelbaar
	Rughoekinstelling	85 - 105° (min. 5 standen)
	Totaal gewicht	17,5 kg
	Tilgewicht	8 kg
	Maximaal gewicht inzittende	140 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)

\* Zithoogte en zitdiepte gemeten met standaard Matrixx rugleuning en zitting; zie Matrixx meetblad voor overige configuraties

\*\* Zitdiepte is gemeten van voorkant zitting tot rugbuis





# Productoverzicht

## Contactgegevens

Naam dealer \_\_\_\_\_  
 Contactpersoon \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_

## Model

MX000000000 Mixx<sup>1</sup>  
 Voorzien van lichtgewicht aluminium vouwbaar design frame, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare zit- en rughoogte, rughoek en armleggerpositie, semi-massieve banden voor, QR achterwielen met bandremmen, framekleur Midnight blue, trappijp rechts.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerrijzen bevatten.

## Zitbreedte

MX020000010 37 cm<sup>2</sup>  
 MX020000020 42 cm  
 MX020000030 47 cm  
 MX020000040 52 cm<sup>2</sup>

## Zitdiepte

MX030000010 40 cm I.c.m. spanbanden rugleuning & zitmat en -kussen<sup>3</sup>  
 MX030000020 45 cm I.c.m. spanbanden rugleuning & zitmat en -kussen<sup>3</sup>  
 MX030000030 50 cm I.c.m. spanbanden rugleuning & zitmat en -kussen<sup>3</sup>  
 MX030000050 44 cm<sup>2</sup> I.c.m. Matrixx rugleuning & zitting<sup>4,5</sup>  
 MX030000060 48 cm I.c.m. Matrixx rugleuning & zitting<sup>4,5</sup>  
 MX030000070 52 cm<sup>2</sup> I.c.m. Matrixx rugleuning & zitting<sup>4,5</sup>

## Zithoogte i.c.m. spanbanden rugleuning & zitmat en -kussen

MX040000080 5" - 20" i.c.m. verl. telescoop 42 cm  
 MX040000090 5" - 20" 44 cm  
 MX040000100 5" - 22" 46 cm  
 MX040000110 6" - 24" 49 cm  
 MX040000120 6" - 24" 52 cm  
 MX040000130 6" - 26" 53 cm  
 MX040000140 6" - 26" 56 cm  
 MX040000150 7" - 24" 50 cm<sup>6</sup>  
 MX040000160 7" - 26" 55 cm<sup>6</sup>

## Zithoogte i.c.m. Matrixx rugleuning & zitting<sup>4</sup>

MX040000170 5" - 20" i.c.m. verl. telescoop 45 cm  
 MX040000180 5" - 20" 47 cm  
 MX040000190 5" - 22" 49 cm  
 MX040000200 6" - 24" 52 cm  
 MX040000210 6" - 24" 55 cm  
 MX040000220 6" - 26" 56 cm  
 MX040000230 6" - 26" 59 cm  
 MX040000240 7" - 24" 53 cm<sup>6</sup>  
 MX040000250 7" - 26" 58 cm<sup>6</sup>

## Zitting<sup>7</sup>

MX120000010 Zitmat + zitkussen<sup>8</sup>  
 MX120000040 Plank zitting + instelbare achterdrempel  
 MX120000060 Drempel h= 5 cm t.b.v. plank zitting  
 MX120000070 Drempel h= 8 cm t.b.v. plank zitting  
 MX120000080 Contour+ zitting

## Rugleuning<sup>7</sup>

MX130000010 Spanbanden rugleuning voorzien van spanstang<sup>9</sup>  
 MX130000060 Comform Xtra rugleuning - stretchstof  
 MX130000070 Comform Xtra rugleuning - stretchrubber  
 MX130000080 Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning  
 MX130000090 Stretch hoes t.b.v. Comform Xtra rug ..... stuks  
 MX130000100 Tracix rugleuning  
 MX130000110 Hoofdsteenadapter<sup>10</sup>

## Armlegger

MX100030010 PUR armlegger links  
 MX100040010 PUR armlegger rechts  
 MX100030020 Gepolsterde armlegger links  
 MX100040020 Gepolsterde armlegger rechts

## Beensteun

MX110030010 Voetsteun + hakband links  
 MX110040010 Voetsteun + hakband rechts  
 MX110030020 Comfort beensteun links  
 MX110040020 Comfort beensteun rechts  
 MX110030050 Amputatiesteun, lengte 25 cm links<sup>3</sup>  
 MX110040050 Amputatiesteun, lengte 25 cm rechts<sup>3</sup>  
 MX110030060 Amputatiesteun, lengte 40 cm links<sup>3</sup>  
 MX110040060 Amputatiesteun, lengte 40 cm rechts<sup>3</sup>  
 MX110000100 Badstof hoes t.b.v. amputatiesteun ..... stuks  
 MX110030040 Gipsbeensteun links<sup>11</sup>  
 MX110040040 Gipsbeensteun rechts<sup>11</sup>  
 MX110030070 Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links  
 MX110040070 Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts  
 MX110000090 Badstof hoes t.b.v. spitsvoetkussen ..... stuks

## Achterwielen

MX060000020 Semi-massieve banden  
 MX060000010 Luchtbanden minderprijs

## Type rem

MX070000010 Standaard bandremmen  
 MX070000020 Verlengde bandremmen

## Accessoires

MX160000100 Standaard hoofdsteen klein<sup>12</sup>  
 MX160000020 Werkblad plexiglas  
 MX160030040 Stokhouder links<sup>13,14</sup>  
 MX160040040 Stokhouder rechts<sup>13,14</sup>  
 MX160000050 Spaakbeschermers  
 MX160000060 Zithoudingsgordel  
 MX160000070 Hoepelovertrekken  
 MX160030090 Antikiepesteen links<sup>13</sup>  
 MX160040090 Antikiepesteen rechts<sup>13</sup>

## Toelichting

- Mixx is botsproefveilig conform ISO 7176-19
- Bij de combinaties ZB 37 cm-ZD 52 cm, ZB 52 cm-ZD 44 cm is de levertijd op aanvraag
- De effectieve zitdiepte is afhankelijk van de spanning van de rugbekleding
- Voor de juiste zitdiepte en zithoogte verwijzen wij u naar het Matrixx meetblad
- De zitdiepte is instelbaar in stappen van 2 cm
- Niet mogelijk i.c.m. voetsteunen
- De stofferingskleur van de Matrixx delen is Midnight blue
- Alleen mogelijk i.c.m. spanbanden rugleuning
- Alleen mogelijk i.c.m. zitmat + zitkussen
- Matrixx rugleuningen worden standaard voorzien van een hoofdsteenadapter, niet mogelijk i.c.m. spanbanden rugleuning
- Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- Alleen mogelijk in combinatie met Matrixx rugleuningen
- Anti-kiepesteen niet mogelijk aan zijde van stokhouder
- Inclusief extra trappijp

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag