

# Productoverzicht

**ROXX** **NEWTON**

## Roxx - basismodel


Mobiliteit	Binnenwerk	Standaard Vouwbaar
	Zithoogte	47 cm
	Voorwieltelescopen	Standaard
	Diameter zwenkwielen	6"
	Type zwenkwielen	Semi-massieve banden
	Diameter achterwielen	24"
	Type achterwielen	Semi-massieve banden
	Remsysteem	Standaard bandrem
	Wielplaten	Standaard wielplaten
	Positie van achterwielen	Middelste asgat

Zitondersteuning	Zitbreedte	37 cm
	Zitdiepte	44 cm (42...46 cm)
	Rugleuninghoek	A
	Zittinghoek	A
	Type rugleuning	Curve Z rugleuning
	Rugleuning breedte	37 cm
	Hoogtepositie rugleuning	Positie 2
	Type zitting	Contour zitting
	Type beensteunen	Voetsteun + hakband
	Type armlegger	PUR armlegger
Type zijkant	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef	
Type hoofdsteun	Geen	



## Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 - 60 cm
ZD*	Zitdiepte	42 - 58 cm
ZH*	Zithoogte	39 - 66 cm
AH	Armleggerhoogte	18 - 27 cm (7 standen)
OL	Onderbeenlengte:	
	Voetsteun	35 - 45 cm / 42 - 57 cm / 50 - 65 cm
	Comfort beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm / 50 - 65 cm
DH	Duwhandvathoogte	Afhankelijk van zithoogte
BR	Breedte rolstoel	ZB + 23 cm**
	Breedte rolstoel + @Work hulpaandrijving	BR + 2 cm
	Breedte rolstoel + @Ease hulpaandrijving	BR + 4 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief wielen)	31 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Work wielen)	33 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Ease wielen)	35 cm
	Zittinghoek	12 - 20°
	Rugleuninghoek	115 - 123°
	LT-vlak hoogtepositie	15 - 23 cm
	Camberstand	2°
	Totaal gewicht	Vanaf 27 kg
	Tilgewicht	Vanaf 10 kg
	Maximaal gewicht inzittende	160 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)



\* Zithoogte en zitdiepte gemeten met Curve 1 rugleuning en Contour zitting in hoek A - A; zie Newton zithoogte aanpak voor overige configuraties

\*\* Uitgebouwde zijkanten hebben geen invloed op rolstoelbreedte



# Productoverzicht

## Contactgegevens

Naam dealer \_\_\_\_\_  
 Contactpersoon \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_

## Model

RX00000010 **Roxx Newton**  
*Zelfrijder perfect aanpasbaar door multi-instelbaar en modulair basisframe voorzien van royale trippelruimte, optimale wielbalans dankzij deelbaar ovale zijframe + koppelsstukken, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare zitting- /rugleuninghoek en armleggerpositie, QR achterwielen en bandremmen, framekleur Midnight blue, stofferingskleur grijs gemeleerd en zwart, geïntegreerde trapdoppen en taxibevestiging t.b.v. 4-puntsvastzetsysteem.*

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

## Mobiliteit

### Hulpaandrijvingen

RX200000290 **@Work hulpaandrijving<sup>2</sup>**  
 Door hoepelbediening aan te sturen programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, RVS hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht  
 RX200000020 Tot 110 kg  
 RX200000030 110 - 130 kg<sup>4</sup>

Af fabriek programmering van de aandrijving  
 RX200000040 Standaard instelling  
 RX200030050 Instelling voor éénhandige aandrijving links  
 RX200040050 Instelling voor éénhandige aandrijving rechts

RX200000060 Extra rijprogramma instelbaar incl. extra bedienings-schakelaar<sup>5</sup>  
 RX200000070 Gecoate hoepels t.b.v. extra grip  
 RX200000080 Spaakbeschermers<sup>3</sup>  
 RX200000120 Aan/uit schakelaar met flexibele buis (210 mm)

RX200000300 **@Ease hulpaandrijving<sup>2,4</sup>**  
 Programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, aluminium hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht  
 RX200000100 Tot 110 kg  
 RX200000110 110 - 130 kg

Besturing  
 RX200040120 Begeleidersbediening rechts middels drukknoppen  
 RX200040220 Knijpbediening rechts op begeleidersbediening middels drukknoppen<sup>38</sup>

RX200040130 Joystick als begeleidersbediening rechts, montage achterzijde  
 RX200030140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm links<sup>6</sup>  
 RX200040140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm rechts<sup>6</sup>  
 RX200030150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzenkbare arm links<sup>6,35</sup>  
 RX200040150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzenkbare arm rechts<sup>6,35</sup>

Af fabriek instelling en rij-eigenschappen  
 RX200000160 Joystick soft modus  
 RX200000170 Joystick standaard modus  
 RX200000180 Joystick actieve modus

Achterwielen  
 RX200000190 Spaakbeschermers<sup>3</sup>

### Binnenwerk

RX260000010 Vouwbaar binnenwerk  
 RX260000020 Vast binnenwerk

### Zithoogtebereik Trippel telescoop<sup>7</sup>

Newton Contour zitting				
	Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C	
5"				
<input type="checkbox"/>	RX040000120 22"	39 - 46 cm	41 - 47 cm	42 - 49 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000130 24"	42 - 46 cm	43 - 47 cm	45 - 49 cm
6"				
<input type="checkbox"/>	RX040000140 22"	42 - 48 cm	43 - 49 cm	45 - 51 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000150 24"	42 - 48 cm	43 - 49 cm	45 - 51 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000160 26"	48 cm	49 cm	51 cm
Gewenste zithoogte ..... cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Contour DEEP/XTRA zitting				
	Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C	
5"				
<input type="checkbox"/>	RX040000170 22"	41 - 48 cm	43 - 49 cm	44 - 51 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000180 24"	44 - 48 cm	45 - 49 cm	47 - 51 cm
6"				
<input type="checkbox"/>	RX040000190 22"	44 - 50 cm	45 - 51 cm	47 - 53 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000200 24"	44 - 50 cm	45 - 51 cm	47 - 53 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000210 26"	50 cm	51 cm	53 cm
Gewenste zithoogte ..... cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Seat Base <sup>8</sup>				
	Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C	
5"				
<input type="checkbox"/>	RX040000220 22"	36 - 42 cm	37 - 44 cm	39 - 46 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000230 24"	38 - 42 cm	40 - 44 cm	41 - 46 cm
6"				
<input type="checkbox"/>	RX040000240 22"	38 - 45 cm	40 - 46 cm	41 - 48 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000250 24"	38 - 45 cm	40 - 46 cm	41 - 48 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000260 26"	44 - 45 cm	46 cm	48 cm
Gewenste zithoogte ..... cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

### Zithoogtebereik Standaard telescoop<sup>7</sup>

Newton Contour zitting				
	Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C	
6"				
<input type="checkbox"/>	RX040000270 22"	46, 48 - 52 cm	47, 49 - 54 cm	49, 51 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000280 24"	46, 48 - 55 cm	47, 49 - 57 cm	49, 51 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000290 26"	51 - 56 cm	53 - 58 cm	54 - 59 cm
8"				
<input type="checkbox"/>	RX040000300 22"	50 - 52 cm	52 - 54 cm	53 - 56 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000310 24"	50 - 55 cm	52 - 57 cm	53 - 58 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000320 26"	51 - 61 cm	53 - 62 cm	54 - 64 cm
Gewenste zithoogte ..... cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Contour DEEP/XTRA zitting				
	Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C	
6"				
<input type="checkbox"/>	RX040000330 22"	48, 50 - 54 cm	49, 51 - 56 cm	51, 53 - 57 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000340 24"	48, 50 - 57 cm	49, 51 - 59 cm	51, 53 - 60 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000350 26"	53 - 58 cm	55 - 60 cm	56 - 61 cm
8"				
<input type="checkbox"/>	RX040000360 22"	52 - 54 cm	54 - 56 cm	55 - 57 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000370 24"	52 - 57 cm	54 - 59 cm	55 - 60 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000380 26"	53 - 63 cm	55 - 64 cm	56 - 66 cm
Gewenste zithoogte ..... cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

Newton Seat Base <sup>8</sup>				
	Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C	
6"				
<input type="checkbox"/>	RX040000390 22"	42 - 49 cm	43 - 51 cm	45 - 53 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000400 24"	42 - 52 cm	43 - 53 cm	45 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000410 26"	48 - 53 cm	49 - 55 cm	48 - 56 cm
8"				
<input type="checkbox"/>	RX040000420 22"	47 - 49 cm	48 - 51 cm	50 - 53 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000430 24"	47 - 52 cm	48 - 53 cm	50 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	RX040000440 26"	48 - 57 cm	49 - 59 cm	51 - 61 cm
Gewenste zithoogte ..... cm (instelbaar in stappen van 1 cm)				

### Zwenkwielen

RX440000010 Semi-massieve banden  
 RX440000020 Massieve banden<sup>9</sup>

### Achterwielen

RX370000010 Semi-massieve banden  
 RX370000020 Luchtbanden<sup>10,11</sup> minderprijs  
 RX370130030 Hoepelovertrekken<sup>10</sup>  
 RX370130040 Transparante spaakbeschermers<sup>10,11,12</sup>

RX370030050 Eenhandige aandrijving links<sup>10,11,12</sup>  
 RX370040050 Eenhandige aandrijving rechts<sup>10,11,12</sup>



# Productoverzicht

## Remsysteem

<input type="checkbox"/>	RX070030010	Standaard bandrem links
<input type="checkbox"/>	RX070040010	Standaard bandrem rechts
<input type="checkbox"/>	RX070030020	Verlengde bandrem duwbediening links <sup>36</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070040020	Verlengde bandrem duwbediening rechts <sup>36</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070030090	Verlengde bandrem trekbediening links
<input type="checkbox"/>	RX070040100	Verlengde bandrem trekbediening rechts
<input type="checkbox"/>	RX070030030	Eenhandig bandremstelsysteem duwbediening links <sup>13,36</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070040030	Eenhandig bandremstelsysteem duwbediening rechts <sup>13,36</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070030100	Eenhandig bandremstelsysteem trekbediening links <sup>13</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070040110	Eenhandig bandremstelsysteem trekbediening rechts <sup>13</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070000050	Remnaven met remhendels <sup>10,11,14</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070000040	Trommelremmen bediening begeleider <sup>10,11,15</sup> + wielplaten
<input type="checkbox"/>	RX070000060	Blocker remsysteem <sup>10,11,16,17,18,19,20</sup>
<input type="checkbox"/>	RX070030080	Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem links
<input type="checkbox"/>	RX070040070	Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem rechts

## Wielplaten

<input type="checkbox"/>	RX080000010	Standaard wielplaten, wielen in voorste <sup>10,11</sup> asgaten
<input type="checkbox"/>	RX080000020	Standaard wielplaten, wielen in middelste asgaten
<input type="checkbox"/>	RX080000030	Standaard wielplaten, wielen in achterste asgaten
<input type="checkbox"/>	RX080000040	Verlengde wielplaten <sup>4,10,11,20</sup>

## Zitondersteuning

### Zitbreedte

<input type="checkbox"/>	RX020000010	37 cm
<input type="checkbox"/>	RX020000020	40 cm <sup>21</sup>
<input type="checkbox"/>	RX020000030	42 cm
<input type="checkbox"/>	RX020000040	45 cm <sup>21</sup>
<input type="checkbox"/>	RX020000050	47 cm
<input type="checkbox"/>	RX020000060	50 cm <sup>21</sup>
<input type="checkbox"/>	RX020000070	52 cm
<input type="checkbox"/>	RX020000080	55 cm <sup>21</sup>
<input type="checkbox"/>	RX020000090	57 cm
<input type="checkbox"/>	RX020000100	60 cm <sup>21</sup>

### Zitdiepte

<input type="checkbox"/>	RX030000010	44 cm (42...46 cm)
<input type="checkbox"/>	RX030000020	48 cm (46...50 cm)
<input type="checkbox"/>	RX030000030	52 cm (50...54 cm)
<input type="checkbox"/>	RX030000040	56 cm (54...58 cm)

## Rugleuninghoek<sup>22</sup>

<input type="checkbox"/>	RX180000050	Rugleuninghoek A
<input type="checkbox"/>	RX180000060	Rugleuninghoek B
<input type="checkbox"/>	RX180000070	Rugleuninghoek C

## Zittinghoek<sup>22</sup>

<input type="checkbox"/>	RX420000001	Zittinghoek A
<input type="checkbox"/>	RX420000002	Zittinghoek B
<input type="checkbox"/>	RX420000003	Zittinghoek C

## Rugleuning<sup>23</sup>

<input type="checkbox"/>	RX130000190	Curve Z rugleuning
<input type="checkbox"/>	RX130000200	Curve 1 rugleuning
<input type="checkbox"/>	RX130000210	Curve 2 rugleuning
<input type="checkbox"/>	RX130000220	Curve 3 rugleuning <sup>24</sup>
<input type="checkbox"/>	RX250000010	Afneembare stretchrubber rugleuninghoes <sup>25</sup> ..... stuks
<input type="checkbox"/>	RX130000280	Curve 3 DEEP rugleuning <sup>24,39</sup>
<input type="checkbox"/>	RX130000290	Rugcontourdiepte Deep
<input type="checkbox"/>	RX130000300	Rugcontourdiepte Extra Deep
<input type="checkbox"/>	RX130000180	Bendix rugleuning incl. hoofdsteunadapter <sup>26</sup>
<input type="checkbox"/>	RX130000150	Badstof hoes t.b.v. Bendix rugleuning ..... stuks

## Rugleuningbreedte<sup>27</sup>

<input type="checkbox"/>	RX730000010	37 cm
<input type="checkbox"/>	RX730000020	42 cm
<input type="checkbox"/>	RX730000030	47 cm
<input type="checkbox"/>	RX730000040	52 cm
<input type="checkbox"/>	RX730000050	57 cm

## Hoogtepositie rugleuning<sup>28,29</sup>

<input type="checkbox"/>	RX980000000	Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000010	Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000020	Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000030	Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000040	Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000050	Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000060	Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000070	Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000080	Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)	-
<input type="checkbox"/>	RX980000090	Niet bekend	-

## Zitting

<input type="checkbox"/>	RX120000120	Contour zitting	
<input type="checkbox"/>	RX120000130	Contour Deep zitting	
<input type="checkbox"/>	RX120000140	Contour Xtra zitting (bij gebruikersgewicht > 120 kg)	
<input type="checkbox"/>	RX120000150	Seat Base (Plank zitting) <sup>8</sup>	
<input type="checkbox"/>	RX120000160	Drempel h = 5 cm	
<input type="checkbox"/>	RX120000170	Drempel h = 8 cm	
<input type="checkbox"/>	RX120000110	Heup zitting op maat	Op aanvraag

## Beensteun

<input type="checkbox"/>	RX110030010	Voetsteun + hakband links
<input type="checkbox"/>	RX110040010	Voetsteun + hakband rechts
<input type="checkbox"/>	RX110000030	Gepolsterde kuitband <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	RX110030040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links
<input type="checkbox"/>	RX110040040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030050	Comfort beensteun links
<input type="checkbox"/>	RX110040050	Comfort beensteun rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030060	Hakband links
<input type="checkbox"/>	RX110040060	Hakband rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030070	Kniekussen links
<input type="checkbox"/>	RX110040070	Kniekussen rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030080	Kniehoekbediening middels gasveerlinks <sup>30</sup>
<input type="checkbox"/>	RX110040080	Kniehoekbediening middels gasveerrechts <sup>30</sup>
<input type="checkbox"/>	RX110030160	Comfort Solid beensteun links <sup>37</sup>
<input type="checkbox"/>	RX110040170	Comfort Solid beensteun rechts <sup>37</sup>
<input type="checkbox"/>	RX110030060	Hakband links
<input type="checkbox"/>	RX110040060	Hakband rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030070	Kniekussen links
<input type="checkbox"/>	RX110040070	Kniekussen rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030110	Amputatiesteun, lengte 25 cm links
<input type="checkbox"/>	RX110040110	Amputatiesteun, lengte 25 cm rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030120	Amputatiesteun, lengte 40 cm links
<input type="checkbox"/>	RX110040120	Amputatiesteun, lengte 40 cm rechts
<input type="checkbox"/>	RX110000180	Badstof hoes t.b.v. amputatiesteun ..... stuks
<input type="checkbox"/>	RX110030100	Gipsbeensteun links <sup>31</sup>
<input type="checkbox"/>	RX110040100	Gipsbeensteun rechts <sup>31</sup>
<input type="checkbox"/>	RX110030130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links
<input type="checkbox"/>	RX110040130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts
<input type="checkbox"/>	RX110000150	Badstof hoes t.b.v. spitsvoetkussen ..... stuks

## Armlegger

<input type="checkbox"/>	RX100030010	PUR armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040010	PUR armlegger rechts
<input type="checkbox"/>	RX100030020	Gepolsterde armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040020	Gepolsterde armlegger rechts
<input type="checkbox"/>	RX100030040	P-vormige armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040040	P-vormige armlegger rechts
<input type="checkbox"/>	RX100030030	Draaibare hemiplegie armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040030	Draaibare hemiplegie armlegger rechts

## Zijkanten

<input type="checkbox"/>	RX090000010	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef
<input type="checkbox"/>	RX090000020	Opklapbare zijkanten <sup>26,32</sup>
<input type="checkbox"/>	RX460000010	Armleggerhoogte instelbaar middels inbus
<input type="checkbox"/>	RX460000020	Armleggerhoogte verstelbaar middels trekknop
<input type="checkbox"/>	RX460000030	Verlengde zijkanten



# Productoverzicht

## Hoofdsteun<sup>1</sup>

<input type="checkbox"/>	RX140000010	Standaard hoofdsteun klein
<input type="checkbox"/>	RX140000020	Standaard hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	RX140000030	Buigbare hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	RX140000040	Snellius hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	RX140000060	Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel <sup>24</sup>
<input type="checkbox"/>	RX140000050	Snellius hoofdsteun met Edison beugel
<input type="checkbox"/>	RX140000070	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun ..... stuks

## Werkblad<sup>33</sup>

<input type="checkbox"/>	RX150000010	Werkblad plexiglas
<input type="checkbox"/>	RX150000020	Werkblad trespa
<input type="checkbox"/>	RX150000030	Elleboogpolstering
<input type="checkbox"/>	RX150030040	College werkblad links
<input type="checkbox"/>	RX150040050	College werkblad rechts

## Accessoires

<input type="checkbox"/>	RX160000010	Antiekpsteunen
<input type="checkbox"/>	RX160000040	Xtra safe adapters <sup>10,11,34</sup>
<input type="checkbox"/>	RX160000020	Zithoudingsgordel
<input type="checkbox"/>	RX160030030	Stokhouder links <sup>10,11</sup>
<input type="checkbox"/>	RX160040030	Stokhouder rechts <sup>10,11</sup>

## Toelichting

- Roxx incl. Newton delen is botsproefveilig conform ISO 7176-19.  
I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens vervoer van rolstoelinzittende
- I.v.m. preventieve veiligheid worden @Work en @Ease standaard voorzien van anti-kiestoeunen
- Levertijd op aanvraag
- Niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem
- Andere zijde dan aan/uit bedieningsschakelaar
- Instelmogelijkheden armleggers & comfort beensteunen zijn beperkt. Alleen mogelijk met opklapbare zijanten en met uitneembare zijanten indien deze gefixeerd zijn met schroef. Niet mogelijk i.c.m. verlengde zijanten. Alleen college werkblad is mogelijk. Bij joystick gebruiker links dan college werkblad rechts kiezen en vice versa
- Mogelijkheid tot het inzetten van type telescoop en wielmaten is afhankelijk van de gewenste zit-hoogte, zittinghoek en zittingtype. Kijk voor de geschikte combinatie in de Newton zithoogte aanpak
- De zithoogte voor een Seat Base is de verticale afstand tussen bovenzijde Seat Base en vloer
- Massieve banden alleen verkrijgbaar in 5" & 6" zwenkwielen
- Niet mogelijk i.c.m. @Work hulpaandrijving
- Niet mogelijk i.c.m. @Ease hulpaandrijving
- Alleen mogelijk met ZB 42-47 en 52 cm, altijd i.c.m. eenhandig bandremsysteem & niet mogelijk met semi-massieve banden achter, 26" wielen en spaakbeschermers
- Max. gewicht inzittende 125 kg
- Remnaven met remhendels alleen mogelijk met 22" en 24" wielen
- Trommelremmen altijd in combinatie met bandremmen (niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem en 26" wielen)
- Blocker remsysteem altijd i.c.m. band- of naafremmen, semi-massieve banden achter en een Life & Mobility zitting
- Niet mogelijk i.c.m. trommelremmen bediening begeleider, eenhandige aandrijving, verlengde wielplaat, voorste asgatpositie 22" en achterste asgatpositie 26"
- De vouwfunctie van het vouwbaar binnenwerk vervalt i.c.m. het Blocker remsysteem
- Niet mogelijk bij hoogtepositie rugleuning kleiner dan 4
- Bij verlengde wielplaten worden anti-kiestoeunen standaard voorzien van Xtra safe adapters
- Zitbreedte is op basis van uitgebouwde zijanten
- Voor de juiste rugleuning- en zittinghoek voor uw cliënt verwijzen we u naar onze Newton-configurator op [www.life-mobility.com](http://www.life-mobility.com)
- Newton Curve rugleuningen zijn standaard voorzien van geïntegreerde hoofdsteunopname
- Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik i.c.m. Curve 3 en Curve 3 DEEP rugleuning wordt er altijd een extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel gemonteerd
- Bij afneembare stretchrubber rugleuninghoes i.c.m. rugleuning type Curve Z is de levertijd op aanvraag.
- Bendix rugleuning altijd i.c.m. uitneembare zijkant & ZB 40/45/50/55 cm
- Maximaal 1 maat smaller dan de zittingbreedte.
- Voor de juiste meetmethode verwijzen wij u naar de Newton meetinstructie (zie elders op deze pagina).
- Gemeten van LT-vlak tot zitting
- Niet mogelijk in combinatie met standaard bandrem, verlengde bandrem duwbediening en eenhandige bandremsysteem duwbediening
- Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- De opklapbaarheid kent beperkingen bij bepaalde armleggerposities
- Werkblad is niet mogelijk in combinatie met hemiplegie armlegger
- Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiestoeun verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- Deze optie wordt geadviseerd i.c.m. Comfort Solid beensteunen i.v.m. bedienopties van de Comfort Solid beensteun
- Niet in combinatie met Comfort Solid beensteun
- Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn
- Knijpbediening altijd i.c.m. begeleidersbediening middels drukknoppen
- Altijd een rugcontourdiepte kiezen

**Let op:** evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

De Roxx kan ook in combinatie met specifieke hulpaandrijvingen en in combinatie met specifieke typen orthoses veilig gebruikt worden. Life & Mobility heeft in deze gevallen samen met de desbetreffende fabrikant de combinatie als veilig beoordeeld, in de meeste gevallen ook voor taxivervoer, en dit vastgelegd in een convenant. Uw hulpaandrijvings- of ortheseleverancier kan aangeven of zij een dergelijk convenant met Life & Mobility hebben.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

## Newton Meetinstructie

