

Productoverzicht

CANTO nxt **KELVIN** comfort

Canto Nxt + Kelvin Comfort - basismodel

Zithoogte	51 cm (200x42 / 12,5")
Type achterwielen	Semi-massieve banden
Type rem	Voetrem met 1 rempook (rechts)
Zitelement	S40
Zijkussen rug	Standaard zijkussens
Zitkussen	Vlak zitkussen
Type beensteunen	Classic beenondersteuning
Hoes	Geen
Armleggers	Geen
Hoofdsteun	Geen




Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte*	S=34-40 / M=40-46 / L=46-52 cm
ZD	Zitdiepte*	40 - 48 / 48 - 56 / 56 - 64 cm
ZH	Zithoogte	51 / 56 cm
RH	Rughoogte	55 cm
AH	Armleggerhoogte	17 - 26 cm (6 standen)
BR	Breedte rolstoel	63 / 63 / 68 cm
	Breedte rolstoel + Aura duwondersteuning	72 cm
OL	Onderbeenlengte**:	
	Comfort beensteun	45 - 60 cm
	Comfort Solid beensteun	45 - 60 cm
	Centrale beensteun	48 - 64 cm / 59 - 76 cm
	Classic beenondersteuning	30 - 50 cm
	Flex beenondersteuning	30 - 44 cm
	Swing beenondersteuning	38 - 50 cm
	Zithoekinstelling	0 - 30°
	Rughoek	Eenmalig instelbaar
	Maximaal gewicht inzittende	125 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)

* De minimale maat is gemeten op het zitkussen. Door het meer of minder vullen van de Kelvin kussens kunnen de zitbreedte en zitdiepte individueel worden aangepast.

** In combinatie met wigzitkussen geldt OL + 8 cm





Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

CK000000000 Canto Nxt Kelvin
Voorzien van kantelverstelling (zithoekbereik 0°-30°), in hoogte en in hoek verstelbare ovale duwhandvatten, in breedte en diepte instelbaar onderstel, instelbare rughoek, framekleur Midnight blue, centrale voetrem, semi-massieve banden voor, geïntegreerde trapdoppen antiekpsteunen¹ en taxibevestiging t.b.v. 4-punts vastzetsysteem².

S.v.p. aankruisen wat u wenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

Hulpaandrijving

CK200000080 Aura duwondersteuning²⁰
Hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, automatische parkeerrem³, controller & lichtgewicht Li-ion accu onder zitting, 200x42 (8") voorwielen met semi-massieve banden & aluminium gaffels + bijbehorende lader. Bedieningsunit op in hoek verstelbaar duwhandvat met voor- en achteruitfunctie, draaiknop met uit-stand, 4 (instelbare) snelheden + binnenshuis-stand en incl. accu-indicatie.

CK200030030 Duimbediening links
 CK200040030 Duimbediening rechts
 CK200040050 Knijpbediening rechts
 CK200040040 Aura manoeuvreerfunctie t.b.v. duim- of knijpbediening rechts⁴

Zithoogte

CK040000050 51 cm (200x42 / 12½")
 CK040000060 56 cm (200x42 / 12½")

Achterwielen¹

CK060000020 Semi-massieve banden
 CK060000010 Luchtbanden⁵ minderprijs

Remsysteem³

CK070000010 Standaard voetrem met 1 rempook (rechts)
 CK070000020 Standaard voetrem met 2 rempoken
 CK070000030 Trommelremmen bediening door begeleider

Kelvin Comfort zitelement⁶

CK230000010 Maat S40
 CK230000020 Maat S48 (type 1)
 CK230000030 Maat M40
 CK230000040 Maat M48 (type 2)
 CK230000050 Maat M56
 CK230000060 Maat L48 (type 3)
 CK230000070 Maat L56
 CK140000070 Hoofdsteunadapter

Zijkussens rug

CK860030010 Standaard zijkussens links
 CK860040010 Standaard zijkussens rechts
 CK860030020 Peervormig zijkussens links
 CK860040020 Peervormig zijkussens rechts

Extra individuele rugondersteuning

CK970000010 Lumbaal-support kussen
 CK970030020 Zij-support kussen kort (i.c.m. zijplaat) links
 CK970040020 Zij-support kussen kort (i.c.m. zijplaat) rechts
 CK970030030 Zij-support kussen lang (i.c.m. zijplaat) links
 CK970040030 Zij-support kussen lang (i.c.m. zijplaat) rechts

Zitkussens

CK240000010 Zitkussens vlak
 CK240000020 Zitkussens met abductieheugel
 CK240000030 Zitkussens met wigvormige voorzijde 8 cm hoog⁷
 CK240000040 Zit-beenkussens met doorlopende abductieheugel^{8,9}

Beensteun

CK110000010 Comfort beensteunen¹⁰
 CK110000020 Kniekussens
 CK110000030 Hakbanden
 CK110030040 Kniehoekbediening middels gasveerlinks
 CK110040040 Kniehoekbediening middels gasveerrechts

CK110000140 Comfort Solid beensteunen^{10,19}
 CK110000020 Kniekussens
 CK110000030 Hakbanden

CK110000080 Centrale beensteun standaard (OL=48-64cm)¹⁰
 CK110000090 Centrale beensteun verlengd (OL=59-76cm)¹⁰
 CK110000100 Zijwangen in breedte instelbaar tbv centrale beensteun
 CK110000110 Kuitplaatdiepte-instelling tbv centrale beensteun

CK110000060 Classic beenondersteuning
 CK110000130 CBO frame t.b.v. zit-beenkussens met doorlopende abductie
 CK110000120 Flex beenondersteuning^{11,12}
 CK110000070 Swing beenondersteuning¹⁰

Hoes^{13,14,15}

CK250000010 Badstof hoes stuks v.a.
 CK250000030 Hoes t.b.v. zitkussens met abductieheugel +
 CK250000040 Hoes t.b.v. Classic beenondersteuning +
 CK250000060 Hoes t.b.v. Flex beenondersteuning +

CK250000050 Badstof hoes t.b.v. Swing beenondersteuning stuks
 CK250000070 Badstof hoes t.b.v. doorlopende abductie stuks

Armlegger

CK100030010 In hoogte verstelbare brede armlegger, links
 CK100040010 In hoogte verstelbare brede armlegger, rechts
 CK100030050 In hoogte en hoek verstelbare brede armlegger links
 CK100040050 In hoogte en hoek verstelbare brede armlegger rechts
 CK100030020 Flex armondersteuning links
 CK100040020 Flex armondersteuning rechts
 CK100030040 Flex armondersteuning verzwaard links
 CK100040040 Flex armondersteuning verzwaard rechts

CK100030030 Badstof hoes t.b.v. Flex armondersteuning¹⁴ stuks links
 CK100040030 Badstof hoes t.b.v. Flex armondersteuning¹⁴ stuks rechts

Hoofdsteun²

CK140000010 Kelvin hoofdsteun klein
 CK140000020 Kelvin hoofdsteun klein met Edison beugel
 CK140000030 Kelvin hoofdsteun groot

CK140000050 Badstof hoes t.b.v. Kelvin hoofdsteun klein¹⁴ stuks
 CK140000060 Badstof hoes t.b.v. Kelvin hoofdsteun groot¹⁴ stuks
 CK140000040 Kelvin nek/hoofdkussens

Werkblad

CK150000010 Werkblad plexiglas¹⁶
 CK150000020 Elleboogpolstering
 CK150000030 Werkblad op maat¹⁷ Op aanvraag

Accessoires

CK160000060 Rughoek opvulkussens
 CK160000010 Navulpakket 20 liter 2,5 mm korrel-latex
 CK160000020 Navulpakket 20 liter latex t.b.v. zitkussens
 CK160000050 Xtra safe adapters t.b.v. anti-kiep¹⁸
 CK160000030 Zithoudingsgordel



Productoverzicht

Toelichting

- 1 I.v.m. preventieve veiligheid worden er standaard antiekpsteunen geleverd en worden de achterwielen in de achterste positie gemonteerd
- 2 Canto Nxt Kelvin is botsproefveilig conform ISO 7176-19
- 3 Canto Nxt remsystemen vervallen i.v.m. automatische parkeerrem van Aura
- 4 Manoeuvreehendel alleen i.c.m. bedieningsunit rechts
- 5 Niet mogelijk i.c.m. Aura duwondersteuning
- 6 Maatvoering Kelvin Comfort zitelement:

	ZB	ZD	RH	BR
Maat S40	34-40 cm	40-48 cm	55 cm	63 cm
Maat S48	34-40 cm	48-56 cm	55 cm	63 cm
Maat M40	40-46 cm	40-48 cm	55 cm	63 cm
Maat M48	40-46 cm	48-56 cm	55 cm	63 cm
Maat M56	40-46 cm	56-64 cm	55 cm	63 cm
Maat L48	46-52 cm	48-56 cm	55 cm	68 cm
Maat L56	46-52 cm	56-64 cm	55 cm	68 cm
- 7 Onderbeenlengte neemt 8 cm toe i.c.m. wigvormig zitkussen
- 8 Alleen mogelijk i.c.m. CBO frame
- 9 Bij de maat S40 en L56 is de levertijd op aanvraag
- 10 Inclusief voorbrug
- 11 Niet mogelijk i.c.m. zitkussen met abductieheuvel
- 12 In combinatie met de Aura wordt de minimale kniehoek beperkt door accubak Aura
- 13 Voorzien van incomateriaal en sleuven t.b.v. zithoudingsgordel
- 14 Alleen verkrijgbaar in blauw
- 15 Voor het bestellen van een comfort hoes verwijzen wij u naar het onderdelenoverzicht
- 16 Alleen mogelijk met in hoogte of in hoogte en hoek verstelbare brede armleggers
- 17 Voor het bestellen van een werkblad op maat verwijzen wij u naar het 'Bestelformulier werkblad op maat'
- 18 Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiep verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- 19 Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn. Wordt voorzien van zwart gestoffeerde kuitplaten
- 20 Altijd een bedieningswijze kiezen

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.