

Productoverzicht

CANTO^{next}

NEWTON

Canto Nxt Duwwagen - basismodel

Mobiliteit	Duwhandvatten	Standaard duwhandvatten
	Zithoogte	42 cm (6"/12,5")
	Type achterwielen	Semi-massieve banden
	Remsysteem	Standaard voetrem met 1 rempook (rechts)

Zitondersteuning	Zitbreedte	37 cm (33...41 cm)
	Zitdiepte	42 cm
	Rugleuninghoek	A
	Zittinghoek	A
	Zithoekverkantelling	0 tot 30°
	Rughoekverstelling	Eenmalig instelbaar
	Type rugleuning	Curve Z rugleuning
	Rugleuningbreedte	37 cm
	Hoogtepositie rugleuning	Positie 2
	Type zitting	Contour zitting
	Type beensteunen	Voetsteun + hakband
	Type armlegger	I.h.v. armlegger + gepolsterde zijkussens
Type hoofdsteun	Geen	




Bovenstaande afbeelding kijkt af van het basismodel.

Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 / 42 / 47 / 52 cm (± 4 cm)
ZD*	Zitdiepte	42 - 56 cm
ZH*	Zithoogte	42 / 47 / 52 / 57 cm
AH	Armleggerhoogte	18 - 27 cm (6 standen)
OL	Onderbeenlengte:	
	Voetsteun	38 - 48 cm / 45 - 60 cm / 53 - 68 cm
	Comfort beensteun	38 - 48 cm / 43 - 58 cm / 53 - 68 cm
	Comfort Solid beensteun	38 - 48 cm / 43 - 58 cm / 53 - 68 cm
	Centrale beensteun	38 - 54 cm / 49 - 66 cm
DH	Duwhandvathoogte	Afhankelijk van zithoogte
BR	Breedte rolstoel	ZB + 21 cm
	Breedte rolstoel + Aura duwondersteuning	ZB + 30 cm
	Zittinghoek	12 - 20° (eenmalig instelbaar)
	Rugleuninghoek	115 - 123° (eenmalig instelbaar)
	Rughoekverstelling	85 - 125° (continu verstelbaar)
	Zithoekverkantelling	-5 - 25° / 0 - 30°
	LT-vlak hoogtepositie	15 - 23 cm
	Totaal gewicht	38 kg
	Maximaal gewicht inzittende	150 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crash test safe)

* Zithoogte en zitdiepte gemeten met Curve 1 rugleuning en Contour zitting in hoek A - A; zie Newton zithoogte aanpak voor overige configuraties





Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

CD00000010 Canto Nxt Duwwagen Newton
 Voorzien van instelbare zitting- en rugleuninghoek, kantelverstelling met Newton zithoekindicator (zithoekbereik 30°), in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare zitbreedte, zitdiepte en zithoogte, in hoogte instelbare armleggers met zijkussens, framekleur Midnight blue, stofferingskleur grijs gemêleerd en zwart, centrale voetrem, semi-massieve banden voor, geïntegreerde trapdoppen, antiekpsteunen¹ en taxibevestiging t.b.v. 4-punts vastzetsysteem².

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

Mobiliteit

Hulpaandrijving

- CD20000040 Aura duwondersteuning²⁶
 Hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, automatische parkeerrem³, controller & lichtgewicht Li-ion accu onder zitting, 200x42 (8") voorwielen met semi-massieve banden & aluminium gaffels + bijbehorende lader. Bedieningsunit op standaard duwhandvat voorzien van voor- en achteruitfunctie, draaiknop met uit-stand, 4 (instelbare) snelheden + binnenshuis-stand en incl. accu-indicatie.
- CD200030030 Duimbediening links
 CD200040030 Duimbediening rechts
 CD200040050 Knijpbediening rechts
 CD200040040 Aura manoeuvreerfunctie t.b.v. duim- of knijpbediening rechts⁴

Duwhandvatten

- CD220000010 Standaard duwhandvatten
 CD220000020 In hoek verstelbare duwhandvatten⁵

Zithoogtebereik⁴

12,5"	Newton Contour zitting			
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
<input type="checkbox"/> CD011000010	6"	42 - 44 cm ^{5,7}	42 - 44 cm ^{5,7}	45 - 46 cm ^{5,7}
<input type="checkbox"/> CD011000020	6"	47 - 49 cm ⁵	50 - 51 cm ⁵	50 - 51 cm ⁵
<input type="checkbox"/> CD011000030	6"	52 - 54 cm ⁵	55 - 57 cm ⁵	55 - 57 cm ⁵
<input type="checkbox"/> CD011000040	8"	47 - 49 cm	50 - 51 cm	50 - 51 cm
<input type="checkbox"/> CD011000050	8"	52 - 54 cm	55 - 57 cm	55 - 57 cm
<input type="checkbox"/> CD011000060	8"	58 - 59 cm	60 - 62 cm	60 - 62 cm

12,5"	Newton Contour DEEP/XTRA zitting			
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
<input type="checkbox"/> CD011000070	6"	42 - 44 cm ^{5,7}	45 - 46 cm ^{5,7}	47 - 49 cm ^{5,7}
<input type="checkbox"/> CD011000080	6"	50 - 51 cm ⁵	50 - 51 cm ⁵	52 - 54 cm ⁵
<input type="checkbox"/> CD011000090	6"	-	55 - 57 cm ⁵	58 - 59 cm ⁵
<input type="checkbox"/> CD011000100	8"	50 - 51 cm	50 - 51 cm	52 - 54 cm
<input type="checkbox"/> CD011000110	8"	58 - 59 cm	55 - 57 cm	58 - 59 cm
<input type="checkbox"/> CD011000120	8"	-	60 - 62 cm	-

12,5"	Newton Seat Base ¹⁹			
		Zittinghoek A	Zittinghoek B	Zittinghoek C
<input type="checkbox"/> CD011000130	6"	39 - 41 cm ^{5,7}	39 - 41 cm ^{5,7}	42 - 44 cm ^{5,7}
<input type="checkbox"/> CD011000140	6"	45 - 46 cm ⁵	45 - 46 cm ⁵	47 - 49 cm ⁵
<input type="checkbox"/> CD011000150	6"	50 - 51 cm ⁵	50 - 51 cm ⁵	52 - 54 cm ⁵
<input type="checkbox"/> CD011000160	8"	45 - 46 cm	45 - 46 cm	47 - 49 cm
<input type="checkbox"/> CD011000170	8"	50 - 51 cm	50 - 51 cm	52 - 54 cm
<input type="checkbox"/> CD011000180	8"	55 - 57 cm	55 - 57 cm	58 - 59 cm

Achterwielen

- CD060000020 Semi-massieve banden
 CD060000010 Luchtbanden⁵ minderprijs

Remsysteem

- CD070000010 Standaard voetrem met 1 rempook (rechts)
 CD070000020 Standaard voetrem met 2 rempoken
 CD070000030 Trommelremmen bediening door begeleider⁸

Zitondersteuning

Zitbreedte

- CD020000010 37 cm (33...41 cm)⁵
 CD020000020 42 cm (38...46 cm)
 CD020000030 47 cm (43...51 cm)
 CD020000040 52 cm (48...56 cm)

Zitdiepte

- CD030000010 42 cm
 CD030000020 44 cm
 CD030000030 46 cm
 CD030000040 48 cm
 CD030000050 50 cm
 CD030000060 52 cm
 CD030000070 54 cm
 CD030000080 56 cm²⁹

Rugleuninghoek⁹

- CD180000030 Rugleuninghoek A
 CD180000040 Rugleuninghoek B
 CD180000050 Rugleuninghoek C

Zittinghoek⁹

- CD420000001 Zittinghoek A
 CD420000002 Zittinghoek B
 CD420000003 Zittinghoek C

Zithoekverkanteling

- CD170000010 -5 tot 25 graden
 CD170000020 0 tot 30 graden
 CD170000030 600N gasveren
 CD170000040 800N gasveren³⁰

Rughoekverstelling¹⁰

- CD180000010 Eenmalig instelbaar
 CD180000020 Continue verstelbaar^{5,11,12} (zithoekbereik 22°)

Rugleuning¹³

- CD130000220 Curve Z rugleuning
 CD130000230 Curve 1 rugleuning
 CD130000240 Curve 2 rugleuning
 CD130000250 Curve 3 rugleuning¹⁴
 CD250000010 Afneembare stretchrubber rugleuninghoes¹⁵ stuks
 CD130000310 Curve 3 DEEP rugleuning^{14,27}
 CD130000320 Rugcontourdiepte Deep
 CD130000330 Rugcontourdiepte Extra Deep
 CD130000210 Bendix rugleuning incl. hoofdsteunadapter
 CD130000150 Badstof hoef t.b.v. Bendix rugleuning stuks
 CD130030160 Flex arondersteuning links
 CD130040160 Flex arondersteuning rechts
 CD130030170 Badstof hoef links t.b.v. Flex arondersteuning stuks
 CD130040170 Badstof hoef rechts t.b.v. Flex arondersteuning stuks

Rugleuningbreedte¹⁶

- CD730000010 37 cm
 CD730000020 42 cm
 CD730000030 47 cm
 CD730000040 52 cm



Productoverzicht

Hoogtepositie rugleuning^{17,18}

- CD98000000 Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)
- CD980000010 Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)
- CD980000020 Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)
- CD980000030 Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)
- CD980000040 Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)
- CD980000050 Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)
- CD980000060 Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)
- CD980000070 Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)
- CD980000080 Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)
- CD980000090 Niet bekend

Zitting

- CD120000120 Contour zitting
- CD120000130 Contour Deep zitting
- CD120000140 Contour Xtra zitting (bij gebruikersgewicht > 120 kg)
- CD120000150 Seat Base (Plankzitting)¹⁹
- CD120000050 Drempel h = 5 cm
- CD120000060 Drempel h = 8 cm
- CD120000160 Heup zitting op maat Op aanvraag

Beensteun

- CD110030010 Voetsteun + hakband links
- CD110040010 Voetsteun + hakband rechts
- CD110000020 Gepolsterde kuitband²⁰
- CD110030030 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links
- CD110040030 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts
- CD110030040 Comfort beensteun links
- CD110040040 Comfort beensteun rechts
- CD110030070 Hakband links
- CD110040070 Hakband rechts
- CD110030060 Kniekussen links
- CD110040060 Kniekussen rechts
- CD110030080 Kniehoekbediening middels gasveer links
- CD110040080 Kniehoekbediening middels gasveer rechts
- CD110030090 Comfort Solid beensteun links²⁵
- CD110040090 Comfort Solid beensteun rechts²⁵
- CD110030070 Hakband links
- CD110040070 Hakband rechts
- CD110030060 Kniekussen links
- CD110040060 Kniekussen rechts
- CD110000120 Centrale beensteun standaard (OL = 38 - 54 cm)
- CD110000130 Centrale beensteun verlengd (OL = 49 - 66 cm)
- CD110000140 Zijwangen in breedte instelbaar tbv centrale beensteun
- CD110000150 Kuitplaatdiepte-instelling tbv centrale beensteun
- CD110030120 Amputatiesteun, lengte 25 cm links
- CD110040120 Amputatiesteun, lengte 25 cm rechts
- CD110030130 Amputatiesteun, lengte 40 cm links
- CD110040130 Amputatiesteun, lengte 40 cm rechts
- CD110000170 Badstof hoef t.b.v. amputatiesteun stuks
- CD110030110 Gipsbeensteun links²¹
- CD110040110 Gipsbeensteun rechts²¹
- CD110030140 Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links
- CD110040140 Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts
- CD110000160 Badstof hoef t.b.v. spitsvoetkussen stuks

Armlegger

- CD100000010 Gepolsterde armleggers
- CD100030020 Draaibare hemiplegie armlegger links
- CD100040020 Draaibare hemiplegie armlegger rechts
- CD100030030 P-vormige armlegger links
- CD100040030 P-vormige armlegger rechts

Hoofdsteun

- CD140000010 Standaard hoofdsteun klein
- CD140000020 Standaard hoofdsteun
- CD140000030 Buigbare hoofdsteun
- CD140000040 Snellius hoofdsteun
- CD140000090 Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel¹⁴
- CD140000050 Snellius hoofdsteun met Edison beugel
- CD140000060 Kelvin hoofdsteun klein met Edison beugel

- CD140000070 Badstof hoef t.b.v. Kelvin hoofdsteun klein stuks
- CD140000080 Badstof hoef t.b.v. Snellius hoofdsteun stuks

Werkblad²²

- CD150000010 Werkblad plexiglas
- CD150000020 Werkblad trespas
- CD150000040 Elleboogpolstering
- CD150030050 College werkblad links
- CD150040050 College werkblad rechts
- CD150000060 Werkblad op maat²³ Op aanvraag

Accessoires

- CD160000040 Xtra safe adapters t.b.v. anti-kiep²⁴
- CD160000020 Abductieklos²⁸
- CD160000030 Zithoudingsgordel

Toelichting

- 1 I.v.m. preventieve veiligheid worden er standaard antiekiepeunen geleverd
- 2 Canto Nxt incl. Newton delen is botsproefveilig conform ISO 7176-19. I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens vervoer van rolstoelinzittende
- 3 Canto Nxt remsystemen zijn niet nodig i.v.m. automatische parkeerrem van Aura
- 4 Manoeuvreren alleen i.c.m. bedieningsunit rechts
- 5 Niet mogelijk i.c.m. Aura duwondersteuning
- 6 Mogelijkheid tot het inzetten van type telescoop en wielmaten is afhankelijk van de gewenste zithoogte, zittinghoek en zittingstype. Kijk voor de geschikte combinatie in de Newton zithoogte aanpak
- 7 Let op; bodemvrijheid is beperkt, voornamelijk geschikt voor binnengebruik
- 8 Niet mogelijk i.c.m. continue rughoekverstelling
- 9 Voor de juiste rugleuning- en zittinghoek voor uw cliënt verwijzen we u naar onze Newton-configurator op www.life-mobility.com
- 10 Rughoekverstelling alleen bedoeld voor kortdurende standsveranderingen i.v.m. hierdoor wijzigende individuele rugondersteuning
- 11 I.v.m. preventieve veiligheid zijn de achterwielen in de achterste positie gemonteerd
- 12 Niet mogelijk i.c.m. in hoek verstelbare duwhandvatten
- 13 Newton Curve rugleuningen zijn standaard voorzien van geïntegreerde hoofdsteunopname
- 14 Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik i.c.m. Curve 3 en Curve 3 DEEP rugleuning wordt er altijd een extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel gemonteerd
- 15 Bij afneembare stretchrubber rugleuninghoes i.c.m. rugleuning type Curve Z is de levertijd op aanvraag.
- 16 Maximaal 1 maat smaller dan de zittingbreedte.
- 17 Voor de juiste meetmethode verwijzen wij u naar de Newton meetinstructie (zie hieronder)
- 18 Gemeten van LT-vlak tot zitting
- 19 De zithoogte voor een Seat Base is de verticale afstand tussen bovenzijde seat base en vloer
- 20 Levertijd op aanvraag
- 21 Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- 22 Werkblad is niet mogelijk in combinatie met hemiplegie armlegger
- 23 Voor het bestellen van een werkblad op maat verwijzen wij u naar het 'Bestelformulier werkblad op maat'
- 24 Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiep verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- 25 Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn. Wordt voorzien van zwart gestoffeerde kuitplaten
- 26 Altijd een bedieningswijze kiezen
- 27 Altijd een rugcontourdiepte kiezen
- 28 Niet in combinatie met Seat Base
- 29 Indien een grotere zitdiepte dan ZD56 gewenst is kan deze ter plaatse worden ingesteld. We adviseren in dat geval Xtra Safe-adapters mee te bestellen om een eventuele beperking in het kantelbereik te voorkomen
- 30 Life & Mobility adviseert 800N gasveren vanaf zitdiepte 52 cm en/of bij gebruikersgewicht > 120 kg

De Canto Nxt Duwwagen kan ook in combinatie met specifieke hulpaandrijvingen en in combinatie met specifieke typen orthoses veilig gebruikt worden. Life & Mobility heeft in deze gevallen samen met de desbetreffende fabrikant de combinatie als veilig beoordeeld, in de meeste gevallen ook voor taxivervoer, en dit vastgelegd in een convenant. Uw hulpaandrijvings- of ortheseleverancier kan aangeven of zij een dergelijk convenant met Life & Mobility hebben.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Newton Meetinstructie

