

Productoverzicht

ROXX **MATRIX**

Roxx - basismodel


Binnenwerk	Standaard Vouwbaar
Zitbreedte	37 cm
Zitdiepte	44 cm (42...46 cm)
Voorwieltelescopen	Standaard
Diameter zwenkwielen	6"
Type zwenkwielen	Semi-massieve banden
Diameter achterwielen	24"
Type achterwielen	Semi-massieve banden
Zithoogte	47 cm
Type rem	Standaard bandrem
Wielplaten	Standaard wielplaten
Positie van achterwielen	Middelste asgat
Rughoek	Eenmalig instelbaar
Type beensteunen	Voetsteun + hakband
Zitting	Contour+ zitting
Rugleuning	Comform Xtra rugleuning-stretchstof
Zijkanten	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef
Type armlegger	PUR armlegger



Bovenstaande afbeelding kijkt af van het basismodel.

Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	37 - 60 cm
ZD*	Zitdiepte	42 - 58 cm
ZH*	Zithoogte	38 - 60 cm
AH	Armleggerhoogte	18 - 27 cm (7 standen)
OL	Onderbeenlengte:	
	Voetsteun	35 - 45 cm / 42 - 57 cm / 50 - 65 cm
	Comfort beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm / 50 - 65 cm
	Comfort Solid beensteun	35 - 45 cm / 40 - 55 cm / 50 - 65 cm
DH	Duwhandvathoogte	Afhankelijk van zithoogte
BR	Breedte rolstoel	ZB + 23 cm**
	Breedte rolstoel + @Work hulpaandrijving	BR + 2 cm
	Breedte rolstoel + @Ease hulpaandrijving	BR + 4 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief wielen)	31 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Work wielen)	33 cm
	Breedte rolstoel opgevouwen (inclusief @Ease wielen)	35 cm
	Zithoek	0° of instelbaar
	Rughoek	90 - 180° (eenmalig instelbaar) 85 - 105° (115°) (continu verstelbaar)
	Rughoogte	Per cm instelbaar
	Camberstand	2°
	Totaal gewicht	Vanaf 27 kg
	Tilgewicht	Vanaf 10 kg
	Maximaal gewicht inzittende	160 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)



* Zithoogte en zitdiepte gemeten met standaard zitting en rugleuning; zie Matrixx meetblad voor overige configuraties

** Uitgebouwde zijkanten hebben geen invloed op rolstoelbreedte



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

RX000000000 Roxx
Zelfrijder perfect aanpasbaar door multi-instelbaar en modulair basisframe voorzien van royale trippelruimte, optimale wielbalans dankzij deelbaar ovale zijframe + koppelstukken, in hoogte verstelbare duwhandvatten, instelbare zithoek/rughoogte en armleggerpositie, QR achterwielen en bandremmen, frame- en stofferingskleur Midnight blue, geïntegreerde trapdoppen en taxibevestiging t.b.v. 4-puntsvastzetsysteem.

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

Hulpaandrijvingen

RX200000290 **@Work hulpaandrijving²**
 Door hoepelbediening aan te sturen programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, RVS hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

RX200000020 Tot 110 kg
 RX200000030 110 - 130 kg⁴

Af fabriek programmering van de aandrijving

RX200000040 Standaard instelling
 RX200030050 Instelling voor éénhandige aandrijving links
 RX200040050 Instelling voor éénhandige aandrijving rechts

RX200000060 Extra rijprogramma instelbaar incl. extra bedienings-schakelaar⁵

RX200000070 Gecoate hoepels t.b.v. extra grip
 RX200000080 Spaakbeschermers³
 RX200000120 Aan/uit schakelaar met flexibele buis (210 mm)

RX200000300 **@Ease hulpaandrijving^{2,4}**
 Programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, aluminium hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

RX200000100 Tot 110 kg
 RX200000110 110 - 130 kg

Besturing

RX200040120 Begeleidersbediening rechts middels drukknoppen
 RX200040220 Knijpbediening rechts op begeleidersbediening middels drukknoppen³⁸

RX200040130 Joystick als begeleidersbediening rechts, montage achterzijde
 RX200030140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm links⁶
 RX200040140 Joystick gebruiker incl. wegklapbare arm rechts⁶
 RX200030150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm links^{6,35}
 RX200040150 Joystick gebruiker incl. parallel wegzwenkbare arm rechts^{6,35}

Af fabriek instelling en rij-eigenschappen

RX200000160 Joystick soft modus
 RX200000170 Joystick standaard modus
 RX200000180 Joystick actieve modus

Achterwielen

RX200000190 Spaakbeschermers³

Binnenwerk

RX260000010 Vouwbaar binnenwerk
 RX260000020 Vast binnenwerk

Zitbreedte⁷

RX020000010 37 cm
 RX020000020 40 cm⁸
 RX020000030 42 cm
 RX020000040 45 cm⁸
 RX020000050 47 cm
 RX020000060 50 cm⁸
 RX020000070 52 cm
 RX020000080 55 cm⁸
 RX020000090 57 cm
 RX020000100 60 cm⁸

Zitdiepte^{7,9}

RX030000010 44 cm (42...46 cm)
 RX030000020 48 cm (46...50 cm)
 RX030000030 52 cm (50...54 cm)
 RX030000040 56 cm (54...58 cm)

Zithoogte⁹

Trippel telescoop (zithoek 0°)

5"	Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
<input type="checkbox"/> RX040000010 22"	38 - 44 cm cm
<input type="checkbox"/> RX040000020 24"	40 - 44 cm	(instelbaar in stappen van 1 cm)

6"	Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
<input type="checkbox"/> RX040000030 22"	40 - 46 cm cm
<input type="checkbox"/> RX040000040 24"	40 - 46 cm cm
<input type="checkbox"/> RX040000050 26"	46 cm	(instelbaar in stappen van 1 cm)

Standaard telescoop (balhoofdhoeke instelbaar)

6"	Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
<input type="checkbox"/> RX040000060 22"	44 - 53 cm cm
<input type="checkbox"/> RX040000070 24"	44 - 55 cm cm
<input type="checkbox"/> RX040000080 26"	50 - 55 cm ¹⁰	(instelbaar in stappen van 1 cm)

8"	Zithoogte bereik	Gewenste zithoogte
<input type="checkbox"/> RX040000090 22"	49 - 53 cm cm
<input type="checkbox"/> RX040000100 24"	49 - 55 cm cm
<input type="checkbox"/> RX040000110 26"	50 - 60 cm ¹⁰	(instelbaar in stappen van 1 cm)

Zwenkwielen

RX440000010 Semi-massieve banden
 RX440000020 Massieve banden¹¹

Achterwielen

RX370000010 Semi-massieve banden
 RX370000020 Luchtbanden^{12,13} minderprijs
 RX370130030 Hoepelovertrekken¹²
 RX370130040 Transparante spaakbeschermers^{12,13,14}
 RX370030050 Eenhandige aandrijving links^{12,13,14}
 RX370040050 Eenhandige aandrijving rechts^{12,13,14}

Remsysteem

RX070030010 Standaard bandrem links
 RX070040010 Standaard bandrem rechts

RX070030020 Verlengde bandrem duwbediening links³⁶
 RX070040020 Verlengde bandrem duwbediening rechts³⁶
 RX070030090 Verlengde bandrem trekbediening links
 RX070040100 Verlengde bandrem trekbediening rechts
 RX070030030 Eenhandig bandremstelsysteem duwbediening links^{15,36}
 RX070040030 Eenhandig bandremstelsysteem duwbediening rechts^{15,36}
 RX070030100 Eenhandig bandremstelsysteem trekbediening links¹⁵
 RX070040110 Eenhandig bandremstelsysteem trekbediening rechts¹⁵

RX070000050 Remnaven met remhendels^{12,13,16}
 RX070000040 Trommelremmen bediening begeleider^{12,13,17} + wielplaten
 RX070000060 Blocker remsysteem^{12,13,18,19,20,21}
 RX070030080 Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem links
 RX070040070 Ontgrendelhendel tbv Blocker remsysteem rechts

Wielplaten

RX080000010 Standaard wielplaten, wielen in voorste^{12,13} asgaten
 RX080000020 Standaard wielplaten, wielen in middelste asgaten
 RX080000030 Standaard wielplaten, wielen in achterste asgaten
 RX080000040 Verlengde wielplaten^{4,12,13,22}

Rughoek

RX180000010 Eenmalig instelbaar
 RX180000020 Continu verstelbaar 85° - 105° (115°)^{13,23,24}
 RX180000030 Bediening begeleider
 RX180030040 Bediening inzittende links
 RX180040040 Bediening inzittende rechts



Productoverzicht

Beensteun

<input type="checkbox"/>	RX110030010	Voetsteun + hakband links
<input type="checkbox"/>	RX110040010	Voetsteun + hakband rechts
<input type="checkbox"/>	RX110000030	Gepolsterde kuitband ³
<input type="checkbox"/>	RX110030040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links
<input type="checkbox"/>	RX110040040	Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030050	Comfort beensteun links
<input type="checkbox"/>	RX110040050	Comfort beensteun rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030060	Hakband links
<input type="checkbox"/>	RX110040060	Hakband rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030070	Kniekussen links
<input type="checkbox"/>	RX110040070	Kniekussen rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030080	Kniehoekbediening middels gasveer links ²⁵
<input type="checkbox"/>	RX110040080	Kniehoekbediening middels gasveer rechts ²⁵
<input type="checkbox"/>	RX110030160	Comfort Solid beensteun links ³⁷
<input type="checkbox"/>	RX110040170	Comfort Solid beensteun rechts ³⁷
<input type="checkbox"/>	RX110030060	Hakband links
<input type="checkbox"/>	RX110040060	Hakband rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030070	Kniekussen links
<input type="checkbox"/>	RX110040070	Kniekussen rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030110	Amputatiesteun, lengte 25 cm links
<input type="checkbox"/>	RX110040110	Amputatiesteun, lengte 25 cm rechts
<input type="checkbox"/>	RX110030120	Amputatiesteun, lengte 40 cm links
<input type="checkbox"/>	RX110040120	Amputatiesteun, lengte 40 cm rechts
<input type="checkbox"/>	RX110000180	Badstof hoes t.b.v. amputatiesteun stuks
<input type="checkbox"/>	RX110030100	Gipsbeensteun links ²⁶
<input type="checkbox"/>	RX110040100	Gipsbeensteun rechts ²⁶
<input type="checkbox"/>	RX110030130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun links
<input type="checkbox"/>	RX110040130	Spitsvoetkussen t.b.v. gipsbeensteun rechts
<input type="checkbox"/>	RX110000150	Badstof hoes t.b.v. spitsvoetkussen stuks

Zitting

<input type="checkbox"/>	RX120000030	Plank zitting + instelbare achterdrempel
<input type="checkbox"/>	RX120000050	Drempel h = 5 cm t.b.v. plank zitting
<input type="checkbox"/>	RX120000060	Drempel h = 8 cm t.b.v. plank zitting
<input type="checkbox"/>	RX120000080	Contour+ zitting
<input type="checkbox"/>	RX120000100	Klep zitting
<input type="checkbox"/>	RX120000110	Heup zitting op maat Op aanvraag

Rugleuning²⁷

<input type="checkbox"/>	RX130000060	Comform Xtra rugleuning - stretchstof
<input type="checkbox"/>	RX130000070	Comform Xtra rugleuning - stretchrubber
<input type="checkbox"/>	RX130000100	Lumbaalkussen t.b.v. Comform Xtra rugleuning
<input type="checkbox"/>	RX130160080	Invito rugleuning RH 50
<input type="checkbox"/>	RX130170080	Invito rugleuning RH 60
<input type="checkbox"/>	RX130160090	Comfit rugleuning RH 50
<input type="checkbox"/>	RX130170090	Comfit rugleuning RH 60
<input type="checkbox"/>	RX130000120	Stretch hoes t.b.v. Comform/Invito/Comfit rug stuks
<input type="checkbox"/>	RX130000170	Tracix rugleuning ³⁹
<input type="checkbox"/>	RX130000140	Bendix rugleuning ²⁸
<input type="checkbox"/>	RX130000150	Badstof hoes t.b.v. Bendix en Tracix ²⁹ rug stuks
<input checked="" type="checkbox"/>	RX130000160	Hoofdsteunadapter ²⁷

Zijkanten

<input type="checkbox"/>	RX090000010	Uitneembare zijkanten, gefixeerd d.m.v. schroef
<input type="checkbox"/>	RX090000020	Opklapbare zijkanten ^{28,30}
<input type="checkbox"/>	RX460000010	Armleggerhoogte instelbaar middels inbus
<input type="checkbox"/>	RX460000020	Armleggerhoogte verstelbaar middels trekknop
<input type="checkbox"/>	RX460000030	Verlengde zijkanten

Armlegger

<input type="checkbox"/>	RX100030010	PUR armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040010	PUR armlegger rechts
<input type="checkbox"/>	RX100030020	Gepolsterde armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040020	Gepolsterde armlegger rechts
<input type="checkbox"/>	RX100030040	P-vormige armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040040	P-vormige armlegger rechts
<input type="checkbox"/>	RX100030030	Draaibare hemiplegie armlegger links
<input type="checkbox"/>	RX100040030	Draaibare hemiplegie armlegger rechts

Hoofdsteun¹

<input type="checkbox"/>	RX140000010	Standaard hoofdsteun klein
<input type="checkbox"/>	RX140000020	Standaard hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	RX140000030	Buigbare hoofdsteun
<input type="checkbox"/>	RX140000040	Snellius hoofdsteun ³¹
<input type="checkbox"/>	RX140000060	Extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel ³²
<input type="checkbox"/>	RX140000050	Snellius hoofdsteun met Edison beugel ³¹
<input type="checkbox"/>	RX140000070	Badstof hoes t.b.v. Snellius hoofdsteun stuks

Werkblad³³

<input type="checkbox"/>	RX150000010	Werkblad plexiglas
<input type="checkbox"/>	RX150000020	Werkblad trespas
<input type="checkbox"/>	RX150000030	Elleboogpolstering
<input type="checkbox"/>	RX150030040	College werkblad links
<input type="checkbox"/>	RX150040050	College werkblad rechts

Accessoires

<input type="checkbox"/>	RX160000010	Antikiepestenen
<input type="checkbox"/>	RX160000040	Xtra safe adapters ^{12,13,34}
<input type="checkbox"/>	RX160000020	Zithoudingsgordel
<input type="checkbox"/>	RX160030030	Stokhouder links ^{12,13}
<input type="checkbox"/>	RX160040030	Stokhouder rechts ^{12,13}



Productoverzicht

Toelichting

- 1 Roxx incl. Matrixx delen is botsproefveilig conform ISO 7176-19. I.v.m. preventieve veiligheid adviseert Life & Mobility een hoofdsteun tijdens vervoer van rolstoelinzittende
- 2 I.v.m. preventieve veiligheid worden @Work en @Ease standaard voorzien van antiekiepeunen
- 3 Levertijd op aanvraag
- 4 Niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem
- 5 Andere zijde dan aan/uit bedieningsschakelaar
- 6 Instelmogelijkheden armleggers & comfort beensteunen zijn beperkt. Alleen mogelijk met opklapbare zijanten en met uitneembare zijanten indien deze gefixeerd zijn met schroef. Niet mogelijk i.c.m. verlengde zijanten. Alleen college werkblad is mogelijk. Bij joystick gebruiker links dan college werkblad rechts kiezen en vice versa
- 7 Sommige maatcombinaties kunnen een langere levertijd hebben. Voor een volledig overzicht hiervan raapleeg online ons onderdelenoverzicht
- 8 Zitbreedte is op basis van uitgebouwde zijanten
- 9 Voor de juiste zithoogte en zitdiepte verwijzen wij u door naar het Matrixx Meetblad
- 10 Deze zithoogtes zijn niet mogelijk i.c.m. zitdiepte 44 cm
- 11 Massieve banden alleen verkrijgbaar in 5" & 6" zwenkwielen
- 12 Niet mogelijk i.c.m. @Work hulpaandrijving
- 13 Niet mogelijk i.c.m. @Ease hulpaandrijving
- 14 Alleen mogelijk met ZB 42-47 en 52 cm, altijd i.c.m. eenhandig bandremsysteem & niet mogelijk met semi-massieve banden achter, 26" wielen en spaakbeschermers
- 15 Max. gewicht inzittende 125 kg
- 16 Remnaven met remhendels alleen mogelijk met 22" en 24" wielen
- 17 Trommelremmen altijd in combinatie met bandremmen (niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremsysteem, 26" wielen en continue rughoekverstelling)
- 18 Blocker remsysteem altijd i.c.m. band- of naafremmen, semi-massieve banden achter en een Life & Mobility zitting
- 19 Niet mogelijk i.c.m. trommelremmen bediening begeleider, eenhandige aandrijving, verlengde wielplaat, voorste asgatpositie 22" en achterste asgatpositie 26"
- 20 De vouwfunctie van het vouwbaar binnenwerk vervalt i.c.m. het Blocker remsysteem
- 21 I.c.m. continu verstelbare rugleuning vervalt de l/r keuze voor de ontgrendelhendel
- 22 Bij verlengde wielplaten worden anti-kiepeunen standaard voorzien van Xtra safe adapters
- 23 Niet mogelijk i.c.m. Tracix en Bendix rugleuning, eenhandige aandrijving en remnaven met remhendels
- 24 Life & Mobility adviseert bij continue rughoekverstelling antiekiepeunen & en bij bediening inzittende ook opklapbare zijanten
- 25 Niet mogelijk in combinatie met standaard bandrem, verlengde bandrem duwbediening en eenhandige bandremsysteem duwbediening
- 26 Links + rechts gipsbeensteun alleen mogelijk vanaf zitbreedte 47 cm
- 27 Rugleuningen worden standaard voorzien van hoofdsteunadapter
- 28 Bendix rugleuning altijd i.c.m. uitneembare zijkant & ZB 40/45/50/55 cm
- 29 Alleen mogelijk bij Tracix rug ZB 37 t/m 52 cm
- 30 De opklapbaarheid kent beperkingen bij bepaalde armleggerposities
- 31 Alleen verkrijgbaar in zwart
- 32 Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik
- 33 Werkblad is niet mogelijk in combinatie met hemiplegie armlegger
- 34 Met de Xtra safe adapters kan de anti-kiepeun verder naar achter gemonteerd worden voor extra preventieve veiligheid
- 35 Deze optie wordt geadviseerd i.c.m. Comfort Solid beensteunen i.v.m. bedienopties van de Comfort Solid beensteun
- 36 Niet in combinatie met Comfort Solid beensteun
- 37 Het instelbereik van de armlegger, al dan niet voorzien van extra opties, kan beperkt zijn. Wordt voorzien van zwart gestoffeerde kuitplaten
- 38 Knijpbediening altijd i.c.m. begeleidersbediening middels drukknoppen
- 39 Voor het vergroten van het hoofdsteunbereik i.c.m. Tracix rugleuning wordt er altijd een extra schakel t.b.v. standaard hoofdsteunbeugel gemonteerd

Let op: evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

De Roxx kan ook in combinatie met specifieke hulpaandrijvingen en in combinatie met specifieke typen ortheses veilig gebruikt worden. Life & Mobility heeft in deze gevallen samen met de desbetreffende fabrikant de combinatie als veilig beoordeeld, in de meeste gevallen ook voor taxivervoer, en dit vastgelegd in een convenant. Uw hulpaandrijvings- of ortheseverancier kan aangeven of zij een dergelijk convenant met Life & Mobility hebben.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.