

# Productoverzicht

**PRESTO**

## PRESTO – basis uitvoering

Kleur	Zwart Metallic + zilvergrijze accudeksel
Gasbediening:	Rechts vooruit/ Links achteruit
Accu's	Geen
Lader	Geen



## Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	51 cm
ZD	Zitdiepte	44 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau	47 / 49,5 / 52 / 54,5 cm
HS	Hoogte scootmobiel	132 cm
LS	Lengte scootmobiel	134 cm
BS	Breedte scootmobiel	65 cm
HV	Hoogte voetplateau tov grond	19 cm
	Maximum snelheid	15 kmh
	Actieradius	29 / 35 / 44km**
	Accu	50 / 60 / 73Ah
	Lader	6A 24V / 8A 24V
	Totaal gewicht (excl accu's)	87 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg
	Draaistraal	160 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Maximale obstakelhoogte	10 cm
	Voldoet aan	EN 12184 Klasse C



\* Zithoogte is belast gemeten

\*\* Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.



# Productoverzicht

## Contactgegevens

Naam dealer	_____
Contactpersoon	_____
Datum	_____
Ordernummer	_____

## Model

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Presto</b> Allround 4-wiel scooter standaard configuratie: * Maximale snelheid 15 km/h * Zwart metallic bekapping met gekleurde accudekselkap en kleuraccent voorzijde * INDEGO veersysteem * Zwarte tubeless luchtbanden * Draaibare stoel met schuiflede * Hoofdsteun * In breedte, hoogte & hoek verstelbare armleggers * Bochtensensor * Autostop knipperlichten * Afneembare boodschappenmand * Linker en rechter achteruitkijkspiegel * Accessoire-opnamepunt onder de stoel
-------------------------------------	--

- PE000000000 PRESTO uitgevoerd excl accu's en lader
- PE000000010 PRESTO uitgevoerd incl 2 MK AGM accu's 50Ah + bijbehorende 6A/24V acculader
- PE000000020 PRESTO uitgevoerd incl 2 MK GEL accu's 60Ah + bijbehorende 6A/24V acculader
- PE000000030 PRESTO uitgevoerd incl 2 MK GEL accu's 73Ah + bijbehorende 8A/24V acculader

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

## Kleur

- PE500000010 Zwart metallic + Zilver metallic accudeksel en zilver voorcapaccnt
- PE500000020 Zwart metallic + Rode accudeksel en rood voorcapaccnt
- PE500000030 Zwart metallic + Gele accudeksel en geel voorcapaccnt

## Stoelopties

- PE510000010 Heupgordel (afb. A)

## Gasbediening

- PE520000010 Rechts vooruit / Links achteruit
- PE520000020 Links vooruit / Rechts achteruit

## Opbergmogelijkheid

- PE540000010 Stokhouder<sup>1</sup> (afb. B)
- PE540000020 Afsluitbare koffer aan stoel

## Veiligheidsopties

- PE061000010 Rubber Impact bumper voorzijde (afb. C)
- PE061000020 Rubber Impact bumper achterzijde (afb. D)
- PE061000030 Rubber Impact bumper zijkanten (afb. E)
- PE061000040 Stalen bumper voorzijde
- PE061000050 Stalen bumper achterzijde
- PE061000060 Anti-tip wieltjes<sup>2</sup> (afb. D)
- PE061000070 Knipperlichten met dagrijverlichting (afb. F)

## Accessoires

- PE160000010 Regenbestendige afdekhoes
- PE160000020 Windscherm (afb. G)
- PE160000030 Telefoonhouder (afb. H)
- PE160000040 USB adapter in oplaadpunt (afb. I)

## Toelichting

- 1 Niet mogelijk i.c.m. afsluitbare koffer aan stoel
- 2 Alleen in combinatie met een bumper achterzijde



A



B



C



D



E



F



G



H



I