

# Productoverzicht

SOLO

INDEGO adaptive

## SOLO 3 - BASISMODEL

Mobiliteit	Stoel	Bediening
Standaard motor 18 km/h	Standaard stoel	Gasbediening middels gashendels
Zwart metallic + oranje accudeksel	Schuiflede links	Bediening richtingaanwijzers middels duimschakelaar
Zonder accu's	Gasveer hoog/laag verstelling rechts	Contactslot rechts
Zonder lader	Zit- & rugbreedte 48 cm	
Lengte scootmobiel 140 cm	Zitdiepte 44 cm	
Luchtbanden		
Vering: Comfort		
Gebruikersgewicht: tot 100 kg		



## Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	44 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuiflede)	45-53 cm
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	120 cm (90 cm)
LS	Lengte scootmobiel	140 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
	Maximum snelheid	18 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	40 / 50 / 70 km**
	Gelaccu's	60 Ah / 73 Ah / 97 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V, 11A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	96 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg (optie: 200kg)
	Draaistraal	140 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 16"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse C



\* Belast gemeten met schuiflede in middelste stand

\*\* Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.



# Productoverzicht

## Contactgegevens

Naam dealer \_\_\_\_\_  
 Contactpersoon \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Ordernummer \_\_\_\_\_

## MODEL

Solo 3  
 Koersvaste 3-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op achteras), anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + blokprofiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuiflede, hoog/laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek verstelbare armleuningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.

- S3000000000 Solo 3 uitgevoerd excl. accu's en lader
- S3000000040 Solo 3 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 60Ah + bijbehorende acculader 6A/24V
- S3000000050 Solo 3 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 73Ah + bijbehorende acculader 8A/24V
- S3000000060 Solo 3 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 97Ah + bijbehorende acculader 11A/24V
- S3000000070 Solo 3 uitgevoerd incl. Lithium accupakket, 2 LiFe4PO accu's 24V 40Ah, 12A lithium acculader en batterij indicator

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

**SYMBOLEN: S = Standaard**

## UITVOERING

### Motor & maximale snelheid

- S** S3680000041 Standaard motor 18 km/h
- S3680000042 Standaard motor 15 km/h

### Kleur

- S** S3500000010 Zwart metallic + oranje accudeksel
- S3500000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
- S3500000030 Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr. ....<sup>1,2</sup>

1 Levertijd in overleg  
 2 Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken t.o.v. de rest van de scooter

## Pakketten

- S3880000010 **Elegance pakket**  
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, champagne kleur kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
- S3880000020 **Blue Diamond pakket**  
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, Blue Diamond kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
- S3880000030 **Black Edition pakket**  
 Zwarte metallic accudekselkap, zwarte velgen en bumper, standaard voorzien van achteruitkijkspiegel links en rechts



Solo Elegance



Solo Blue Diamond



Solo Black Edition

## Lengte scootmobiel

- S** S3600000010 140 cm
- S3600000020 Verlengd met 6 cm<sup>1</sup>

1 Levertijd in overleg

## WIELEN

### Type banden

- S** S3570000010 Luchtbanden
- S3570000020 Antilekbanden<sup>1</sup>

1 Niet mogelijk i.c.m. Black Edition pakket

## VERING / GEBRUIKERSGEWICHT

### Semi-onafhankelijke vering

- S3580000010 Active Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk
- S** S3580000020 Comfort Optimale mix van schokdemping & rijgedrag
- S3580000030 Xtra<sup>1,2</sup> Voor maximale schokdemping

1 Solo Xtra geveerd is mogelijk tot een gebruikersgewicht van 130 kg  
 2 Life & Mobility adviseert een zachte Solo stoel standaard op de semi-onafhankelijke vering Xtra (<100kg)





# Productoverzicht

## Gebruikersgewicht

- S** S3590000010 tot 100 kg
- S3590000020 100-130 kg<sup>1</sup>
- S3590000030 130-160 kg<sup>2</sup>

1 Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel

2 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg)

## STOEL

- S3610000010 Geen stoel (minderprijs)
- S** S3610000020 Standaard Solo stoel (> 100 kg)
- S3610000030 Zachte Solo stoel<sup>1,3</sup> (< 100 kg)
- S3610000040 Stevige Solo stoel<sup>2,3</sup> (> 130 kg)
- S3610000050 Elegance stoel Oak Brown met Diamond patroon

1 Life & Mobility adviseert een zachte Solo stoel standaard op de semi-onafhankelijke vering Xtra (<100kg)

2 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg)

3 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)



Elegance stoel Oak Brown met Diamond patroon

## Stoelopties

- S** S3510030010 Schuifslede links
- S3510040010 Schuifslede rechts
- S3510000020 Geen schuifslede<sup>1</sup> (minderprijs)
- S** S3510000030 Standaard armleuningen
- S3510000050 Verlengde gepolsterde armleuningen (5 cm)
- S3510000060 Hoofdsteun<sup>2</sup>
- S3510000070 Heupgordel

1 Geen schuifslede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm

2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)

## Zithoogte

- S3040030010 Gasveer hoog/laag verstelling links
- S** S3040040010 Gasveer hoog/laag verstelling rechts

## Zit- & rugbreedte

- S** S3620000010 48 cm
- S3620000020 53 cm<sup>1,2,3</sup>
- S3620000030 58 cm<sup>1,2,3</sup>

1 Levertijd in overleg

2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)

3 Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige Solo stoel

## Zitdiepte

- S** S3030000010 44 cm
- S3030000020 Zitting verlengd met 6 cm<sup>1,2,3</sup>

1 Levertijd in overleg

2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)

3 Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel

## BEDIENING

### Gasbediening

- S** S3520000010 Middels gashendels
- S3520000020 Middels gashendels voor kleine / reumatische handen
- S3520000060 Links vooruit / Rechts achteruit
- S** S3520000050 Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)
- S3520000070 Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets
- S3520000040 Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)
- S3520000030 Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)
- S3520030090 Extra voetgasbediening links
- S3520040090 Extra voetgasbediening rechts
- S3520000100 Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening
- S** S3520140110 Achteruitrijsignaal aan
- S3520150110 Achteruitrijsignaal uit



Voetgasbediening



## Productoverzicht

### Bediening richtingaanwijzers (RAW)

- S** S3630000020 Standaard instelling middels duimschakelaars (RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant)
- S3630000040 1-handbediening (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant)
- S3630000030 Middels duimschakelaars duimbediening d.m.v. drukknop



Bediening richtingaanwijzers middels drukknop



Bediening richtingaanwijzers middels duimschakelaars

### Bediening cruisecontrol

- S** S3640000010 Op paneel
- S3640030020 Op duimschakelaar links<sup>1</sup>
- S3640040020 Op duimschakelaar rechts<sup>1</sup>
- S** S3640140030 Cruisecontrol aan
- S3640150030 Cruisecontrol uit

<sup>1</sup> Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening

### Aan/Uitzetten<sup>1</sup>

- S3650030010 Contactslot links
- S** S3650040010 Contactslot rechts
- S3650030020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening links
- S3650040020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening rechts

<sup>1</sup> Inclusief 2 sleutels

### ACCESSOIRES

- S3160030010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur links
- S3160040010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur rechts
- S3160030050 Achteruitkijkspiegel links
- S3160040050 Achteruitkijkspiegel rechts
- S3160000070 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
- S3160000080 Regenbestendige afdekhoes scootmobiel
- S3160000090 Windscherm incl. bevestigingsbeugel
- S3160000100 Universele accessoireshouder<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper



Achteruitkijkspiegel



Gevoerd schootkleed



Regenbestendige afdekhoes



Windscherm

### Opbergmogelijkheden

- S3540030020 Stokhouder links aan bumper<sup>1</sup>
- S3540040020 Stokhouder rechts aan bumper<sup>1</sup>
- S3540030010 Stokhouder links aan stoel
- S3540040010 Stokhouder rechts aan stoel
- S3540000070 Solo boodschappenmand achterop rugleuning<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning

<sup>2</sup> Maximale zit- & rugbreedte 48 cm



Stokhouder



Boodschappenmand achterop rugleuning

### Transportopties<sup>1</sup>

- S3550000020 4 Fixatie-ogen

<sup>1</sup> De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!



Fixatie-ogen

### Toelichting

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

### Advies

Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.