

Productoverzicht

SOLO

INDEGO adaptive

SOLO 4 - BASISMODEL

| Mobiliteit | Stoel | Bediening |
|--|--------------------------------------|--|
| Standaard motor 18 km/h | Standaard stoel | Gasbediening middels gashendels |
| Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel | Schuifsele links | Bediening richtingaanwijzers middels duimchakelaar |
| Zonder accu's | Gasveer hoog/laag verstelling rechts | Contactslot rechts |
| Zonder lader | Zit- & rugbreedte 48 cm | |
| Luchtbanden | Zitdiepte 44 cm | |
| Vering: Comfort | | |
| Gebruikersgewicht: tot 100 kg | | |



Specificaties

| Afk. | Meetpunten | Specificaties |
|------|--|------------------------------|
| ZB | Zitbreedte | 48 cm |
| ZD | Zitdiepte | 44 cm |
| ZH | Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuifsele) | 45-53 cm |
| HS | Hoogte scootmobiel (zonder stoel) | 120 cm (80 cm) |
| LS | Lengte scootmobiel | 140 cm |
| BS | Breedte scootmobiel | 64 cm |
| HV | Hoogte voetplateau t.o.v. grond | 17 cm |
| | Maximum snelheid | 18 km/h (minder is mogelijk) |
| | Actieradius | 35 / 45 / 65 km** |
| | Gelaccu's | 60 Ah / 73 Ah / 97 Ah |
| | Lader | 6A/24V, 8A/24V, 11A/24V |
| | Totaal gewicht (excl. accu's) | 105 kg |
| | Maximaal draagvermogen | 160 kg (optie: 200 kg) |
| | Draaistraal | 167 cm |
| | Maximale hellingshoek | 10° |
| | Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg) | 3.00 - 16" |
| | Voldoet aan | EN 12184 klasse |



* Belast gemeten met schuifsele in middelste stand

** Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.



Productoverzicht

Contactgegevens

| | |
|----------------|-------|
| Naam dealer | _____ |
| Contactpersoon | _____ |
| Datum | _____ |
| Ordernummer | _____ |

MODEL

Solo 4

Koersvaste 4-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op voor- en achteras), anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + highway profiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuifslide, hoog/laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek verstelbare armlenningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.

- S400000000 Solo 4 uitgevoerd excl. accu's en lader
- S400000040 Solo 4 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 60Ah + bijbehorende acculader 6A/24V
- S400000050 Solo 4 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 73Ah + bijbehorende acculader 8A/24V
- S400000060 Solo 4 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 97Ah + bijbehorende acculader 11A/24V
- S400000070 Solo 4 uitgevoerd incl. Lithium accupakket, 2 LiFe4PO accu's 24V 40Ah, 12A lithium acculader en batterij indicator

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

SYMBOLLEN: S = Standaard

UITVOERING

Motor & maximale snelheid

- S** S4680000041 Standaard motor 18 km/h
- S4680000042 Standaard motor 15 km/h

Kleur

- S4500000010 Zwart metallic + oranje accudeksel
- S** S4500000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
- S4500000030 Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr.^{1,2}

1 Levertijd in overleg
2 Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken t.o.v. de rest van de scooter

Pakketten

- S4880000010 **Elegance pakket**
Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, champagne kleur kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
- S4880000020 **Blue Diamond pakket**
Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, Blue Diamond kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
- S4880000030 **Black Edition pakket**
Zwarte metallic accudekselkap, zwarte velgen en bumper, standaard voorzien van achteruitkijkspiegel links en rechts



Solo Elegance



Solo Blue Diamond



Solo Black Edition

WIELEN

Type banden

- S** S4570000010 Luchtbanden
- S4570000020 Antilekbanden¹

1 Niet mogelijk i.c.m. Black Edition pakket

VERING / GEBRUIKERSGEWICHT

Semi-onafhankelijke vering

- S4580000010 Active Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk
- S** S4580000020 Comfort Optimale mix van schokdemping & rijgedrag



Gebruikersgewicht

- S** S4590000010 tot 100 kg
- S4590000020 100-130 kg¹
- S4590000030 130-160 kg²

1 Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel
2 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg



Productoverzicht

| STOEL | | | |
|--------------------------|----------------------|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | S4610000010 | Geen stoel | (minderprijs) |
| <input type="checkbox"/> | S S4610000020 | Standaard Solo stoel (> 100 kg) | |
| <input type="checkbox"/> | S4610000030 | Zachte Solo stoel ¹ (< 100 kg) | |
| <input type="checkbox"/> | S4610000040 | Stevige Solo stoel ^{1,2} (> 130 kg) | |
| <input type="checkbox"/> | S4610000050 | Elegance stoel Oak Brown met Diamond patroon | |

1 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)
 2 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg



Elegance stoel Oak Brown met Diamond patroon

| Stoelopties | | | |
|--------------------------|----------------------|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> | S S4510030010 | Schuifslede links | |
| <input type="checkbox"/> | S4510040010 | Schuifslede rechts | |
| <input type="checkbox"/> | S4510000020 | Geen schuifslede ¹ | (minderprijs) |
| <input type="checkbox"/> | S S4510000030 | Standaard armleuningen | |
| <input type="checkbox"/> | S4510000050 | Verlengde gepolsterde armleuningen (5 cm) | |
| <input type="checkbox"/> | S4510000060 | Hoofdsteun ² | |
| <input type="checkbox"/> | S4510000070 | Heupgordel | |

1 Geen schuifslede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm
 2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)

| Zithoogte | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | S4040030010 | Gasveer hoog/laag verstelling links | |
| <input type="checkbox"/> | S S4040040010 | Gasveer hoog/laag verstelling rechts | |

| Zit- & rugbreedte | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | S S4620000010 | 48 cm | |
| <input type="checkbox"/> | S4620000020 | 53 cm ^{1,2,3} | |
| <input type="checkbox"/> | S4620000030 | 58 cm ^{1,2,3} | |

1 Levertijd in overleg
 2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)
 3 Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige Solo stoel

| Zitdiepte | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | S S4030000010 | 44 cm | |
| <input type="checkbox"/> | S4030000020 | Zitting verlengd met 6 cm ^{1,2,3} | |

1 Levertijd in overleg
 2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)
 3 Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel

BEDIENING

| Gasbediening | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | S S4520000010 | Middels gashendels | |
| <input type="checkbox"/> | S4520000020 | Middels gashendels voor kleine / reumatische handen | |
| <input type="checkbox"/> | S4520000060 | Links vooruit / Rechts achteruit | |
| <input type="checkbox"/> | S S4520000050 | Rechts vooruit / Links achteruit (standaard) | |
| <input type="checkbox"/> | S4520000070 | Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets | |
| <input type="checkbox"/> | S4520000040 | Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie) | |
| <input type="checkbox"/> | S4520000030 | Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie) | |
| <input type="checkbox"/> | S4520030090 | Extra voetgasbediening links | |
| <input type="checkbox"/> | S4520040090 | Extra voetgasbediening rechts | |
| <input type="checkbox"/> | S4520000100 | Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening | |
| <input type="checkbox"/> | S S4520140110 | Achteruitrijsignaal aan | |
| <input type="checkbox"/> | S4520150110 | Achteruitrijsignaal uit | |



Voetgasbediening

| Bediening richtingaanwijzers (RAW) | | | |
|------------------------------------|----------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | S S4630000010 | Standaard instelling middels duimschakelaars | (RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant) |
| <input type="checkbox"/> | S4630000040 | 1-handbediening (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant) | |
| <input type="checkbox"/> | S4630000030 | Middels duimschakelaars duimbediening d.m.v. drukknop | |



Bediening richtingaanwijzers middels drukknop



Bediening richtingaanwijzers middels duimschakelaars



Productoverzicht

Bediening cruisecontrol

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | S | S4640000010 | Op paneel |
| <input type="checkbox"/> | | S4640030020 | Op duimschakelaar links ¹ |
| <input type="checkbox"/> | | S4640040020 | Op duimschakelaar rechts ¹ |
| <input type="checkbox"/> | S | S4640140030 | Cruisecontrol aan |
| <input type="checkbox"/> | | S4640150030 | Cruisecontrol uit |

1 Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening

Aan/Uitzetten¹

| | | | |
|--------------------------|----------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | | S4650030010 | Contactslot links |
| <input type="checkbox"/> | S | S4650040010 | Contactslot rechts |
| <input type="checkbox"/> | | S4650030020 | Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening links |
| <input type="checkbox"/> | | S4650040020 | Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening rechts |

1 Inclusief 2 sleutels

ACCESSOIRES

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|---|
| <input type="checkbox"/> | | S4160030010 | Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur links |
| <input type="checkbox"/> | | S4160040010 | Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur rechts |
| <input type="checkbox"/> | | S4160030050 | Achteruitkijkspiegel links |
| <input type="checkbox"/> | | S4160040050 | Achteruitkijkspiegel rechts |
| <input type="checkbox"/> | | S4160000080 | Gevoerd schootkleed regen & windbestendig |
| <input type="checkbox"/> | | S4160000090 | Regenbestendige afdekhoes scootmobiel |
| <input type="checkbox"/> | | S4160000100 | Windscherm incl. bevestigingsbeugel |
| <input type="checkbox"/> | | S4160000110 | Universele accessoirehouder ¹ |

1 Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper



Achteruitkijkspiegel

Gevoerd schootkleed

Regenbestendige afdekhoes

Windscherm

Opbergmogelijkheid

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | | S4540030020 | Stokhouder links aan bumper ¹ |
| <input type="checkbox"/> | | S4540040020 | Stokhouder rechts aan bumper ¹ |
| <input type="checkbox"/> | | S4540030010 | Stokhouder links aan stoel |
| <input type="checkbox"/> | | S4540040010 | Stokhouder rechts aan stoel |
| <input type="checkbox"/> | | S4540000070 | Solo boodschappenmand achterop rugleuning ² |

1 Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning

2 Maximale zit- & rugbreedte 48 cm




Stokhouder

Boodschappenmand achterop rugleuning

Transportopties¹

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | | S4550000020 | 2 Fixatie-ogen |
|--------------------------|--|-------------|----------------|

1 De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!



Fixatie-ogen

Toelichting

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Advies

Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.