












# NEOX

## DE NIEUWE LICHTRIJDENDE ROLSTOEL

Ontdek de Neox. Een unieke rolstoel voor actievere cliënten met bijvoorbeeld een halfzijdige verlamming, Parkinson of een beenamputatie. Ontwikkeld in samenwerking met indiceerders en dealeradviseurs. Én uitvoerig in de praktijk getest door verschillende cliënten. Het resultaat? Een rolstoel die een uitstekende aanvulling is op onze bekende Roxx.

NEOX. AT THE **HEART** OF  
INNOVATION

## De Neox en Roxx naast elkaar

	<b>NEOX</b>	<b>ROXX</b>
	Lichtrijdende zelfrijder	Reguliere zelfrijder
<b>Zitting- en rugleuningcategorie</b>	I	II III
		
<b>Cliënt</b>		
Stoornisniveau		
Activiteitsniveau		
Mobiliteitsbehoefte		
<b>Funcie-eisen zitondersteuning</b>		
Zijwaartse rompondersteuning		
Drukverdelend vermogen & drukontlasting		
<b>Funcie-eisen mobiliteit</b>		
Bewegingsvrijheid armen		
Stabiliteit bij ongecoördineerde bewegingen		
<b>Productoplossing</b>		
Frame	Neox	Roxx
Zitondersteuning	Newton FLX 2 Newton Curve 2 Newton Curve 3	Newton Curve 2 Newton Curve 3 Newton Curve 3 Deep Newton Contour Deep
Opties	@Work	@Work, @Ease, Blocker remsysteem

## Wat maakt de Neox uniek?

Dé lichtrijdende rolstoel met optimaal zitcomfort. Ideaal voor de trippelende gebruiker.

### 1. STABIELE ZITHOUDING

Het unieke voorgevormde Neox frame garandeert een stabiele zithouding. Dit maakt comfortabel zitten mogelijk en voorkomt onderuitschuiven tijdens het trippelen.

### 2. INDIVIDUEEL INSTELBARE NEWTON FLX RUGONDERSTEUNING

Drie ondersteuningsvlakken instelbaar in hoogte en diepte, zodat ruimte voor de billen gegarandeerd is. Met gebruiksvriendelijke draaiknoppen om makkelijk in te stellen en later aan te passen.

### 3. MAKKELIJK EN LICHT RIJDEN

Scoort hoog in onafhankelijk uitgevoerde testen met cliënten binnen de WLZ.

### 4. BEWEGINGSVRIJHEID VAN DE ARMEN

Het voorgevormde Neox frame biedt volledige rompstabiliteit en veel bewegingsvrijheid van de armen. Dit zorgt voor een effectieve hoepelaandrijving.

### 5. DE IDEALE TRIPPELSTOEL

De Neox heeft een grote trippelruimte onder de zitting van minimaal 30 cm. De laagste zithoogte is 34 cm.

### 6. FIRST TIME RIGHT!

Via de QR-code op de rugleuning vind je alle informatie om de Neox juist te configureren, in te stellen en aan te passen voor jouw cliënt.




## First time right!

Scan de QR-code en klik op 'Neox configurator'.  
Vul de belangrijkste gegevens van jouw cliënt in.  
Ontvang direct advies over de ideale Neox configuratie.

## Veranderende functie-eisen bij de cliënt?

Pas de Neox eenvoudig aan. Scan de QR-code, open de instelhulp en bekijk de handige instructievideo's.



Wil je meer weten? Kijk op [www.life-mobility.com/nl/Neox](http://www.life-mobility.com/nl/Neox) of neem contact op met jouw productadviseur. Je kunt ook bellen naar +31 (0)314 328 000. Wij helpen je graag verder!

### Life & Mobility bv

PO Box 304  
NL - 7000 AH Doetinchem  
Logistiekweg 7  
7007 CJ Doetinchem

T +31 (0)314 328 000  
[www.life-mobility.com](http://www.life-mobility.com)  
[info@life-mobility.com](mailto:info@life-mobility.com)

