



## Nieuw in het assortiment

# Mobiliteit met Power - hulpaandrijvingen



### Ombouwset @Work

De @Work is al leverbaar met 20" (Canto Nxt), 22" en 24" wielen (Roxx en Canto Nxt) en kan vanaf augustus 2016 ook geleverd worden met de 26" wielen van de Roxx en Canto Nxt!

Als krachtsverlies in de armen of een afname van het uithoudingsvermogen een inzittende beperkt in het zelfstandig voortbewegen van de rolstoel, biedt @Work hiervoor de oplossing. De @Work elektrische hulpaandrijving geeft extra duwkracht, waarbij de hulpaandrijving volledig op de behoefte van de gebruiker afgestemd kan worden. Zodra de aandrijfhoepel van het wiel in beweging wordt gebracht, activeert de motor en wordt de stoel soepel aangedreven. Mobiliteit met Power dus!



### @Ease hulpaandrijving

De @Ease hulpaandrijving is de volgende aanvulling op ons Mobiliteit met Power assortiment. Met deze hulpaandrijving kunnen de functiemogelijkheden van de gebruiker gedurende de dag passend ingezet blijven worden. Een uitkomst voor bijvoorbeeld cliënten met krachtverlies in de armen of afname van uithoudingsvermogen waardoor het aandrijven met de hoepels niet of beperkt mogelijk is. 's Ochtends lukt dit bijvoorbeeld nog wel, 's middags niet meer. Door middel van eenvoudige joystickbesturing voor de inzittende wordt de elektrische ondersteuning geactiveerd. Met de optie voor begeleidersbediening wordt ook de begeleider prettig ondersteund. Nog meer Power in ons assortiment!



### Nieuwe assortimentsindeling

Ons assortiment hebben we overzichtelijk ingedeeld in:

- Manuele Mobiliteit
- Mobiliteit met Power (elektrische rolstoelen, scootmobielen en hulpaandrijvingen)
- Positioning Solutions

Dit zie je terug op onze vernieuwde homepage.



### Ombouwset @Ease

Vanaf oktober 2016 is de @Ease niet alleen in combinatie met de Roxx of Canto Nxt leverbaar, maar ook los leverbaar, zodat hij zelf op te bouwen is op bestaande stoelen!





## MOBILITEIT MET **POWER** - scootmobielen



### **Vivo 2.0 - Solide reisscooter met uitstekende vering**

Stippel voortaan uw eigen route uit en geniet van de vrijheid die de compacte Vivo biedt. De Vivo is eenvoudig te demonteren en kan dus makkelijk overal mee naartoe. Vanwege de zeer kleine draaicirkel is de Vivo erg wendbaar en door zijn brede luchtbanden ook uiterst stabiel & comfortabel. De vering op de voor- en achteras zorgt voor een uniek comfort en met een actieradius van 28 km kunt u ontspannen op pad. Vivo, het kleintje dat uw wereld groter maakt!

**Vivo**  


### **Solo Elegance - Maak kennis met de Elegance, een speciale editie van de Solo!**

De vertrouwde Solo in een stijlvol jasje! De Solo Elegance heeft een chique champagnekleurig design, een comfortabele camelkleurige stoel met ruitpatroon, stoer windscherm en retro achteruitkijkspiegels. Een nieuwe look met behoud van de vertrouwde kwaliteiten, zoals het INDEGO-veringssysteem, royale been- en voertuimte, cruise control en de luchtgeveerde captain seat. Kortom, opvallend elegant! De Elegance is een Custom Made editie van de vertrouwde Solo.



**Solo**  




## Manuele Mobiliteit



### Match duwwagen bijrem

De Match duwwagen bijrem is een geavanceerde rem die te bedienen is door de begeleider. Dit is een extra optie op de Match duwwagen waardoor de begeleider meer controle heeft over de stoel. Met name op heuvelachtig terrein is dit prettig, de begeleider kan door middel van de knijpers de Match duwwagen bijremmen.

De bijrem is uitsluitend verkrijgbaar op de nieuwe Match duwwagens en is niet verkrijgbaar als losse set.

# match



- Begin 2017 uitbreiding opties @Work en @Ease. Uitbreiding van de prijslijsten met extra functionaliteiten op de Roxx en Canto Nxt @Work en Roxx en Canto Nxt @Ease.

## Uit assortiment per 1 januari 2017

- **Geprofileerde rugleuning**  
Nu definitief uit assortiment
- **Bohr rugleuning**  
Nu definitief uit assortiment
- **Snellius zitelement**  
Het Canto Nxt Snellius zitelement zal per 1 januari 2017 uit het standaard assortiment verdwijnen.
- **Kangoo**  
Uit het assortiment per 1 juli 2016. Voor losse onderdelen verwijzen we door naar de fabrikant Bogetec.