

Productoverzicht

NEOX

BASISMODEL


Mobiliteit	Zitondersteuning
Framehoogtebereik zonder telescoop 6"-24": 40-42 cm (zithoek A) Semi-massieve voor- en achterbanden Balanspositie 2, Medium Actief Standaard bandremmen trekbediening In hoogte verstelbare duwhandvatten Geïntegreerde dompsteunen Taxibevestiging voor 4-puntsbeveiliging Framekleur zwart	Newton zit- en rugleuninghoek A Newton FLX Contour zitkussen In hoogte verstelbare Newton FLX2 rugleuning, rughoogte 35 cm Niet vouwbare, demontabele spanstang Afneembare zijkanalen met PUR armleggers Voetsteunen Bekledingskleur zwart



Levertijd
5 werkdagen

Specificaties

AFK.	MEETPUNTEN	SPECIFICATIES
ZB	Zitbreedte Vouwframe 1:	34,5 - 47 cm
ZB	Zitbreedte Vouwframe 2:	44,5 - 57 cm
ZD	Zitdiepte Framemaat 1:	40 - 48 cm
ZD	Zitdiepte Framemaat 2:	46 - 56 cm
ZH	Zithoogte	35 - 56 cm
AH	ArMLEuning hoogte	20 - 30 cm
OL	Onderbeenlengte	39,5 - 61 cm
BR	Breedte van de rolstoel	ZB + 18 cm
	Breedte rolstoel + eenhandige aandrijving	ZB + 22 cm
	Breedte van de rolstoel opgevouwen (incl. wielen)	35,5 cm
	Zittinghoek	10° - 18°
	Rugleuninghoek	100° - 130°
	LT-hoogte 15 - 23 cm	15 - 23 cm
	Totaal gewicht	Vanaf 15 kg
	Transport gewicht	Vanaf 12,5 kg
	Max. gebruikersgewicht	136 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)





Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

NX00000010 Neox

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerrijzen bevatten.

Symbolen: S = Standaard

HULPAANDRIJVING

<input type="checkbox"/>	NX200000110	@Work hulpaandrijving¹ Door hoepelbediening aan te sturen programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader	RVS
Max. gebruikersgewicht			
<input type="checkbox"/>	NX200000020	Tot 110 kg	
<input type="checkbox"/>	NX200000030	110 - 130 kg	
Af fabriek programmering van de aandrijving			
<input type="checkbox"/>	NX200000040	Standaard instelling	
<input type="checkbox"/>	NX200030050	Instelling voor ééhandige aandrijving links	
<input type="checkbox"/>	NX200040050	Instelling voor ééhandige aandrijving rechts	
<input type="checkbox"/>	NX200000060	Extra rijprogramma instelbaar incl. extra bedienings-schakelaar ²	
<input type="checkbox"/>	NX200000070	Gecoate hoepels t.b.v. extra grip	
<input type="checkbox"/>	NX200000080	Spaakbeschermers ³	
<input type="checkbox"/>	NX200000090	Aan/uit schakelaar met flexibele buis (210 mm)	

1 I.v.m. preventieve veiligheid wordt @Work standaard voorzien van antiekpestenen

2 Andere zijde dan aan/uit bedieningsschakelaar

3 Levertijd op aanvraag

FRAME


Zit- en rugleuninghoek

<input type="checkbox"/>	S NX420000010	A (functionele zithoek 12°, rugleuninghoek 115°)
<input type="checkbox"/>	NX420000020	B (functionele zithoek 15°, rugleuninghoek 118°)

Framehoogte voorzijde (Gemeten op bovenzijde zitbuis, houd rekening met dikte standaard zitkussen van 5 cm)

Framehoogtebereik (voorzijde) zonder telescoop

5"			Zithoek A	Zithoek B
<input type="checkbox"/>	NX040000330	20"	34 cm ^{1,2}	-
<input type="checkbox"/>	NX040000010	20"	35 - 41 cm	36 - 41 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000020	22"	37 - 40 cm	39 - 41 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000030	24"	39 - 41 cm	-
6"				
<input type="checkbox"/>	NX040000050	20"	37 - 42 cm	37 - 42 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000060	22"	38 - 42 cm	40 - 42 cm
<input type="checkbox"/>	S NX040000070	24"	40 - 42 cm	42 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000080	26"	42 cm	-
7"				
<input type="checkbox"/>	NX040000090	20"	40 - 44 cm	40 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000100	22"	40 - 44 cm	40 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000110	24"	40 - 44 cm	42 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000120	26"	42 - 44 cm	44 cm
8"				
<input type="checkbox"/>	NX040000130	20"	42 - 45 cm	42 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000140	22"	42 - 45 cm	42 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000150	24"	42 - 45 cm	42 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000160	26"	42 - 45 cm	44 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000420	Uitbouwset voorwielen (+ 6 cm)		



Gewenste framehoogte voorzijde cm

1 Alleen mogelijk met uitbouwset voorwielen (+ 6 cm)

2 Niet in combinatie met eenhandige bandrem gecombineerd met zitdieptes < D44. Niet in combinatie met asgatpositie actief gecombineerd met zitdieptes < D42




Uitbouwset voorwielen



Productoverzicht

Framehoogtebereik (voorzijde) met telescoop

			Zithoek A	Zithoek B	
5"	<input type="checkbox"/>	NX040000170	20"	42 - 46 cm	41 - 48 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000180	22"	41 - 49 cm	41 - 51 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000190	24"	41 - 51 cm	41 - 52 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000200	26"	42 - 52 cm	43 - 52 cm
6"	<input type="checkbox"/>	NX040000210	20"	42 - 47 cm	42 - 49 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000220	22"	42 - 50 cm	42 - 52 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000230	24"	42 - 51 cm	42 - 53 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000240	26"	42 - 53 cm	44 - 53 cm
7"	<input type="checkbox"/>	NX040000250	20"	45 - 47 cm	45 - 49 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000260	22"	45 - 50 cm	45 - 52 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000270	24"	45 - 52 cm	45 - 55 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000280	26"	45 - 54 cm	45 - 54 cm
8"	<input type="checkbox"/>	NX040000290	20"	47 cm	47 - 49 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000300	22"	47 - 50 cm	47 - 52 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000310	24"	47 - 52 cm	47 - 55 cm
	<input type="checkbox"/>	NX040000320	26"	47 - 54 cm	47 - 55 cm



Gewenste framehoogte voorzijde cm

ACHTERWIELEN

<input type="checkbox"/>	S	NX370000010	Semi-massieve banden
<input type="checkbox"/>		NX370000020	Luchtbanden
<input type="checkbox"/>		NX370000030	Hoepelovertrekken
<input type="checkbox"/>		NX370000040	Transparante spaakbeschermers
<input type="checkbox"/>		NX370030010	Eenhandige aandrijving links ^{1,2}
<input type="checkbox"/>		NX370040010	Eenhandige aandrijving rechts ^{1,2}

1 Niet mogelijk i.c.m. balanspositie Actief. Alleen mogelijk met 22" en 24" wielen en met semi-massieve banden.

In combinatie met 22": vanaf framehoogte 44 cm in zithoek A en vanaf framehoogte 46 cm zithoek B

In combinatie met 24": vanaf framehoogte 46 cm in zithoek A en vanaf framehoogte 48 cm zithoek B

2 In combinatie met zitbreedte 34,5 cm, 37 cm en 57 cm is de levertijd op aanvraag



Semi-massieve banden



Luchtbanden

Remsysteem

<input type="checkbox"/>	S	NX070030010	Standaard bandrem trekbediening links
<input type="checkbox"/>	S	NX070040010	Standaard bandrem trekbediening rechts
<input type="checkbox"/>		NX070030040	Standaard bandrem duwbediening links
<input type="checkbox"/>		NX070040040	Standaard bandrem duwbediening rechts
<input type="checkbox"/>		NX070030020	Verlengde bandrem duwbediening links
<input type="checkbox"/>		NX070040020	Verlengde bandrem duwbediening rechts
<input type="checkbox"/>		NX070030030	Verlengde bandrem trekbediening links
<input type="checkbox"/>		NX070040030	Verlengde bandrem trekbediening rechts
<input type="checkbox"/>		NX070030050	Eenhandig bandremstelsysteem trekbediening links
<input type="checkbox"/>		NX070040050	Eenhandig bandremstelsysteem trekbediening rechts
<input type="checkbox"/>		NX070030060	Eenhandig bandremstelsysteem duwbediening links
<input type="checkbox"/>		NX070040060	Eenhandig bandremstelsysteem duwbediening rechts

Balanspositie ^{1,2}

<input type="checkbox"/>		NX080000010	1 - Actief
<input type="checkbox"/>	S	NX080000020	2 - Medium actief
<input type="checkbox"/>		NX080000030	3 - Medium passief
<input type="checkbox"/>		NX080000040	4 - Passief

1 Voor meer informatie over mogelijke combinaties van balansposities en zitdieptes verwijzen we naar de tabel balansposities in de Neox set-up op <https://neox-set-up.life-mobility.com>

2 I.c.m. een Curve rugleuning adviseren wij voor optimale rij-eigenschappen om de balanspositie 1 positie scherper te kiezen dan bij een Newton FLX 2 rugleuning

Camber

<input type="checkbox"/>	NX390000010	0°
--------------------------	-------------	----



Asplaat 0°



Productoverzicht

ZITONDERSTEUNING

	Zitdiepte					Zijframemaat 2:					
	Zijframemaat 1:					44 cm ⁶	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	56 cm ⁵
Zitbreedte	NX030000010	NX030000020	NX030000030	NX030000040	NX030000050						
Vouwframemaat 1:											
NX020000010 34,5 cm ^{1,2}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000020 37 cm ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000030 39,5 cm ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000040 42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000050 44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000060 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vouwframemaat 2:											
NX020000070 44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000080 47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000090 49,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000100 52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000110 54,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000120 57 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 1 In combinatie met voetsteunen: levertijd op aanvraag. Bij zitbreedte 34,5 cm is Newton Curve rugleuning en stabilisatieplaat (t.b.v. zitkussen) niet mogelijk
- 2 In combinatie met comfort beensteunen: levertijd op aanvraag
- 3 Bij zitdiepte 48 cm (zijframemaat 1) is de rugdieptefijnstelling alleen naar voren en niet naar achteren mogelijk
- 4 I.c.m. een Newton Curve rugleuning is met zijframemaat 1 alleen ZD 40 t/m 42 cm mogelijk
- 5 Niet mogelijk in combinatie met een Curve rugleuning
- 6 Alleen mogelijk in combinatie met een Curve rugleuning

Zitkussen

<input type="checkbox"/>	S NX120000010	Newton FLX Contour zitkussen
<input type="checkbox"/>	NX120000060	Stabilisatieplaat
<input type="checkbox"/>	NX120000020	Geen zitkussen

Rugleuning

<input type="checkbox"/>	S NX130000010	Newton FLX 2, rughoogte 35 cm
<input type="checkbox"/>	NX130000020	Newton FLX 2, rughoogte 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX130000030	Standaard contour
<input type="checkbox"/>	NX130000040	Diepe contour
<input type="checkbox"/>	NX130000110	Newton Curve 2 (inclusief multi-instelbaar rugbeslag)
<input type="checkbox"/>	NX130000120	Newton Curve 3 (inclusief multi-instelbaar rugbeslag)



Rugleuningbreedte Newton Curve rugleuning¹

<input type="checkbox"/>	NX730000010	Rugleuningbreedte 37 cm
<input type="checkbox"/>	NX730000020	Rugleuningbreedte 42 cm
<input type="checkbox"/>	NX730000030	Rugleuningbreedte 47 cm
<input type="checkbox"/>	NX730000040	Rugleuningbreedte 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX730000050	Rugleuningbreedte 57 cm

¹ Maximaal 1 maat smaller dan de zittingbreedte

Hoogtepositie rugleuning

<input type="checkbox"/>	NX980000010	Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm)	<input type="checkbox"/>	NX980000060	Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm)
<input type="checkbox"/>	NX980000020	Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm)	<input type="checkbox"/>	NX980000070	Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm)
<input type="checkbox"/>	NX980000030	Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm)	<input type="checkbox"/>	NX980000080	Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm)
<input type="checkbox"/>	NX980000040	Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm)	<input type="checkbox"/>	NX980000090	Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm)
<input type="checkbox"/>	S NX980000050	Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm)	<input type="checkbox"/>	NX980000100	Niet bekend



Productoverzicht

SPANSTANG ¹

- S** NX220000020 Niet vouwbare, demontabele spanstang (in breedte instelbaar)
- NX220000010 Vouwbare spanstang (in breedte instelbaar)
- NX220000030 Niet vouwbare, demontabele duw- en spanstang met hoofdsteunopname

1 Niet in combinatie met Newton Curve rugleuningen



Niet vouwbare spanstang



Vouwbare spanstang



Niet vouwbare spanstang met hoofdsteunopname

BEENSTEUNEN

- S** NX110030050 Voetsteun links
- S** NX110040050 Voetsteun rechts
- NX110000010 Standaard kniehoek
- NX110000020 Kleine kniehoek (90°)¹
- NX110000140 Onderbeenlengte (OL) kort (OL 39,5 – 46 cm)
- NX110000150 Onderbeenlengte (OL) standaard (OL 46 – 61 cm)
- NX110000090 Gepolsterde kuitband²
- NX110030040 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links²
- NX110040040 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts²
- NX110030030 Hakband links
- NX110040030 Hakband rechts
- NX110030020 Comfort beensteun links
- NX110040020 Comfort beensteun rechts
- NX110000140 Onderbeenlengte (OL) kort (OL 39,5 – 46 cm)
- NX110000150 Onderbeenlengte (OL) standaard (OL 46 – 61 cm)
- NX110000070 Kuitplaten kort
- NX110000080 Kuitplaten standaard
- NX110030030 Hakband links
- NX110040030 Hakband rechts
- NX110000120 Amputatiesteun
- NX110000130 Gipsbeensteun

Prijs en levertijd op aanvraag
Prijs en levertijd op aanvraag

1 In bepaalde configuraties kan er een conflict optreden tussen voetplaat en voorwiel

2 Alleen mogelijk vanaf zitbreedte 42 cm



Voetsteun



Comfort beensteun

ARMLEGGER

- NX100030010 PUR armlegger 35 cm links
- NX100040010 PUR armlegger 35 cm rechts
- NX100030020 PUR armlegger links 40 cm links
- NX100040020 PUR armlegger rechts 40 cm rechts
- NX100030030 Gepolsterde armlegger 35 cm links
- NX100040030 Gepolsterde armlegger 35 cm rechts
- NX100030040 Gepolsterde armlegger 40 cm links
- NX100040040 Gepolsterde armlegger 40 cm rechts
- NX100030050 P-vormige armlegger links
- NX100040050 P-vormige armlegger rechts
- NX100030060 Draaibare hemiplegie armlegger links
- NX100040060 Draaibare hemiplegie armlegger rechts

HOOFDSTEUN ¹

- NX140000010 Standaard hoofdsteun klein
- NX140000020 Standaard hoofdsteun

1 Newton FLX 2 rugleuning altijd i.c.m. niet vouwbare, demontabele duw- en spanstang met hoofdsteunopname



Hoofdsteun klein



Hoofdsteun standaard



Productoverzicht

WERKBLAD

<input type="checkbox"/>	NX150000010	Werkblad plexiglas
<input type="checkbox"/>	NX150000020	Elleboogkussens
<input type="checkbox"/>	NX150030010	College werkblad links
<input type="checkbox"/>	NX150040010	College werkblad rechts



Werkblad plexiglas



Werkblad plexiglas met elleboogkussens



College werkblad

ACCESSOIRES

<input type="checkbox"/>	NX160030010	Antikiepstun links
<input type="checkbox"/>	NX160040010	Antikiepstun rechts
<input type="checkbox"/>	NX160040030	Stokhouder rechts
<input type="checkbox"/>	NX160000010	2 punts gordel met montagesysteem
<input type="checkbox"/>	NX160000040	Rubber afdekprofiel t.b.v. onderste framebuis



Rubber afdekprofiel

Voor de passende individuele Neox configuratie en instellingen verwijzen wij u naar de Neox configurator op onze website.

Let op: evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.