

Productoverzicht


NEOX

BASISMODEL	
Mobiliteit	Zitondersteuning
Framehoogtebereik zonder telescoop 6"-24": 40-42 cm (zithoek A) Semi-massieve voor- en achterbanden Balanspositie 2, Medium Actief Standaard bandremmen trekbediening In hoogte verstelbare duwhandvatten Geïntegreerde dompsteunen Taxibevestiging voor 4-puntsbeveiliging Framekleur zwart	Newton zit- en rugleuninghoek A Newton FLX Contour zitkussen In hoogte verstelbare Newton FLX2 rugleuning, rughoogte 35 cm Niet vouwbare, demontabele spanstang Afneembare zijkanen met PUR armleggers Voetsteunen Bekledingskleur zwart



Specificaties

AFK.	MEETPUNTEN	SPECIFICATIES
ZB	Zitbreedte Vouwframe 1:	34,5 - 47 cm
ZB	Zitbreedte Vouwframe 2:	44,5 - 57 cm
ZD	Zitdiepte Framemaat 1:	40 - 48 cm
ZD	Zitdiepte Framemaat 2:	46 - 56 cm
ZH	Zithoogte	35 - 56 cm
AH	ArMLEuning hoogte	20 - 30 cm
OL	Onderbeenlengte	39,5 - 61 cm
BR	Breedte van de rolstoel	ZB + 18 cm
	Breedte rolstoel + eenhandige aandrijving	ZB + 22 cm
	Breedte van de rolstoel opgevouwen (incl. wielen)	35,5 cm
	Zittinghoek	10° - 18°
	Rugleuninghoek	100° - 130°
	LT-hoogte 15 - 23 cm	15 - 23 cm
	Totaal gewicht	Vanaf 15 kg
	Transport gewicht	Vanaf 12,5 kg
	Max. gebruikersgewicht	136 kg
	Voldoet aan	EN 12182, EN 12183, ISO 7176-19 (Crashtest safe)





Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

Model

NX000000010 Neox

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

Symbolen: S = Standaard

HULPAANDRIJVING

NX200000110 **@Work hulpaandrijving**¹
 Door hoepelbediening aan te sturen programmeerbare hulpmotoren in achterwielen met semi-massieve banden, RVS hoepels, accu in tas achter rugleuning + bijhorende lader

Max. gebruikersgewicht

- NX200000020 Tot 110 kg
- NX200000030 110 - 130 kg²

Af fabriek programmering van de aandrijving

- NX200000040 Standaard instelling
- NX200030050 Instelling voor éénhandige aandrijving links
- NX200040050 Instelling voor éénhandige aandrijving rechts
- NX200000060 Extra rijprogramma instelbaar incl. extra bedienings-schakelaar³
- NX200000070 Gecoate hoepels t.b.v. extra grip
- NX200000080 Spaakbeschermers⁴
- NX200000090 Aan/uit schakelaar met flexibele buis (210 mm)

1 I.v.m. preventieve veiligheid wordt @Work standaard voorzien van antiekiepestenen

2 Niet mogelijk i.c.m. eenhandig bandremstelsysteem

3 Andere zijde dan aan/uit bedieningsschakelaar

4 Levertijd op aanvraag

FRAME


Zit- en rugleuninghoek

- S** NX420000010 A (functionele zithoek 12°, rugleuninghoek 115°)
- NX420000020 B (functionele zithoek 15°, rugleuninghoek 118°)

Framehoogte voorzijde (Gemeten op bovenzijde zitbuis, houd rekening met dikte standaard zitkussen van 5 cm)

Framehoogtebereik (voorzijde) zonder telescoop

5"			Zithoek A	Zithoek B
<input type="checkbox"/>	NX040000330	20"	34 cm ^{1,2}	-
<input type="checkbox"/>	NX040000010	20"	35 - 41 cm	36 - 41 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000020	22"	37 - 40 cm	39 - 41 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000030	24"	39 - 41 cm	-
6"				
<input type="checkbox"/>	NX040000050	20"	37 - 42 cm	37 - 42 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000060	22"	38 - 42 cm	40 - 42 cm
<input type="checkbox"/> S	NX040000070	24"	40 - 42 cm	42 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000080	26"	42 cm	-
7"				
<input type="checkbox"/>	NX040000090	20"	40 - 44 cm	40 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000100	22"	40 - 44 cm	40 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000110	24"	40 - 43 cm	42 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000120	26"	42 - 44 cm	44 cm
8"				
<input type="checkbox"/>	NX040000130	20"	41 - 45 cm	41 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000140	22"	41 - 45 cm	41 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000150	24"	41 - 45 cm	42 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000160	26"	42 - 45 cm	44 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000420	Uitbouwset voorwielen (+ 6 cm)		



Gewenste framehoogte voorzijde cm

1 Alleen mogelijk met uitbouwset voorwielen (+ 6 cm)

2 Niet in combinatie met eenhandige bandrem gecombineerd met zitdieptes < D44. Niet in combinatie met asgatpositie actief gecombineerd met zitdieptes < D42




Uitbouwset voorwielen



Productoverzicht

Framehoogtebereik (voorzijde) met telescoop

5"			Zithoek A	Zithoek B
<input type="checkbox"/>	NX040000170	20"	42 - 46 cm	41 - 48 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000180	22"	41 - 49 cm	41 - 51 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000190	24"	41 - 51 cm	41 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000200	26"	42 - 52 cm	43 - 52 cm
6"				
<input type="checkbox"/>	NX040000210	20"	42 - 47 cm	42 - 49 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000220	22"	42 - 50 cm	42 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000230	24"	42 - 51 cm	42 - 53 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000240	26"	42 - 53 cm	44 - 53 cm
7"				
<input type="checkbox"/>	NX040000250	20"	44 - 47 cm	44 - 49 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000260	22"	44 - 50 cm	44 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000270	24"	44 - 52 cm	44 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000280	26"	44 - 54 cm	44 - 54 cm
8"				
<input type="checkbox"/>	NX040000290	20"	47 cm	47 - 49 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000300	22"	47 - 50 cm	47 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000310	24"	47 - 52 cm	47 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000320	26"	47 - 54 cm	47 - 55 cm



Gewenste framehoogte voorzijde cm

ACHTERWIELEN

<input type="checkbox"/>	S NX370000010	Semi-massieve banden
<input type="checkbox"/>	NX370000020	Luchtbanden
<input type="checkbox"/>	NX370000030	Hoepelovertrekken
<input type="checkbox"/>	NX370000040	Transparante spaakbeschermers
<input type="checkbox"/>	NX370030010	Eenhandige aandrijving links ^{1,2}
<input type="checkbox"/>	NX370040010	Eenhandige aandrijving rechts ^{1,2}

1 Niet mogelijk i.c.m. balanspositie Actief. Alleen mogelijk met 22" en 24" wielen en met semi-massieve banden.

In combinatie met 22": vanaf framehoogte 44 cm in zithoek A en vanaf framehoogte 46 cm zithoek B

In combinatie met 24": vanaf framehoogte 46 cm in zithoek A en vanaf framehoogte 48 cm zithoek B

2 In combinatie met zitbreedte 34,5 cm, 37 cm en 57 cm is de levertijd op aanvraag



Semi-massieve banden



Luchtbanden

Remsysteem

<input type="checkbox"/>	S NX070030010	Standaard bandrem trekbediening links
<input type="checkbox"/>	S NX070040010	Standaard bandrem trekbediening rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030040	Standaard bandrem duwbediening links
<input type="checkbox"/>	NX070040040	Standaard bandrem duwbediening rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030020	Verlengde bandrem duwbediening links
<input type="checkbox"/>	NX070040020	Verlengde bandrem duwbediening rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030030	Verlengde bandrem trekbediening links
<input type="checkbox"/>	NX070040030	Verlengde bandrem trekbediening rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030050	Eenhandig bandremstelsel trekbediening links
<input type="checkbox"/>	NX070040050	Eenhandig bandremstelsel trekbediening rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030060	Eenhandig bandremstelsel duwbediening links
<input type="checkbox"/>	NX070040060	Eenhandig bandremstelsel duwbediening rechts

Balanspositie¹

<input type="checkbox"/>	NX080000010	1 - Actief
<input type="checkbox"/>	S NX080000020	2 - Medium actief
<input type="checkbox"/>	NX080000030	3 - Medium passief
<input type="checkbox"/>	NX080000040	4 - Passief

1 Voor meer informatie over mogelijke combinaties van balansposities en zitdieptes verwijzen we naar de tabel balansposities in de Neox set-up op <https://neox-set-up.life-mobility.com>

Camber

<input type="checkbox"/>	NX390000010	0°
--------------------------	-------------	----



Asplaat 0°



Productoverzicht

ZITONDERSTEUNING

	Zitdiepte	Zijframemaat 1:					Zijframemaat 2:				
		NX030000010	NX030000020	NX030000030	NX030000040	NX030000050	NX030000060	NX030000070	NX030000080	NX030000090	NX030000100
Zitbreedte		40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm ³	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	56 cm
Vouwframemaat 1:											
NX020000010	34,5 cm ^{1,2}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000020	37 cm ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000030	39,5 cm ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000040	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000050	44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000060	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vouwframemaat 2:											
NX020000070	44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000080	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000090	49,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000100	52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000110	54,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NX020000120	57 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 In combinatie met voetsteunen: levertijd op aanvraag. Bij zitbreedte 34,5 cm is Newton Curve rugleuning en stabilisatieplaat (t.b.v. zitkussen) niet mogelijk
 2 In combinatie met comfort beensteunen: levertijd op aanvraag
 3 Bij zitdiepte 48 cm (zijframemaat 1) is de rugdieptefijnverstelling alleen naar voren en niet naar achteren mogelijk

- Zitkussen**
- S** NX120000010 Newton FLX Contour zitkussen
 - NX120000060 Stabilisatieplaat
 - NX120000020 Geen zitkussen

- Rugleuning**
- S** NX130000010 Newton FLX 2, rughoogte 35 cm
 - NX130000020 Newton FLX 2, rughoogte 45 cm
 - NX130000030 Standaard contour
 - NX130000040 Diepe contour
 - NX130000110 Newton Curve 2 (inclusief multi-instelbaar rugbeslag)¹
 - NX130000120 Newton Curve 3 (inclusief multi-instelbaar rugbeslag)¹

1 Curve rugleuning i.c.m. zitdiepte 48 cm is alleen mogelijk met zijframemaat 2



- Rugleuningbreedte Newton Curve rugleuning¹**
- NX730000010 Rugleuningbreedte 37 cm
 - NX730000020 Rugleuningbreedte 42 cm
 - NX730000030 Rugleuningbreedte 47 cm
 - NX730000040 Rugleuningbreedte 52 cm
 - NX730000050 Rugleuningbreedte 57 cm

1 Maximaal 1 maat smaller dan de zittingbreedte

- Hoogtepositie rugleuning**
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> NX980000010 Positie 0 (LT-vlak hoogte 15 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000060 Positie 5 (LT-vlak hoogte 20 cm) |
| <input type="checkbox"/> NX980000020 Positie 1 (LT-vlak hoogte 16 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000070 Positie 6 (LT-vlak hoogte 21 cm) |
| <input type="checkbox"/> NX980000030 Positie 2 (LT-vlak hoogte 17 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000080 Positie 7 (LT-vlak hoogte 22 cm) |
| <input type="checkbox"/> NX980000040 Positie 3 (LT-vlak hoogte 18 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000090 Positie 8 (LT-vlak hoogte 23 cm) |
| <input type="checkbox"/> S NX980000050 Positie 4 (LT-vlak hoogte 19 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000100 Niet bekend |

SPANSTANG¹

- S** NX220000020 Niet vouwbare, demontabele spanstang (in breedte instelbaar)
- NX220000010 Vouwbare spanstang (in breedte instelbaar)
- NX220000030 Niet vouwbare, demontabele duw- en spanstang met hoofdsteunopname

1 Niet in combinatie met Newton Curve rugleuningen





Productoverzicht

BEENSTEUNEN		
<input type="checkbox"/>	S	NX110030050 Voetsteun links
<input type="checkbox"/>	S	NX110040050 Voetsteun rechts
<input type="checkbox"/>		NX110000010 Standaard kniehoek
<input type="checkbox"/>		NX110000020 Kleine kniehoek (90°) ¹
<input type="checkbox"/>		NX110000140 Onderbeenlengte (OL) kort (OL 39,5 – 46 cm)
<input type="checkbox"/>		NX110000150 Onderbeenlengte (OL) standaard (OL 46 – 61 cm)
<input type="checkbox"/>		NX110000090 Gepolsterde kuitband ²
<input type="checkbox"/>		NX110030040 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar links ²
<input type="checkbox"/>		NX110040040 Doorlopende voetplaat opklapbaar naar rechts ²
<input type="checkbox"/>		NX110030030 Hakband links
<input type="checkbox"/>		NX110040030 Hakband rechts
<input type="checkbox"/>		NX110030020 Comfort beensteun links
<input type="checkbox"/>		NX110040020 Comfort beensteun rechts
<input type="checkbox"/>		NX110000140 Onderbeenlengte (OL) kort (OL 39,5 – 46 cm)
<input type="checkbox"/>		NX110000150 Onderbeenlengte (OL) standaard (OL 46 – 61 cm)
<input type="checkbox"/>		NX110000070 Kuitplaten kort
<input type="checkbox"/>		NX110000080 Kuitplaten standaard
<input type="checkbox"/>		NX110030030 Hakband links
<input type="checkbox"/>		NX110040030 Hakband rechts
<input type="checkbox"/>		NX110000120 Amputatiesteun
<input type="checkbox"/>		NX110000130 Gipsbeensteun

Prijs en levertijd op aanvraag
Prijs en levertijd op aanvraag

1 In bepaalde configuraties kan er een conflict optreden tussen voetplaat en voorwiel

2 Alleen mogelijk vanaf zitbreedte 42 cm



Voetsteun



Comfort beensteun

ARMLEGGER		
<input type="checkbox"/>		NX100030010 PUR armlegger 35 cm links
<input type="checkbox"/>		NX100040010 PUR armlegger 35 cm rechts
<input type="checkbox"/>		NX100030020 PUR armlegger links 40 cm links
<input type="checkbox"/>		NX100040020 PUR armlegger rechts 40 cm rechts
<input type="checkbox"/>		NX100030030 Gepolsterde armlegger 35 cm links
<input type="checkbox"/>		NX100040030 Gepolsterde armlegger 35 cm rechts
<input type="checkbox"/>		NX100030040 Gepolsterde armlegger 40 cm links
<input type="checkbox"/>		NX100040040 Gepolsterde armlegger 40 cm rechts
<input type="checkbox"/>		NX100030050 P-vormige armlegger links
<input type="checkbox"/>		NX100040050 P-vormige armlegger rechts
<input type="checkbox"/>		NX100030060 Draaibare hemiplegie armlegger links
<input type="checkbox"/>		NX100040060 Draaibare hemiplegie armlegger rechts

HOOFDSTEUN ¹		
<input type="checkbox"/>		NX140000010 Standaard hoofdsteun klein
<input type="checkbox"/>		NX140000020 Standaard hoofdsteun

1 Newton FLX 2 rugleuning altijd i.c.m. niet vouwbare, demontabele duw- en spanstang met hoofdsteunopname



Hoofdsteun klein



Hoofdsteun standaard

WERKBLAD		
<input type="checkbox"/>		NX150000010 Werkblad plexiglas
<input type="checkbox"/>		NX150000020 Elleboogkussens
<input type="checkbox"/>		NX150030010 College werkblad links
<input type="checkbox"/>		NX150040010 College werkblad rechts



Werkblad plexiglas



Werkblad plexiglas met elleboogkussens




College werkblad



Productoverzicht

ACCESSOIRES		
<input type="checkbox"/>	NX160030010	Antikiepsteen links
<input type="checkbox"/>	NX160040010	Antikiepsteen rechts
<input type="checkbox"/>	NX160040030	Stokhouder rechts
<input type="checkbox"/>	NX160000010	2 punts gordel met montagesysteem
<input type="checkbox"/>	NX160000040	Rubber afdekprofiel t.b.v. onderste framebuis



Rubber afdekprofiel

Voor de passende individuele Neox configuratie en instellingen verwijzen wij u naar de Neox configurator op onze website.

Let op: evalueer te allen tijde of de gekozen configuratie passend is bij het bedoelde gebruik en de beoogde gebruiker. Houd hier specifiek rekening mee met het kiezen en instellen van de rijeigenschappen, zoals balanspunt, wielbasis en spoorbreedte. Informeer de gebruiker over de mogelijke risico's van het product, in overeenstemming met de handleiding.

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.