



# Produktübersicht

NEOX

**STANDARD AUSSTATTUNG BEINHALTET:**

Mobilität	Sitzunterstützung
Vollgummireifen, Lenkrad & Antriebsrad	Integrierte Newton Sitz und Rückenwinkel mit Newton Sitzunterstützung
Hinterrad position: 2 - Medium Aktiv	Newton FLX 2 Rückenlehne, Höhe 35 cm
Standard Reifenbremse (ziehen)	Kanvas Sitzmatte, ohne Sitzkissen
Integrierte Streben und Taxibefestigung, 4-Punkt-Sicherheit	Newtonwinkel A: Sitzwinkel: 12 grad / Rückenwinkel: 115 grad
In der höhe verstellbare Schiebegriffe	PUR Armlehnen auf abnehmbare Seitenteile
Rahmenfarbe schwarz	Abnehmbare, standard Beinstütze
	Polsterfarbe schwarz




HMV nummern

18.50.03.0266

**Spezifizierung**

Sitzbreite (SB)	34,5 - 57 cm
Sitztiefe (ST)	40 - 56 cm
Sitzhöhe (Rahmenhöhe) vorne (SH)	35 - 56 cm
Höhe der Armlehnen (AH)	20 - 30 cm
Unterschenkellänge (USL)	39,5 - 61 cm
Breite des Rollstuhls (BR)	SB + 18 cm
Breite des Rollstuhls (BR) (i.K.m. Einhandantrieb)	SB + 22 cm
Breite des Rollstuhls zusammengeklappt (inkl. Räder)	35,5 cm
Sitzneigung	12° bis 16°
Rückenneigung	-5° bis 30°
Rückenhöhe	43,5 - 62 cm
Antriebsrad	20", 22", 24", 26"
Lenkrad	5", 6", 7", 8"
Bremse	Reifenbremse
Radsturz Antriebsrad	0° / 3°
Gesamtgewicht	Ab 15 kg
Transportgewicht	Ab 10 kg
Benutzergewicht	136 kg
Crashtest safe ISO 7176-19	Ja
Taxibefestigung	Ja





# Produktübersicht

Bestellung

Kostenvoranschlag

**Rechnungsadresse:**

Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

**Versandadresse:**

Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	

**Kommission:**

Name:	Ansprechpartner:
Straße:	
PLZ:	Ort:
Tel:	
Krankenkasse / Diagnose:	

Datum:
Mitarbeiter Fachhändler:
Email:
Tel:
Mitarbeiter L&M DE:

**MODEL**

NX00000020 Neox

Die gewünschte Ausführung bitte ankreuzen! Die genannten Optionen können Aufpreise umfassen.

**Symbole: S = Standard**

**RAHMEN**

**Rahmen**

**S** NX36000010 Integrierter Newton Sitz und Rückenwinkel mit Newton Sitzunterstützung

**Newtonwinkel (Sitz-und Rückenwinkel)**

- S** NX42000010 A Sitzwinkel: 12 grad / Rückenwinkel 115 grad
- NX42000020 B Sitzwinkel: 15 grad / Rückenwinkel 118 grad


**Rahmenhöhe vorne** (Gemessen am oberen Ende des Sitzrohrs)

Gewünschte Rahmenhöhe ..... cm <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wenn die Gewünschte Rahmenhöhe nicht angegeben ist wählen wir die mittlere Höhe

**Rahmenhöhenbereich ohne Teleskopgabel**

5"			Sitzwinkel A	Sitzwinkel B
<input type="checkbox"/>	NX040000330	20"	34 cm <sup>1,2</sup>	-
<input type="checkbox"/>	NX040000010	20"	35 - 41 cm	36 - 41 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000020	22"	37 - 40 cm	39 - 41 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000030	24"	39 - 41 cm	-
<b>6"</b>				
<input type="checkbox"/>	NX040000050	20"	37 - 42 cm	37 - 42 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000060	22"	38 - 42 cm	40 - 42 cm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>S</b>	NX040000070	24"	40 - 42 cm	42 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000080	26"	42 cm	-
<b>7"</b>				
<input type="checkbox"/>	NX040000090	20"	40 - 44 cm	40 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000100	22"	40 - 44 cm	40 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000110	24"	40 - 43 cm	42 - 44 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000120	26"	42 - 44 cm	44 cm
<b>8"</b>				
<input type="checkbox"/>	NX040000130	20"	41 - 45 cm	41 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000140	22"	41 - 45 cm	41 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000150	24"	41 - 45 cm	42 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000160	26"	42 - 45 cm	44 - 45 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000420	Vorderrad-Ausbausatz (+6 cm) (Hemi-adapter)		



<sup>1</sup> Nur möglich mit Vorderrad-Ausbausatz

<sup>2</sup> Nicht i.K.m. Einhand-Reifenbremse kombiniert mit Sitztiefen <D44. Nicht i.K.m. Schwerpunktposition Aktiv kombiniert mit Sitztiefen <D42



Vorderrad-Ausbausatz



# Produktübersicht

## Rahmenhöhe bereich mit Teleskopgabel

5"			Sitzwinkel A	Sitzwinkel B
<input type="checkbox"/>	NX040000170	20"	42 - 46 cm	41 - 48 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000180	22"	41 - 49 cm	41 - 51 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000190	24"	41 - 51 cm	41 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000200	26"	42 - 52 cm	43 - 52 cm
6"				
<input type="checkbox"/>	NX040000210	20"	42 - 47 cm	42 - 49 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000220	22"	42 - 50 cm	42 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000230	24"	42 - 51 cm	42 - 53 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000240	26"	42 - 53 cm	44 - 53 cm
7"				
<input type="checkbox"/>	NX040000250	20"	44 - 47 cm	44 - 49 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000260	22"	44 - 50 cm	44 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000270	24"	44 - 52 cm	44 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000280	26"	44 - 54 cm	44 - 54 cm
8"				
<input type="checkbox"/>	NX040000290	20"	47 cm	47 - 49 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000300	22"	47 - 50 cm	47 - 52 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000310	24"	47 - 52 cm	47 - 55 cm
<input type="checkbox"/>	NX040000320	26"	47 - 54 cm	47 - 55 cm



## ANTRIEBSRAD

<input type="checkbox"/>	<b>S</b> NX370000010	Vollgummireifen
<input type="checkbox"/>	NX370000020	Luftreifen
<input type="checkbox"/>	NX370000030	Greifreifenbezug
<input type="checkbox"/>	NX370000040	Speichenschutz
<input type="checkbox"/>	NX370030010	Einhandantrieb links <sup>1,2</sup>
<input type="checkbox"/>	NX370040010	Einhandantrieb rechts <sup>1,2</sup>

1 Nicht möglich i.K.m. Schwerpunktposition Aktiv. Nur möglich mit 22" und 24" Hinterrädern und mit Vollgummireifen.

In Kombination mit 22": ab Rahmenhöhe 44 cm im Sitzwinkel A und ab Rahmenhöhe 46 cm im Sitzwinkel B.

In Kombination mit 24": ab Rahmenhöhe 46 cm im Sitzwinkel A und ab Rahmenhöhe 48 cm im Sitzwinkel B

2 In Kombination mit Sitzbreite 34,5 cm, 37 cm und 57 cm: Lieferzeit auf Anfrage



Vollgummireifen



Luftreifen

## Schwerpunktposition Antriebsrad<sup>1</sup>

<input type="checkbox"/>	NX080000010	1 - Aktiv
<input type="checkbox"/>	<b>S</b> NX080000020	2 - Medium Aktiv
<input type="checkbox"/>	NX080000030	3 - Medium Passiv
<input type="checkbox"/>	NX080000040	4 - Passiv

1 Siehe Tabelle auf Seite 6 für die mögliche Schwerpunktposition

## Radsturz Antriebsrad

<input type="checkbox"/>	NX390000010	0°
<input type="checkbox"/>	NX390000020	3° <sup>1</sup>

1 Nicht möglich i.K.m. Einhandantrieb



Achsplatte 0°



Achsplatte 3°

## Bremssystem

<input type="checkbox"/>	<b>S</b> NX070030010	Standard Reifenbremse (ziehen) links
<input type="checkbox"/>	<b>S</b> NX070040010	Standard Reifenbremse (ziehen) rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030040	Standard Reifenbremse (drücken) links
<input type="checkbox"/>	NX070040040	Standard Reifenbremse (drücken) rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030020	Reifenbremse mit Bremshebelverlängerung abklappbar (drücken) links
<input type="checkbox"/>	NX070040020	Reifenbremse mit Bremshebelverlängerung abklappbar (drücken) rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030030	Reifenbremse mit Bremshebelverlängerung (ziehen) links
<input type="checkbox"/>	NX070040030	Reifenbremse mit Bremshebelverlängerung (ziehen) rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030050	Einhand - Reifenbremssystem (ziehen) links
<input type="checkbox"/>	NX070040050	Einhand - Reifenbremssystem (ziehen) rechts
<input type="checkbox"/>	NX070030060	Einhand - Reifenbremssystem (drücken) links
<input type="checkbox"/>	NX070060060	Einhand - Reifenbremssystem (drücken) rechts



# Produktübersicht

## HILFSANTRIEB

Für den Neox-Rollstuhl wurde eine Kompatibilitätsvereinbarung für die Kombination mit E-Move Restkraftverstärker (Decon) und Emotion Restkraftverstärker (Alber) bearbeitet. Dieser Zusatzantrieb und die erforderlichen Montagesätze können über Ihren Händler bezogen werden.

## SITZUNTERSTÜTZUNG

		Sitztiefe					Seitenrahmen 2:				
		Seitenrahmen 1:									
		NX030000010	NX030000020	NX030000030	NX030000040	NX030000050	NX030000060	NX030000070	NX030000080	NX030000090	NX030000100
		40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm <sup>4</sup>	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	56 cm
<b>Sitzbreite</b>											
<b>Faltrahmen 1</b>											
	NX020000010	34,5 cm <sup>1,2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000020	37 cm <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000030	39,5 cm <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000040	42 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000050	44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000060	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Faltrahmen 2</b>											
	NX020000070	44,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000080	47 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000090	49,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000100	52 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000110	54,5 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NX020000120	57 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 1 Bei Sitzbreite 34,5 cm ist keine Curve Rückenlehne und Stabilisierungsplatte (FLX Sitzkissen) möglich
- 2 Sitzbreite 34,5 cm i.K.m. Standard und Winkelverstellbare Beinstütze: Lieferzeit auf Anfrage
- 3 In Kombination mit winkelverstellbare Beinstütze: Lieferzeit auf Anfrage
- 4 Bei Sitztiefe 48 cm (Seitenrahmen 1) ist die Tiefenfeineinstellung hinten nur vorwärts und nicht rückwärts möglich

## Rückenlehne

- S** NX130000010 Newton FLX2, Höhe 35 cm (höhenverstellbar 35 - 45 cm)
- NX130000020 Newton FLX2, Höhe 45 cm (höhenverstellbar 45 - 55 cm)
- NX130000030 Standard Kontour
- NX130000040 Tiefe Kontour
- NX130000050 Newton Curve 1 mit Mesh Bezug<sup>1</sup>
- NX130000060 Newton Curve 2 mit Mesh Bezug<sup>1</sup>
- NX130000070 Newton Curve 3 mit Mesh Bezug<sup>1</sup>

1 Curve Rückenlehne i.K.m. Sitztiefe 48 cm is nur möglich mit Seitenrahmen 2



Newton FLX2

Newton Curve 1

Newton Curve 2

Newton Curve 3

## Breite der Newton Curve Rückenlehne<sup>1</sup>

NX730000010	NX730000020	NX730000030	NX730000040	NX730000050
37 cm	42 cm	47 cm	52 cm	57 cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 Nur gleiche oder maximal ein Breite schmäler als die Sitzbreite wählen

## LT Höhenposition<sup>1</sup>

- |   |                               |                                      |                               |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> NX980000010          | LT Position 0 (LT Höhe 15 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000060 | LT Position 5 (LT Höhe 20 cm) |
| <input type="checkbox"/> NX980000020          | LT Position 1 (LT Höhe 16 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000070 | LT Position 6 (LT Höhe 21 cm) |
| <input type="checkbox"/> NX980000030          | LT Position 2 (LT Höhe 17 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000080 | LT Position 7 (LT Höhe 22 cm) |
| <input type="checkbox"/> NX980000040          | LT Position 3 (LT Höhe 18 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000090 | LT Position 8 (LT Höhe 23 cm) |
| <input type="checkbox"/> <b>S</b> NX980000050 | LT Position 4 (LT Höhe 19 cm) | <input type="checkbox"/> NX980000100 | Nicht bekannt                 |

1 Bei der Einstellung der LT-Höhe wird von einer Sitzkissenhöhe von 5 cm ausgegangen (Newton FLX Contour Sitzkissen)

## Sitzkissen

- S** NX120000020 Ohne Sitzkissen
- NX120000010 Newton FLX Contour Sitzkissen
- NX120000030 Newton FLX Contour Sitzkissen mit Stabilisierungsplatte
- NX120000070 Montagesatz für Rahmenbefestigung



Newton FLX Contour Sitzkissen mit Stabilisierungsplatte



Newton FLX Contour Sitzkissen mit Stabilisierungsplatte und Rahmenbefestigung



# Produktübersicht

## STABILISIERUNGSSTANGE RÜCKENLEHNE<sup>1</sup>

- NX220000020 Nicht faltbare, abnehmbare, in der Breite einstellbare Stabilisierungsstange Rückenlehne<sup>2</sup>
- S** NX220000010 Faltbare, in der Breite einstellbare Stabilisierungsstange Rückenlehne
- NX220000030 Nicht faltbare, abnehmbare Schiebebügel mit Kopfstützenhalterung


1 Nicht in Kombination mit Curve Rückenlehne  
 2 Bei Verwendung von 4-Punkt Haltegurt



## BEINSTÜTZE

- S** NX110030010 Standard Beinstütze + Fersenriemen links
- S** NX110040010 Standard Beinstütze + Fersenriemen rechts
- NX110000010 Standard Kniewinkel
- NX110000020 Engere Kniewinkel (90°)<sup>1</sup>
- NX110000140 Unterschenklänge kurz (USL 39,5 – 46 cm)
- NX110000150 Unterschenklänge standard (USL 46 – 61 cm)
- NX110000090 Gepolstertes Wadenband<sup>2</sup>
- NX110030040 Durchgehende Fußplatte – Einklappbar nach: links<sup>2</sup>
- NX110040040 Durchgehende Fußplatte – Einklappbar nach: rechts<sup>2</sup>
- NX110030020 Winkelverstellbare Beinstütze links
- NX110040020 Winkelverstellbare Beinstütze rechts
- NX110000140 Unterschenklänge kurz (USL 39,5 – 46 cm)
- NX110000150 Unterschenklänge standard (USL 46 – 61 cm)
- NX110000070 Wadenplatten kurz
- NX110000080 Wadenplatten lang
- NX110000120 Amputationsunterstützung<sup>3</sup>
- NX110000130 Gipsbeinstütze<sup>3</sup>

1 Bei bestimmten Konfigurationen kann es zu einem Konflikt zwischen Fußplatte und Vorderrad kommen  
 2 Nur möglich ab Sitzbreite 42 cm  
 3 Preis und Lieferzeit auf Anfrage



## ARMLEHNEN

- S** NX100030010 PUR Armlehne 35 cm links
- S** NX100040010 PUR Armlehne 35 cm rechts
- NX100030020 PUR Armlehne 40 cm links
- NX100040020 PUR Armlehne 40 cm rechts
- NX100030030 Gepolsterte Armlehne 35 cm links
- NX100040030 Gepolsterte Armlehne 35 cm rechts
- NX100030040 Gepolsterte Armlehne 40 cm links
- NX100040040 Gepolsterte Armlehne 40 cm rechts
- NX100030050 P-förmige Armlehne links
- NX100040050 P-förmige Armlehne rechts
- NX100030060 Hemiplegie Armlehne links
- NX100040060 Hemiplegie Armlehne rechts

## KOPFSTÜTZE<sup>1</sup>

- NX140000010 Standard Kopfstütze klein
- NX140000020 Standard Kopfstütze

1 Newton FLX2 Rückenlehne immer mit Kopfstützenhalterung und nicht faltbar und abnehmbaren Schiebebügel





# Produktübersicht

## THERAPIETISCH

- NX150000010 Plexiglas Therapietisch
- NX150000020 Ellenbogenpolster
- NX150030010 Halbseitiger Therapietisch links
- NX150040010 Halbseitiger Therapietisch rechts



Plexiglas Therapietisch



Plexiglas Therapietisch Ellenbogenpolster



Halbseitiger Therapietisch

## ZUBEHÖR

- NX160030010 Antikippstütze links
- NX160040010 Antikippstütze rechts
- NX160000010 2-Punkt Haltegurt mit Montagesystem
- NX160000020 Montagesystem für 4-Punkt Haltegurt <sup>1</sup>
- NX160040030 Stockhalter rechts
- NX160000040 Gummi-Abdeckprofil für unteres Rahmenrohr

<sup>1</sup> Nur möglich i.K.m. nicht faltbare Stabilisierungsstange Rückenlehne



Gummi-Abdeckprofil

**Hinweis:** Prüfen Sie immer, ob die gewählte Konfiguration für den Verwendungszweck und den Benutzer geeignet ist. Berücksichtigen Sie dies insbesondere bei der Auswahl und Einstellung der Fahreigenschaften, wie z. B. Schwerpunkt und Radstand und Spurweite. Informieren Sie den Benutzer gemäß der Bedienungsanleitung über die möglichen Risiken des Produkts.

Für Abweichungen von den oben genannten Optionen siehe das zusätzliche Antragsformular für Anpassungen.

Schwerpunktposition in Sitztiefe möglich:	20"				22"				24"				26"			
	5"	6"	7"	8"	5"	6"	7"	8"	5"	6"	7"	8"	5"	6"	7"	8"
T40	✓	2,3,4	3,4	4	2,3,4	3,4	4	x	3,4	3,4	4	x	2,3,4	3,4	x	x
T42	✓	✓	2,3,4	3,4	2,3,4	2,3,4	3,4	4	3,4	3,4	3,4	4	2,3,4	3,4	4	x
T44	✓	✓	2,3,4	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4	✓	2,3,4	3,4 *	3,4 **	2,3,4	2,3,4	3,4	4
T46	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	2,3,4	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4 **	2,3,4	2,3,4	3,4	3,4
T48 (Seitenrahmen 1)	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	2,3,4	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4 **	2,3,4	2,3,4	3,4	3,4
T48 (Seitenrahmen 2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	✓	2,3,4	✓	✓	2,3,4	3,4
T50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,3,4
T52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
T56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* Schwerpunktposition 2- Medium Aktiv möglich ab Rahmenhöhe 44 cm

\*\* Schwerpunktposition 2- Medium Aktiv möglich ab Rahmenhöhe 47 cm

✓ Alle Schwerpunktpositionen möglich